


96 Well Polypropylen Mikroplatten



Polypropylen (PP) bindet kaum Biomoleküle, hat eine hohe Temperaturtoleranz und ist gegen viele gebräuchliche Laborchemikalien, wie DMSO, beständig. Von schwarzen Polypropylen Mikroplatten für die Fluoreszenzpolarisation, bis hin zu weissen Mikroplatten für Scintillation Proximity Assays (SPA) ist alles im 96 Well Polypropylen Programm erhältlich.

96 Well Polypropylen Mikroplatten sind in folgenden Versionen erhältlich:

- Steril
- Unsteril
- Natur, schwarz oder weiss
- Barcode-etikettiert auf Anfrage

Eignen sich hervorragend für folgende Anwendungen:

- Langzeitlagerung von Wirkstoffen
- Lagerung von Patientenproben im diagnostischen Bereich
- Lagerung von DNA, RNA oder Stammkulturen

Abbildung 1:

Näpfcengeometrie: 96 Well U-Boden,
Polypropylen
Mathematisches Volumen: 355 μ l
Arbeitsvolumen: 50 – 300 μ l




Abbildung 2:

Näpfcengeometrie: 96 Well V-Boden,
Polypropylen
Mathematisches Volumen: 340 μ l
Arbeitsvolumen: 50 – 335 μ l







Abbildung 3:

Näpfcengeometrie: 96 Well F-Boden,
Polypropylen
Mathematisches Volumen: 392 μ l
Arbeitsvolumen: 25 – 370 μ l



96 Well Polypropylen Mikroplatten



- Einheitliche Aussenmasse
- Näpfchenabstand 9 mm
- Alphanumerische Codierung der Näpfchen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-196 °C bis +121 °C)
- Verschweissbar und verklebbar
- Verschlussbar mit CapMats

Bestellinformation

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton
----------	---------------------	--------------	--------------

96 Well Polypropylen Microplatten U-Boden / Kaminform

7.650 201	fester Boden, natur, unsteril, ohne Abdeckplatte	10	100
7.650 261	fester Boden, natur, steril, ohne Abdeckplatte	10	100
7.650 207	fester Boden, weiss, unsteril, ohne Abdeckplatte	10	100
7.650 209	fester Boden, schwarz, unsteril, ohne Abdeckplatte	10	100

96 Well Polypropylen Microplatten F-Boden / Kaminform

7.655 201	fester Boden, natur, unsteril, ohne Abdeckplatte	10	100
7.655 207	fester Boden, weiss, unsteril, ohne Abdeckplatte	10	100
7.655 209	fester Boden, schwarz, unsteril, ohne Abdeckplatte	10	100

96 Well Polypropylen Microplatten V-Boden / Kaminform

7.651 201	fester Boden, natur, ohne Bindung, unsteril, ohne Abdeckplatte	10	100
7.651 209	fester Boden, schwarz, unsteril, ohne Abdeckplatte	10	100

Polystyrol Abdeckplatten

7. 656 101	9 mm hohes Profil, ohne Kondensationsringe, unsteril	1	100
------------	--	---	-----

Gekennzeichnete Artikel sind im Samplepack enthalten.