



big squid IKAMAG® Froggy

Magnetrührer in verschiedenen Motiven.

- Durchmesser 160 mm
- Rührmenge (H₂O) bis 1.500 ml
- Recyclingfähige Materialien
- Aufstellfläche mit guter chemischer Beständigkeit aus Glas, Kunststoffunterteil aus Hytre®
- Elektronisch geregelter Motor mit stufenlos einstellbarer Drehzahl von 0 - 1.500 min⁻¹

Zubehör: Magnetstäbchen TRIKA® 25, RSE Rührstäbchenentferner, Magnetstäbchen IKAFLON® 10, Magnetstäbchen IKAFLON® 30, Magnetstäbchen IKAFLON® 20, Magnetstäbchen IKAFLON® 25, Magnetstäbchen IKAFLON® 15

Technische Daten

Rührstellenanzahl	1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H ₂ O) [l]	1.5
Rührmenge max. (H ₂ O) [l]	1.5
Motorleistung Aufnahme [W]	2
Motorleistung Abgabe [W]	1
Drehzahlbereich [1/min]	0 - 1500
Rührstäbchenlänge max. [mm]	30
Aufstellfläche Werkstoff	Glas
Aufstellfläche Abmessungen [mm]	Ø 160
Abmessungen (B x H x T) [mm]	180 x 48 x 180
Gewicht [kg]	1
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 54
Spannung [V]	100 - 240
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	4
Ident. Nr.	3050002