

DURAN® MULTIPOINT-ANSCHLUSS-SYSTEM GL 32



DURAN
WHEATON
KIMBLE

Excellence in your hands

HUBERLAB. AG
Industriestrasse 123
4147 Aesch

T 061 717 99 77
F 061 711 93 42

www.huberlab.ch
info@huberlab.ch

HUBERLAB.

committed to science

DURAN® MULTIPOST-ANSCHLUSS-SYSTEM GL 32

Mit 2, 3 oder 4 Anschlüssen für DURAN® GL 32 Flaschen

Anwendungsbereiche

- Entnahme geringer Mengen
- Medienbereitstellung für kleine Bioreaktoren
- Fed-Batch-Bioreaktor
- Perfusionskreislauf für Zellkultur
- Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben
- Einsatz in Chemie-Mikroreaktor

Eigenschaften

- Geeignet für DURAN® GL 32 Flaschen (50 ml oder 100 ml Vierkant Laborflasche)
- Die Steckoliven sind für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8 Zoll) (z. B. PharMed® BPT-Schläuche*) geeignet.
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven aus chirurgischem Edelstahl (316L)
- Die verwendeten Materialien sind lebensmittelecht.
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vielfach wiederverwendbar und lange Lebensdauer

*PharMed® ist eine eingetragene Marke von Saint-Gobain.



Bestellinformation

	Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
NEU	DURAN® GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 2 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 2 Steckoliven aus Edelstahl	1	29 260 19 01
NEU	DURAN® GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 3 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 3 Steckoliven aus Edelstahl	1	29 261 19 02
NEU	DURAN® GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 4 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 4 Steckoliven aus Edelstahl	1	29 262 19 03

Empfohlene kompatible DURAN® Flaschen

Bezeichnung	Inhalt (ml)	VE	Best.-Nr.
DURAN® Laborflasche GL 32, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	50	10	21 801 17 04
DURAN® Laborflasche GL 32, braun, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	50	10	21 806 17 09
DURAN® Protect Laborflasche GL 32, mit Kunststoffbeschichtung, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	50	10	10 926 77
DURAN® Vierkant Laborflasche GL 32, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	100	10	21 820 24 04

Diese Produkte erhalten Sie bei Ihrem Laborfachhändler.