



Frickenhausen, September 2018

## NEU: CELLevator™ - Stapelvorrichtung für CELLdisc™

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass unsere neue **CELLevator™** Stapelvorrichtung für **CELLdisc™** ab jetzt verfügbar ist.

**CELLevator™** ist ein neues **CELLdisc™** Zubehör, das ein einfaches und sicheres Stapeln von zwei **CELLdisc™** Einheiten ermöglicht und so eine optimale Ausnutzung eines definierten Raumes wie z.B. einem Inkubator garantiert.

Der **CELLevator™** besteht aus drei identischen blauen Polypropylen-Segmenten, die zusammengesetzt ein gleichschenkliges Dreieck bilden. Zentrierungsrippen an der Seite jedes Segments erleichtern die Einführung und garantieren somit einen einfachen und fehlerfreien Zusammenbau. Im Anschluss daran wird die Stapelhilfe innerhalb des umlaufenden Rings der **CELLdisc™** Oberseite positioniert, sodass eine zweite **CELLdisc™** auf den **CELLevator™** gesetzt werden kann.



CELLevator™ (Art.-Nr. 878071)

### Produktdetails

Art.-Nr.	Produkt	Produkteigenschaften	Verpackungseinheit
878071	CELLevator™	Stapelvorrichtung für CELLdisc™	9 Stk./Karton