

HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

HIT OF THE

MONTH

%

 **DR. WEIGERT**
Hygiene mit System

01.05. - 30.06.2024

HOCHWERTIG UND WIRTSCHAFTLICH
DE HAUTE QUALITE ET ECONOMIQUE



Neodisher® LaboClean PLM

Produktdetails | Détails du produit

- Mildalkalischer Reiniger Für die maschinelle Reinigung von Labormaterialien in medizinischen, biologischen und chemischen Laboratorien.
- *Détergent légèrement alcalin pour le nettoyage automatisé des matériaux de laboratoire dans les laboratoires médicaux, biologiques et chimiques.*



Magnetrührer RCT Standard 2.0 *Agitateur magnétique*

Produktdetails | Détails du produit

- Die nächste Generation des LLG-Labware Top-sellers LLG-RCT Standard.
- *La prochaine génération du top-seller LLG-Labware LLG-RCT Standard.*

Angebot gültig bis 30.06.2024, alle Preise in CHF netto, exkl. MWST.
Offre valable jusqu'au 30.06.2024, tous les prix s'entendent nets en CHF, hors TVA.

 **Climate neutral**
Print product



Neodisher® LaboClean PLM



Produktdetails

- Frei von oxidativen Zusätzen
- Schaumdämpfend
- UN 3253 DINATRIUMTRIOXOSILICAT, Gemisch, 8, III, E

Détails du produit

- *Sans additifs oxydants*
- *Neodisher® MA - LAB évite les mousses*
- *UN 3253 DINATRIUMTRIOXOSILICAT, Mixture, 8, III, E*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	EXÉCUTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9402.14	Flasche <i>bouteille</i>	1 Kg	1	17.90.-	7.70.-
18.9402.15	Flasche <i>bouteille</i>	1 Kg	12	185.80.-	91.20.-
18.9402.16	Eimer <i>seau</i>	10 Kg	1	136.60.-	66.85.-



Magnetrührer RCT Standard 2.0 Agitateur magnétique



Produktdetails

- Digital geregelte Drehzahl und Temperatur
- Übersichtliches LED-Display
- Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze
- Hot Top Indikator: Warnung bei heisser Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!

Détails du produit

- *Régulation numérique de la vitesse et de la température*
- *Écran LED clair*
- *Affichage de la limite de température de sécurité réglée*
- *Indicateur Hot Top : avertissement en cas de surface chaude pour éviter les brûlures !*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
*600.3204.01	1	924.-	535.-

* Lieferumfang: Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netz-Kabel (H11)
 Contenu de la livraison : Agitateur magnétique, sonde de température PT1000, tournevis, capot de protection, câble d'alimentation C16 (H11)