

Gültig bis | Valable jusqu'au

31.07.2024

www.huberlab.ch

HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

#2

 **calibre**
SCIENTIFIC

I LOVE DEALS

Inhalt | Contenu

Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen <i>Armoire de sécurité pour bouteilles de gaz comprimé</i>	4
Vakuumtrockenschränke <i>Étuves de séchage sous vide</i>	5
Standard-Inkubatoren <i>Incubateur standard</i>	5 - 6
Rein- und Reinstwassersystem <i>Système d'eau pure et ultrapure</i>	6
Labor-Kühl- und Gefrierschränke <i>Réfrigérateurs et congélateurs</i>	7
Rollenmischer <i>Mélangeur à rouleaux</i>	7 - 8
Magnetrührer <i>Agitateur magnétiques</i>	9
Laborrührer elektronisch <i>Agitateur à tige électronique</i>	9
Plattformschüttler <i>Agitateur pour microplaques</i>	10
Hei-VAP Expert Control Paket <i>Paquet Hei-VAP Expert Control</i>	10
Präzisionswaagen <i>Balances de précision</i>	11
Durchlichtmikroskop <i>Microscope à lumière transmise</i>	12
Wasserbad <i>Bains-marie</i>	13
Flaschenaufsatzdispenser <i>Distributeurs adaptables</i>	13
Pipettierhelfer macro <i>Aide au pipetage macro</i>	14
Pipetten <i>Pipettes</i>	14 - 16
Drucksprüher <i>Pulvérisateurs à pression</i>	17
Drucksprüher Turn 'n' Spray <i>Pulvérisateur à pression Turn 'n' Spray</i>	17
Drucksprüher Food <i>Pulvérisateur à pression Food</i>	18
Sprühflasche <i>Flacon vaporisateur</i>	18
Sprühflasche Turn 'n' Spray <i>Flacon pulvérisateur Turn 'N' Spray</i>	19
Pumpflasche mit Dosierspender <i>Flacon à pompe avec doseur</i>	19
Filtrationseinheiten Midisart® 2000 <i>Unités de filtration Midisart® 2000</i>	20
Spritzenvorsatzfilter Minisart® <i>Filtres pour seringues Minisart®</i>	20 - 21
Sterilisationsbeutel Qualitix® <i>Sacs de stérilisation Qualitix®</i>	22
Mikropipetten Triopack <i>Triopack micropipettes</i>	22
MyPIPETMAN Select	23
Mikropipette MICROMAN® E <i>Micropipette MICROMAN® E</i>	23
Mechanische Pipetten Research® plus <i>Pipettes mécaniques</i>	24

Preise gültig bis 31.07.2024 | Aesch - April 2024

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST. Lieferung franko Haus ab CHF 300.00 | Andere Bestellwege ab CHF 500.00. Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Reaktionsgefässe Safe-Lock Forensic DNA Grade <i>Microtubes Safe-Lock Forensic</i>	24
Reaktionsgefässe Safe-Lock Biopur <i>Microtubes Safe-Lock Biopur</i>	25
Super Weithalsfässer <i>Fûts à ouverture totale</i>	25
Sicherheitsspritzflaschen Weithals VITsafe™ <i>Pissettes de sécurité sérigraphiées col large VITsafe™</i>	26
Kunststoff Kurzgewinde-Mikroflaschen ND9 <i>PP Micro flacons à filetage court ND9</i>	27
Kunststoff Schnapping-Mikroflaschen ND11 <i>PP Micro flacons Snap Ring ND11</i>	27
Erlenmeyer- und Fernbachkolben Corning® <i>Erlenmeyers classiques et avec réflecteur</i>	28
Quadratische Vorratsflaschen Corning® <i>Bouteilles de stockage carrées</i>	28
Achtkantflaschen für Wasseranalysen Corning® <i>Flacons de forme octogonale pour analyse</i>	29
Laborflaschen DURAN® Protect+ GL80 <i>Flacons de laboratoire DURAN® Protect+ GL80</i>	30
Laborflaschen DURAN® Protect+ <i>Flacons de laboratoire DURAN® Protect+</i>	31
Medienflaschen DURAN® TILT <i>Flacon de préparation de milieux DURAN® TILT</i>	31
Einweg - Vliestuch Spendersystem <i>Système de distribution de lingettes non tissées jetables</i>	32
neoform® Rapid – Schnelldesinfektionsmittel <i>neoform® Rapid – Désinfectant rapide</i>	32
neodisher® LaboClean FLA & neodisher® Z	33
Einweghandschuhe FANCY® Line <i>Gants à usage unique FANCY® Line</i>	34
Kimtech™ Nitrilhandschuhe <i>Kimtech™ nitrile gants</i>	35 - 36
Einmalhandschuhe Latex IC, puderfrei <i>Gants jetables en latex IC, non poudrés</i>	37
Schutzhandschuhe uvex u-fit <i>Gants de protection uvex u-fit</i>	37
Chemikalienschutzanzug <i>Combinaison de protection chimique</i>	38
Sicherheitsschuh <i>Chaussures basse de sécurité</i>	38
Bügelbrille uvex pure-fit 9145 <i>Lunettes à branches uvex pure-fit 9145</i>	39
Zweifilter-Halbmasken <i>Demi-masques à deux filtres</i>	40
Microplatten <i>Microplaques</i>	40 - 48
Pipettenspitzen und Filterspitzen Sapphire <i>Pointes de pipettes et de filtres Sapphire</i>	49
Cryo.s™ Einfrierröhrchen <i>Cryotubes Cryo.s™</i>	50
Cryo.s™ mit Datamatrix-Code <i>Cryo.s™ avec code Datamatrix</i>	50
Chemicals	51 - 59

Prix valable jusqu'au 31.07.2024 | Aesch - Avril 2024

Prix nets en CHF, TVA non comprise. Livraison gratuite à partir de CHF 300.00 | Autres modes de commande à partir de CHF 500.00. Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

HIGH
LIGHTS
HIGH
LIGHTS
HIGH



Ab
À partir de

**CHF
4.75**

.....

Seite | Page
34

UNIGLOVES®



asecos®

Ab
À partir de

**CHF
3'970.00**

.....

Seite | Page
4



GOSSELIN®

Ab
À partir de

**CHF
395.00**

.....

Seite | Page
28



Ab
À partir de

**CHF
320.00**

.....

Seite | Page
23

GILSON®



eppendorf

Ab
À partir de

**CHF
25.95**

.....

Seite | Page
24



Ab
À partir de

**CHF
6.70**

.....

Seite | Page
26

VITLAB®

Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen Armoire de sécurité pour bouteilles de gaz comprimé



→ G-Line G-Ultimate-90

A-Masse | Dim. Ext:
598 x 615 x 2050 mm

Auf der Suche nach dem passenden Mass?

In unserem eShop finden Sie weitere Modelle mit der Breite 90, 120 & 140 cm.

À la recherche de la bonne mesure ?

Dans notre eShop, vous trouverez d'autres modèles avec une largeur de 90, 120 & 140 cm.



Die Sicherheitsbestimmungen im Labor haben deutlich an Gewichtung gewonnen. Folgende Kapitel aus der Ekas Richtlinie Nr. 1871 sind relevant:

- Kapitel 5.3.5 Bau und Einrichtungen | Einrichtungen | Sicherheitsschränke
- Kapitel 6.12 Laborarbeiten | Druckgasflaschen
- Kapitel 9.6 Lagerung und innerbetrieblicher Transport | Druckgasflaschen

Wenn Sie sich über die Sicherheitsbestimmungen im Labor informieren möchten, scannen Sie den untenstehenden QR-Code.

Les dispositions relatives à la sécurité dans les laboratoires ont nettement gagné en importance. Les chapitres suivants de la directive Ekas n° 1871 sont pertinents :

- Chapitre 5.3.5 Construction et installations | Installations | Armoires de stockage de sécurité*
- Chapitre 6.12 Travaux de laboratoire | Bouteilles de gaz comprimé*
- Chapitre 9.6 Entreposage et transport au sein de l'entreprise | Bouteilles de gaz comprimé*

Si vous souhaitez vous informer sur les règles de sécurité dans les laboratoires, scannez le code QR.

Produktinformationen

Sicherheitsschränke zur Lagerung von Druckgasflaschen in Arbeitsräumen gemäss SN EN 14470-2

- Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 min
- GS-geprüft
- Konformität nach SN EN 16121 und SN EN 16122
- Mit klassischen Flügeltüren (Profilzylinderschliessung im Drehgriff integriert)

Données du produit

Armoire de sécurité pour le stockage des bouteilles de gaz sous pression dans les zones de travail conformément aux normes SN EN 14470-2

- *Ignifuge pendant 90 minutes*
- *Contrôlés GS*
- *Conforme selon les Normes SN EN 16121 et 16122*
- *Avec portes battantes, avec serrure profilée (intégrée à la poignée rotative)*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG*	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION*	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9047.81	1x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen, für 2 x 50 Liter Flaschen <i>1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz, pour 2 x 50 litres bouteilles de gaz</i>	1	4'650.00	3'970.00

* Mit einer Flügeltür Türanschlag links | *Avec une porte battante avec charnières de porte à gauche*



Français



Deutsch

Vakuumtrockenschränke Serie VDL *Étuves de séchage sous vide séries VDL*



A-Masse | Dim. Ext:
VDL 23: 523 x 698 x 413 mm
VDL 56: 638 x 815 x 461 mm
VDL 115: 743 x 942 x 581 mm

I-Masse | Dim. Int:
VDL 23: 285 x 285 x 295 mm
VDL 56: 400 x 400 x 343 mm
VDL 115: 506 x 506 x 460 mm

Produktinformationen

Höchste Sicherheit beim Trocknen von organischen Lösungsmitteln. Explosionsgeschütztes Gerät, mit Klassifikation gemäss ATEX Richtlinie 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.

- Schnelle, schonende Trocknung
- Optimale Wärmeübertragung durch grosse Wärmeleitplatten
- Optional auch als modulares Komplettsystem mit Vakuumpumpe und Pumpenschrank erhältlich

Données du produit

Une sécurité maximale lors du séchage de solvants organiques. Appareil protégé contre les explosions, avec classification conformément à la directive ATEX 2014/34/EU : EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.

- *Séchage délicat et rapide*
- *Transfert thermique optimal grâce aux grandes plaques conductrices de chaleur*
- *Également disponible en option comme système complet modulaire composé d'une pompe à vide et d'une armoire à pompe*

ART.-NR.	TYP	INHALT	NETTOGEWICHT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	CAP.	POIDS NET	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3840.61	VDL 23	24l	72 kg	1	16'800.00	11'350.00
17.3840.62	VDL 56	55l	104 kg	1	18'260.00	12'300.00
17.3840.63	VDL 115	119l	158 kg	1	23'425.00	15'800.00

Standard-Inkubatoren Serie BD mit natürlicher Konvektion *Incubateur standard série BD à convection naturelle*



A-Masse | Dim. Ext:
435 x 495 x 520 mm

I-Masse | Dim. Int:
222 x 330 x 277 mm

Produktinformationen

- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
- Stellbare Abluftklappe
- Controller mit Zeitfunktionen
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Temperaturalarm

Données du produit

- *Plage de température : +5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à +100 °C*
- *Volet d'évacuation d'air réglable*
- *Contrôleur avec fonctions de temporisation*
- *Porte intérieure en verre de sécurité (ESG)*
- *Contrôleur de sélection de température classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle de température*

ART.-NR.	TYP	INHALT	NETTOGEWICHT	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	CAP.	POIDS NET	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.3850.01	BD 23	20l	27 kg	1	2'325.00	1'490.00

Standard-Inkubatoren Serie BD mit natürlicher Konvektion Incubateur standard série BD à convection naturelle



A-Masse | Dim. Ext:
BD 56: 560 x 625 x 565 mm
BD 115: 710 x 735 x 605 mm

I-Masse | Dim. Int:
BD 56: 360 x 420 x 380 mm
BD 115: 510 x 530 x 420 mm

Produktinformationen

- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Integrierter Temperaturwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Sehr gute zeitliche und räumliche Temperaturgenauigkeit
- Bis zu 30 % energiesparender als marktübliche Geräte

Données du produit

- *Plage de température : +5 °C au-dessus de température ambiante jusqu'à +100 °C*
- *Contrôleur avec affichage LCD*
- *Commande électromécanique du clapet d'évacuation d'air*
- *Contrôleur de sélection de température intégré classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme optique*
- *Très bonne précision temporelle et spatiale de la température*
- *Jusqu'à 30 % plus économe en énergie que les appareils courants du marché*

ART.-NR.	TYP	INHALT	NETTOGEWICHT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	CAP.	POIDS NET	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3950.02	BD 56	57 l	40 kg	1	2'015.00	1'290.00
17.3950.03	BD 115	112 l	57 kg	1	2'710.00	1'750.00

Rein- und Reinstwassersystem OmniaTap xs^{touch} Système d'eau pure et ultrapure



16.1820.88 &
16.1820.89



16.1820.86

16.1820.87



Zubehör und Installation auf Anfrage | Accessoires et installation sur demande

Produktinformationen

OmniaTap xs^{touch} ist das ideale System, wenn sowohl Rein- als auch Reinstwasser in geringen Mengen benötigt wird. Die Kombination hochmoderner Aufbereitungstechniken ermöglicht die Entnahme von Rein- und Reinstwasser aus nur einem System.

Données du produit

OmniaTap xs^{touch} est le système idéal lorsque l'on a besoin à la fois d'eau pure et d'eau ultrapure en petites quantités. La combinaison de techniques de traitement ultramodernes permet de prélever de l'eau pure et ultrapure dans un seul système.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
16.1820.86	OmniaTap xs 8 UV-TOC	1	8'020.00	4'750.00
16.1820.87	OmniaTap xs 8 UV-TOC/UF	1	9'050.00	5'350.00
16.1820.88	OmniaTap-T xs 8 UV-TOC	1	10'035.00	5'950.00
16.1820.89	OmniaTap-T xs 8 UV-TOC/UF	1	11'065.00	6'550.00

Labor-Kühl- und Gefrierschränke *Réfrigérateurs et congélateurs*



Produktinformationen

Lagerung und Kühlung von Laborprodukten

- Akustischer und optischer Temperaturalarm
- Akustischer und optischer Türöffnungsalarm
- Potentialfreier Alarmkontakt zum Anschluss an ein Überwachungssystem

Données du produit

Stockage et refroidissement de produits de laboratoire

- *Alarme sonore et visuelle de température*
- *Alarme sonore et visuelle d'ouverture de porte*
- *Contact d'alarme sans potentiel pour le raccordement à un système de surveillance*

ART.-NR.	VERSION	VOL.	TEMP.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VERSION	VOL.	TEMP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.1802.74	MLRE 150 S	105 l	4 °C – 5 °C	1	2'210.00	1'600.00
17.1802.40	MLFE 150 S ATEX	105 l	-25 °C – -10 °C	1	2'300.00	1'750.00
17.1802.76	MLRE 350 S	244 l	4 °C – 5 °C	1	2'765.00	1'995.00
17.1802.29	CoolMed 6354	55 l	5 °C	1	2'220.00	1'495.00

Rollenmischer *Mélangeur à rouleaux*



Produktinformationen

Rollenmischer mit 5 oder 10 Rollen für sanftes, einheitliches Mischen. Die Geräte sind ideal für das gleichmäßige Mischen von Blutproben, hämatologischen Proben und für andere Zellsuspensionsproben. Mischer verhindern ausserdem Sedimentation bei Farben, farbigen Ölen und kosmetischen Proben.

Données du produit

Mélangeurs à rouleaux de 5 ou 10 rouleaux pour un mélange doux et uniforme. Ils sont idéaux pour le mélange uniforme d'échantillons de sang, d'échantillons hématologiques et pour d'autres échantillons de suspension cellulaire. Les mélangeurs empêchent également la sédimentation des peintures, des huiles colorées et des échantillons cosmétiques.

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.8180.75	5-Achsen, Typ RM 5 5 rouleaux, type RM 5	1	945.00	565.00
17.8180.92	10-Achsen, Typ RM 10 mit austauschbaren Rollen 10 rouleaux, type RM10 avec roulettes interchangeables	1	1'735.00	1'065.00

Rollenmischer RM2 *Mélangeur à rouleaux*



Produktinformationen

Sanfte Kipp- und Rollbewegung für eine vollständige Durchmischung

- Schüttelbewegung: rotierend, wippend
- Schüttelfläche: 200 x 300 mm
- Max. Beladung: 2 kg
- Drehzahl-Regelbereich: 5 - 80 min⁻¹, in 5er Schritten
- Wippwinkel: 3° fix
- Hub am Rollenende: 15 mm
- Abmessungen Rollen: 300 x Ø 32 mm
- Anzahl der Rollen: 6 Stück
- Laufzeit: 0 - 99 h 59 min / Dauerbetrieb

Données du produit

Mouvement doux de basculement et de roulement pour un mélange complet

- *Mouvement de secousses: rotation, balancement*
- *Surface de secouage: 200 x 300 mm*
- *Max. Charge: 2 kg*
- *Plage de réglage de la vitesse: 5 - 80 min⁻¹, par pas de 5*
- *Angle de basculement: 3° fixe*
- *Course à l'extrémité du rouleau: 15 mm*
- *Dimensions des roulettes: 300 x Ø 32 mm*
- *Nombre de rouleaux: 6 pièces*
- *Durée de fonctionnement: 0 - 99 h 59 min / fonctionnement continu*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.8180.77	1	3'020.00	1'855.00

Rollenschüttler " Roller 6 basic" *Agitateur à rouleaux*



Produktinformationen

Rollenschüttler mit 6 Rollen, sanfter Wipp- und Rollbewegung und fester Drehzahl. Insbesondere zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Substanzen. Das Gerät kann mit allen gängigen Röhrchen und zylindrischen Flaschen eingesetzt werden.

- Schüttelbewegung: rollend
- Wippwinkel: 3° fix
- Anzahl der Rollen: 6 Stück
- Abmessungen: 240 x 115 x 545 mm
- Arbeitsbereich Länge: 350 mm
- Für Dauerbetrieb geeignet

Données du produit

Agitateur à rouleaux avec 6 rouleaux, mouvement de bascule et de roulement doux et vitesse fixe. Notamment pour mélanger des échantillons de sang, des suspensions solides et liquides et des substances visqueuses. L'appareil peut être utilisé avec tous les tubes et flacons cylindriques courants.

- *Type de mouvement roulement*
- *Angle de basculement: 3° fixe*
- *Nombre de rouleaux: 6 pièces*
- *Dimensions: 240 x 115 x 545 mm*
- *Longueur de la surface de travail: 350 mm*
- *Convient pour une durée à long terme*

ART.-NR.	SCHÜTTELHUB	DREHZAHLBEREICH	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	COURSE D'AGITATION	PLAGE DE VITESSE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1377.34	24.5 mm (Höhe Hauteur)	30 1/min (fest fixe)	1	2'015.00	1'440.00

Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate



- Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate (ø 145)
 + Temperaturfühler Pt10000
 + Halterung
 + Silikonabdeckung
 Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate (ø 145)
 + Capteur de température Pt10000
 + Support du capteur
 + Couvercle en silicone

Laborrührer elektronisch HEI-TORQUE Expert Agitateur à tige électronique HEI-TORQUE Expert



- Drehzahl | Vitesse: 10 - 2'000 U/min
 Viskosität | P. viscosités: max. 60'000 mPAS
 Rührmenge max. | Cap. d'agitation max: 50l

Produktinformationen

Ausgestattet mit zahlreichen Schnittstellen wird der Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate allen Anforderungen an Digitalisierung und Vernetzung gerecht.

- Masse: 168 x 299 x 106 mm
- Nutzfläche Heizplatte: 145 mm
- Gewicht: 3 kg
- Heizleistung: 800 W bei 230 V
- Temperaturbereich: 20 - 350 °C
- Drehzahlbereich: 100 - 1'400 U/min

Données du produit

Équipé de nombreuses interfaces, le Mix 'n' Heat Ultimate de Hei-PLATE répond à toutes les exigences en matière de numérisation et de mise en réseau.

- Dimensions : 168 x 299 x 106 mm
- Surface utile plaque chauffante 145 mm
- Poids : 3 kg
- Puissance de chauffe : 800 W à 230 V
- Plage de températures: 20 - 350 °C
- Plage de vitesses: 100 - 1'400 U/min

Produktinformationen

Der Hei-TORQUE Expert erledigt jede Rühraufgabe bei einer minimalen Geräusentwicklung dank neuester Motorentechnologie.

Données du produit

L'agitateur à tige Hei-TORQUE Expert effectue toutes les tâches avec un niveau minimal de bruit grâce à une technologie de moteur de nouvelle génération.

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.3006.32	Hei-PLATE Sensor Advanced Paket Ultimate	1	2'300.00	1'495.00

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.0018.10	HEI-TORQUE Expert 100	1	2'140.00	1'395.00

Plattformschüttler Titramax 1000 - Komplettpaket Agitateur pour microplaques Titramax 1000 - kit complet



- Titramax 1000 Komplettpaket
 + Plattformschüttler Titramax 1000
 + Heizmodul Inkubator 1000
 + Flache Inkubationshaube
 Titramax 1000 - kit complet
 + Titramax 1000
 + Module chauffant
 + Couvercle incubation

Hei-VAP Expert Control Paket Paquet Hei-VAP Expert Control



Produktinformationen

Für kräftiges Schütteln von Mikrotiterplatten. Dieses Paket beinhaltet:

- Drehzahlbereich: 150 - 1'350 U/min
- Nutzfläche: 290 x 258 mm
- Max. Belastung: 5 kg
- 1.5 mm / 3 mm Orbit
- Platz für 6 Mikrotiterplatten

Données du produit

Pour un mélange vigoureux des microplaques de titrage. Le kit contient:

- *Plage de vitesses: 150 - 1'350 U/min*
- *Taille de la plate-forme: 290 x 258 mm*
- *Quantité maximale de produit: 5 kg*
- *1.5 mm / 3 mm orbit*
- *Pour 6 plaques de microtitration*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.5441.99	Titramax 1000 - Komplettpaket	1	4'200.00	2'740.00

Produktinformationen

Automatic Evaporation Plus Paket

- Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und beschichtetem, vertikalem Glasatz G3B
- Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Control
- Kondensatkühler für Hei-VAC Vario
- Schlauchset
- Woulff'sche Flasche (200 ml)
- AUTO_{accurate}-Sensor

Données du produit

Automatic Evaporation Plus Package

- *Hei-VAP Expert Control avec élévateur à moteur et ensemble de vitres verticales revêtues G3B*
- *Pompe à vide Hei-VAC Vario Control*
- *Refroidisseur de condensats pour Hei-VAC Vario*
- *Jeu de tuyaux*
- *Bouteille Woulff'sche (200 ml)*
- *Capteur AUTO_{accurate}*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
25.5910.37	Automatic Evaporation Plus Package	1	16'200.00	10'450.00

Präzisionswaagen PCB Balances de précision PCB



17.9938.91
Waagschale mit Windschutz | Dim.
Plateau avec protection contre le vent:
Ø 82 mm



17.9938.20
Waagschale | Dim. Plateau :
130 x 130 mm



17.9937.92
Waagschale | Dim. Plateau :
150 x 170 mm

Präzisionswaagen PNJ Balances de précision PNJ



17.9935.44 & 17.9935.46
Waagschale | Dim. Plateau
190 x 190 mm



17.9935.45
Waagschale | Dim. Plateau
Ø 140 mm

Produktinformationen

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Batteriebetrieb möglich
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Abmessungen: 163 x 245 x 65 mm
- Umgebungstemperaturbereich: -10 °C – 40 °C

Données du produit

- *Écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 15 mm*
- *Fonctionnement avec piles possible*
- *Matériau: plastique*
- *Dimensions: 163 x 245 x 65 mm*
- *Température ambiante: -10 °C – 40 °C*

Produktinformationen

Mit robustem Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewertes, genaues Dosieren und hohe mechanische Belastbarkeit.

- Grosses LCD-Display, Ziffernhöhe 16.5 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 bis 40 °C

Données du produit

Avec un système de pesage à diapason robuste pour un affichage rapide de la valeur de pesage, un dosage précis et une grande résistance mécanique.

- Grand écran LCD, hauteur des chiffres 16.5 mm
- Plage de température ambiante admissible 5 à 40 °C

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	PLAGE DE PESÉE	PRÉC. D'AFFICHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9938.91	PCB 300-3	360 g	0.001 g	1	485.00	260.00
17.9938.20	PCB 3000-2	3'600 g	0.01 g	1	495.00	250.00
17.9937.92	PCB 6000-1	6'000 g	0.1 g	1	405.00	200.00

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	PLAGE DE PESÉE	PRÉC. D'AFFICHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9935.45	PNJ 600-3M	620 g	0.001 g	1	1'095.00	685.00
17.9935.44	PNJ 3000-2M	3'200 g	0.01 g	1	1'078.00	665.00
17.9935.46	PNJ 12000-1M	12'000 g	0.1 g	1	1'060.00	650.00

Durchlichtmikroskop Lab-Line OBL Set

Microscope à lumière transmise Lab-Line OBL - kit



→ OBL 137T241

Produktinformationen

Der vielseitige Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhlerbeleuchtung.

- Tubus 30° geneigt, 360° drehbar
- Weitfeld Okulare: WF 10x/20 mm
- Dioptrienausgleich einseitig vorhanden
- 4-Fach Revolver (nach innen geneigt)
- Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Oil) inklusive

Données du produit

Le laborantin flexible avec système optique à l'infini et éclairage Koehler fixe et pré-centré.

- *Tube incliné à 30°, rotatif à 360°*
- *Oculaire grand champ : WF 10x/20 mm*
- *Réglage dioptrique sur un tube oculaire*
- *Quadruple nez (incliné vers l'arrière)*
- *Objectifs 4x, 10x, 40x, 100x (immersion dans l'huile)*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1375.01	Inkl. 5 mpx Tablet-Kamera, mit WLAN, USB 2.0 Schnittstelle, HDMI, SD <i>Caméra 5 mpx pour tablette incluse, avec WLAN, interface USB 2.0, HDMI, SD</i>	1	3'065.00	1'695.00

Durchlichtmikroskop OBE

Microscope à lumière transmise



→ OBE 132

Produktinformationen

Das KERN OBE 132 zeichnet sich durch das exklusive, robuste und ergonomische Design aus.

- Tubus Art: Binokular
- Standard-Objektive: 4x, 10x, 40x, 100x
- Objektivrevolver-Einschraubplätze: 4
- Kondensor-Montage: fix
- Fokussierungsmechanik: Koaxialer Grob- und Feintrieb


Données du produit

Le KERN OBE 132 se distingue par son design exclusif, robuste et ergonomique.

- *Type de tube : Binoculaire*
- *Objectifs standard : 4x, 10x, 40x, 100x*
- *Emplacements de vissage de la tourelle porte-objectifs : 4*
- *Montage du condenseur : fixe*
- *Mécanisme de mise au point : Mécanisme coaxial de mise au point rapide et fine*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1375.10	Das Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor <i>Le microscope à lumière transmise polyvalent pour l'école, la formation et le laboratoire</i>	1	865.00	445.00

Wasserbad WTB Bains-marie WTB



Produktinformationen

- Temperaturbereich bis +100 °C
- Vielfältiges Zubehör: z.B. Flach- und Schrägdeckel, Schüttelvorrichtung, Umwälzpumpe
- Hochmoderne Regelungstechnik
- Hochwertiger, rostbeständiger und leicht zu reinigender Edelstahl für Innenraum und Aussengehäuse
- Inkl. Edelstahl-Schrägdeckel

Données du produit

- *Gamme des températures jusqu'à +100 °C*
- *Nombreux accessoires: par exemple, couvercle plat et pupitre, dispositif d'agitation, pompe de circulation*
- *Technologie de régulation ultra-moderne*
- *Caisson intérieur et paroi extérieure fabriqués à partir d'acier inoxydable de grande qualité, résistant à la corrosion et facile d'entretien*
- *Incl. couvercle pupitre inox*

ART.-NR.	TYP	INHALT	I-MASS	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	CAP.	DIM. INT.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.1156.01	WTB6	7.5l	277 x 150 x 217 mm	1	1'132.00	755.00
17.1156.02	WTB11	10l	267 x 200 x 207 mm	1	1'218.00	810.00
17.1156.03	WTB15	17.1l	482 x 150 x 277 mm	1	1'333.00	885.00
17.1156.04	WTB24	23.1l	472 x 200 x 267 mm	1	1'468.00	975.00
17.1156.05	WTB35	37.5l	602 x 150 x 482 mm	1	1'788.00	1'190.00
17.1156.06	WTB50	51l	592 x 200 x 472 mm	1	2'128.00	1'390.00

Flaschenaufsatzdispenser seripettor und seripettor pro Distributeurs adaptables sur flacon seripettor et seripettor pro



→ Tol. $\pm\%$: 1.2
V* $\%$: 0.2

Produktinformationen

Zwei Ausführungen seripettor® und seripettor® pro von BRAND stehen zur Verfügung, um die tägliche Routine beim Dosieren in umfangreichen Anwendungsgebieten zu erleichtern - beim Dosieren von Pufferlösungen, Kulturmedien, Vitaminlösungen, Säuren, Laugen, Salzlösungen und vielen polaren Lösungsmitteln.

Données du produit

Les deux modèles disponibles seripettor® et seripettor® pro de la BRAND facilitent la routine journalière de la distribution dans de nombreux domaines d'application: lors de la distribution de solutions tampon, de milieux de culture, de solutions de vitamines, d'acides, de bases, de solutions salines et de nombreux solvants polaires.

ART.-NR.	VOL.	TEILUNG	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	DIVISION	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.4720.46	0.2 - 2 ml	0.04 ml	Standard	1	279.25	170.00
2.4720.14	1 - 10 ml	0.2 ml	Standard	1	279.25	170.00
2.4720.15	2.5 - 25 ml	0.5 ml	Standard	1	330.35	195.00
2.4720.47	0.2 - 2 ml	0.04 ml	pro	1	499.85	295.00
2.4720.44	1 - 10 ml	0.2 ml	pro	1	499.85	295.00
2.4720.45	2.5 - 25 ml	0.5 ml	pro	1	651.60	395.00

Pipettierhelfer macro Aide au pipetage macro



Produktinformationen

Das speziell entwickelte Ventilsystem erlaubt leichtes Zusammendrücken des neu konzipierten Saugbalgs. Dieser ermöglicht ein Aufziehen von 50 ml Flüssigkeit innerhalb von nur 11 Sekunden. Durch den gefederten Bedienhebel lässt sich die Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten noch feinfühlinger steuern. Der Meniskus ist so spielend leicht einstellbar.


ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.0262.00	grau gris	1	105.15	63.60
2.0262.01	grün vert	1	105.15	63.60
2.0262.02	blau bleu	1	105.15	63.60
2.0262.03	magenta	1	105.15	63.60

Données du produit

Grâce au système de soupape spécialement mis au point, le nouveau soufflet peut être aisément comprimé. Ce dernier permet d'aspirer jusqu'à 50 ml de liquide en seulement 11 secondes. Avec le levier sur ressort, l'aspiration et l'évacuation de liquides peuvent être contrôlées avec encore plus de précision. Ajuster le ménisque est un jeu d'enfant.

Messpipetten, Typ 3, BLAUBRAND® Pipettes graduées, Typ 3, BLAUBRAND®

- 1 Ohne Wattestopfborteil
Sans partie supérieure pour bourrage d'ouate
- 2 Mit Wattestopfborteil
Avec partie supérieure pour bourrage d'ouate



Produktinformationen

- ETERNA, Klasse AS, Nullpunkt oben, DE-M gekennzeichnet
- Aus AR-GLAS®
- Justiert auf 'Ex'
- Graduierung braun
- konformitätsbescheinigt

Données du produit

- ETERNA, classe AS, zéro en haut, marquage DE-M
- En verre AR-GLAS®
- Calibrée pour écouler 'Ex'
- Graduation brune
- Avec un certificat de lot

ART.-NR.	VOL.	GRAD.	TOL. +/-	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	GRAD.	TOL. +/-	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
1.2114.17	0,5 ml	0,01 ml	0,006 ml	1	12	90,00	54.40
1.2114.19	1 ml	0,01 ml	0,007 ml	1	12	70,80	42.80
1.1106.28	1 ml	0,01 ml	0,007 ml	2	12	10,80	7.85
1.2114.25	2 ml	0,02 ml	0,01 ml	1	12	70,80	42.80
1.1106.29	2 ml	0,02 ml	0,01 ml	2	12	10,80	7.85
1.2114.32	5 ml	0,05 ml	0,03 ml	2	12	85,20	51.40
1.2114.33	5 ml	0,01 ml	0,03 ml	2	12	82,80	50.00
1.2114.37	10 ml	0,01 ml	0,05 ml	2	12	85,20	51.40
1.2114.41	20 ml	0,01 ml	0,1 ml	2	6	87,00	52.60
1.2114.43	25 ml	0,01 ml	0,1 ml	2	6	87,00	52.60

Vollpipetten BLAUBRAND® Klasse AS mit 1 Marke Pipettes jaugées BLAUBRAND®, cl. AS avec 1 trait



Produktinformationen

- Konformitätsbescheinigt DIN EN ISO 648
- Aus AR-Glas
- Justiert auf 'Ex'
- Inkl. Chargenzertifikat
- Blau graduiert

Données du produit

- *Attestées conformes DIN EN ISO 648*
- *En verre AR*
- *Temps d'écoulement 'Ex' indiqué*
- *Avec certificat*
- *Graduation bleue*

ART.-NR.	VOL.	TOL. +/-	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	TOL. +/-	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
1.2230.17	0.5 ml	0.005 ml	300 mm	12	97.20	58.80
1.2230.19	1 ml	0.008 ml	300 mm	12	82.20	48.60
1.2230.25	2 ml	0.01 ml	330 mm	12	80.40	48.60
1.2230.26	2.5 ml	0.010 ml	330 mm	12	54.30	32.80
1.2230.29	3 ml	0.010 ml	330 mm	6	45.60	27.50
1.2230.30	4 ml	0.015 ml	400 mm	6	52.50	31.80
1.2230.33	5 ml	0.015 ml	400 mm	6	49.20	29.80
1.2230.31	6 ml	0.015 ml	400 mm	6	67.80	40.90
1.2230.32	7 ml	0.015 ml	400 mm	6	67.80	40.90

ART.-NR.	VOL.	TOL. +/-	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	TOL. +/-	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
1.2230.34	8 ml	0.02 ml	440 mm	6	67.80	40.90
1.2230.35	9 ml	0.02 ml	440 mm	6	67.80	40.90
1.2230.37	10 ml	0.02 ml	440 mm	6	58.90	32.40
1.2230.39	15 ml	0.03 ml	510 mm	6	67.80	40.90
1.2230.41	20 ml	0.03 ml	510 mm	6	68.10	41.10
1.2230.43	25 ml	0.03 ml	520 mm	6	69.00	41.70
1.2230.44	30 ml	0.03 ml	520 mm	6	80.10	48.40
1.2230.40	40 ml	0.05 ml	540 mm	6	99.90	60.40
1.2230.45	50 ml	0.05 ml	540 mm	6	91.80	55.50
1.2230.51	100 ml	0.08 ml	585 mm	6	126.30	76.30



HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY



Kennen Sie schon unsere «labnews.»?
Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie
stets auf dem Laufenden!

Connaissez-vous déjà nos «labnews.»?
Abonnez-vous maintenant et restez toujours
à jour!




Pasteur Pipetten aus PE Pipettes Pasteur en PE

Produktinformationen

- Graduiert oder ungraduiert
- Verpackung: Lose im Beutel

Données du produit

- *Graduées ou non graduées*
- *Emballage: En vrac*



ART.-NR.	VOL.	GRADUIERUNG	LÄNGE	BESCHREIBUNG	SPITZEN	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	GRAD.	LONGUEUR	DESCRIPTION	POINTES	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.4274.00	0.9 ml	-	87 mm	Tropfenzahl pro ml: 25 <i>Nombre de gouttes par ml: 25</i>	-	500	41.00	25.80
15.4244.01	1.0 ml	-	63 mm	Tropfenzahl pro ml: 45 <i>Nombre de gouttes par ml: 45</i>	Extended Fine Tip	500	76.00	47.90
15.4274.01	1.8 ml	-	152 mm	Tropfenzahl pro ml: 24 <i>Nombre de gouttes par ml: 24</i>	-	500	66.40	29.40
15.4336.01	1.9 ml	-	154 mm	Tropfenzahl pro ml: 23 <i>Nombre de gouttes par ml: 23</i>	Medi	500	47.90	30.25
15.4212.01	2.2 ml	0.25 ml	140 mm	Tropfenzahl pro ml: 25 <i>Nombre de gouttes par ml: 25</i>	Small Bulb Graduated NS	500	44.75	28.30
15.4111.01	3.2 ml	0.5 ml	155 mm	Tropfenzahl pro ml: 20 <i>Nombre de gouttes par ml: 20</i>	-	500	24.70	15.60
15.4000.01	3.2 ml	-	156 mm	Tropfenzahl pro ml: 20 <i>Nombre de gouttes par ml: 20</i>	-	500	43.25	17.65
15.4020.01	3.3 ml	-	155 mm	Tropfenzahl pro ml: 25 <i>Nombre de gouttes par ml: 25</i>	Micro	500	30.70	19.40
15.4040.01	3.4 ml	0.25 ml	155 mm	Tropfenzahl pro ml: 25 <i>Nombre de gouttes par ml: 25</i>	-	500	25.90	16.35
15.4204.01	4.6 ml	-	152 mm	Tropfenzahl pro ml: 20 <i>Nombre de gouttes par ml: 20</i>	Maxi	400	45.00	28.35
15.4141.01	6.0 ml	-	156 mm	Tropfenzahl pro ml: 25 <i>Nombre de gouttes par ml: 25</i>	Mayday NS	400	46.60	29.40
15.4728.01	6.2 ml	1 ml	217 mm	Tropfenzahl pro ml: 19 <i>Nombre de gouttes par ml: 19</i>	-	250	31.40	19.85

Drucksprüher Pulvérisateur à pression



Produktinformationen

- Regulierbarer Sprühstrahl, Düsendurchmesser 0.8 mm
- Temperatur der Flüssigkeit: 0 - 30 °C
- Fassungsvermögen von 1.5 Liter
- Medienberührte Teile PE, PP, FKM, V4A

Données du produit

- Réglable, diamètre de buse de 0.8 mm
- Température du liquide : de 0 à 30 °C
- Contenu : 1.5 litre
- Pièces en contact avec le milieu PE, PP, FKM, V4A

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0309.15	Drucksprüher 1'500 ml Pulvérisateurs à pression 1'500 ml	1	61.25	42.65
22.0309-1091	Verlängerung für Sprühlanze - 30 cm Rallonge de lancette de vaporisation - 30 cm	1	39.15	27.25

Drucksprüher Turn 'n' Spray Pulvérisateur à pression Turn 'n' Spray



Produktinformationen

- Überkopf-Sprühfunktion
- Regulierbarer Sprühstrahl, Düsendurchmesser 0.8 mm
- Temperatur der Flüssigkeit: 0 - 30 °C
- Fassungsvermögen von 1.5 Liter
- Medienberührte Teile PE, PP, FKM, V4A

Données du produit

- Fonction de pulvérisation « Tête en bas »
- Jet réglable, diamètre de buse de 0.8 mm
- Température du liquide : de 0 à 30 °C
- Contenu : 1.5 litre
- Pièces en contact avec le milieu PE, PP, FKM, V4A

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.0309.16	Drucksprüher 1'500 ml Turn'n'Spray Pulvérisateur à pression 1'500 ml Turn'n'Spray	1	74.25	51.70

Drucksprüher Food Pulvérisateur à pression Food



Produktinformationen

Der Drucksprüher Food hat ein transparentes Sichtfenster zum einfachen Ablesen des Füllstandes. Ein gummiertes Standring gewährt ein sicheres Abstellen des Sprüheres. Das eingebaute Sicherheitsventil schützt vor Überdruck (max. 3 bar)

- Medienberührte Teile PE, PP, VMQ, V2A

Données du produit

Le pulvérisateur à pression Food est équipé d'une fenêtre transparente qui permet de relever facilement le niveau de remplissage. Un support en caoutchouc permet de poser le pulvérisateur en toute sécurité. La vanne de sécurité intégrée protège contre la pression excessive (max. 3 bars).

- Pièces en contact avec le milieu PE, PP, FKM, V2A

ART.-NR.	VOL.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.0309.13	1.2 Liter litre	1	61.25	42.65

Sprühflasche Flacon vaporisateur



Produktinformationen

Drucklose Sprühflasche aus LDPE mit langlebiger Handpumpe.

- Medienberührte Teile PP, PE und Edelstahl
- Düsendurchmesser 0.6 mm, Düse stufenlos verstellbar
- Temperatur der Flüssigkeit: 0 - 30 °C

Données du produit

Flacon de vaporisation hors pression en LDPE avec pompe à main durable.

- Parties en contact avec le produit en PP, PE et inox
- Diamètre de buse 0.6 mm, buse réglable sans palier
- Température du liquide : de 0 à 30 °C

ART.-NR.	VOL.	HUB.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	HUB.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.3457.00	250 ml	1.2 ml ± 0.1	1	7.90	5.45
15.3457.01	500 ml	1.2 ml ± 0.1	1	9.60	6.35
15.3457.02	1'000 ml	1.2 ml ± 0.1	1	9.60	6.35

Sprühflasche Turn 'n' Spray Flacon pulvérisateur Turn 'N' Spray



Produktinformationen

- Ununterbrochenes Sprühen, auch über Kopf
- Medienberührte Teile PP, PE, Silikon und Edelstahl
- Düsendurchmesser 0.6 mm, Düse stufenlos verstellbar

Données du produit

- *Pulvérisation ininterrompue, même au-dessus de la tête*
- *Pièces en contact avec le produit PP, PE, silicone et acier inoxydable*
- *Diamètre de la buse 0.6 mm, buse réglable en continu*

ART.-NR.	VOL.	HUB.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	HUB.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.3457.10	250 ml	1.2 ml ± 0.1	1	12.95	9.00
15.3457.11	500 ml	1.2 ml ± 0.1	1	14.20	9.90
15.3457.12	1'000 ml	1.2 ml ± 0.1	1	14.85	10.35

Pumpflasche mit Dosierspender Flacon à pompe avec doseur



Produktinformationen

- Spendet eine genau dosierte Menge
- Schützt den Inhalt
- Dicht verschliessbar durch extra langes Verschlussgewinde

Données du produit

- *Distribue une quantité précisément dosée*
- *Protège le contenu*
- *Fermeture étanche grâce à un filetage de fermeture extra long*

ART.-NR.	VOL.	HUB.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	HUB.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.3457.30	100 ml	2 ml	1	1.30	0.90
15.3457.31	250 ml	2 ml	1	1.75	1.20

Filtrationseinheiten Midisart® 2000

Unités de filtration Midisart® 2000



Produktinformationen

Midisart® 2000 Filtrationseinheiten sind ideal in dem Bereich der Biotechnologie, der pharmazeutischen Industrie, in Forschungseinrichtungen, wo sterile Lüftungsöffnungen, Bioisolation oder sterile Luft und Gase benötigt werden.

- Durchmesser 62 mm
- Anschluss Schlaucholive
- Inkl. MDR/IVD-Zulassung

Données du produit

Les unités de filtration Midisart® 2000 sont un outil idéal dans la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, les instituts de recherche et partout où vous avez besoin d'événements stériles, ou d'air ou de gaz stériles.

- Diamètre 62 mm
- Raccordement tuyau souple
- Homologation MDR/IVD incluse

ART.-NR.	PORENGROSSE	INFORMATION	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PORES	INFORMATION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.0000.54	0.2 µm	1/8" NPT	12	240.00	150.00
12.0000.51	0.2 µm	Hose Barb	12	265.00	145.00
12.0000.52	0.2 µm	Hose Barb	25	395.00	285.00
12.0000.53	0.2 µm	Hose Barb	100	1'320.00	1'055.00
12.0000.49	0.45 µm	Hose Barb	12	234.40	150.00
12.0000.50	0.45 µm	Hose Barb	25	480.00	295.00

Spritzenvorsatzfilter Minisart® NML

Filtres pour seringues Minisart® NML



- 1 ETO-steril | Stérilisé ETO
- 2 Nicht steril, Grosspackung
Non stérile, conditionné en vrac
- 3 Sterilization by gamma irradiation

Produktinformationen

Der NML Spritzenvorsatzfilter ist eine sofort einsatzfähige Filtrationseinheit mit Cellulose Acetat (CA) Membran.

- Durchmesser 28 mm
- Inkl. MDR/IVD-Zulassung

Données du produit

Le NML filtre pour seringue est une unité filtrante complète prête à l'emploi et dotée d'une membrane en acétate de cellulose (CA).

- Diamètre 28 mm
- Homologation MDR/IVD incluse

ART.-NR.	POREN	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PORES	EXÉCUTION	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.0000.01	0.2 µm	● Male Luer Lock	1	50	147.80	120.00
12.0000.02	0.2 µm	● Male Luer Lock	2	500	883.40	695.00
12.0000.03	0.2 µm	● Male Luer Slip	1	50	148.60	120.00
12.0000.04	0.2 µm	● Male Luer Slip	2	500	883.50	695.00
12.1653.06	0.2 µm	● Male Luer Lock	3	50	147.80	120.00
12.0000.05	0.45 µm	● Male Luer Lock	1	50	147.80	120.00
12.0000.06	0.45 µm	● Male Luer Lock	2	500	883.40	695.00
12.0000.07	0.45 µm	● Male Luer Slip	1	50	148.60	120.00
12.0000.08	0.45 µm	● Male Luer Slip	2	500	883.40	695.00
12.1655.05	0.45 µm	● Male Luer Lock	3	50	147.80	120.00
12.0000.13	5 µm	● Male Luer Lock	1	50	148.60	120.00

Spritzenvorsatzfilter Minisart® HY Filtre pour seringue Minisart® HY



- 1 Steril | Stérile
- 2 Nicht steril, Grosspackung
Non stérile, conditionné en vrac

Produktinformationen

- Membran aus Polytetrafluorethylen
- Durchmesser 26 mm
- Inkl. MDR/IVD-Zulassung

Données du produit

- Membrane en polytétrafluoréthylène
- Diamètre 26 mm
- Homologation MDR/IVD incluse

ART.-NR.	POREN	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PORES	EXÉCUTION	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.0000.21	0.2 µm	Male Luer Lock	1	50	147.80	120.00
12.0000.22	0.2 µm	Male Luer Lock	2	500	883.40	695.00
12.1659.02	0.2 µm	Connector inlet: Male Luer slip	2	500	883.40	695.00

Spritzenvorsatzfilter Minisart® Ophthalmart Style ophtalmique Minisart®

Durchmesser 28 mm
Diamètre 28 mm



ART.-NR.	POREN	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PORES	EXÉCUTION	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
12.1752.03	0.2 µm	Ophthalmart Male Luer Slip	1	50	147.80	120.00

Spritzenvorsatzfilter Minisart® SRP Filtres pour seringue Minisart® SRP



Produktinformationen

- Hydrophobic PTFE
- CE-marked Venting & Gas Filtration
- Durchmesser 25 mm
- Inkl. MDR/IVD-Zulassung

Données du produit

- Hydrophobic PTFE
- CE-marked Venting & Gas Filtration
- Diamètre 25 mm
- Homologation MDR/IVD incluse

ART.-NR.	POREN	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PORES	EXÉCUTION	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
12.1757.03	0.2 µm	PTFE / PP Male Luer Slip	2	50	176.70	140.00

ilmac.
LAUSANNE
18. - 19. SEPT. 2024

BOOTH #C172

Sterilisationsbeutel Qualitix® Sacs de stérilisation Qualitix®



Anwendungsvideo
Vidéo d'application



Mikropipetten Triopack ACURA® manual 825 Triopack micropipettes ACURA® manual 825



Produktinformationen

Passend für alle kleinen und mittel-grossen Labor-, Medizin-, Dental- oder Veterinärinstrumente.

- Robustes, beständiges Material
- Breiter, selbstklebender Steifen, einfach zu verschliessen
- Knickfalte zum einfachen Öffnen
- Zwei Sterilisationsindikatoren
- ISO 17665-06, ISO 11135 konform, CE

Données du produit

Convient à tous les instruments de laboratoire, médicaux, dentaires ou vétérinaires de petite et moyenne taille.

- *Matériau robuste et résistant*
- *Large bande autocollante, facile à fermer*
- *Soufflet pour une ouverture facile*
- *Deux indicateurs de stérilisation*
- *ISO 17665-06, ISO 11135, CE*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	POIDS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7323.08	83 x 160 mm	200	11.00	7.50
2.7323.09	90 x 260 mm	200	18.30	12.45
2.7323.13	135 x 260 mm	200	28.00	19.05
2.7323.19	190 x 360 mm	200	54.30	36.95
2.7323.30	300 x 395 mm	200	95.10	64.65

Produktinformationen

Der gebrauchsfertige Pack enthält jeweils drei einstellbare Acura® manual Pipetten, Muster an Pipettenspitzen, individuelle Kontrollzertifikate und Betriebsanweisungen.

Données du produit

Ce pack contient trois pipettes réglables Acura® manual, des échantillons d'embouts, les certificats de contrôle individuels, les modes d'emploi.

ART.-NR.	TYP	VOL. 1	VOL. 2	VOL. 3	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	VOL. 1	VOL. 2	VOL. 3	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7825.91	C	0.1 - 2 µl	0.5 - 10 µl	5 - 50 µl	1	797.00	575.00
2.7825.93	J	0.1 - 2 µl	2 - 20 µl	20 - 200 µl	1	780.00	560.00
2.7825.94	M	1 - 10 µl	5 - 50 µl	20 - 200 µl	1	762.50	550.00
2.7825.92	O	0.5 - 10 µl	10 - 100 µl	100 - 1'000 µl	1	780.00	560.00
2.7825.95	P	1 - 10 µl	10 - 100 µl	100 - 1'000 µl	1	762.50	550.00
2.7825.96	S	2 - 20 µl	20 - 200 µl	100 - 1'000 µl	1	762.50	550.00
2.7825.98	T	5 - 50 µl	20 - 200 µl	100 - 1'000 µl	1	762.50	550.00
2.7825.97	V	10 - 100 µl	100 - 1'000 µl	0.5 - 5 ml	1	788.00	565.00
2.7825.99	Y	100 - 1'000 µl	0.5 - 5 ml	1 - 10 ml	1	812.50	585.00

New

GILSON®

MyPIPETMAN Select

Personalisierbar mit bis zu 40 Zeichen!
Personalisable avec jusqu'à 40 caractères!



Produktinformationen

Ergonomisch, sicher und zuverlässig.
MyPIPETMAN® Select hat eine Auswahl verschiedener Dosiervolumeneinstellungen.

Données du produit

Ergonomiques, sûres et fiables, les pipettes MyPIPETMAN® Select offrent un choix de réglage du volume.

ART.-NR.	TYP	VOL.	KANÄLE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	VOL.	CANAUX	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8332.01	P2	0.2 - 2 µl	1-Kanal Monocanal	1	489.00	320.00
2.8332.02	P10	1 - 10 µl		1	489.00	320.00
2.8332.03	P20	2 - 20 µl		1	489.00	320.00
2.8332.04	P100	10 - 100 µl		1	489.00	320.00
2.8332.05	P200	20 - 200 µl		1	489.00	320.00
2.8332.06	P1000	100 - 1'000 µl		1	489.00	320.00
2.8332.07	P5000	500 - 5'000 µl		1	489.00	320.00
2.8332.08	P10mL	1 - 10 ml		1	489.00	320.00
2.8332.09	P8x10	0.5 - 10 µl	8-Kanal 8 canaux	1	1'219.00	795.00
2.8332.10	P12x10	0.5 - 10 µl	12-Kanal 12 canaux	1	1'306.00	850.00
2.8332.11	P8x20	2 - 20 µl	8-Kanal 8 canaux	1	1'219.00	795.00
2.8332.12	P12x20	2 - 20 µl	12-Kanal 12 canaux	1	1'306.00	850.00
2.8332.13	P8x200	20 - 200 µl	8-Kanal 8 canaux	1	1'219.00	795.00
2.8332.14	P12x200	20 - 200 µl	12-Kanal 12 canaux	1	1'306.00	850.00
2.8332.15	P8x300	20 - 300 µl	8-Kanal 8 canaux	1	1'219.00	795.00
2.8332.16	P12x300	20 - 300 µl	12-Kanal 12 canaux	1	1'306.00	850.00

GILSON®

Mikropipette MICROMAN® E Micropipette MICROMAN® E

Besonders für problematische Flüssigkeiten wie sehr zähe oder leicht flüchtige Lösungen geeignet.
Convient particulièrement aux liquides problématiques tels que les solutions très visqueuses ou très volatiles.



Produktinformationen

Die MICROMAN® E ist in Verbindung mit ihren Kapillaren/Kolben (CPs) die Lösung für das Pipettieren schwieriger Proben. Das Fehlen eines Luftpolsters zwischen Probe und Kolben sorgt für zuverlässige, genaue und reproduzierbare Ergebnisse und absolute Kontaminationsfreiheit, unabhängig von der Beschaffenheit der pipettierten Probe.

Données du produit

Le MICROMAN® E, associé à ses capillaires/pistons (CP), est la solution pour le pipetage d'échantillons difficiles. L'absence de coussin d'air entre l'échantillon et le piston garantit des résultats fiables, précis et reproductibles et une absence totale de contamination, quelle que soit la nature de l'échantillon pipeté.

ART.-NR.	TYP	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8101.01	M10E	1 - 10 µl	1	470.00	305.00
2.8101.02	M25E	3 - 25 µl	1	470.00	305.00
2.8101.04	M100E	10 - 100 µl	1	470.00	305.00
2.8101.03	M50E	20 - 50 µl	1	470.00	305.00
2.8101.05	M250E	50 - 250 µl	1	470.00	305.00
2.8101.06	M1000E	100 - 1'000 µl	1	470.00	305.00

Mechanische Pipetten Research® plus Pipettes mécaniques Research® plus



Produktinformationen

Die ultraleichte Research® plus wurde nach den strengen Kriterien des Eppendorf Physio Care Concept entwickelt.

Données du produit

Pipette ultra-légère Research plus conçue suivant les critères strictes du Concept Eppendorf PhysioCare.

ART.-NR.	FARBE	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
11.3123.12	●	0.1 - 2.5 µl	1	357.10	260.00
11.3120.21	●	0.5 - 10 µl	1	339.85	260.00
11.3120.98	○	2 - 20 µl	1	339.85	260.00
11.3123.39	●	2 - 20 µl	1	357.10	260.00
11.3120.47	●	10 - 100 µl	1	339.85	260.00
11.3120.15	●	20 - 200 µl	1	357.10	260.00
11.3123.01	●	30 - 300 µl	1	357.10	260.00
11.3120.71	●	500 - 5'000 µl	1	359.90	260.00
11.3120.61	●	100 - 1'000 µl	1	357.10	260.00

Reaktionsgefäße Safe-Lock Forensic DNA Grade Microtubes Safe-Lock Forensic DNA Grade



Produktinformationen

Die original Safe-Lock Tubes schützen Ihre Probe durch herausragende Stabilität beim Zentrifugieren, sowie durch einen sicheren Verschluss und verhindern damit zuverlässig Probenverlust durch Verdunstung.

Données du produit

Les tubes Safe-Lock d'origine protègent vos échantillons grâce à leur remarquable résistance à la centrifugation et leur parfaite étanchéité, et préviennent efficacement tout risque d'évaporation. Faites confiance aux Eppendorf Safe-Lock Tubes d'origine, parce que vos échantillons méritent ce qui se fait de mieux.

ART.-NR.	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
11.3123.10	0.5 ml	500	62.55	49.85
11.3123.11	1.5 ml	500	32.55	25.95
11.3123.62	2.0 ml	500	44.60	35.60

Reaktionsgefäße Safe-Lock Biopur Microtubes Safe-Lock Biopur



Produktinformationen

Der Klappdeckel mit Haken an den Eppendorf® Safe-Lock Tubes schützt hervorragend vor ungewolltem Aufspringen und sorgt so für höchstmögliche Sicherheit Ihrer Probe.

- Garantiert funktionsfähig zwischen -86°C und 100°C
- Im geöffneten Zustand autoklavierbar (121°C / 20 Min.)
- Einzeln steril geblistert

Données du produit

Le couvercle spécial à charnière avec crochet des Tubes Safe-Lock Eppendorf® constitue une protection remarquable contre toute ouverture accidentielle et assure ainsi la sécurité maximum de vos échantillons.

- *Fonctionnalité garantie de -86°C à 100°C*
- *Autoclavable lorsqu'il est ouvert (121°C / 20 min)*
- *Emballage individuel en blister*

ART.-NR.	VOL.	BODENFORM	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
11.3820.01	0.5 ml	konisch conique	50	35.70	28.50
11.3820.02	1.5 ml	konisch conique	100	41.10	29.10
11.3820.03	2.0 ml	rund rond	100	48.60	38.75

Super Weithalsfässer Fûts à ouverture totale



Produktinformationen

- Inhalte mühelos entleerbar
- Bulk-Behälter
- Einfacher Drehverschluss
- Feuchtigkeit unter Kontrolle
- UN-zertifizierte Verpackungen

Données du produit

- *Ôter le contenu sans effort*
- *Contenants en vrac*
- *Fermeture à vis simple*
- *Garder l'humidité sous contrôle*
- *Emballages certifiés UN*

ART.-NR.	INH.	Ø ÖFFN.	Ø	*	HÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAP.	Ø D'OUV.	Ø		HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
206.6945.61	17 l	296 mm	338 mm	-	252 mm	1	23.20	19.30
206.6947.61	26 l	296 mm	338 mm	-	358 mm	1	29.70	24.70
206.6947.91	26 l	296 mm	338 mm	✓	358 mm	1	32.35	26.95
206.6950.61	34 l	296 mm	338 mm	-	449 mm	1	32.70	27.20
206.6950.91	34 l	296 mm	338 mm	✓	449 mm	1	35.35	29.45
206.6948.61	39 l	296 mm	338 mm	-	505 mm	1	36.30	30.20

* Mit Handgriff | Avec poignées

Sicherheitspritzflaschen Weithals VITsafe™ Pissettes de sécurité sérigraphiées col large VITsafe™



Produktinformationen

- Flasche aus PE-LD (bzw. PP bei Aceton und MEK), Spritzrohr aus PP
- Mit farbigem VENT-CAP Schraubverschluss zur einfachen visuellen Unterscheidung der Medien.
- Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS)

Données du produit

- *Bouteille en PE-LD (ou PP pour l'acétone et le MEK), tube de pulvérisation en PP*
- *Avec bouchon à vis VENT-CAP de couleur pour une distinction visuelle facile des produits*
- *Plus de sécurité grâce à l'impression de sécurité permanente conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (SGH)*

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	AUFDRUCK	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	FILETAGE	IMPRESSION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.3320.01	1	250 ml	GL 45	Dest. Wasser	1	11.85 6.70
15.3320.05	1	500 ml	GL 45	Dest. Wasser	1	14.25 8.00
15.3320.09	1	1'000 ml	GL 63	Dest. Wasser	1	18.05 10.20
15.3320.02	2	250 ml	GL 45	Aceton	1	11.85 6.70

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	AUFDRUCK	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	FILETAGE	IMPRESSION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.3320.06	2	500 ml	GL 45	Aceton	1	14.25 8.00
15.3320.07	2	1'000 ml	GL 63	Aceton	1	18.05 10.20
15.3320.11	1	250 ml	GL 45	Ethanol	1	11.85 6.70
15.3320.04	1	500 ml	GL 45	Ethanol	1	14.25 8.00
15.3320.12	1	1'000 ml	GL 63	Ethanol	1	18.05 10.20
15.3320.13	1	250 ml	GL 45	Ethylacetat	1	11.85 6.70
15.3320.14	1	500 ml	GL 45	Ethylacetat	1	14.25 8.00
15.3320.15	1	1'000 ml	GL 63	Ethylacetat	1	18.05 10.20
15.3320.19	1	250 ml	GL 45	Methanol	1	11.85 6.70
15.3320.03	1	500 ml	GL 45	Methanol	1	14.25 8.00
15.3320.20	1	1'000 ml	GL 63	Methanol	1	18.05 10.20
15.3320.16	1	250 ml	GL 45	Isopropanol	1	11.85 6.70
15.3320.17	1	500 ml	GL 45	Isopropanol	1	14.25 8.00
15.3320.18	1	1'000 ml	GL 63	Isopropanol	1	18.05 10.20
15.3320.08	1	500 ml	GL 45	Acetonitril	1	14.25 8.00
15.3320.10	1	500 ml	GL 45	Essigsäure	1	14.25 8.00
15.3320.23	1	500 ml	GL 45	Heptan	1	14.25 8.00
15.3320.24	1	500 ml	GL 45	Hexan	1	14.25 8.00
15.3320.21	1	500 ml	GL 45	Methylenchlorid	1	14.25 8.00
15.3320.22	2	500 ml	GL 45	Methylethylketon (MEK)	1	14.25 8.00
15.3320.25	1	500 ml	GL 45	N,N-Dimethylformamid	1	14.25 8.00
15.1453.01	1	500 ml	GL 45	Pentan	1	14.25 8.00
15.3320.26	1	500 ml	GL 45	Tetrahydrofuran (THF)	1	14.25 8.00
15.3320.27	1	500 ml	GL 45	Toluol	1	14.25 8.00
15.3320.28	1	500 ml	GL 45	Xylol	1	14.25 8.00

1 Material | Matériel: PE-LD 2 Material | Matériel: PP

Kunststoff Kurzgewinde-Mikroflaschen ND9 PP Micro flacons à filetage court ND9

- 1 Mit Füllmarkierung
Avec marque de remplissage



Produktinformationen	Données du produit
Geeignet für die PFAS Analytik	Convient pour l'analyse des PFAS

ART.-NR.	VOL.	H X D	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	H X D	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.0904.69	0.3 ml	32 x 11.6 mm	flach plate	1'000	205.40	110.00
8.0904.68	0.7 ml	32 x 11.6 mm	flach plate	1'000	205.40	110.00
8.0904.46	1.5 ml	32 x 11.6 mm	leicht konkav geformt légèrement concave	1'000	233.00	125.00

Passende Kurzgewindeverschlüsse Bouchon à filetage court adapté



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.0922.37	9 mm PFAS Safe Guard PP	● 1'000	450.00	245.00
8.0922.38	9 mm PFAS Safe Guard PP, geschlitzt fendu	● 1'000	495.00	275.00
8.0919.43	9 mm PFAS Safe Guard PP, 50° shore A, 1.0 mm, fluorfrei sans fluor	● 1'000	380.00	205.00

Die Farbe bezieht sich auf die Deckelfarbe. | La couleur se réfère à la couleur du couvercle.

Kunststoff Schnappring-Mikroflaschen ND11 PP Micro flacons Snap Ring ND11



Produktinformationen	Données du produit
PP Schnappring Mikroflasche	PP Snap Ring Micro-Flacon

ART.-NR.	VOL.	H X D	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	H X D	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.1110.92	0.3 ml	32 x 11.6 mm	flach plate	1'000	191.80	105.00
8.1108.56	0.7 ml	32 x 11.6 mm	flach plate	1'000	191.80	105.00

Passende Schnappringkappen Capuchons à anneau encliquetable



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.1122.39	11 mm PFAS Safe Guard PE	⊙ 1'000	335.00	180.00
8.1122.40	11 mm PFAS Safe Guard PE geschlitzt fendu	⊙ 1'000	370.00	200.00

Die Farbe bezieht sich auf die Deckelfarbe. | La couleur se réfère à la couleur du couvercle.

Erlenmeyer- und Fernbachkolben Corning® Erlenmeyers classiques avec réflecteur



Produktinformationen

- Hergestellt aus Polycarbonat der USP Klasse VI: optisch klar und robust
- Eingeprägte Graduierungen für Genauigkeit
- Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert für einfache Nutzung
- Alle Flaschen haben den höchsten Sterilsicherheitswert von 10 - 6
- Als pyrogenfrei zertifiziert

Données du produit

- *En polycarbonate, conforme USP classe VI pour les plastiques, ils fournissent une clarté optique et une résistance mécanique excellentes*
- *Graduation en relief pour plus de précision*
- *Conditionnés en emballage individuel et stérilisés par irradiation pour un usage plus simple*
- *Tous les flacons fournissent le niveau le plus élevé d'assurance de stérilité SAL 10 - 6*
- *Certifiées apyrogènes*

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	EXÉCUTION	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.430183	250 ml		Schraubdeckel Bouchon vissant	50	943.20	565.00
7.430422	500 ml	mit glattem Boden avec fond classique		25	668.00	395.00
7.431255	2'000 ml		Belüftungsdeckel Bouchon ventilé	6	623.70	425.00
7.431408	500 ml	mit Schikanen avec réflecteur	Schraubdeckel Bouchon vissant	25	673.60	405.00
7.431403	1'000 ml		Belüftungsdeckel Bouchon ventilé	25	1'048.50	630.00

Quadratische Vorratsflaschen Corning® Bouteilles de stockage carrées



Produktinformationen

- Stabile Polycarbonat-Flaschen
- Gerasterte weiße emaillierte Graduierung ist besser zu sehen als formgepresste Graduierung
- Gammastrahlensterilisiert
- Grosses weisses Beschriftungsfeld zur einfacheren Kennzeichnung
- Die Flaschen können einmalig bei 121°C und 15 psi autoklaviert werden, wiederholtes Autoklavieren schwächt das Polycarbonat und wird nicht empfohlen
- Lagerung bis -80°C
- Halsweite 45 mm
- Einzeln verpackt Clear Plastic

Données du produit

- *Les bouteilles en polycarbonate*
- *Graduations imprimées en émail blanc pour une meilleure lisibilité que les graduations moulées*
- *Stérilisées par irradiation gamma*
- *Les bouteilles peuvent être autoclavées une fois à 121°C et 15 psi. L'autoclavage répété fragilise le polycarbonate et n'est pas recommandé*
- *Peut être utilisé jusqu'à une température de - 80°C*
- *Taille du col 45 mm*
- *Emballés individuellement en plastique transparent*

ART.-NR.	VOL.	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.431431	250 ml		24	181.45	79.25
7.431432	500 ml	2 Pack x 12 Stück 2 paquets x 12 pièces	24	244.10	111.45
7.431433	1'000 ml		24	349.90	156.65

Achtkantflaschen für Wasseranalysen Corning® Flacons de forme octogonale pour analyse Corning®

Produktinformationen

- Aus PET, praktisch unzerstörbar, mit weissem Originalitäts-Schraubverschluss aus PE
- Selbstabdichtend, unsteril (Flasche und SV separat) und steril verpackt (aufgeschraubt)
- Halsdurchmesser 28 mm, graduert

Données du produit

- *En P.E.T.G., pratiquement incassable, avec cape à visser inviolable autojoignant blanc en*
- *PE, non-stérile (flacons et cape séparés) et stérile (capes posées sur flacons)*
- *Diamètre du col 28 mm, gradués*



→ Mit oder ohne Thiosulfat
Avec ou sans thiosulfate de sodium

ART.-NR.	VOL.	L X B X H	THIOSULFAT	AUSFÜHRUNG	ETIKETT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	VOL.	L X L X H	THIOSULFATE	EXÉCUTION	ÉTIQUETTE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0190.26	250 ml	63 x 63 x 135 mm	-	steril stérile	-	144	267.85	175.00
15.0190.28	250 ml	64 x 64 x 135 mm	-	steril stérile	water sampling bottle	144	288.70	190.00
15.0190.51	500 ml	74 x 74 x 173 mm	-	steril stérile	-	120	335.40	220.00
15.0190.53	500 ml	76 x 76 x 170 mm	-	steril stérile	water sampling bottle	120	342.00	225.00
15.0190.55	1'000 ml	92.5 x 92.5 x 214 mm	-	steril stérile	-	48	188.65	125.00
15.0190.65	1'000 ml	96 x 96 x 215 mm	-	steril stérile	-	48	217.70	143.00
15.0190.66	1'000 ml	96 x 96 x 214 mm	-	steril einzeln verpackt emballage individuel stérile	-	45	216.90	142.00
15.0193.70	250 ml	64 x 64 x 145 mm	20 mg/L	steril stérile	-	144	331.20	220.00
15.0193.71	250 ml	64 x 64 x 135 mm	120 mg/L	steril stérile	-	144	338.40	225.00
15.0193.73	250 ml	64 x 64 x 135 mm	120 mg/L	steril einzeln verpackt emballage individuel stérile	-	150	387.00	255.00
15.0193.80	500 ml	76 x 76 x 170 mm	20 mg/L	steril stérile	-	120	382.20	250.00
15.0193.81	500 ml	76 x 76 x 170 mm	120 mg/L	steril stérile	-	120	388.20	255.00
15.0193.93	1'000 ml	96 x 96 x 214 mm	120 mg/L	steril einzeln verpackt emballage individuel stérile	-	48	494.40	325.00

Laborflaschen DURAN® Protect+ GL80 Flacons de laboratoire DURAN® Protect+ GL80



Auch in Braunglas verfügbar!
Disponible aussi en verre brun !

**FOR
FREE**



Produktinformationen

Sicherheitsbeschichtete Flaschen ohne Deckel. Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe können separat bestellt werden.

Données du produit

Bouteilles à revêtement de sécurité sans couvercle. Les bouchons à vis et les anneaux d'écoulement assortis peuvent être commandés séparément.

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	GEWINDE GL	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	EXÉCUTION	FILETAGE GL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5736.40	250 ml	Klarglas Verre clair	GLS80	10	369.90	200.00
8.5736.42	500 ml			10	429.40	235.00
8.5736.44	1'000 ml			10	563.50	305.00
8.5736.46	2'000 ml			6	568.20	310.00



Beim Kauf von min. 10 DURAN® Flaschen (Protect+, Protect+ GL80 oder TILT) erhalten Sie eine limitierte GENIUS Flasche gratis dazu!

A l'achat d'au moins 10 bouteilles DURAN® (Protect+, Protect+ GL80 oder TILT), vous recevez gratuitement une bouteille GENIUS en édition limitée !

Nur solange der Vorrat reicht!
Jusqu'à épuisement du stock !

Laborflaschen DURAN® Protect+ Flacons de laboratoire DURAN® Protect+



Auch in Braunglas verfügbar!
Disponible aussi en verre brun !

Produktinformationen

Sicherheitsbeschichtete Flaschen ohne Deckel. Passende Schraubverschlüsse und Ausgiessringe können separat bestellt werden.

Données du produit

Bouteilles à revêtement de sécurité sans couvercle. Les bouchons à vis et les anneaux d'écoulement assortis peuvent être commandés séparément.

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	GEWINDE GL	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	EXÉCUTION	FILETAGE GL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5736.10	25 ml	Klarglas verre clair	GL25	10	265.50	144.00
8.5736.12	50 ml		GL32	10	267.50	145.00
8.5736.14	100 ml		GL45	10	290.80	157.00
8.5736.16	250 ml		GL45	10	307.70	167.00
8.5736.18	500 ml		GL45	10	365.20	198.00
8.5736.20	1'000 ml		GL45	10	503.50	272.00
8.5736.22	2'000 ml		GL45	6	557.70	295.00

Medienflaschen DURAN® TILT Flacon de préparation de milieux DURAN® TILT



PP Verschluss in weiss inklusive!
Avec bouchon blanc vissé en PP !

Kann um 45° gekippt werden
zum einfachen Pipettieren
Peut être incliné à 45° pour
faciliter le pipetage

Produktinformationen

- Wiederverwendbares Flaschensystem zur Herstellung von Zellkulturmedien
- Optimierte ergonomisch geformter Schraubverschluss GL 56, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Polypropylen
- Vakuumfest und geeignet zur sicheren Filtersterilisation von Medien
- Stapelbare und platzsparende Flaschenform
- Niedrige Flaschenhöhe ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung in Biosicherheitsbänken und unter Reinlufthauben

Données du produit

- *Bouteille réutilisable pour la préparation de milieu de culture cellulaire*
- *Bouchon à vis ergonomique optimisé GL 56, fabriqué en polypropylène non cytotoxique*
- *Résistant au vide et adapté à la stérilisation sûre des milieux par filtration*
- *Forme de bouteille empilable et peu encombrante*
- *La faible hauteur des bouteilles permet une manipulation aisée dans les bancs de biosécurité et sous les hottes d'air propre*

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE GL	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	VOL.	FILETAGE GL	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.44	500 ml	GL 56	4	91.60	48.35

Einweg - Vliestuch Spendersystem Système de distribution de lingettes non tissées jetables



Produktinformationen

- Kunststoffeimer mit Vliestuchrolle à 115 Tücher (OHNE Flüssigkeit)
- Einweg-Vliestuchspendersystem für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln
- Zur desinfizierenden Reinigung und Desinfektion von Flächen, Geräten, Medizinprodukten und medizinischem Inventar

Données du produit

- *Seau en plastique avec rouleau de tissu polaire par 115 chiffons (SANS liquide)*
- *Système de distribution de chiffons polaires jetables pour l'utilisation de désinfectants de surface*
- *Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des équipements, des dispositifs médicaux et des stocks médicaux*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9445.08	1	25.60	15.55

neoform® Rapid – Schnelldesinfektionsmittel neoform® Rapid – Désinfectant rapide



Produktinformationen

- Alkoholische, gebrauchsfertige Lösung für gezielte Schnelldesinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten
- Einsatz im Wisch- oder Sprühverfahren. VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) gelistet und in der Viruzidie-Liste des IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz) eingetragen
- Umfassende Wirksamkeit bereits nach kurzer Einwirkzeit
- Schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung, kein Nachspülen erforderlich
- Frei von Aldehyden, Farbstoffen und Parfum

Données du produit

- *Solution alcoolisée prête à l'emploi pour la désinfection rapide et ciblée des surfaces de dispositifs médicaux*
- *A utiliser en essuyant ou en pulvérisant. Le VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) est inscrit sur la liste virucide de l'OHI (Association industrielle pour l'hygiène et la protection des surfaces).*
- *Une efficacité globale déjà après un court temps d'exposition*
- *Séchage rapide et sans résidus, pas de rinçage nécessaire*
- *Sans aldéhydes, ni colorants, ni parfums*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	EXÉCUTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9445.00	Flasche inkl. Sprühkopf Flacon incl. tête de pulvérisation	0.75 Liter 0.75 litre	1	31.30	18.35

neodisher® LaboClean FLA



Produktinformationen

- Alkalisches Reinigungsmittel zur maschinellen Reinigung von Laborglas
- Universell einsetzbar
- Ausgeprägte Reinigungskraft und hohes Schmutztragevermögen
- Hoher Anteil an Dispergatoren
- Frei von Tensiden, Phosphaten und Oxidationsmitteln

Données du produit

- *Détergent alcalin pour le traitement en machine de la verrerie de laboratoire*
- *Usage universel*
- *Pouvoir de détergence élevé et assure une anti-réposition des souillures*
- *Fort pouvoir de dispersion*
- *Sans tensioactifs, sans phosphates et sans oxydants*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9411.12	Kanister Bidon	5 Liter 5 litre	1	83.50	56.25
18.9411.10	Kanister Bidon	10 Liter 10 litre	1	155.15	105.00
18.9411.08	Kanister Bidon	25 Liter 25 litre	1	245.00	172.00

neodisher® Z



Produktinformationen


- Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von Instrumenten und Laborglas
- Auf Basis von organischen Säuren
- Frei von Phosphaten, Phosphorsäure, stickstoffhaltigen Verbindungen und Tensiden
- Enthält weniger als 10 ppm P2O5 im Konzentrat

Données du produit


- *Agent de neutralisation et de nettoyage acide pour la préparation mécanique des instruments et de la verrerie de laboratoire*
- *À base d'acides organiques*
- *Exempt de phosphates, d'acide phosphorique, de composés azotés et d'agents tensioactifs*
- *Contient moins de 10 ppm de P2O5 dans le concentré*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9420.02	Kanister Bidon	5 Liter 5 litre	1	79.60	45.70
18.9420.03	Kanister Bidon	10 Liter 10 litre	1	147.85	87.10
18.9420.04	Kanister Bidon	20 Liter 20 litre	1	280.00	162.00
18.9420.06	Flasche Bouteille	1 Liter 1 litre	1	17.05	10.00
18.9420.05	Flasche Bouteille	12 x 1 Liter 12 x 1 litre	1	204.70	120.00


FANCY® ROSE




FANCY® GOLD



FANCY® VIOLET



FANCY® SILVER



FANCY® Line Einweghandschuhe Gants à usage unique

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9203.10	XS / 5 - 6	 fancy rose	100	8.85	4.75
3.9203.11	S / 6 - 7	 fancy rose	100	8.85	4.75
3.9203.12	M / 7 - 8	 fancy rose	100	8.85	4.75
3.9203.13	L / 8 - 9	 fancy rose	100	8.85	4.75
3.9203.40	XS / 5 - 6	 fancy violet	100	8.85	4.75
3.9203.41	S / 6 - 7	 fancy violet	100	8.85	4.75
3.9203.42	M / 7 - 8	 fancy violet	100	8.85	4.75
3.9203.43	L / 8 - 9	 fancy violet	100	8.85	4.75
3.9203.30	XS / 5 - 6	 fancy silver	100	8.85	4.75
3.9203.31	S / 6 - 7	 fancy silver	100	8.85	4.75
3.9203.32	M / 7 - 8	 fancy silver	100	8.85	4.75
3.9203.33	L / 8 - 9	 fancy silver	100	8.85	4.75
3.9203.34	XL / 10 - 11	 fancy silver	100	8.85	4.75

Produktinformationen

Die glänzenden Nitril-Handschuhe sind der Hingucker. Egal welche Branche, mit unseren Glanzstücken wird es fancy. Natürlich entspricht der Handschuh der PSA Verordnung (EU) 2016/425 und den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das wasserdichte Material schützt vor Feuchtigkeit, Viren, Pilzen und Bakterien.

Données du produit

Les gants en nitrile brillants attirent tous les regards. Quel que soit le secteur, avec nos brillants, la fantaisie sera au rendez-vous. Bien entendu, le gant est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425 et aux normes européennes EN 374, EN 420 et EN 455. Le matériau imperméable protège contre l'humidité, les virus, les champignons et les bactéries.

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9203.20	XS / 5 - 6	 fancy gold	100	8.85	4.75
3.9203.21	S / 6 - 7	 fancy gold	100	8.85	4.75
3.9203.22	M / 7 - 8	 fancy gold	100	8.85	4.75
3.9203.23	L / 8 - 9	 fancy gold	100	8.85	4.75
3.9203.24	XL / 10 - 11	 fancy gold	100	8.85	4.75



Kimtech™ Purple Nitrile™ Handschuhe
Kimtech™ Purple Nitrile™ gants

Entspricht folgenden Normen:
 Conforme aux normes suivantes :

- 89/686/EWG
- EN 420:2003
- EN374-1
- EN374-2
- EN455-1,-2,-3,-4
- ISO 16604
- EN1149-5:2003



Produktinformationen

Bieten den für Labor- und Sicherheitsbereiche erforderlichen zuverlässigen Handschutz und Tragekomfort.

Données du produit

Garantissent une protection indispensable des mains alliée à un grand confort pour travailler en toute sécurité dans les laboratoires et dans les environnements où la sécurité est un critère essentiel.



HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY



Kennen Sie schon unsere «labnews.»?
 Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie stets auf dem Laufenden!

*Connaissez-vous déjà nos « labnews. » ?
 Abonnez-vous maintenant et restez toujours à jour !*



ART.-NR.	GRÖSSE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.7573.20	XS / 5 - 6	240 mm	100	30.20	19.70
3.7573.21	S / 6 - 7	240 mm	100	36.00	19.70
3.7573.22	M / 7 - 8	240 mm	100	36.00	19.70
3.7573.23	L / 8 - 9	250 mm	100	36.00	19.70
3.7573.24	XL / 9 - 10	250 mm	90	32.40	19.70

Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe
Kimtech™ Polaris™ nitrile gants



Entspricht folgenden Normen:
Conforme aux normes suivantes :

- PPE Kat. III - EN ISO 374-1 Typ B
- EN 374-4
- EN ISO 374-5
- ASTM D6978
- ISO 10993



Produktinformationen Données du produit

- Texturierte Fingerspitzen
- Verbesserter Schutz vor Chemikalien und biologischen Gefahren
- Optimaler Hautschutz

- *Extrémités des doigts texturées*
- *Protection améliorée contre les produits chimiques et les risques biologiques*
- *Protection optimale de la peau*

ART.-NR.	GRÖSSE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.7573.25	XS / 5.5	250 mm	100	31.00	18.30
3.7573.26	S / 6.5	250 mm	100	31.00	18.30
3.7573.27	M / 7.5	250 mm	100	31.00	18.30
3.7573.28	L / 8.5	250 mm	100	31.00	18.30
3.7573.29	XL / 9.0	250 mm	90	31.00	18.30

Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandschuhe
Kimtech™ Polaris™ Xtra nitrile gants



Entspricht folgenden Normen:
Conforme aux normes suivantes :

- PSA Kat. III - EN ISO 374-1 Typ B
- EN 374-4
- EN ISO 374-5
- ASTM D6978
- ISO 10993



Produktinformationen Données du produit

- Texturierte Fingerspitzen
- Verbesserter Schutz vor Chemikalien und biologischen Gefahren
- Optimaler Hautschutz
- Mit besonders langen Manschetten

- *Extrémités des doigts texturées*
- *Protection améliorée contre les produits chimiques et les risques biologiques*
- *Protection optimale de la peau*
- *Avec des manchettes particulièrement longues*

ART.-NR.	GRÖSSE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.7573.75	XS / 5.5	300 mm	50	18.30	14.65
3.7573.76	S / 6.5	300 mm	50	18.30	14.65
3.7573.77	M / 7.5	300 mm	50	18.30	14.65
3.7573.78	L / 8.5	300 mm	50	18.30	14.65
3.7573.79	XL / 9.0	300 mm	50	18.30	14.65

Einmalhandschuhe Latex IC, puderfrei Gants jetables en latex IC, non poudrés

Entspricht folgenden Normen:
Conforme aux normes suivantes :

- EN 420
- MPG 93/42 EWG
- PSA 89/686 EWG
- EN 420
- EN 374
- EN 455



Produktinformationen

Vielfach bewährter besonders hautfreundlicher puderfreier Einmalhandschuh aus Naturlatex für vielseitige Anwendungen im industriellen Bereich und Labor.

- Aussenseite texturiert
- Innenseite puderfrei
- Frei von Phthalaten / Weichmachern

Données du produit

Gant jetable en latex naturel sans poudre, particulièrement bien toléré par la peau, pour applications diverses dans le domaine de l'industrie et des sciences de vie.

- *Exterieur texturés*
- *Intérieur sans poudre*
- *Exempt de phtalates / plastifiants*

ART.-NR.	GRÖSSE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.8012.00	XS / 5 - 6	240 mm	100	9.90	5.75
3.8012.01	S / 6 - 7	240 mm	100	9.90	5.75
3.8012.02	M / 7 - 8	240 mm	100	9.90	5.75
3.8012.03	L / 8 - 9	240 mm	100	9.90	5.75
3.8012.04	XL / 9 - 10	240 mm	90	9.90	5.75

Schutzhandschuhe – uvex u-fit Gants de protection – uvex u-fit

1
Material Nitril
Matériel Nitrile

2
Farbe blau
Couleur bleu

3
Norm EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T)
Norme EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T)



Produktinformationen

- Gute Griffsicherheit durch die angeraute Handschuhoberfläche
- Sehr gute mechanische Festigkeit
- Zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
- Silikonfrei gemäss Abdrucktest
- Hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl

Données du produit

- *Bonne préhension grâce à la surface rugueuse des gants*
- *Très bonne résistance mécanique*
- *Protection fiable contre les éclaboussures au contact de produits chimiques comme des acides, des solutions alcalines et des matières solides ou des solutions salines aqueuses*
- *Sans silicone d'après le test d'empreinte*
- *Toucher et dextérité exceptionnels*

ART.-NR.	GRÖSSE	BESCHICHTUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	ENDUCTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.6059.60	S	ca. 0.10 mm	100	10.50	6.50
18.6059.61	M	ca. 0.10 mm	100	10.50	6.50
18.6059.62	L	ca. 0.10 mm	100	10.50	6.50
18.6059.63	XL	ca. 0.10 mm	100	10.50	6.50

Chemikalienschutzanzug uvex 5/6 air Combinaison de protection chimique uvex 5/6 air



Produktinformationen

Erstklassiger Tragekomfort und ausgezeichnetes climazone-Feuchtigkeitsmanagement durch das sehr leichte, luftdurchlässige und hoch atmungsaktive SMS-Material. Der perfekte Begleiter für warme Arbeitsumgebungen. **PSA-Kategorie III**: Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden.

Données du produit


Confort de port exceptionnel et gestion optimale de l'humidité grâce à la technologie climazone et au matériau SMS ultra-léger, poreux et respirant. Le compagnon idéal pour les milieux de travail soumis à températures élevées. Catégorie d'EPI III : Protection contre les dangers mortels et risques irréversibles.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	TAILLE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.8173.09	Polypropylen-Spinnvlies (SMS) Non-tissé en polypropylène (SMS)	S	1	8.50	7.45
18.8173.10		M	1	8.50	7.45
18.8173.11		L	1	8.50	7.45
18.8173.12		XL	1	8.50	7.45
18.8173.13		XXL	1	8.50	7.45
18.8173.14		3XL	1	8.50	7.45

Sicherheitsschuh S2 Halbschuh uvex 1 sport white Chaussures basse de sécurité S2 uvex 1 sport blanc



→ Weite 11
Largeur 11

 Weitere Größen auf Anfrage!
Autres grandeurs sur demande!

Produktinformationen

- Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend
- Ergonomisch gestaltete Laufsole aus Zweidichten-Polyurethan mit hervorragender Dämpfung und sehr guter Rutschhemmung

Données du produit

- Conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégohms
- Embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, stabilité latérale, sans conduction thermique
- Semelle ergonomique en polyuréthane double densité offrant un excellent amorti et une excellente adhérence

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9629.40	40	1	150.60	110.00
18.9629.43	43	1	150.60	110.00

Bügelbrille uvex pure-fit 9145
Lunettes à branches uvex pure-fit 9145



Produktinformationen

- Reduced to the max – sortenreine, ultraleichte Schutzbrille mit innovativem Bügelkonzept und nur 19 Gramm Gewicht
- Rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- Robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfestе Scheibe
- Metallfrei
- Rahmenfarbe: transparent
- PC-Scheibe: farblos

Données du produit

- *Reduced to the max - lunettes de protection ultralégères avec un concept de branches innovant et un poids de seulement 19 grammes.*
- *Design d'écran sans cadre pour un large champ de vision*
- *Oculaire robuste en polycarbonate avec technologie de revêtement éprouvée uvex supravision - écran durablement antibuée et résistant aux rayures*
- *Sans métal*
- *Couleur du cadre : transparent*
- *Oculaire en PC : incolore*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9195.65	uvex pure-fit 9145	1	8.10	6.50



uvex



Supravision
Performance Coating



No pressure points with
corrective eyewear



Supravision HC-AF
100 % UV Protection



Easy to Clean

Zweifilter-Halbmasken X-plore® Demi-masques à deux filtres X-plore®



Anlegeanleitung
Instructions d'installation

Produktinformationen


Die X-plore® 3300 und 3500 sind wartungsarme und somit preisgünstigen Halbmasken. Sie verfügen über zwei seitliche Bajonettanschlüsse, die die Verwendung der unterschiedlichsten Bajonett-Filter ermöglichen.

Données du produit

Les demi-masques X-plore® 3300 et 3500 nécessitent peu de maintenance et sont économiques. Ils sont équipés de deux fixations à baïonnette latérales qui permettent l'utilisation d'une large gamme de filtres à baïonnette.

ART.-NR.	TYPE	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.8511.03	X-plore 3300	S	1	27.00	15.20
18.8511.02	X-plore 3300	M	1	27.00	15.20
18.8511.04	X-plore 3300	L	1	27.00	15.20
18.8511.06	X-plore 3500	S	1	47.10	26.50
18.8511.05	X-plore 3500	M	1	47.10	26.50
18.8511.07	X-plore 3500	L	1	47.10	26.50

Microplatten 96 Well Polystyrol Microplaques 96 puits en polystyrène



Fester Boden
Fond rigide

Produktinformationen

- **U-Boden:**
Rund, für Agglutinationstests
- **V-Boden:**
Konisch, für Anwendungen, bei denen das komplette Probenvolumen abpipettiert werden muss
- **F-Boden / Standard (ST):**
Flach, ideal für genaueste optische Messungen

Données du produit

- **Fond U:**
Rond, pour les tests d'agglutination
- **Fond V:**
Conique, conçues pour le cas où l'échantillon doit être pipeté intégralement
- **Fond F / Standard (ST):**
Plat, adaptés aux mesures optiques précises

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	* VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.655 101	F-Boden/ST Fond F	10 Pack x 10 Stk.	100	90.49	49.25
7.655 161	F-Boden/ST Fond F	50 Pack x 2 Stk.	100	118.00	54.10
7.650 101	U-Boden Fond U	10 Pack x 10 Stk.	100	107.87	39.75
7.650 161	U-Boden Fond U	50 Pack x 2 Stk.	100	118.00	50.20
7.651 101	V-Boden Fond V	10 Pack x 10 Stk.	100	105.77	46.05
7.651 161	V-Boden Fond V	50 Pack x 2 Stk.	100	118.00	46.85
7.651 199	Samplepack Mikroplatten Standard 96 Well in PS				Gratis Gratuit

* Steril | Stérile

Microplatten 96 Well Half Area Microplaques 96 puits demi-puits



→ Fester Boden
Fond rigide

Produktinformationen

- Reduktion des Probenvolumens um 50 %
- Standardisierte Schichtdicke
(1 cm=170 µl, 0.5 cm=80 µl)
- Verpackung 4 Pack x 10 Stk.


Données du produit

- Réduction de volume jusqu'à 50 %
- Dimensions standardisées
(1 cm=170 µl, 0.5 cm=80 µl)
- Emballage 4 paquets x 10 pcs

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	**	VERPACK.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS		EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.675 101	Half Area	①	- 4 Pack x 10 Stk.	40	94.75	51.50
7.675 161	Half Area	① ✓	4 Pack x 10 Stk.	40	102.70	55.75
7.675 075	Half Area	②	- 4 Pack x 10 Stk.	40	245.35	130.00
7.675 076	Half Area	②	- 4 Pack x 10 Stk.	40	245.35	135.00
7.675 096*	Half Area	②	- 4 Pack x 10 Stk.	40	300.35	165.00

* µClear ** Steril | Stérile ① no binding ② med. binding

Microplatten 96 Well weiss oder schwarz Microplaques 96 puits blanc ou noir



Produktinformationen

F-Boden / Kaminform:
Flacher Boden wie beim Standard,
Unterschied besteht in der kamin-
gleichen Anordnung


Données du produit

Fond F Type Cheminée:
Plat comme le standard. La différence
avec la plaque standard est due à la
disposition en cheminée des puits

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.655 075	F-Boden/Kamin Fond F/cheminée	○ ①	4 Pack x 10 Stk.	40	150.45 87.70
7.655 076	F-Boden/Kamin Fond F/cheminée	● ②	4 Pack x 10 Stk.	40	150.45 87.70
7.655 007	Samplepack Mikroplatten 96 Well in PS, weiss, schwarz, med. binding				Gratis Gratuit


① LUMITRACTM 200 med. ② FLUOTRACTM 200 med.

Microplatten 96 Well mit μ Clear®-Folienboden Microplaques 96 puits avec fond μ Clear®



→ Med. binding

Microplatten 384 Well Polystyrol Microplaques 384 puits polystyrène



← Fester Boden
Fond rigide

Produktinformationen

- Aus Polystyrol, mit dünnem Folienboden, dem sog. μ Clear®-Boden
- **F-Boden / Kaminform:** "Chimney Well" Microplatte wie die Standard F-Boden Microplatte mit flachem Boden, Unterschied besteht in der kamingleichen Anordnung

Données du produit

- *En polystyrène, avec un fond en film fin μ Clear*
- **Fond F Type Cheminée:** *Plat comme le standard. La différence avec la plaque standard est due à la disposition en cheminée des puits, chaque puits étant ainsi indépendant*

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREIS	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.655 095	F-Boden/Kamin	○ 4 Pack x 10 Stk.	40	314.10	140.00
7.655 096	Fond F/cheminée	● 4 Pack x 10 Stk.	40	314.10	140.00
7.655 008	Samplepack Mikroplatten 96 Well in PS, μ Clear, med. binding				Gratis Gratuit

Produktinformationen

Alle Näpfcchen der 384 Well Microplatten mit Ausnahme der Näpfcchen der 384 Well Small Volume Microplatte sind "rounded square well", das heisst quadratisch mit abgerundeten Ecken.

Données du produit

Tous les puits des microplaques 384 puits à l'exception de la microplaque 384 puits Small Volume™ sont carrés à coins arrondis.

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	* VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.781 101	F-Boden Fond F	⊗ - 10 Pack x 10 Stk.	100	475.85	240.00
7.781 162	F-Boden Fond F	⊗ ✓ 10 Pack x 10 Stk.	100	506.10	275.00
7.781 185	F-Boden Fond F	⊗ ✓ 32 Pack x 1 Stk.	32	232.80	105.00
7.781 186	F-Boden Fond F	⊗ ✓ 4 Pack x 8 Stk	32	192.35	87.70
7.781 199	Samplepack Mikroplatten 384 Well in PS				Gratis Gratuit

* Steril | Stérile

Microplatten HiBase 384 Well Small Volume™ Microplaques HiBase 384 Puits Small Volume™



→ Fester Boden
Fond rigide

Produktinformationen

- HiBase für Top Reading Messungen

Données du produit

- HiBase pour les mesures Top Reading


ART.-NR.	PLATTENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREIS	DEALS
NO. D'ART	GÉOM. DE LA PLAQUE	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.784 101	HiBase	4 Pack x 10 Stk.	40	426.35	230.00
7.784 076	HiBase	1 4 Pack x 10 Stk.	40	426.35	230.00
7.784 076-25	HiBase	1 6 Pack x 25 Stk.	150	1'607.00	865.00
7.784 075	HiBase	1 4 Pack x 10 Stk.	40	426.35	230.00
7.784 075-25	HiBase	1 6 Pack x 25 Stk.	150	1'700.00	850.00

7.784 999 Samplepack Mikroplatten 384 Well in PS Small Volume™ HiBase

Gratis | Gratuit

med. binding

Microplatten 384 Well Polystyrol Microplaques 384 puits polystyrène



Produktinformationen

Alle Näpfcchen der 384 Well Microplatten mit Ausnahme der Näpfcchen der 384 Well Small Volume Microplatte sind "rounded square well", das heisst quadratisch mit abgerundeten Ecken.


Données du produit

Tous les puits des microplaques 384 puits à l'exception de la microplaque 384 puits Small Volume™ sont carrés à coins arrondis.

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.781 076	F-Boden Fond F	1 4 Pack x 10 Stk.	40	332.80	140.00
7.781 075	F-Boden Fond F	2 4 Pack x 10 Stk.	40	326.20	150.00
7.781 199	Samplepack Mikroplatten 384 Well in PS				Gratis Gratuit

FLUOTRACTM 200moyenne fixation 2 LUMITRACTM 200 med.binding

Microplatten 384 Well mit μ Clear®-Folienboden Microplaques 384 puits avec fond μ Clear®



Produktinformationen		Données du produit			
<ul style="list-style-type: none"> Aus Polystyrol mit μClear®-Boden Besonders für Anwendungsfelder in den Bereichen Zellkultur und Mikroskopie geeignet 		<ul style="list-style-type: none"> En polystyrène, avec un fond en film fin μClear® Particulièrement adapté aux domaines d'application de la culture cellulaire et de la microscopie 			
ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.781 095	F-Boden Fond F	○ 1 4 Pack x 10 Stk.	40	438.45	240.00
7.781 096	F-Boden Fond F	● 1 4 Pack x 10 Stk.	40	436.25	210.00
7.781 099	Samplepack Mikroplatten 384 Well in PS, μ Clear, med. binding			Gratis Gratuit	

1 med. binding


Microplatten 384 Well Polypropylen Microplaques 384 puits en polypropylène

Fester Boden ←
Fond rigide



Produktinformationen		Données du produit			
<p>Polypropylen (PP) bindet kaum Biomoleküle, hat eine hohe Temperaturtoleranz und ist gegen viele gebräuchliche Laborchemikalien wie z. B. DMSO beständig.</p>		<p>Le polypropylène ne fixe pas de biomolécules, a une haute résistance thermique et est résistant à la plupart des produits chimiques les plus utilisés en labo comme par exemple le DMSO.</p>			
ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.781 201	F-Boden Fond F	● 10 Pack x 10 Stk.	100	592.75	275.00
7.781 209	F-Boden Fond F	● 10 Pack x 10 Stk.	100	606.50	330.00
7.781 280	V-Boden Fond V	● 10 Pack x 10 Stk.	100	551.50	275.00

Microplatten 1536 Well HiBase Microplaques 1536 Well HiBase






→ Fester Boden
Fond rigide


Produktinformationen

HiBase Versionen sind besonders gut für Auswertesysteme geeignet, die von oben lesen. Alle Näpfcchen der 1536 Well Microplatten sind "rounded square well", das heisst quadratisch mit abgerundeten Ecken.


Données du produit

Les versions HiBase sont conçues pour les lecteurs qui lisent par le dessus. Tous les puits des microplaques 1536 puits sont de format carré à coins arrondits.

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.782.101	F-Boden Fond F 	4 Pack x 15 Stk.	60	2'714.40	1'250.00
7.782.076	F-Boden Fond F  1	4 Pack x 15 Stk.	60	2'888.40	1'315.00
7.782.075	F-Boden Fond F  2	4 Pack x 15 Stk.	60	2'888.40	1'315.00

 FLUOTRACTM 200 med. binding  LUMITRACTM 200 med. binding

Microplatten 1536 Well aus Polystyrol mit μ Clear® HiBase Microplaques 1536 Puits en Polystyrène avec μ Clear® HiBase





Produktinformationen

Mit dünnem Folienboden, dem sogenannten μ Clear®-Boden. Diese sind nach einem patentierten Verfahren hergestellt und eignen sich, im Gegensatz zu den Standard Microplatten mit festem Boden, besonders für Zellkultur und Mikroskopie.



Données du produit

Avec un fond en film fin μ Clear®, Par opposition avec les plaques à fond opaque, elles sont idéales pour les applications dans les domaines de la culture cellulaire et de la microscopie en fluorescence ou en luminescence.

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.782.095	F-Boden Fond F  1	4 Pack x 15 Stk.	60	5'337.60	2'630.00
7.782.096	F-Boden Fond F  1	4 Pack x 15 Stk.	60	5'337.60	2'630.00

 med. binding

Microplatten 1536 Deep Well Polypropylen Microplaque 1536 puits Deep Well en polypropylène



MICROPLATTEN SAMPLE PACKS
MICROPLAQUES SAMPLE PACKS

Produktinformationen

Die Produktpalette der 1536 Well Polystyrol Microplatten wird durch eine Polypropylen Lagerungsplatte (Deep Well Microplatte) mit einem mathematischen Volumen von 18 µl ergänzt. Das Arbeitsvolumen dieser Platte liegt zwischen 3 und 15 µl.

Données du produit


La gamme de microplaques 1536 puits en polystyrène se complète par une plaque de stockage en polypropylène (Microplaque Deep Well) avec un volume total de 18 µl. Le volume de travail de cette microplaque se situe entre 3 et 15 µl.

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	*	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS		EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.782.270	V-Boden Fond V	● ✓	4 Pack x 15 Stk.	60	3'592.80	1'930.00
7.782.261	V-Boden Fond V	● -	4 Pack x 15 Stk.	60	3'851.40	2'060.00

* Steril | Stérile




Microplatten UV-Star® 96, 384 Well Microplaques UV-Star® 96, 384 puits



→ Boden µClear
Fond µClear

Microplatten 96 Well Polypropylen Microplaques 96 puits en polypropylène



Fester Boden ←
Fond rigide

Produktinformationen

- DMSO-beständig und lassen sich problemlos bei -20°C lagern
- Optisches Fenster bis zu 230 nm, ideal für Nukleinsäurebestimmungen bei 260/280 nm
- Für Protein-Konzentrationsmessungen bei 280 nm
- Ohne Abdeckplatte

Données du produit

- Résistantes au DMSO et peuvent être stockées à -20°C sans problème
- Limite optique à 230 nm idéal pour la détermination d'acide nucléique à 260/280 nm
- Mesures concentration protéine à 280 nm
- Sans couvercle

ART.-NR.	FORMAT	NÄPFCHENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	FORMAT	PROFIL DE PUIITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.655 801	96 Well	F-Boden/Kamin Fond F/cheminée	4 Pack x 10 Stk.	40	581.60	220.00
7.675 801	96 Well	Half Area	4 Pack x 10 Stk.	40	642.00	345.00
7.781 801	384 Well	F-Boden Fond F	4 Pack x 10 Stk.	40	1'755.20	835.00
7.655 899	Samplepack	Mikroplatten UV-Star 96, 384 Well, µClear, Half Area				Gratis Gratuit

Produktinformationen

Polypropylen (PP) bindet kaum Biomoleküle, hat eine hohe Temperaturtoleranz und ist gegen viele gebräuchliche Laborchemikalien beständig.
Verpackung: 10 Pack x 10 Stk.


Données du produit

Le polypropylène (PP) possède de très faibles capacités d'adsorption, a une haute résistance thermique et est résistant à la majorité des produits chimiques de laboratoire.
Emballage: 10 paquets x 10 pces

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	*	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS		QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.655 201	F-Boden/Kamin Fond F/cheminée	● -	100	253.05	110.00
7.650 201	U-Boden/Kamin Fond U/cheminée	● -	100	213.15	110.00
7.650 261	U-Boden/Kamin Fond U/cheminée	● ✓	100	272.30	125.00
7.651 201	V-Boden/Kamin Fond V/cheminée	● -	100	214.40	110.00
7.655 209	F-Boden/Kamin Fond F/cheminée	● -	100	267.90	140.00
7.650 209	U-Boden/Kamin Fond U/cheminée	● -	100	308.20	140.00
7.651 209	V-Boden/Kamin Fond V/cheminée	● -	100	308.20	140.00
7.651 299	Samplepack	Mikroplatten Standard 96 Well in PP			Gratis Gratuit


* Steril | Stérile

MASTERBLOCK® 384 Deep Well aus Polypropylen MASTERBLOCK® 384 puits Deep Well en polypropylène



→ Fester Boden
Fond rigide

Microplatte 384 Deep Well Small Volume Microplaques 384 puits Deep Well Small Volume



Fester Boden ←
Fond rigide

Produktinformationen

Das innovative Design des Deep Well MASTERBLOCK® ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen grössere Volumina notwendig sind.

Données du produit

La géométrie innovante du MASTERBLOCK® Deep Well permet de larges applications lorsque les volumes requis sont plus importants.

Produktinformationen

Aus Polypropylen, kombiniert die Vorteile einer Small Volume Microplatte (geringes Arbeitsvolumen) mit der Automationsfreundlichkeit eines Standard-Mikroplattenformats.

Données du produit

En polypropylène, combine les avantages d'une plaque Small Volume (petit volume de travail) et la possibilité d'automatisation des plaques en format standard, avec fond ferme.

Plattengeometrie: Deep Well


Géométrie de la plaque: Deep Well

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	*	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS		EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.781.270	V-Boden Fond V	●	- 10 Pack x 6 Stk.	60	595.20	295.00
7.781.271	V-Boden Fond V	● ✓	10 Pack x 6 Stk.	60	703.20	305.00

* Steril | Stérile

ART.-NR.	NÄPFCHENGEOM.	VERPACKUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PROFIL DE PUIITS	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
7.784.201	Small Volume™	● 10 Pack x 10 Stk.	100	732.00	365.00

Pipettenspitzen und Filterspitzen Sapphire Pointes de pipettes et de filtres Sapphire



Produktinformationen

- Genaues und präzises Pipettieren
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase, humaner DNA und Endotoxinen
- Alle Ausführungen gewährleisten maximale Genauigkeit, Ausbeute und Pipettierkomfort
- Verpackung: Rack

Données du produit

- *Pipetage exact et précis*
- *Les pointes Sapphire sont exemptes de DNase, RNase, DNA humain et endotoxines*
- *Toutes les exécutions garantissent une précision maximale*
- *Emballage: Rack*

ART.-NR.	VOL.	BESCHREIBUNG	*	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL	DESCRIPTION		QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.771 353	10 µl	Filterspitzen natur <i>pointes à filtre nature</i>	✓	960	156.20	73.00
7.771 363	10 µl	Filterspitzen low retention <i>pointes à filtre low retention</i>	✓	960	161.25	75.30
7.772 353	10 µl	Filterspitzen natur, extended <i>pointe à filtre nature extended</i>	✓	960	161.25	75.30
7.772 363	10 µl	Filterspitzen natur, extended, low retention <i>pointes à filtre nature, extended, low retention</i>	✓	960	167.50	77.70
7.773 353	20 µl	Filterspitzen natur <i>pointes à filtre nature</i>	✓	960	167.95	78.45
7.773 363	20 µl	Filterspitzen natur, extended, low retention <i>pointes à filtre nature, extended, low retention</i>	✓	960	173.00	80.80
7.774 353	100 µl	Filterspitzen natur <i>pointes à filtre nature</i>	✓	960	194.85	91.00

* Steril | *Stérile*

ART.-NR.	VOL.	BESCHREIBUNG	*	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL	DESCRIPTION		QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.774 363	100 µl	Filterspitzen, low retention <i>pointes à filtre, low retention</i>	✓	960	199.85	93.35
7.775 353	200 µl	Filterspitzen natur <i>pointes à filtre nature</i>	✓	960	149.50	69.85
7.775 363	200 µl	Filterspitzen, low retention <i>pointes à filtre, low retention</i>	✓	960	154.55	72.20
7.776 353	300 µl	Filterspitzen natur <i>pointes à filtre nature</i>	✓	960	156.20	72.95
7.776 363	300 µl	Filterspitzen natur, extended, low retention <i>pointes à filtre nature, extended, low retention</i>	✓	960	161.25	75.30
7.778 353	1'250 µl	Filterspitzen natur <i>pointes à filtre nature</i>	✓	960	221.70	94.15
7.778 363	1'250 µl	Filterspitzen, low retention <i>pointes à filtre, low retention</i>	✓	960	206.55	96.50
7.771 351	10 µl	Pipettenspitzen natur <i>pointes de pipette natur</i>	-	960	104.15	48.65
7.771 361	10 µl	Pipettenspitzen low retention <i>pointes de pipette low retention</i>	-	960	109.15	51.00
7.772 351	10 µl	Pipettenspitzen extended, natur <i>pointe de pipette extended, nature</i>	-	960	109.15	51.00
7.772 361	10 µl	Pipettenspitzen low retention <i>pointes de pipette low retention</i>	-	960	114.20	53.35
7.775 361	200 µl	Pipettenspitzen natur, low retention <i>pointe de pipette nature, low retention</i>	-	960	102.50	47.85
7.776 351	300 µl	Pipettenspitzen natur <i>pointes de pipette natur</i>	-	960	104.15	48.65
7.776 361	300 µl	Pipettenspitzen natur, extended, low retention <i>pointe de pipette nature, extended, low retention</i>	-	960	109.15	51.00
7.777 351	1'000 µl	Pipettenspitzen natur <i>pointes de pipette natur</i>	-	960	112.55	52.60
7.777 361	1'000 µl	Pipettenspitzen natur, low retention <i>pointe de pipette nature, low retention</i>	-	960	117.55	54.90
7.778 351	1'250 µl	Pipettenspitzen natur <i>pointes de pipette natur</i>	-	960	119.30	55.70
7.778 361	1'250 µl	Pipettenspitzen natur, low retention <i>pointe de pipette nature, low retention</i>	-	960	124.30	58.00

* Steril | *Stérile*

Cryo.s™ Einfrierröhrchen Cryotubes Cryo.s™



Ohne Schriftfeld
Sans plage d'écriture

Produktinformationen

Für die Cryo.s™ wird in unserem Hause ausschließlich hochwertiges, transparentes Polypropylen verwendet. Dieses besonders temperaturresistente Material ermöglicht den Einsatz der Einfrierröhrchen von -196 °C bis +121 °C.

Données du produit

En polypropylène haute qualité garantissant une haute résistance thermique de -196 °C à +121 °C.

ART.-NR.	VOL.	D X H	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	D X H	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.123 261	1 - 1.2 ml	12.5 x 42 mm	konisch conique ②	100	44.95	33.50
7.121 261	1.8 - 2.0 ml	12.5 x 48 mm	rund rond ①	100	44.95	33.50
7.122 261	1.8 - 2.0 ml	12.5 x 48 mm	rund rond ②	100	44.95	35.55
7.124 261	4.5 - 5.0 ml	12.5 x 86 mm	rund rond ①	50	29.95	22.30
7.126 261	bis zu 2.2 ml	12.5 x 47 mm	rund rond ②	100	49.00	35.55
7.127 261	bis zu 4.0 ml	12.5 x 83 mm	rund rond ②	50	29.95	23.70

① Ohne Stehkreuz | Sans base étoilée ② Mit Stehkreuz | Avec base étoilée

Cryo.s™ mit Datamatrix-Code und linearem Barcode Cryo.s™ avec code Datamatrix et code à barres linéaire



Deckel: Natur
Couvercle: Incolore

Produktinformationen

7.123 2632DG (1 ml)
Steriler, vorgefertigter eindeutiger Datamatrix-Code Typ ECC 200 14 x 14 Sequenz am Röhrchenboden

7.122 2632DG (2 ml)
7.126 2632DG (2 ml)
7.127 2632DG (4 ml)
Steriler, vorgefertigter eindeutiger Datamatrix-Code Typ ECC 200 14 x 14 Sequenz am Röhrchenboden, zusätzlicher Linearcode Typ 128 mit Klartextdarstellung an der Röhrchenseite


Données du produit

7.123 2632DG (1 ml)
Code Datamatrix ECC200 unique stérile prédéfini avec séquence 14 x 14 inscrite au fond du tube

7.122 2632DG (2 ml)
7.126 2632DG (2 ml)
7.127 2632DG (4 ml)
Code Datamatrix ECC200 unique stérile prédéfini avec séquence 14 x 14 inscrite au fond du tube, code à barres linéaire supplémentaire type 128 (texte lisible par l'opérateur) sur le côté du tube

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	FILETAGE	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.123 2632DG	1.0 - 1.2 ml	innen int.		500	1'033.75	890.00
7.122 2632DG	1.8 - 2.0 ml	innen int.	5 Beutel x 100 Stk. 5 sachets x 100 pce.	500	1'021.15	890.00
7.126 2632DG	bis 2.2 ml	aussen ext.		500	1'033.75	890.00
7.127 2632DG	bis 4.0 ml	aussen ext.	6 Beutel x 50 Stk. 6 sachets x 50 pce.	300	620.25	530.00

Single-step Coomassie Blue protein gel dye



Abnehmende BSA-Mengen wurden auf ein 10%iges SDS-PAGE-Gel aufgetragen und 10 Minuten lang mit dem Coomassie Blue gefärbt. Der Pfeil kennzeichnet die 100 ng BSA-Spur.

Des quantités décroissantes de BSA ont été appliquées sur un gel SDS-PAGE à 10% et colorées pendant 10 minutes avec le Coomassie Blue. La flèche indique la trace de 100 ng de BSA.



Produktinformationen

- Einstufiger Proteingelfarbstoff, der keine Vor- oder Nachbehandlung des Gels erfordert
- Enthält keine schädlichen Chemikalien oder Säuren
- Produkt auf Wasserbasis: Das Gel wird nicht sichtbar faltig oder schrumpft
- Zu 100 % mit der Massenspektrometrie kompatibel

Données du produit

- *Colorant de gel de protéine en une étape qui ne nécessite pas de pré- ou post-traitement du gel*
- *Ne contient pas de produits chimiques ou d'acides nocifs*
- *Produit à base d'eau : le gel ne se plisse pas ou ne rétrécit pas de manière visible*
- *Compatible à 100 % avec la spectrométrie de masse*

ART.-NR.	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
GER-GRP1	1'000 ml	1	163.90	139.00
GER-GRP1S	Sample Size 25ml	1	16.55	13.25

Acetonitril for LC-MS



Produktinformationen

- Summenformel: CH₃CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule : CH₃CN*
- *No. CAS : 75-05-8*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
701881.1612	329.50	201.70

Acetonitril (Reag. Ph. Eur.) für HPLC gradient / UHPLC supergradient grade, ACS



Produktinformationen

- Summenformel: CH₃CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule : CH₃CN*
- *No. CAS : 75-05-8*
- *Bouteille de verre de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
221881.1611	130.40	79.80

Incuwater-Clean™



Produktinformationen

- 100 ml Glasflasche

Données du produit

- *Bouteille de verre de 100 ml*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A5219.0100	125.70	56.90

Silver Nitrate 0.1 mol/l (0.1N) volumetric solution



Produktinformationen

- Summenformel: AgNO_3
- CAS-Nr.: 7761-88-8
- 1 l Kunststoffflasche

Données du produit

- *Formule : AgNO_3*
- *No. CAS : 7761-88-8*
- *Bouteille en plastique de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
181464.1211	114.10	69.85

Schwefelsäure 96 % zur Analyse Acide sulfurique 96 % pour analyse



Produktinformationen

- Summenformel: H_2SO_4
- CAS-Nr.: 7664-93-9
- 1 l Kunststoffflasche

Données du produit

- *Formule : H_2SO_4*
- *No. CAS : 7664-93-9*
- *Bouteille en plastique de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
131058.1211	40.20	24.60

Schwefelsäure Acide sulfurique



Produktinformationen

- Summenformel: H_2SO_4
- CAS-Nr.: 7664-93-9
- 1 l Kunststoffflasche

Données du produit

- *Formule : H_2SO_4*
- *No. CAS : 7664-93-9*
- *Bouteille en plastique de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
181059.1211	33.20	20.35

Natriumhydroxid
Plättchen
*Pastilles d'hydroxyde
de sodium*



Produktinformationen

- Summenformel: NaOH
- CAS-Nr.: 1310-73-2
- 1 kg Kunststoffflasche

Données du produit

- *Formule : NaOH*
- *No. CAS : 1310-73-2*
- *Bouteille en plastique de 1 kg*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
141687.1211	52.80	32.35

Toluol (Reag. Ph. Eur.)
zur Analyse
*Toluène (Reag. Ph. Eur.)
pour analyse*



Produktinformationen

- Summenformel: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$
- CAS-Nr.: 108-88-3
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule : $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$*
- *No. CAS : 108-88-3*
- *Bouteille de verre de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
131745.1611	66.40	40.65

Proteinase K



Produktinformationen

- CAS-Nr.: 39450-01-6
- 100 ml Glasflasche

Données du produit

- *No. CAS : 39450-01-6*
- *Bouteille de verre de 100 ml*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A3830.0100	145.10	103.60

Proteinase K - Lösung
Proteinase K solution



Produktinformationen

- 10 ml
- Lagerung 2 - 8°C

Données du produit

- *10 ml*
- *Stockage 2 - 8°C*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A4392.0010	228.00	162.80

Acetonitrile,
CHROMASOLV™ LC-MS
*Acétonitrile pour UHPLC
Supergradient, ACS*

Wasser, CHROMASOLV™
LC-MS
*Eau, CHROMASOLV™
LC-MS*

Methanol,
CHROMASOLV™ LC-MS
*Méthanol,
CHROMASOLV™ LC-MS*



CH₃CN

H₂O



CH₃OH

Produktinformationen

- Summenformel: CH₃CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: H₂O
- CAS-Nr.: 7732-18-5
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: CH₄O
- CAS-Nr.: 67-56-1
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule : CH₃CN*
- *No. CAS : 75-05-8*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

Données du produit

- *Formule : H₂O*
- *No. CAS : 7732-18-5*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

Données du produit

- *Formule : CH₄O*
- *No. CAS : 67-56-1*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34967-2.5L	693.85	48.25

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
39253-2.5L	124.10	82.75

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34966-2.5L	150.90	26.05

Es erwartet Sie ein umfangreiches Portfolio an hochwertigen Chemikalien und Reagenzien

Profitez de notre large gamme de produits chimiques et de réactifs de haute qualité

committed to brands.


BEST OF CHEMICALS A-Z

Chemikalien & Reagenzien
Produits chimiques & réactifs

HUBERLAB.
committed to science

www.huberlab.ch

2-Propanol,
CHROMASOLV™ LC-MS
2-Propanol,
CHROMASOLV™ LC-MS



Produktinformationen

- Summenformel: C₃H₈O
- CAS-Nr.: 67-63-0
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- Formule : C₃H₈O
- No. CAS : 67-63-0
- Bouteille de verre de 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34965-2.5L	270.85	113.05

Tetrahydrofuran,
CHROMASOLV™ Plus,
for HPLC, inhibitor-free,
= 99.9 %



Produktinformationen


- Summenformel: C₄H₈O
- CAS-Nr.: 109-99-9
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- Formule : C₄H₈O
- No. CAS : 109-99-9
- Bouteille de verre de 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34865-2.5L	926.35	79.55

Dimethyl sulfoxide, ACS
Reagent, = 99.9 %



Produktinformationen


- Summenformel: (CH₃)₂SO
- CAS-Nr.: 67-68-5
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- Formule : (CH₃)₂SO
- No. CAS : 67-68-5
- Bouteille de verre de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
472301-1L	400.90	229.10

Phosphoric acid, for HPLC,
85-90 %



Produktinformationen

- Summenformel: H₃PO₄
- CAS-Nr.: 7732-18-5
- 100 ml Plastikflasche

Données du produit

- Formule : H₃PO₄
- No. CAS : 7732-18-5
- Bouteille en plastique de 100 ml





ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
79606-100ML	66.25	23.35

Ammonium acetate

Sodium acetate, for HPLC,
= 99.0 %

Dimethyl sulfoxide, CHRO-
MASOLV™, GC-Headspace
tested, =99.9%

Acetonitrile, CHROMA-
SOLV™, for HPLC, for UV,
=99.9% (GC)



Produktinformationen

- Summenformel: C₂H₄O₂·H₃N
- CAS-Nr.: 631-61-8
- 250 g Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: CH₃COONa
- CAS-Nr.: 127-09-3
- 250 g Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: C₂H₆OS
- CAS-Nr.: 67-68-5
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: CH₃CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- Formule : C₂H₄O₂·H₃N
- No. CAS : 631-61-8
- Bouteille de verre de 250 g

Données du produit

- Formule : CH₃COONa
- No. CAS : 127-09-3
- Bouteille de verre de 250 g

Données du produit

- Formule : C₂H₆OS
- No. CAS : 67-68-5
- Bouteille de verre de 2.5 l

Données du produit

- Formule : CH₃CN
- No. CAS : 75-05-8
- Bouteille de verre de 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
17836-250G	702.60	241.55

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
71185-250G	439.65	315.90

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
51779-2.5L	611.50	378.55

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34888-2.5L	597.55	37.90

Ammoniumsulfat
EMSURE® zur Analyse
*Sulfate d'ammonium
EMSURE® pour analyses*



Produktinformationen

- Summenformel: $H_8N_2O_4S$
- CAS-Nr.: 7783-20-2
- 100 g Kunststoffflasche

Données du produit

- *Formule : $H_8N_2O_4S$*
- *No. CAS : 7783-20-2*
- *Bouteille en plastique de 100 g*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.01217.0100	52.55	31.20

Tween® 80 zur Synthese
*Tween® 80 pour la
synthèse*



Produktinformationen


- pH 5 - 7 (50 g/l, H_2O , 20 °C)
- CAS-Nr.: 9005-65-6
- 1 l Kunststoffflasche

Données du produit

- *pH 5 - 7 (50 g/l, H_2O , 20 °C)*
- *No. CAS : 9005-65-6*
- *Bouteille en plastique de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
8.22187.1000	105.85	43.10

Hexane-1-Sulfonic Acid
Sodium Salt



Produktinformationen


- Summenformel: $C_6H_{13}NaO_3S$
- CAS-Nr.: 2832-45-3
- 100 g Glasflasche

Données du produit

- *Formule : $C_6H_{13}NaO_3S$*
- *No. CAS : 2832-45-3*
- *Bouteille de verre de 100 g*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.18305.0100	1'620.70	1'215.50

n-Heptan für die HPLC
LiChrosolv®



Produktinformationen


- Summenformel: C_7H_{16}
- CAS-Nr.: 142-82-5
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule : C_7H_{16}*
- *No. CAS : 142-82-5*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.04390.2500	432.95	324.70

Dimethylsulfoxid for Headspace GC



Produktinformationen

- Summenformel: $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$
- CAS-Nr.: 67-68-5
- 1 Liter

Données du produit

- Formule : $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$
- No. CAS : 67-68-5
- 1 litre

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.01900.1000	232.60	175.85

Indikatorpuffertabletten *Comprimés de tampon indicateur*



Produktinformationen

- Kunststoffdose
- 500 Tabs

Données du produit

- Boîte en plastique
- 500 Tabs

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.08430.0500	111.15	45.55

Titriplex®; III solution 0.1 mol/l Titrisol®



Produktinformationen

- Ampulle

Données du produit

- Ampulle

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.09992.0001	70.35	28.05

Titriplex®; solution B



Produktinformationen

- Lagerung +15°C bis +25°C
- 1 l Kunststoffflasche

Données du produit

- Stockage +15°C à +25°C
- Bouteille en plastique de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.08420.1000	82.00	42.50

pH Pufferlösungen Solution tampon de pH

Produktinformationen

- HDPE Bottle GL45
- 1 Liter

Données du produit

- HDPE Bottle GL45
- 1 Litre



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
500.1010	pH 1.00 bei 20°C pH 1.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1020	pH 2.00 bei 20°C pH 2.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1030	pH 3.00 bei 20°C pH 3.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1040	pH 4.00 bei 20°C pH 4.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1050	pH 5.00 bei 20°C pH 5.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1060	pH 6.00 bei 20°C pH 6.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1070	pH 7.00 bei 20°C pH 7.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1080	pH 8.00 bei 20°C pH 8.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1090	pH 9.00 bei 20°C pH 9.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1100	pH 10.00 bei 20°C pH 10.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1110	pH 11.00 bei 20°C pH 11.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1120	pH 12.00 bei 20°C pH 12.00 à 20°C	30.75	21.85
500.1130	pH 13.00 bei 20°C pH 13.00 à 20°C	30.75	21.85

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
500.101025	pH 1.00 bei 25°C pH 1.00 à 25°C	32.30	22.95
500.102025	pH 2.00 bei 25°C pH 2.00 à 25°C	32.30	22.95
500.103025	pH 3.00 bei 25°C pH 3.00 à 25°C	32.30	22.95
500.104025	pH 4.00 bei 25°C pH 4.00 à 25°C	32.30	22.95
500.105025	pH 5.00 bei 25°C pH 5.00 à 25°C	32.30	22.95
500.106025	pH 6.00 bei 25°C pH 6.00 à 25°C	32.30	22.95
500.107025	pH 7.00 bei 25°C pH 7.00 à 25°C	32.30	22.95
500.108025	pH 8.00 bei 25°C pH 8.00 à 25°C	32.30	22.95
500.109025	pH 9.00 bei 25°C pH 9.00 à 25°C	32.30	22.95
500.110025	pH 10.00 bei 25°C pH 10.00 à 25°C	32.30	22.95
500.111025	pH 11.00 bei 25°C pH 11.00 à 25°C	32.30	22.95
500.112025	pH 12.00 bei 25°C pH 12.00 à 25°C	32.30	22.95
500.113025	pH 13.00 bei 25°C pH 13.00 à 25°C	32.30	22.95

**HIGH-END CELL MANIPULATION
INSTRUMENTATION MADE BY
CALIBRE SCIENTIFIC.**

AVAILABLE AT HUBERLAB.

