

# SELECT PLUS ECO

Einweghandschuhe aus Latex

- Puderfrei
- Weiß
- Doppelt chloriniert
- Nicht steril



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

**Material**

Hochwertiges Naturlatex

**Prüfparameter**

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheittest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

**Maße**

Art.-Nr.	1401	1402	1403	1404
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

**Materialstärke**

Meßpunkte	Zwei Lagen (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum Manschettenrand)	0.09 ± 0.02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.12 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.13 ± 0.03

**Physikalische Eigenschaften**

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 650	min. 500
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 18.0	min. 14.0

**Puder**

Ungepudert

**Proteingehalt**< 50 µg/dm<sup>2</sup>**Manschette**

Umbördelt

**Design**

Beidhändig

**Oberfläche**

Mikrogeraute Handfläche

**Farbe**

Weiß

**Qualitätssicherung**Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 3578, EN 455 Teil 1–4  
Hergestellt nach ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, gemäß GMP**Verpackung**

150 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

**Hinweis**Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
Änderungen vorbehalten.