

SEMPERCLEAN MC HIGH-TECH MIT GEFÜHL

BESONDERS EINFACH ANZUZIEHEN – durch spezielle Innenbeschichtung
EXZELLENTER GRIFFSICHERHEIT – dank besonderer Oberflächen-Behandlung
IDEALE PASSFORM – bedingt durch vollanatomische Form



HIGH-TECH MIT GEFÜHL

Der Semperclean MC ist ein hochwertiger Schutzhandschuh aus Naturlatex abgestimmt auf die Bedürfnisse von medizinisch-technischen Anwendungsgebieten, wie Labor, Pharmaindustrie und Forschung. Die synthetische Innenbeschichtung bildet keine glatte Oberfläche, sondern reduziert durch die netzartige Struktur den Reibungswiderstand beim Anziehen erheblich. Die Struktur erleichtert das Anschmiegen des Handschuhs an die Hautoberfläche und steigert somit den Tragekomfort. Die vollanatomische Form mit gekrümmten Fingern ermöglicht eine natürliche, entspannte Handhaltung und soll ermüdungsfreies Arbeiten gewährleisten.

MERKMALE:

- Besonders leicht anzuziehen durch spezielle Innenbeschichtung
- Inbegriff für höchste Qualität, bekanntes und bewährtes Medizinprodukt
- Exzellente Griffsicherheit durch die besondere Oberflächen-Behandlung
- Anatomisch geformt, ideale Passform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Besonders hautfreundlich und puderfrei, weil intensiv gereinigt/gewaschen
- Erhältlich in 6 Größen, auch in Zwischengrößen für garantierte Passform
- Einsatzgebiete: Labor, Pharma, Forschung, Krankenhaus



TECHNISCHE DATEN

TYP	Einmalschutz- und Untersuchungshandschuh
MATERIAL	Naturlatex (NR)
FARBE	Naturweiß
HANDSCHUHFORM	Vollanatomisch mit Rollrand
GRÖSSE/GESAMTLÄNGE gemäß EN 455-2	5½, 6 und 6½ / median 270 mm 7, 7½ und 8 / median 280 mm 8½ und 9 / median 285 mm
WANDDICKE im Handflächenbereich doppelt gemessen	0,42 mm ± 0,05 mm
BARRIEREEIGENSCHAFTEN gemäß EN 455-1, EN 374-2	AQL 1,5
REISSKRAFT gemäß EN 455-2 typische Produktionswerte	≥ 6 N ≥ 12 N
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre
VERPACKUNG	Unsteril im Spenderkarton: 50 Paar Im Versandkarton: 500 Paar
KENNZEICHNUNG UND KONFORMITÄT ZU NORMEN	EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-4, EN ISO 15223-1
ZWECKBESTIMMUNG gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745 gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425	Medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch Klasse I Einmal-Schutzhandschuh Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)*



HUBERLAB. AG
Industriestrasse 123
4147 Aesch

T +41 61 717 99 77
F +41 61 711 93 42

www.huberlab.ch
info@huberlab.ch

*Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (www.sempermed.com/de/sempermed-informiert/chemikalienschutz/)
WICHTIGER HINWEIS: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com unter «Produkte». Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.
ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Schocks auslösen. Semperit übernimmt keine Haftung für allergische Reaktionen. © Copyright 2019 Sempermed