


## DURAN GROUP Objektträger



- Aus hochwertigem Floatglas (Kalk-Soda-Glas) der hydrolytischen Klasse 3
- Nahezu frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren und Blasen
- 26 x 76 mm (entsprechend ISO 8037/1)
- Glasdicke 1,0 ±0,05 mm
- Sehr gleichmässige Benetzbarkeit
- Made in Germany



- Geschnittene oder geschliffene Kanten (45°, 90°)
- Mit oder ohne Mattrand
- Mit Beschriftungsfeld in blau, weiss und gelb
- Mit Eckenverrundung (ideal für Automaten)
- Mit speziellen Haftstoffen versehen (adhäsiv)



Best.-Nr.	Bezeichnung	d mm	l mm	Verpackung	Listenpreis CHF pro 50 Stk.	Aktionspreis CHF pro 50 Stk.
10.2355.11	Objektträger geschnitten	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	2.65	2.00
10.2355.12	Objektträger geschnitten, mit Mattrand	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	3.60	2.70
10.2355.13	Objektträger geschliffen 45°	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	5.75	4.30
10.2355.14	Objektträger geschliffen, mit Mattrand	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	6.90	5.20
10.2355.21	Objektträger geschliffen 90°, weiss	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	5.45	4.10
10.2355.22	Objektträger geschliffen 90°, blau	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	5.45	4.10
10.2355.23	Objektträger geschliffen 90°, gelb	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	5.45	4.10
10.2355.24	Objektträger geschliffen 90°, weiss PRINT	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	8.30	6.25
10.2355.25	Objektträger geschliffen 90°, weiss adhäsiv	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	15.10	11.35
10.2355.26	Objektträger geschliffen 90°, weiss adhäsiv ++	26	76	1 Krt. = 30 Boxen à 50 Stk. (1500 Stk.)	25.60	19.20

Huber & Co. AG  
Kägenstrasse 14  
4153 Reinach

T +41 61 717 99 77  
F +41 61 711 93 42

info@huberlab.ch  
www.huberlab.ch

# HUBER.

committed to science

## DURAN GROUP Deckgläser

Exklusive  
Markt-  
einführung

- Aus reinweissem Borosilikatglas (D263) hergestellt, d.h. absorptionsfrei im sichtbaren Spektralbereich, hydrolytische Beständigkeit Klasse 1
- Hochtransparent
- Auch für die Fluoreszenz-Mikroskopie



Best-Nr.	Bezeichnung	d mm	l mm	Verpackung	Listenpreis CHF pro 1000 Stk.	Aktionspreis CHF pro 1000 Stk.
10.2355.31	Deckgläser Stärke 1	18	18	1 Krt. = 10 Boxen à 100 Stk. (1000 Stk.)	17.00	15.00
10.2355.32	Deckgläser Stärke 1	22	22	1 Krt. = 10 Boxen à 100 Stk. (1000 Stk.)	25.00	22.50
10.2355.33	Deckgläser Stärke 1	24	40	1 Krt. = 10 Boxen à 100 Stk. (1000 Stk.)	49.50	44.50
10.2355.34	Deckgläser Stärke 1	24	50	1 Krt. = 10 Boxen à 100 Stk. (1000 Stk.)	58.00	52.00
10.2355.35	Deckgläser Stärke 1,5 Automat	24	50	1 Krt. = 10 Boxen à 100 Stk. (1000 Stk.)	64.50	58.00
10.2355.36	Deckgläser Stärke 1	24	60	1 Krt. = 10 Boxen à 100 Stk. (1000 Stk.)	65.50	59.00

Preise in CHF, netto / exkl. MwSt.  
Ab CHF 300.00 (Netto), franko Haus  
Gültig vom 01.01.2010 bis 31.10.2010  
Preisänderungen vorbehalten