



greiner bio-one

Vernichtungsbeutel



AKTION

- aus Polypropylen-Folie 50 µm
- für die Sterilisation im Dampf-Autoklaven
- Ideal für die hygienische Entsorgung von kontaminierten Laborartikeln

Art.-Nr.	B x L mm	Beschreibung	Stk. / Karton	Listenpreis / Karton	Aktionspreis / Karton
7.642 201	200 x 300	PP o. Aufdruck	100	CHF 18.40	CHF 15.00
7.643 203	300 x 500	PP m. Aufdruck	500	CHF 168.00	CHF 130.00
7.644 203	400 x 780	PP m. Aufdruck	500	CHF 207.50	CHF 166.00
7.646 203	600 x 780	PP m. Aufdruck	500	CHF 270.50	CHF 215.00