


Racks für Pipettenspitzen

Racks für Sapphire Spitzen (Beutelware / Nachfülleinheit)



Kat.-Nr.: 970 310



Kat.-Nr.: 970 320



Kat.-Nr.: 970 330



Kat.-Nr.: 970 350

Racks für das EasyLoad® Nachfüllsystem



Kat.-Nr.: 941 300



Kat.-Nr.: 941 310



Kat.-Nr.: 941 320

Racks für Standard-Pipettenspitzen (Beutelware)



Kat.-Nr.: 941 305



Kat.-Nr.: 973 276




Kat.-Nr.: 973 272



Kat.-Nr.: 973 202



Kat.-Nr.: 973 270



Kat.-Nr.: 941 315



Kat.-Nr.: 974 280



Kat.-Nr.: 974 290



Kat.-Nr.: 941 325

Kompatibilitätsübersicht Pipettenspitzen - unbefüllte Racks

Volumen	Kat.-Nr.	Sapphire Racks				EasyLoad® Racks			Standard-Racks								
		970 310	970 320	970 330	970 350	941 300	941 310	941 320	941 305	941 315	941 325	973 202	973 270	973 272	973 276	974 280	974 290
Sapphire Pipetten- und Filterspitzen																	
10 µl	771 250	•															
	771 257	•															
	771 258	•															
	771 260	•															
200 µl	737 257		•														
	737 258		•														
300 µl	738 250			•													
	738 257			•													
	738 258			•													
	738 260			•													
1250 µl	750 250				•												
	750 257				•												
	750 258				•												
	750 260				•												
EasyLoad® Pipettenspitzen																	
10 µl	741 015					•											
	741 020					•											
200 µl	741 000						•										
	741 061						•										
	741 065						•										
	741 070						•										
100-1000 µl	741 035							•									
	741 040							•									
	741 045							•									
	741 050							•									
Standard-Pipettenspitzen																	
0,5-20 µl	765 290													•			
	771 290														•		
	771 291								•								
200 µl	685 290											•					
	685 295											•					
	739 250									•							
	739 290												•				
	739 291													•			
	739 296														•		
1000 µl	686 290																•
	686 295																•
	740 290																•
	740 291															•	
	740 296															•	
Leitfähige Pipettenspitzen																	
	686 296																•

Revision: August 2015 - F073 124