

PREMIUM (3.9208.*)

Einweghandschuhe aus Vinyl

Vinyl • puderfrei • transparent • unsteril • Lebensmittelecht

Spezifikationen:

Material: PVC
 Puder: Ungepudert
 Proteingehalt: Keine Proteine enthalten
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Oberfläche: Glatt
 Farbe: transparent
 Qualitätssicherung:
 MPG-EN 455 Teil 1-4,
 EN ISO 13485:2016

Artikelnummer und Größe:

3.9208.01 | Small
 3.9208.02 | Medium
 3.9208.03 | Large
 3.9208.04 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriteriene	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

Maße

Art.-Nr.	3.9208.01	3.9208.02	3.9208.03	3.9208.04
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL=9-10
Breite	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	115 ± 5 mm
Länge	≥ 230 mm	≥ 230 mm	≥ 230 mm	≥ 230 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	min. 0.04
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.08 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	min. 0.05

Physikalische Eigenschaften

Parameter	
Reißfestigkeit (MPa)	11
Dehnbarkeit (%)	300

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

