

15



// XMAS-DEAL


fluidlab R-300 von Anvajo

Das fluidlab R-300 ist das kleinste portable Laborgerät auf dem Markt, das einen automatischen Zellzähler mit einem vollwertigen Spektrometer kombiniert.

Mittels digitaler holografischer Mikroskopie und Deep Learning Algorithmen können Viabilitätsmessungen und automatisierte Zellzählungen färbungsfrei bestimmt werden. Das kompakte Spektrometer (375 - 700 nm) vereinfacht Extinktions- und Kinetikmessungen sowie Quantifizierungen.

[→ Zum Produkt](#)

www.huberlab.ch



**CHF
4'444.00**
CHF 5'586.00

Gültig bis 31.01.2023

15




// XMAS-DEAL

fluidlab R-300 von Anvajo

Le fluidlab R-300 est le plus petit instrument de laboratoire portable sur le marché qui combine un compteur de cellules automatique et un spectromètre à part entière.

Grâce à la microscopie holographique numérique et à des algorithmes d'apprentissage profond, il est possible de déterminer des mesures de viabilité et de comptage cellulaire automatisés sans coloration. Le spectromètre compact (375 - 700 nm) simplifie les mesures et les quantifications absorption et de cinétique.

→ [Au produit](#)



**CHF
4'444.00**

CHF 5'586.00

www.huberlab.ch

Offre valable jusqu'au 31.01.2023