

Petrischalen und Kontaktschalen


In unterschiedlichen Grössen und Formaten

Greiner Bio-One bietet Petrischalen für die Mikrobiologie mit den Durchmessern 35, 60, 94, 100 und 145 mm an. Diese werden aus hoch transparentem Polystyrol gefertigt und sind bis zu einer Temperatur von 60 °C für die Arbeit mit heissem Agar beständig. Je nach Anwendung kann zwischen den Versionen mit und ohne Belüftungsnocken gewählt werden. Neben den runden Ausführungen ist die Petrischale auch als quadratische Variante (120 mm x 120 mm x 17 mm) sowie mit der neuen OneWell Plate™ im SBS Format erhältlich.

Weiterhin sind von Greiner Bio-One Kontaktschalen und graduierte Keimzählschalen erhältlich. Diese finden ihre Anwendung bei Hygienekontrollen zum Nachweis von Verkeimungen bzw. beim Prüfen der Effektivität von Reinigung und Desinfektion an ebenen Flächen mittels Abklatschkulturen. Abgerundet wird das Sortiment durch Sondermodelle mit zwei oder drei separierten Bereichen. Diese ermöglichen die parallele Untersuchung verschiedener Proben der Parameter.


Key Facts Petrischalen

- In verschiedenen Grössen erhältlich
- Gute Stapelbarkeit
- Mit oder ohne Belüftungsnocken
- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- Auch steril erhältlich




Key Facts Kontaktschalen/OneWell Plate™

- In verschiedenen Grössen erhältlich
- Mit oder ohne Belüftungsnocken
- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- Kontaktschale mit graduiertem Boden für einfache und schnelle Auswertung
- Ggf. auch steril erhältlich



Key Facts Sondermodelle

- In verschiedenen Grössen erhältlich
- Mit oder ohne Belüftungsnocken
- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- Kontaktschale mit graduiertem Boden für einfache und schnelle Auswertung
- Ggf. auch steril erhältlich



Petrischalen und Kontaktschalen

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Box	Stück/ Karton
Petrischalen - Standardmodelle			
7.627 102	Petrischale, Ø 35 x 10 mm, mit Belüftungsnocken	10	740
7.628 102	Petrischale, Ø 60 x 150 mm, mit Belüftungsnocken	20	600
7.632 102	Petrischale, Ø 94 x 16 mm, ohne Belüftungsnocken, schwere Ausführung	20	480
7.632 180	Petrischale, Ø 94 x 16 mm, ohne Belüftungsnocken	20	480
7.633 102	Petrischale, Ø 94 x 16 mm, mit Belüftungsnocken, schwere Ausführung	20	480
7.633 180	Petrischale, Ø 94 x 16 mm, mit Belüftungsnocken	20	480
7.633 185	Petrischale, Ø 94 x 15 mm, mit Belüftungsnocken	20	480
7.663 102	Petrischale, Ø 100 x 15 mm, mit Belüftungsnocken, schwere Ausführung	20	420
7.664 102	Petrischale, Ø 100 x 20 mm, mit Belüftungsnocken, schwere Ausführung	15	360
7.639 102	Petrischale, Ø 145 x 20 mm, mit Belüftungsnocken	15	120
Kontaktschalen / quadratische Petrischale / OneWell Plate™			
7.629 161	Kontaktschale, Ø 65 x 15 mm, steril, Boden graduiert und in 10-mm-Quadrate unterteilt, ohne Belüftungsnocken	20	600
7.629 180	Kontaktschale, Ø 65 x 15 mm, steril, Boden graduiert und in 10-mm-Quadrate unterteilt, mit Belüftungsnocken	20	600
7.670 102	OneWell Plate™, Microplattenformat 127,8 x 85,5 x 14,4 mm, mit Belüftungsnocken	8	32
7.688 102	Petrischale, quadratisch, 120 x 120 x 17 mm, mit Belüftungsnocken	10	240
Petrischalen - Sondermodelle			
7.633 175	Keimzählschale, Ø 94 x 16 mm, graduiert, mit Belüftungsnocken	20	480
7.635 102	Petrischale, Ø 94 x 15 mm, zweigeteilt, 20 ml Volumen/Well, mit Belüftungsnocken	20	480
7.637 102	Petrischale, Ø 94 x 15 mm, dreigeteilt, 12 ml Volumen/Well, mit Belüftungsnocken	20	480
7.657 102	Multiwellplatte mit Abdeckplatte, 6 Well, 16 ml Volumen/Well, mit Belüftungsnocken, numerische Codierung	2	100

 Gekennzeichnete Artikel sind im Samplepack enthalten.