


## Einweg-Impfösen / -nadeln

Impfnadeln sind sehr gut geeignet für die Abhebung einzelner Bakterienkolonien

- Strahlensterilisiert
- Flexible Impfösen zur einfachen Durchführung von Abstrichen bzw. Inokulation in Flüssigmedium
- Farbcodierung zur Unterscheidung der verschiedenen Grössen
- Einzel- und Bulk-Verpackung



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Beutel	Stück/ Karton
<b>Einweg-Impfösen</b>			
7.731 101	Vol. 1 µl, Länge 200 mm, weiss, steril	50	2000
7.731 161	Vol. 1 µl, Länge 200 mm, weiss, steril	1	600
7.731 165	Vol. 1 µl, Länge 200 mm, weiss, steril	10	3000
7.731 170	Vol. 10 µl, Länge 200 mm, blau, steril	50	2000
7.731 171	Vol. 10 µl, Länge 200 mm, blau, steril	1	600
7.731 175	Vol. 10 µl, Länge 200 mm, blau, steril	10	3000
<b>Einweg-Impfnadeln</b>			
7.731 180	Länge 200 mm, gelb, steril	50	2000
7.731 181	Länge 200 mm, gelb, steril	1	600
7.731 185	Länge 200 mm, gelb, steril	10	3000

 Gekennzeichnete Artikel sind im Samplepack enthalten.

**HUBERLAB.**

committed to science

---

One  
**stop.**  
One  
**shop.**

---

Service,  
der sich  
nach Ihnen  
richtet.



[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)