

DURAN® MULTI-PORT-ANSCHLUSS-SYSTEM GL 32

committed to
brands.



HUBERLAB.

committed to science



**DURAN
WHEATON
KIMBLE**

Excellence in your hands

DURAN® MULTIPOST-ANSCHLUSS-SYSTEM GL 32

Mit 2, 3 oder 4 Anschlüssen für DURAN® GL 32 Flaschen

Anwendungsbereiche

- Entnahme geringer Mengen
- Medienbereitstellung für kleine Bioreaktoren
- Fed-Batch-Bioreaktor
- Perfusionskreislauf für Zellkultur
- Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben
- Einsatz in Chemie-Mikroreaktor

Eigenschaften

- Geeignet für DURAN® GL 32 Flaschen (50 ml oder 100 ml Vierkant Laborflasche)
- Die Steckoliven sind für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8 Zoll) (z. B. PharMed® BPT-Schläuche*) geeignet.
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven aus chirurgischem Edelstahl (316L)
- Die verwendeten Materialien sind lebensmittelecht.
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vielfach wiederverwendbar und lange Lebensdauer

*PharMed® ist eine eingetragene Marke von Saint-Gobain.



Bestellinformation

| | Bezeichnung | VE | Best.-Nr. |
|-----|--|----|--------------|
| NEU | DURAN® GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 2 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 2 Steckoliven aus Edelstahl | 1 | 29 260 19 01 |
| NEU | DURAN® GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 3 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 3 Steckoliven aus Edelstahl | 1 | 29 261 19 02 |
| NEU | DURAN® GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 4 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 4 Steckoliven aus Edelstahl | 1 | 29 262 19 03 |

Empfohlene kompatible DURAN® Flaschen

| Bezeichnung | Inhalt (ml) | VE | Best.-Nr. |
|---|-------------|----|--------------|
| DURAN® Laborflasche GL 32, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code | 50 | 10 | 21 801 17 04 |
| DURAN® Laborflasche GL 32, braun, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code | 50 | 10 | 21 806 17 09 |
| DURAN® Protect Laborflasche GL 32, mit Kunststoffbeschichtung, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code | 50 | 10 | 10 926 77 |
| DURAN® Vierkant Laborflasche GL 32, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code | 100 | 10 | 21 820 24 04 |

Diese Produkte erhalten Sie bei Ihrem Laborfachhändler.



Contact.

HUBERLAB.

committed to science

OneStop. OneShop – HUBERLAB. bietet das Rundum-Sorglos-Paket für alle Bedürfnisse im Labor.

Profitieren Sie von unseren langjährigen Partnerschaften zu Top-Lieferanten.

Als Vollversorger für das Labor lässt unser umfassendes Sortiment keine Wünsche offen.

OneStop. OneShop – HUBERLAB. Nous offre le package sans souci pour tous les besoins de votre laboratoire.

Profitez de nos partenariats de longue date avec les meilleurs fournisseurs.

En tant que fournisseur complet pour le laboratoire, notre gamme complète ne laisse rien à désirer.

OneStop. OneShop – HUBERLAB. offers the all-included service package for all of your laboratory requirements.

Benefit from our long-standing partnerships with top-suppliers.

As a full-range supplier for the laboratory, our comprehensive range leaves nothing to be desired.



Wir beraten Sie gerne persönlich
Nous vous conseillons personnellement
We'll be happy to advise you personally



T +41 61 717 99 77



F +41 61 711 93 42



info.huberlab.ch



www@huberlab.ch



Let's chat
www.huberlab.ch



HUBERLAB. AG
Industriestrasse 123
4147 Aesch