

# WB-4MS, Gerührtes Wasserbad



## BESCHREIBUNG

Der Wasserbadthermostat **WB-4MS** wurde für chemische, pharmazeutische, medizinische und biologische Forschungslabors entworfen.

Der **WB-4MS** bietet erhöhte Temperaturstabilisierung (bis 0,1°C) dank seines eingebauten Magnetrührers (Temperatureinstellung 250-1.000 rpm).

Leichtes Einrichten, hohe Temperaturgenauigkeit, kompakte Größe und attraktives, modernes Design machen dieses Wasserbad sehr beliebt.

## TECHNISCHE DATEN

Tankkapazität	4 L
Temperatur-Einstellbereich	+25°C ... +100°C
Temperatur-Regelbereich	5°C über Umgebungstemperatur ... +100°C
Einstellgenauigkeit	0.1°C
Stabilität	±0.1°C
Temperaturgleichmäßigkeit bei +37°C	±0.1°C
Rühdrehzahlbereich	250-1,000 rpm
Digitale Zeiteinstellung	1 Min - 96 St. / ohne Unterbrechung (Einzelprobe 1 Min)
Anzeige	LCD, 2x16 Zeichen
Digitale Temperatureinstellung	+
Plastikklappe mit Edelstahlinterieur inklusive	+
Geräuscharmer Betrieb	+
Arbeitsvolumen	235x135x110 mm
Gesamtabmessungen (B x T x H)	340x270x250 mm
Gewicht	3.4 kg
Betriebsnennspannung	230 V, 50/60 Hz oder 120 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	230 V, 50 Hz/ 600 W (2.6 A)
	120 V, 60 Hz/ 670 W (5.6 A)
	100 V, 50/60 Hz/ 600 W (6.0 A)



## BESTELLNUMMER NR.

	WB-4MS mit Basis BP-1 und Klappe, inkl. Stromkabel
BS-010406-AAA	230VAC 50/60Hz Eurostecker
BS-010406-AAB	230VAC 50/60Hz UK-Stecker
BS-010406-AA3	230VAC 50/60Hz AU-Stecker
BS-010406-AA7	100VAC 50/60Hz US-Stecker
BS-010406-AAC	120VAC 60Hz US-Stecker
-----	<b>Optionales Zubehör</b>
QR-13	Gestell für Proberöhrchen für ø10- bis ø13mm-Röhrchen, kapazität 30
QR-19	Gestell für Proberöhrchen für ø16- bis ø19mm-Röhrchen, kapazität 16
QR-24	Gestell für Proberöhrchen für ø24mm-Röhrchen, kapazität 10

# WB-4MS, Gerührtes Wasserbad



QR-30	Gestell für Proberöhrchen für ø30mm-Röhrchen, kapazität 5
QR-SE	Gestell für Proberöhrchen für 0,5ml-Mikrozentrifugenröhrchen, kapazität 44
QR-LE	Gestell für Proberöhrchen für 1,5ml-Mikrozentrifugenröhrchen, kapazität 35
-----	
BS-010406-DK	IQ OQ Dokument
BS-010406-EK	PQ Dokument
-----	<b>Ersatzteile</b>
BS-010406-AK	BP-1, standardsockelplattform


## ZUBEHÖR



**QR-19**  
Gestell für Proberöhrchen für ø16- bis ø19mm-Röhrchen, kapazität 16



**QR-30**  
Gestell für Proberöhrchen für ø30mm-Röhrchen, kapazität 5



**QR-LE**  
Gestell für Proberöhrchen für 1,5ml-Mikrozentrifugenröhrchen, kapazität 35