

Hei-TORQUE Core - Key Facts

Motorleistung Aufnahme	105 W
Motorleistung Abgabe	75 W
Anzahl Getriebestufen	1
Drehzahlanzeige	digital monochrom 2"
Drehzahlregelung	elektronisch
Max. Drehmoment	40 Ncm
Drehmomentanzeige	Symbol
Überhitzungsschutz	Abschaltautomatik mit Anzeige
Motorschutz	Temperaturüberwachung Software
Viskosität bis	10.000 mPa s
Volumen (H2O) max.	25 l
Analoge / digitale Schnittstelle	-
Admissible session	Dauerbetrieb
Counter/ Timer	1
∅ Rührwelle max.	10,5 mm
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	2,3 kg
Schutzart DIN EN 60529	IP 42
Drehzahlbereich	20 - 2.000 U/min
Abmessungen (B/H/T)	70 x 195 x 281.5 mm
Abmessungen Haltestab (∅ x L)	13 x 160 mm
Drehrichtung veränderbar	-
Durchführbare Rührwelle	1

