

GÜLTIG BIS
VALABLE JUSQU'AU

31.07.2021

HUBERLAB.

committed to science

#2

I LOVE DEALS

Erfolg im Fokus | *Le succès comme objectif*

www.huberlab.ch



- 1 Besuchen Sie unseren eShop: www.huberlab.ch
Veillez visiter notre shop en ligne : www.huberlab.ch
- 2 Klicken Sie in der Navigation auf «DEALS, NEUHEITEN & SALE»
Cliquez dans la navigation sur «DEALS, NOUVEAUTÉS & SOLDES»
- 3 Jetzt können Sie alle Deals und Neuheiten in Ruhe durchstöbern
Vous pouvez désormais parcourir à votre guise tous les produits de Deals

PREISE GÜLTIG BIS 31.07.2021

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST.

Lieferung franko Haus via eShop ab CHF 150.00 | Andere Bestellwege ab CHF 300.00.

Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Aesch | Mai 2021

PREIX VALABLE JUSQU'AU 31.07.2021

Prix nets en CHF, TVA non comprise.

Livraison gratuite via la boutique en ligne à partir de 150.00 CHF | Autres modes de commande à partir de 300.00 CHF.

Veillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

Aesch | Mai 2021

INHALT | CONTENU

Mini Vortex Mixer ^{TOP DEAL}	4
Cellview™ Slides	4
Zentrifugenröhrchen <i>Tubes à centrifuger</i>	5
Röhrchen PP <i>Tubes PP</i>	5
Röhrchen PS <i>Tubes PS</i>	6
Röhrchen Leucosep™ <i>Tubes Leucosep™</i>	7
Labormikroskope <i>Microscope de laboratoire</i>	8
Objektträger <i>Boîtes pour lames porte-objets</i>	13
Deckgläser <i>Lamelles couvre-objets</i>	15
Objektträgerhalter <i>Boîtes pour préparation</i>	16
Ablagegestell <i>Portoir</i>	16
Objektträgerboxen <i>Boîtes pour lames porte-objets</i>	17
Pasteurpipetten <i>Pipettes Pasteur</i>	18
Wattestäbchen <i>Bâtonnets pour écouvillon</i>	21
Abstrichbestecke <i>Écouvillons</i>	21
Scheren für Mikroskopie <i>Ciseaux pour microscopie</i>	22
Einmal Skalpelle <i>Bistouris jetables</i>	22
Skalpellgriffe <i>Manches à bistouri</i>	22
Einmal Skalpellklingen <i>Lames de bistouri à usage unique</i>	23
Pinzette selbstspannend <i>Pince à épiler auto-serrante</i>	23
Färbetrog <i>Jarre de coloration</i>	24
Brutschränke <i>Incubateurs</i>	25
DNA-ExitusPlus™	25
Schutzbrille <i>Lunette de protection</i>	26
Berufsmantel <i>Blouses coton</i>	26
Handschuhe <i>Gants</i> ^{TOP DEAL}	27
Haut- und Händedesinfektion <i>Désinfection de la peau et des mains</i>	27
neoform® Classic	28
neodisher® Z	28
neodisher® LaboClean FLA	29
Kanister mit UN-Zulassung <i>Jerrycanes conforme UN</i>	29
Mikropipetten Acura® manual <i>Micropipettes Acura® manual 825</i> ^{SET}	30
Petrischalen <i>Boîtes de Petri</i>	30
Selektive Nährmedien PMM <i>Milieux nutritifs sélectifs PMM</i>	32
Luftreiniger PURIFIAIR.620 <i>Purificateur d'air PURIFIAIR.620</i> ^{NEW}	33
DataPac™ Cube Single Rack Reader & Cryobox Scanner	34
Arium® mini & Arium® mini UV	35

TOP DEAL



greiner
BIO-ONE

Mini Vortex Mixer

Produktinformationen

Mit einem 4 mm Schüttelhub und einer festen Drehzahl von 2800 Umdrehungen pro Minute, sind auch die grössten Proben schnell vermischt. Trotz seines leistungsstarken Motors passt der Mischer aufgrund seiner Grösse (kleiner als 10 x 10 cm) auf die engsten Labortische.

- Kraftvolles, leises Mischen von Röhrchen bis 50 ml
- Gleichmässige und effiziente Bedienung durch Druck
- Kompatibel mit allen Röhrchen von Greiner Bio-One

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
7.845 070	1	404.00	295.00

Données du produit

Avec une orbite de 4 mm et une vitesse fixe de 2800 tr/min, même les plus gros échantillons sont tourbillonnés instantanément. Malgré son moteur puissant, il mesure moins de 10 x 10 cm, ce qui lui permet de tenir sur le banc le plus encombré.

- Mélange puissant et silencieux de tubes jusqu'à 50 ml
- Une fonctionnement souple et efficace grâce à la pression
- Compatible avec tous les tubes de Greiner Bio-One



CELLview™ Slides

Produktinformationen

CELLview™ Slide wurde entwickelt, um die Bedürfnisse modernster mikroskopischer Anwendungen zu erfüllen:

- 10 Wells mit alphanumerischer Kennzeichnung
- Positionierhilfe für automatisierte Mikroskopie
- Ablösbare Kompartimentierung
- Reduzierte Meniskuseffekte durch runde Wellgeometrie
- Wellabstand entspricht dem einer Mikrotiterplatte
- Hochtransparentes, achromatisches
- Borosilikatglas, hydrolytische Klasse 1
- Glasstärke: 0.17 mm

Données du produit

Le CELLview™ Slide a été développé pour satisfaire les exigences les plus élevées de l'analyse microscopique telles que :

- 10 puits avec repérage alpha numérique
- Repère de position pour microscopie automatisée
- Bloc de compartimentation détachable
- Puits rond pour réduire les effets de ménisque
- Distance inter puits identique à la microplaque 96 puits
- Verre hydrophile de classe 1, borosilicaté, achromatique et de haute transparence
- Epaisseur du verre : 0.17 mm

ART.-NR.	STERIL	TC-BEHANDELT	MASSE (mm)	MENGE	PREIS	DEALS
No. D'ART.	STÉRILE	TRAITEMENT TC	DIMENSIONS (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.543 078	✓	✓	75 x 25 x 12.6	20 Stk. pce.	392.40	275.00
7.543 079	✓	✓	75 x 25 x 12.6	20 Stk. pce.	506.70	355.50
7.543 978	✓	Advanced TC	75 x 25 x 12.6	20 Stk. pce.	409.00	286.00
7.543 979	✓	Advanced TC	75 x 25 x 12.6	45 Stk. pce.	554.85	389.25



Mit weissem Schraubverschluss
Avec bouchon à vis blanc

greiner
BIO-ONE

Zentrifugenröhrchen Tubes à centrifuger


Produktinformationen

- Aus PP, sehr gute thermische, mechanische und chemische Stabilität
- Naturfarbene Röhrchen mit aufgeschraubtem Verschluss
- Graduierung blau
- Bodenform konisch
- Schriftfeld weiss
- NEU: mit beschreibbarem Deckel

Données du produit

- En PP, très bonne résistance chimique, mécanique et thermique
- Tubes incolores avec bouchon à vis monté bleu
- Emballage en boîte ou en sachet
- Graduatiion bleu
- Aplat blanc
- NOUVEAU: avec couvercle descriptible

ART.-NR.	VOL. (ml)	D X H (mm)	MENGE	PREIS	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	D X H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.188 281	15	17 x 120	500 Stk. pce.	172.70	103.60
7.188 285	15	17 x 120	700 Stk. pce.	198.30	119.00
7.227 281	50	30 x 115	300 Stk. pce.	120.70	72.40
7.227 285	50	30 x 115	500 Stk. pce.	163.60	98.15



Mit Rundboden
Avec fond rond

Röhrchen Polypropylen Tubes Polypropylène

Produktinformationen

- Besonders gute thermische, chemische und mechanische Stabilität
- Material ist optimal für die Lagerung von Proben
- Passende Griffstopfen für jedes Röhrchen mit Art.-Nr. in Tabelle

Données du produit

- Très bonne résistance chimique, thermique et mécanique
- Parfaitement adapté au stockage des échantillons
- Bouchons adaptés pour chaque type de tube, n° article indiqué dans le tableau

ART.-NR.	D X H (mm)	VOL. (ml)	GRIFSTOPFEN	MENGE	PREIS	DEALS
No. D'ART.	D X H (mm)	VOL. (ml)	BOUCHON PRESSION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.112 201	12 x 55	4	7.303 321	3'600 Stk. pce.	130.55	91.40
7.115 201	12 x 75	5	7.303 321	2'000 Stk. pce.	94.20	65.95
7.160 201	16 x 100	12	7.310 321	1'600 Stk. pce.	116.15	81.30
7.184 201	17 x 77	12	7.318 321	2'000 Stk. pce.	329.35	230.55
7.187 201	17 x 100	14	7.318 321	1'500 Stk. pce.	112.30	78.60



Mit Rundboden
Avec fond rond

Röhrchen Polystyrol Tubes Polystyrène

Produktinformationen

- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- Passende Griffstopfen für jedes Röhrchen sind mit Art.-Nr. in der Tabelle aufgelistet
- Art.-Nr. 7.115 106 mit aufgedruckten Mattschild

ART.-NR.	D X H (mm)	VOL. (ml)	GRIFFSTOPFEN	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	D X H (mm)	VOL. (ml)	BOUCHON PRESSION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.101 101	6 x 38	0.3	–	1'000 Stk. pce.	48.20	33.75
7.103 101	10.5 x 40	2	7.301 321	3'000 Stk. pce.	98.45	68.90
7.112 101	12 x 55	4	7.303 321	3'600 Stk. pce.	155.20	108.65
7.115 101	12 x 75	5	7.303 321	2'000 Stk. pce.	68.35	47.85
7.125 101	13 x 100	7	–	1'400 Stk. pce.	88.60	62.00
7.136 101	14 x 100	10	7.307 321	1'400 Stk. pce.	66.35	46.45
7.151 101	16 x 65	6.5	–	1'800 Stk. pce.	86.95	60.85
7.160 101	16 x 100	12	7.310 321	1'600 Stk. pce.	61.60	43.10
7.160 153	16 x 100	12	7.160 101	1'300 Stk. pce.	234.90	164.45
7.160 161	16 x 100	12	mit Stopfen avec bouchon	500 Stk. pce.	122.45	85.70
7.160 162	16 x 100	12	mit Stopfen avec bouchon	1'300 Stk. pce.	245.45	171.80
7.160 167	16 x 100	12	mit Stopfen avec bouchon	1'300 Stk. pce.	289.15	202.40
7.160 501	16 x 100	12	7.310 321	1'600 Stk. pce.	390.60	273.40
7.169 101	16 x 152	20	7.310 321	1'500 Stk. pce.	187.65	131.35
7.169 161	16 x 152	20	mit Stopfen avec bouchon	1'200 Stk. pce.	230.35	161.25
7.184 101	17 x 77	12	7.318 321	2'000 Stk. pce.	122.55	85.80
7.187 101	17 x 100	14	7.318 321	1'500 Stk. pce.	76.50	53.55
7.187 112	17 x 100	14	mit Stopfen avec bouchon	1'300 Stk. pce.	162.40	113.70

Données du produit

- En Polystyrène de haute transparence
- Bouchons adaptés à chaque type de tube indiqué dans le tableau
- No. 7.115 106 avec l'étiquette



Röhrchen Leucosep™ Tubes Leucosep™

Produktinformationen

- Anreicherung direkt aus Vollblut
- Vereinfachtes Befüllen durch Trennscheibe
- Durchführung der Separation in 15 Minuten bei Raumtemperatur
- Keine zusätzlichen Laborgeräte notwendig
- Abtrennung von Erythrozyten und Granulozyten
- Keine Rekontamination mit Erythrozyten
- Kein Blockieren von Markermolekülen
- Vorbefüllt mit Leucosep™ Separationsmedium erhältlich
- Unbefüllt erhältlich zur Verwendung von Separationsmedien nach Wahl des Anwenders

Typische Ergebnisse mit Leucosep™ Trennmedium

Vitalität

Vitale Zellen [%] 95 ± 5

Zellausbeute

Lymphozyten [% der Ausgangszellzahl] 60 ± 20

Zusammensetzung der angereicherten Zellsuspension

Mononukleäre Zellen [%] 95 ± 5

Granulozyten [%] 5 ± 5

Erythrozyten [%] < 1

Zusammensetzung der angereicherten Lymphozyten

T-Zellen [%] 83 ± 3

B-Zellen [%] 6 ± 3

NK-Zellen [%] 11 ± 2

Données du produit

- Concentration directement à partir de sang total
- Remplissage simplifié à travers barrière poreuse
- Séparation rapide en 15 minutes à température ambiante
- Aucun équipement ou dispositif additionnel nécessaire
- Elimination des granulocytes et érythrocytes
- Pas de contamination érythrocytaire
- Pas de blocage des marqueurs
- Pré-rempli avec milieu de séparation Leucosep™
- Disponible non rempli pour utilisation avec d'autres milieux séparateurs

Résultats typiques avec milieu de séparation Leucosep™

Vitalité

Cellules viables [%] 95 ± 5

Rendement des cellules

Lymphocytes [%] du nombre original 60 ± 20

Composition des fractions de cellules enrichies

Cellules mononucleaires [%] 95 ± 5

Granulocytes [%] 5 ± 5

Erythrocytes [%] < 1

Composition de la fraction lymphocyte

T cellules [%] 83 ± 3

B cellules [%] 6 ± 3

NK cellules [%] 11 ± 2



Effiziente Separation von Lymphozyten und mononukleären Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark

Séparation efficace de lymphocytes et mononucléaires (sang et moelle osseuse)

ART.-NR.	VOL. (ml)	SEPARATIONS-MEDIUM	STERIL	PROBENVOL.	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	SEPARATION MEDIUM	STÉRIL	VOLUME DE L'ECHANTILLON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.163 288	12	+ / befüllt mit Leucosep™ Separationsmedium + / pré-rempli avec milieu de séparation Leucosep™	as*	3 - 8 ml	500 Stk. pce.	2420.00	1'694.00
7.163 289	12	–	–	3 - 8 ml	500 Stk. pce.	815.00	570.50
7.163 290	12	–	✓	3 - 8 ml	500 Stk. pce.	850.00	595.00
7.227 288	50	+ / befüllt mit Leucosep™ Separationsmedium + / pré-rempli avec milieu de séparation Leucosep™	as*	15 - 30 ml	250 Stk. pce.	3685.00	2'579.50
7.227 289	50	–	–	15 - 30 ml	300 Stk. pce.	953.65	667.55
7.227 290	50	–	✓	15 - 30 ml	300 Stk. pce.	1164.00	814.80
7.227 290-25	50	–	✓	15 - 30 ml	25 Stk. pce.	97.00	67.90

*as = aseptische Herstellung | Produit en condition aseptique

// MIKROSKOPIE – IMMER IM FOKUS // MICROSCOPIE - TOUJOURS EN VUE



Produktinformationen

Das BA310 wurde für anspruchsvolle Aufgaben der täglichen Routine von Universität, Klinik und Labor konzipiert. Überall dort, wo eine exzellente Bildgebung schwieriger Durchlicht-Präparate gefordert ist, schafft das BA310 dank seiner Beleuchtung nach Köhler beste Ergebnisse. Weitere Kontrastmethoden, aber auch Diskussionsbrücken sind problemlos nachrüstbar.

Technische Details

Modell	Binokular BA310 LED
Optik-Konzept	Motic CCIS [®] Unendlich-Optik
Tubus	Binokular, Okularstützen 360° drehbar
Augenabstand	48 - 75 mm
Einblickwinkel	30° Einblick, 360° drehbar
Okulare	N-WF10X/20mm mit Dioptrienausgleich, +/- 5dpt
Objektive	4X/0.10 (AA 15.9 mm), 10X/0.25 (AA 17.4 mm), 40X/0.65/S (AA 0.5 mm), 100X/1.25/S (AA 0.15 mm)
Tischmasse	175 x 140 mm
Masse (mm)	400 x 220 x 400
Gewicht (kg)	8.6

Données du produit

Le BA310 est conçu pour les tâches exigeantes de la routine quotidienne des universités, des cliniques et des laboratoires. Partout où une excellente imagerie des préparations difficiles en lumière transmise est nécessaire, le BA310 obtient les meilleurs résultats grâce à son éclairage Köhler. D'autres méthodes de contraste, ainsi que des ponts de discussion, peuvent être mis en place sans problème.

Données techniques

Modèle	Binoculaire BA310 LED
Concept d'optique	Motic CCIS [®] Optique de l'infini
Tube	Binoculaire, oculaire rotatif à 360°.
Distance interpupillaire	48 - 75 mm
Angle de vision	Vue à 30°, rotation à 360
Oculaires	N-WF10X/20mm avec compensation des dioptries, +/- 5dpt
Objectifs	4X/0.10 (AA 15.9 mm), 10X/0.25 (AA 17.4 mm), 40X/0.65/S (AA 0.5 mm), 100X/1.25/S (AA 0.15 mm)
Dim. des tableaux	175 x 140 mm
Dimensions (mm)	400 x 220 x 400
Poids (kg)	8.6



BA310 LED Binokular
BA310 LED Binoculaire

Labormikroskop
Microscope de laboratoire



BA310 LED Trinokular
BA310 LED Trinoculaire

Labormikroskop
Microscope de laboratoire

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
17.7601.03	Binokular <i>Binoculaire</i> BA310E halogen <i>halogène</i>	1'815.00	1'361.25
17.7601.04	Trinokular <i>Trinoculaire</i> BA310E halogen <i>halogène</i>	1'950.00	1'462.50
17.7614.72	Binokular <i>Binoculaire</i> BA310 LED	1'475.00	1'106.25
17.7614.75	Trinokular <i>Trinoculaire</i> BA310 LED	1'670.00	1'252.50

→ HALOGEN: Quartz halogen 6V/30W mit Helligkeitsregelung | LED: Koehler LED 3W mit Helligkeitsregelung
HALOGENE: Quartz halogène 6V/30W avec contrôle d'intensité | LED: Koehler LED 3W avec contrôle d'intensité





BA210E Binokular
BA210E Binoculaire

Labormikroskop
Microscope de laboratoire

Technische Details

Modell	Binokular BA210E
Optik-Konzept	CCIS®
Tubus	Binokular, 360° drehbar
Augenabstand	55 - 75 mm
Neigung	30°
Dioptrieneinstellung	Beidseitig, +/- 5dpt
Tischmasse (mm)	150 x 150
Strom	100 - 240V (CE)
Masse (mm)	360 x 220 x 395
Gewicht (kg)	7.2

Données techniques

Modèle	Binoculaire BA210E
Concept d'optique	CCIS®
Tube	Binoculaire, Rotation de 360°
Dis. interpupillaire	55 - 75 mm
Angle de vision	30°
Réglage dioptrique	De part et d'autre, +/- 5dpt
Dim. des tableaux (mm)	150 x 150
Électricité	100 - 240V (CE)
Dimensions (mm)	360 x 220 x 395
Poids (kg)	7.2

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
17.7601.01	Binokular <i>Binoculaire</i> BA210E	1'375.00	1'031.25
17.7601.02	Trinokular <i>Trinoculaire</i> BA210E	1'790.00	1'342.50



BA210E Trinokular
BA210E Trinoculaire

Labormikroskop
Microscope de laboratoire

Technische Details

Modell	Trinokular BA210E
Optik-Konzept	CCIS®
Tubus	Trinokular, 360° drehbar
Augenabstand	55 - 75 mm
Neigung	30°
Dioptrieneinstellung	Beidseitig, +/- 5dpt
Tischmasse (mm)	150 x 150
Strom	100 - 240V (CE)
Masse (mm)	360 x 220 x 395
Gewicht (kg)	7.2

Données techniques

Modèle	Trinoculaire BA210E
Concept d'optique	CCIS®
Tube	Trinoculaire, Rotation de 360°
Dis. interpupillaire	55 - 75 mm
Angle de vision	30°
Réglage dioptrique	De part et d'autre, +/- 5dpt
Dimensions (mm)	150 x 150
Électricité	100 - 240V (CE)
Dimensions (mm)	360 x 220 x 395
Poids (kg)	7.2

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
17.7601.01	Binokular <i>Binoculaire</i> BA210E	1'375.00	1'031.25
17.7601.02	Trinokular <i>Trinoculaire</i> BA210E	1'790.00	1'342.50



AE2000 Binokular
AE2000 Binoculaire

Inverses Routine-Mikroskop
Microscope inversé de routine

Technische Details

Modell	Binokular AE2000
Optik-Konzept	CCIS®
Tubus	Binokular, 360° drehbar
Augenabstand	48 - 75 mm
Neigung	45°
Dioptrieneinstellung	Beidseitig, +/- 5dpt
Tischmasse (mm)	200x239
Strom	100-240V (CE)
Masse (mm)	556 x 218 x 496
Gewicht (kg)	12.2

Données techniques

Modèle	Binoculaire AE2000
Concept d'optique	CCIS®
Tube	Binoculaire, Rotation de 360°
Dis. interpupillaire	48 - 75 mm
Angle de vision	45°
Réglage dioptrique	De part et d'autre, +/- 5dpt
Dim. des tableaux (mm)	200x239
Électricité	100-240V (CE)
Dimensions (mm)	556 x 218 x 496
Poids (kg)	12.2

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
17.7601.07	Binokular <i>Binoculaire</i> AE2000	3'075.00	2'306.25
17.7601.08	Trinokular <i>Trinoculaire</i> AE2000	3'535.00	2'651.25



AE2000 Trinokular
AE2000 Trinoculaire

Inverses Routine-Mikroskop
Microscope inversé de routine

Technische Details

Modell	Trinokular AE2000
Optik-Konzept	CCIS®
Tubus	Trinokular, 360° drehbar
Augenabstand	48 - 75 mm
Neigung	45°
Dioptrieneinstellung	Beidseitig, +/- 5dpt
Tischmasse (mm)	200x239
Strom	100-240V (CE)
Masse (mm)	556 x 218 x 496
Gewicht (kg)	12.2

Données techniques

Modèle	Trinoculaire AE2000
Concept d'optique	CCIS®
Tube	Trinoculaire, Rotation de 360°
Dis. interpupillaire	48 - 75 mm
Angle de vision	45°
Réglage dioptrique	De part et d'autre, +/- 5dpt
Dimensions (mm)	200x239
Électricité	100-240V (CE)
Dimensions (mm)	556 x 218 x 496
Poids (kg)	12.2



SMZ-168-BLED | TLED Binokular
SMZ-168-BLED | TLED Binoculaire

Stereomikroskop
Stéréomicroscope

Technische Details

Modell	Binokular SMZ-168
Optik-Konzept	Greenough
Tubus	Binokular, 360° drehbar
Augenabstand	54-76 mm
Neigung	35°
Okulare	Beidseitig, +/- 5dpt
Basis (mm)	329x277
Strom	100-240V (CE)
Masse (mm)	329 x 277 x 400
Gewicht (kg)	5.3

Données techniques

Modèle	Binoculaire SMZ-168
Concept d'optique	Greenough
Tube	Binoculaire, Rotation de 360°
Dis. interpupillaire	54-76 mm
Angle de vision	35°
Oculaires	De part et d'autre, +/- 5dpt
Base	329x277
Électricité	100-240V (CE)
Dimensions (mm)	329 x 277 x 400
Poids (kg)	5.3

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
17.7601.81	Binokular Binoculaire SMZ-168	1'315.00	986.25
17.7601.82	Trinokular Trinoculaire SMZ-168	1'414.00	1'060.50



SMZ-168-BLED | TLED Trinokular
SMZ-168-BLED | TLED Trinoculaire


Stereomikroskop
Stéréomicroscope

Technische Details

Modell	Trinokular SMZ-168
Optik-Konzept	Greenough
Tubus	Binokular, 360° drehbar
Augenabstand	54-76 mm
Neigung	35°
Okulare	Beidseitig, +/- 5dpt
Basis (mm)	329x277
Strom	100-240V (CE)
Masse (mm)	329 x 277 x 400
Gewicht (kg)	5.3

Données techniques

Modèle	Trinoculaire SMZ-168
Concept d'optique	Greenough
Tube	Trinoculaire, Rotation de 360°
Dis. interpupillaire	54-76 mm
Angle de vision	35°
Oculaires	De part et d'autre, +/- 5dpt
Base	329x277
Électricité	100-240V (CE)
Dimensions (mm)	329 x 277 x 400
Poids (kg)	5.3



Produktinformationen

- Aus Natronkalkglas, hydrolytische Klasse 3
- Vertiefungen sind sorgfältig geschliffen & poliert
- Riefenfreien, makellosen Oberflächen
- Vorgereinigt
- Zugelassen für die In-vitro-Diagnostik (IVD) gemäss IVD-Richtlinie 98/79/EG
- Empfohlenes Verbrauchsdatum & Chargennummer zur umfassenden Information & Rückverfolgbarkeit

ART.-NR.	VERTIEFUNGEN	MASSE (mm)	WELL-TIEFE (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CAVITÉS	DIMENSIONS (mm)	PROFONDEUR DE CAVITÉ (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
10.0124.01	1	76 x 26 x 1.5	0.6 - 0.8	50 Stk. pce.	85.00	55.25
10.0124.02	2	76 x 26 x 1.5	0.6 - 0.8	50 Stk. pce.	125.00	81.25
10.0124.03	3	76 x 26 x 1.5	0.6 - 0.8	50 Stk. pce.	172.00	111.80

Objektträger mit Vertiefungen
Lames porte-objets à cavités

Données du produit

- En verre sodo-calcique, classe hydrolytique 3
- Les cavités sont soigneusement rodées et polies afin d'obtenir des surfaces impeccables et sans rainures.
- Pré-nettoyées
- Applications in vitro selon la directive 98/79/EC
- Recommandations avec date de péremption et numéros de lot et de traçabilité

MORE.

HUBERLAB. IS MORE

- ✓ **Gelebte Nachhaltigkeit | La durabilité dans la pratique**
 - > Take-Back-Programm
 - > More Green Solutions
 - > Umweltbewusste Druckerzeugnisse
Des produits d'impression respectueux de l'environnement
- ✓ **Einzigartiger Tech-Support | Support technique unique**
 - > Chemikalien | Produits chimiques
 - > Verbrauchsmaterial | Consommables
 - > Geräte | Instruments
- ✓ **Umfassendes Sortiment | Assortiment complet**
- ✓ **Exclusive Markenwelt | Un monde de marques exclusives**
- ✓ **Eigener Lieferservice | Propre service de livraison**



Produktinformationen

Aus extra-weissem Glas hergestellt. Sauber gewaschen, geschnitten und poliert. Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).

- Zur Kennzeichnung und Farbcodierung mit Beschriftungsfeldern in 7 Standardfarben erhältlich
- Beschriftungsfeld ist gegen alle üblichen Lösungsmittel resistent
- Durch das extra dicke Beschriftungsfeld wird ein Kleben oder Zerkratzen der Gläser verhindert
- Gem. ISO 8037/1

ART.-NR.	SCHRIFTFELDFARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	PLAGE D'INSCRIPTION COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
10.0345.01	weiss blanc	50 Stk. pce.	4.70	3.05
10.0345.02	grün vert	50 Stk. pce.	4.70	3.05
10.0345.03	rosa rosé	50 Stk. pce.	4.60	3.05
10.0345.04	gelb jaune	50 Stk. pce.	4.60	3.05
10.0345.05	blau bleu	50 Stk. pce.	4.60	3.05
10.0345.06	orange orange	50 Stk. pce.	5.05	3.30

Objektträger SuperFrost® Lames porte-objets SuperFrost®

Données du produit

Ces lames sont en verre extra blanc, nettoyées, coupée et polies conviennent pour les applications de diagnostic in vitro (IVD).

- Zone d'étiquetage résistant aux solvants courants
- Six couleurs pour faciliter l'identification et le code couleur
- Zone d'étiquetage épaisse pour empêcher les lames de coller entre elles ou de se rayer
- Conformité à la norme ISO 8037/1.

Objektträger geschliffen 45° / 90° SuperFrost® Lames porte-objets polies 45° / 90° SuperFrost®

ART.-NR.	SCHRIFTFELDFARBE	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	PLAGE D'INSCRIPTION COULEUR	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
10.0346.01	weiss blanc	45°	50 Stk. pce.	6.75	4.40
10.0346.02	blau bleu	45°	50 Stk. pce.	6.85	4.45
10.0346.03	rosa rosé	45°	50 Stk. pce.	6.75	4.40
10.0346.04	gelb jaune	45°	50 Stk. pce.	7.20	4.70
10.0346.05	grün vert	45°	50 Stk. pce.	6.75	4.40
10.0346.06	orange orange	45°	50 Stk. pce.	6.75	4.40
10.0346.07	violett violett	45°	50 Stk. pce.	6.75	4.40
10.0347.01	weiss blanc	90°	50 Stk. pce.	5.70	3.70
10.0347.02	grün vert	90°	50 Stk. pce.	7.00	4.55
10.0347.03	rosa rosé	90°	50 Stk. pce.	6.50	4.20
10.0347.04	gelb jaune	90°	50 Stk. pce.	6.50	4.20
10.0347.05	blau bleu	90°	50 Stk. pce.	6.50	4.20
10.0347.06	orange orange	90°	50 Stk. pce.	6.50	4.20



Produktinformationen

- Hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse
- Absolut farblos, völlig klar und geeignet für Fluoreszenzmikroskopie
- Erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8255 für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäss IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE - Kennzeichen und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
10.0362.14	Ø 10 mm	1'000 Stk. pce.	95.00	71.25
10.0362.16	Ø 12 mm	1'000 Stk. pce.	77.70	58.25
10.0362.18	Ø 14 mm	1'000 Stk. pce.	84.60	63.45
10.0362.80	Ø 22 mm	1'000 Stk. pce.	187.10	140.30



Produktinformationen

- Entspricht der ISO 8255-1
- Reinweisses Borosilikatglas (D 263® M) ist im sichtbaren Spektralbereich absorptionsfrei
- Hohe optische Homogenität des Glases und damit praktisch frei von Oberflächenfehlern, Einschlüssen, Schlieren, Blasen und störenden Schlieren durch optimalen Herstellungsprozess
- Hochtransparent und farblos (Farbneutralität)


ART.-NR.	GRÖSSE (mm)	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	GRANDEUR (mm)	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
10.2355.31	18 x 18	Stärke 1 Épaisseur 1	1'000 Stk. pce.	19.80	13.85
10.2355.32	22 x 22	Stärke 1 Épaisseur 1	1'000 Stk. pce.	55.50	38.85
10.2355.33	24 x 40	Stärke 1 Épaisseur 1	1'000 Stk. pce.	58.50	40.95
10.2355.34	24 x 50	Stärke 1 Épaisseur 1	1'000 Stk. pce.	66.50	46.55
10.2355.35	24 x 50	1.5 Automat	1'000 Stk. pce.	69.20	48.45
10.2355.36	24 x 60	Stärke 1 Épaisseur 1	1'000 Stk. pce.	71.00	49.70
10.2355.37	24 x 60	1.5 Automat	1'000 Stk. pce.	74.00	51.80

Deckgläser Lamelles couvre-objets

Ø – 10 mm | 12 mm | 14 mm | 22 mm

Données du produit

- En verre borosilicaté chimiquement résistant D 263® M de la première classe hydrolytique
- Absolument incolore, parfaitement clair, convient à la microscopie par fluorescence
- Selon DIN ISO 8255
- Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) selon la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour une information et une traçabilité complètes



Objektträgerhalter Boîtes pour préparations


Produktinformationen

- Aus PE, für 15, 40 oder 78 Objektträger 76 x 26 mm, zum Aufbewahren, Reinigen, Trocknen etc., solide Konstruktion mit rutschfesten Gummifüßen
- Temperaturbeständig von -50 bis +80 °C

Données du produit

- En polyéthylène, pour 15, 40 ou 78 lames porte-objet de 76 x 26 mm, pour la conservation, le nettoyage, le séchage, etc., construction solide avec pieds en caoutchouc antidérapants
- Résistant à la température de -50 à +80 °C

ART.-NR.	FÜR ANZAHL OBJEKTTRÄGER	MASSE (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	POUR NOMBRE PORTE-OBJETS	DIMENSIONS (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.1598.40	40	298 x 105 x 24	1 Stk. pce.	56.00	47.60
15.1598.41	78	299 x 178 x 21	1 Stk. pce.	74.30	63.15
15.1598.42	15	153 x 102 x 21	1 Stk. pce.	55.45	47.10



Ablagegestell aus Plexiglas Portoir en plexiglas

Produktinformationen

- Ablagegestell für 12 Objektträger
- Nummerierung 1-12
- Fortlaufende Bezifferung und Beschriftungsstreifen
- Bleistiftbeschriftungen sind leicht zu entfernen

Données du produit

- Rack pour 12 diapositives
- Numérotation 1-12
- Bandes de numérotation et d'étiquetage consécutives
- Les étiquettes de crayon sont faciles à enlever

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
10.1240.01	1 Stk. pce.	19.80	12.85

H HUBERLAB. Green

Bereits heute enthalten viele unserer Produkte hohe Anteile an Recycling-Fasern oder sind aus rezyklierten Werkstoffen hergestellt. Auf diese Weise werden diese Produkte strengen Umweltaforderungen gerecht.

Aujourd'hui déjà, beaucoup de nos produits contiennent une forte proportion de fibres recyclées ou sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ainsi, ces produits répondent à des exigences environnementales strictes.



Produktinformationen

- Polypropylen-Halter für den einfachen und sicheren Transfer von fünf Objektträgern zur Färbung in andere Behälter
- Passend für WHEATON Färbetroge nach Coplin (8.9005.70, 8.9004.70, 8.2768.40)

Objektträgerhalter Pince-lame

Données du produit

- La pince en polypropylène facilite un transfert en toute sécurité de cinq lames vers d'autres contenants pour leur coloration
- Compatibilité avec jarres Coplin WHEATON (8.9005.70, 8.9004.70, 8.2768.40)

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.9005.75	2 Stk. pce.	53.60	40.20



Objektträgerboxen Boîtes pour lames porte-objets

Produktinformationen

- Aus Polystyrol, tiefgefrierbar bis -80°C und beständig bis +70°C, übersichtlich, langlebig, einfach im Handling, für 50 Objektträger 76 x 26 mm
- Mit Nummerierung im Boden
- Tiefgefrierbar
- Stapelbar
- Farbcodiert
- Staubdicht
- Nahezu unzerbrechlich

Données du produit

- En polystyrène, congelable à -80°C et résistant jusqu'à +70°C, système de stockage clair avec longue durée de vie, manipulation simple, pour 50 porte-objets 76 x 26 mm
- Avec numérotation au fond
- Surgelable
- Empilable
- Codage en couleurs
- Anti-poussière
- Stabilité extrême

ART.-NR.	FARBE	MASSE (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DIMENSIONS (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
10.6580.00	weiss blanc	172 x 83 x 30	1 Stk. pce.	6.95	4.50
10.6580.01	blau bleu	172 x 83 x 30	1 Stk. pce.	7.00	4.55
10.6580.02	grün vert	172 x 83 x 30	1 Stk. pce.	6.95	4.50
10.6580.03	rot rouge	172 x 83 x 30	1 Stk. pce.	6.95	4.50
10.6580.04	gelb jaune	172 x 83 x 30	1 Stk. pce.	6.95	4.50
10.6580.05	schwarz noir	172 x 83 x 30	1 Stk. pce.	6.95	4.50
10.6580.10	violett violet	172 x 83 x 30	1 Stk. pce.	6.95	4.50
10.6580.12	orange orange	172 x 83 x 30	1 Stk. pce.	6.95	4.50
10.6580.14	türkis turquoise	172 x 83 x 30	1 Stk. pce.	6.95	4.50
10.6599.60	Rasterstege für 20 Gläser grau Diviseurs pour 20 porte-objets gris		1 Stk. pce.	2.55	1.65
10.6599.62	Rasterstege für 25 Gläser weiss Diviseurs pour 25 porte-objets blanc		1 Stk. pce.	2.50	1.60

Pasteurpipetten aus PE Pipettes Pasteur en PE

Données du produit

Les pipettes sont idéales pour tous les travaux où les liquides doivent être transférés rapidement et en toute sécurité.


- Gradué ou non gradué
- En vrac dans des sacs ou en emballage stérile individuel
- Jetable

Produktinformationen

Die Pipetten sind ideal für alle Arbeiten, bei denen Flüssigkeiten schnell und sicher übertragen werden müssen

- Graduiert oder ungraduiert
- Lose in Beuteln oder einzeln steril verpackt
- Einweg

ART.-NR.	VOL. (ml)	SAUGVOL. (ml)	STERIL	GRAD.	LÄNGE (mm)	TROPFEN PRO ML	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	VOL D'ASPIRATION (ml)	STÉRILE	GRAD.	LONGUEUR (mm)	GOUTTES PAR ML	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.4021.02	1	3.3	✓	–	155	25	500 Stk. pce.	95.45	57.30
15.4040.01	1	3.4	–	+ / 0.25 ml	155	25	500 Stk. pce.	18.80	11.30
15.4051.11	3	3.0	–	✓	155	25	500 Stk. pce.	22.35	13.40
15.4204.01	4.6	4.6	–	–	152	20	400 Stk. pce.	31.75	19.05
15.4207.01	14	10	–	–	170	18	200 Stk. pce.	23.15	13.90
15.4207.05	3	3.0	–	–	155	30	500 Stk. pce.	22.80	13.70
15.4210.08	7.3	7.3	–	–	300	20	100 Stk. pce.	46.40	27.85
15.4263.01	7.3	7.3	–	–	300	20	100 Stk. pce.	35.80	21.50
15.4264.02	7.3	7.3	✓	–	300	20	100 Stk. pce.	78.75	47.25
15.4274.00	0.9	0.9	–	–	87	25	500 Stk. pce.	28.25	16.95
15.4274.01	2	1.8	–	✓	152	24	500 Stk. pce.	65.10	39.05
15.4336.01	1.9	1.9	–	–	154	23	500 Stk. pce.	31.75	19.05
15.4569.02	1	4.5	–	✓	160	–	500 Stk. pce.	26.65	16.00
15.4691.01	4.6	4.8	–	–	137	16	250 Stk. pce.	75.00	45.00



Produktinformationen

- Erhältlich in zwei Längen
- Nützlich für den nicht-volumetrischen Transfer von Flüssigkeiten

ART.-NR.	LÄNGE (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	LONGUEUR (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
1.1128.01	150	250 Stk. pce.	13.25	8.60
1.1128.02	230	250 Stk. pce.	14.00	9.10

Pasteurpipetten aus Glas Pipettes Pasteur en verre

Données du produit

- Disponible en deux longueurs
- Utile pour le transfert non-volumétrique de liquides



Produktinformationen

- Aus PE
- Optimal geeignet für den schnellen Transfer von Flüssigkeiten

SERUM PIPETTEN | PIPETTES POUR SÉRUM

ART.-NR.	BESCH.	STERIL	LÄNGE (mm)	MAX. FÜLLVOL. (ml)	GRAD.	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCR.	STÉRILE	LONG. (mm)	VOL. MAX. (ml)	GRAD.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.612 301	Serum	–	153	3.5	✓	1'500 Stk. pce.	119.20	83.45
7.612 361	Serum	✓	153	3.5	✓	800 Stk. pce.	239.50	167.65
7.612 362	Serum	✓	153	3.5	✓	1'000 Stk. pce.	131.52	91.90

PASTEUR PIPETTEN | PIPETTES PASTEUR

ART.-NR.	BESCH.	STERIL	LÄNGE (mm)	MAX. FÜLLVOL. (ml)	GRAD.	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCR.	STÉRILE	LONG. (mm)	VOL. MAX. (ml)	GRAD.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.700 361	Pasteur	✓	153	3.5	–	1'000 Stk. pce.	156.10	109.30
7.700 370	Pasteur	–	153	3.5	–	500 Stk. pce.	56.15	39.30

MORE DIGITAL POWER
eRechnung

HUBERLAB.
committed to science

Machen Sie mit – der Umwelt zuliebe

Stellen Sie jetzt auf unsere digitalen Rechnungsoptionen um:

- 📄 PDF, eRechnung oder Zahlung per QR-Code

➡ Für jede Rechnung wird ein neuer QR-Code generiert!

- 📄 Elektronische Rechnung via Plattform: Connextrade oder Six Paynet-Upload.

Bitte melden Sie Ihre Präferenz an:
finance@huberlab.ch

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in Sachen Nachhaltigkeit! Ihr HUBERLAB. Team

Participez - pour le bien-être de l'environnement

Passez à nos options de facturation électronique dès maintenant :


- 📄 PDF, facture électronique ou paiement via le code QR

➡ Un nouveau QR Code est généré pour chaque facture !

- 📄 Facture électronique via la plate-forme : Connextrade ou Six Paynet upload.

Veuillez indiquer votre préférence à :
finance@huberlab.ch

Merci beaucoup pour votre soutien écologique !
Votre équipe HUBERLAB



Pasteur Pipetten Pipettes Pasteur

Données du produit

- En verre sodocalcique
- Selon ISO 7712
- Pointe fine et étirée
- Embout avec rétrécissement permettant d'y loger un tampon d'ouate
- Cap.: 2 ml
- Diamètre extérieur : 7 mm

Produktinformationen

- Aus Natron-Kalk-Glas
- Gemäss ISO 7712
- Lang ausgezogene, feine Spitze
- Saugrohre mit Verengung für Wattestopfen
- Inhalt: 2 ml
- Aussendurchmesser: 7 mm

ART.-NR.	LÄNGE (mm)	AUSFÜHRUNG	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	LONGUEUR (mm)	EXÉCUTION	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
1.1126.01	145	Kurze Form <i>forme courte</i>	–	250 Stk. <i>pce.</i>	16.10	10.45
1.1127.01	225	Lange Form <i>forme longue</i>	–	250 Stk. <i>pce.</i>	12.50	8.10



Pasteurpipetten Pipettes Pasteur

Données du produit

- Pipettes Pasteur en verre avec embout fin d'aspiration long et court
- Conçues en verre borosilicate 5.1
- Verre neutre type I USP
- Pipettes conformes à la norme ISO 7712
- Insensibilisées aux variations de températures rapides et aux agressions chimiques
- Très bonne résistance chimique aux solutions acides et alcalines
- Le verre borosilicate 5.1 est plus stable que le verre sodocalcique et il est donc parfait pour le transfert de liquides chauds
- Le verre borosilicate virtuellement inerte minimise l'interaction avec le matériau et réduit le risque de la contamination d'échantillon
- La tétine en caoutchouc naturel peut être commandée séparément

Produktinformationen

- Pasteurpipetten mit kurz oder lang ausgezogener, feiner Spitze
- Hergestellt aus Borosilikatglas 5.1
- Neutrales Glas USP-Typ I
- Pipetten erfüllen die Norm ISO 7712
- Unempfindlich gegenüber raschen Temperaturwechseln und chemischer Beanspruchung
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegen saure und alkalische Lösungen
- Borosilikatglas 5.1 ist stabiler als Kalk-Soda-Glas und daher bestens zur Handhabung heisser Flüssigkeiten geeignet
- Nahezu inertes Borosilikatglas minimiert Wechselwirkungen mit dem Material und reduziert das Risiko einer Probenkontamination

ART.-NR.	LÄNGE (mm)	VOL. (ml)	DURCHMESSER	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	LONGUEUR (mm)	VOL. (ml)	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.2333.01	150	2	Pipette / <i>Pipette</i> : 6.95 mm	1'000 Stk. <i>pce.</i>	65.10	52.10
9.2333.02	230	2	Spitze / <i>Pointe</i> : 1.1 mm	1'000 Stk. <i>pce.</i>	74.55	69.65



Wattestäbchen aus Hartholz Bâtonnets pour écouvillon en bois dur

Produktinformationen

- Mit einseitigem Wattedkopf

Données du produit

- Avec pointe d'ouate

ART.-NR.	L X Ø HOLZSTÄBCHEN	WATTEKOPF	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	L X Ø BÂTONS EN BOIS	TOUFFE D'OUATE	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.4810.01	150 x 2.2 mm	5 mm	–	100 Stk. <i>pce.</i>	1.65	1.25
3.4810.02	150 x 2.5 mm	7 mm	–	100 Stk. <i>pce.</i>	3.30	2.45
3.4810.04	150 x 2.8 mm	11 mm	–	50 Stk. <i>pce.</i>	2.00	1.50
3.4811.01	150 x 2.5 mm	11 mm	–	50 Stk. <i>pce.</i>	2.30	1.70
3.4811.02	200 x 3.0 mm	11 mm	–	50 Stk. <i>pce.</i>	4.60	3.45



STERIL | STÉRILE

Produktinformationen

- Mit einseitigem Wattedkopf
- Einzeln steril in Peel-Packung verpackt

Données du produit

- Avec pointe d'ouate
- Emballage individuel Peel-Pack stérile

ART.-NR.	L X Ø HOLZSTÄBCHEN	WATTEKOPF	STERIL	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	L X Ø BÂTONS EN BOIS	TOUFFE D'OUATE	STÉRILE	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.4814.01	150 x 2.2 mm	5 mm	✓	einzel <i>individuel</i>	100 Stk. <i>pce.</i>	12.10	10.30
3.4814.02	150 x 2.5 mm	7 mm	✓	2 Stk. <i>pce</i>	100 Stk. <i>pce.</i>	17.20	14.60
3.4814.03	150 x 2.5 mm	11 mm	✓	einzel <i>individuel</i>	100 Stk. <i>pce.</i>	13.25	11.25
3.4814.10	150 x 2.2 mm	5 mm	✓	2 Stk. <i>pce</i>	100 Stk. <i>pce.</i>	10.90	9.25
3.4814.13	150 x 3.0 mm	11 mm	✓	2 Stk. <i>pce</i>	50 Stk. <i>pce.</i>	10.30	8.75



Produktinformationen

- Optimal für die Entnahme von bakteriologischen und zytologischen Proben
- Strahlensterilisiert
- Abstrichgefässe aus PS
- Wattetupfer aus Baumwolle

Données du produit

- Idéal pour la collecte et le transport d'échantillons cytologiques et bactériologiques
- Stérilisés par irradiation
- Tubes avec écouvillons sont en PS biologiquement inerte
- Le tampon des tiges ouatées est en coton

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	D X H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	EXÉCUTION	D X H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.420 161	Abstrichbesteck <i>Ecouvillon</i>	16 x 110	1'300 Stk. <i>pce.</i>	366.95	220.15
7.420 180	Abstrichbesteck einzeln <i>Ecouvillon emballage individuel</i>	16 x 110	1'000 Stk. <i>pce.</i>	352.85	211.70
7.421 084	Wattetupfer einzeln <i>Tige cotonnée / emballage individuel</i>	L = 145	1'400 Stk. <i>pce.</i>	547.90	328.75
7.421 161	Abstrichbesteck einzeln <i>Ecouvillon emballage individuel</i>	16 x 152	1'000 Stk. <i>pce.</i>	313.30	188.00
7.421 180	Abstrichbesteck <i>Ecouvillon</i>	16 x 152	700 Stk. <i>pce.</i>	276.20	165.70



Abstrichbestecke / Wattetupfer Écouvillons / tiges ouatées



Scheren für Mikroskopie Ciseaux pour microscopie

Produktinformationen

- Gerade oder gebogen

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	EXÉCUTION	LONGUEUR (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
10.2764.01	gerade droit	90	1 Stk. pce.	11.45	6.85
10.2764.02	gebogen coudé	90	1 Stk. pce.	14.30	8.60

Données du produit

- Droit ou coudé



Feather® Einmal Skalpell Feather® bistouris jetables

Produktinformationen

- Kunststoffgriff | Edelstahlklinge
- Rostfrei

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	EXÉCUTION	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.7659.10	Fig. 10	✓	20 Stk. pce.	19.40	11.65
3.7659.11	Fig. 11	✓	20 Stk. pce.	19.85	11.90
3.7659.12	Fig. 12	✓	20 Stk. pce.	19.60	11.75
3.7659.15	Fig. 15	✓	20 Stk. pce.	19.40	11.65
3.7659.20	Fig. 20	✓	20 Stk. pce.	19.40	11.65
3.7659.21	Fig. 21	✓	20 Stk. pce.	20.00	12.00
3.7659.22	Fig. 22	✓	20 Stk. pce.	18.00	10.80
3.7659.23	Fig. 23	✓	20 Stk. pce.	18.00	10.80
3.7659.24	Fig. 24	✓	20 Stk. pce.	18.00	10.80
3.7659.25	Fig. 25	✓	20 Stk. pce.	18.00	10.80

Données du produit

- Manche en plastique | Lame en acier inoxydable
- Acier inoxydable



Einmal Skalpellklingen Lames de bistouri à usage unique

Produktinformationen

- Einzel steril verpackt

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.7650.10	Fig. 10	100 Stk. pce.	13.00	7.80
3.7650.11	Fig. 11	100 Stk. pce.	13.00	7.80
3.7650.12	Fig. 12	100 Stk. pce.	13.00	7.80
3.7650.13	Fig. 13	100 Stk. pce.	42.85	25.70
3.7650.15	Fig. 15	100 Stk. pce.	13.00	7.80
3.7650.18	Fig. 18	100 Stk. pce.	13.00	7.80
3.7650.20	Fig. 20	100 Stk. pce.	13.00	7.80
3.7650.21	Fig. 21	100 Stk. pce.	13.00	7.80
3.7650.22	Fig. 22	100 Stk. pce.	13.00	7.80
3.7650.23	Fig. 23	100 Stk. pce.	13.00	7.80
3.7650.24	Fig. 24	100 Stk. pce.	13.00	7.80

Données du produit

- Emballage individuel stérile



Skalpellgriffe aus Stahl Manches à bistouri en acier


Produktinformationen

- Sterilisierbar

ART.-NR.	FÜR KLINGEN	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	POUR LAMES	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.7655.03	Fig. 10-15	3	1 Stk. pce.	5.80	4.05
3.7655.04	Fig. 18-25	4	1 Stk. pce.	5.80	4.05
3.7655.05	Fig. 10-15	3 (FEATHER®)	1 Stk. pce.	14.15	9.90
3.7655.07	Fig. 10-15	7	1 Stk. pce.	13.40	9.40
3.7655.12		3 / 125	1 Stk. pce.	14.90	10.45
3.7655.13		4 / 135	1 Stk. pce.	16.10	11.30

Données du produit

- Stérilisables



Pinzette selbstspannend Pince à épiler auto-serrante

Produktinformationen

- Aus rostfreiem Edelstahl, gebogene Enden
- Zum einfachen und sicheren Handling von Deckgläsern
- Auch für weitere Laborutensilien wie z.B. Filterscheiben nutzbar
- Leichte und einfache Reinigung
- Spitze 6 mm breit

Données du produit

- En acier inox, à extrémités courbées
- Pour manipuler facilement et en toute sécurité des lames porte-objets
- Egalement utilisables avec d'autres accessoires de laboratoire, tels que les filtres
- Nettoyage aisé
- Largeur de la pointe 6 mm

ART.-NR.	LÄNGE (mm)	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	LONGUEUR (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
13.1730.01	105	1 Stk. pce.	10.00	7.00



Für 8 - 16 Objektträger
Pour 8 - 16 lames

Färbetrog Jarre de coloration


Données du produit

- La jarre contient 8 lames individuelles de 3 x 1 (75 mm x 25 mm) verticalement ou 16 lames dos à dos
- Le haut large de cette jarre facilite le transfert des lames, la rendant spécialement adaptée pour les lames de coloration avec inscription à l'une de ses extrémités
- En verre sodocalcique
- Dimensions approximatives internes : 47 x 26 x 85 mm

Produktinformationen

- Zur vertikalen Aufnahme von 8 einzelnen Objektträgern 76 x 26 mm oder 16 Objektträgern Rücken an Rücken
- Färbetrog mit Erweiterung zur bequemen Handhabung der Objektträger; besonders geeignet zum Färben von Objektträgern mit Beschriftung
- Hergestellt aus Kalk-Soda-Glas
- Ungefähre Innenmasse am Boden: 47 x 26 x 85 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.9006.20	Färbetrog mit Deckel Jarre de coloration avec cache	6 Stk. pce.	281.40	210.75



Griff | Anse

Für 10 - 20 Objektträger
Pour 10 - 20 lames

Färbekasten Cuve de coloration

Données du produit

- Conception pour coloration de lames de microscope de 3 x 1 (75 mm x 25 mm)
- Contient 10 lames simples, 19 lames agencées en alternance en travers et diagonalement ou 20 lames dos à dos
- En verre sodocalcique
- Dimensions approximatives internes : 75 x 55 x 35 mm

Produktinformationen

- Konzipiert für das Färben von Mikroskopie-Objektträgern 76 x 26 mm
- Zur Aufnahme von 10 einzelnen Objektträgern, 19 Objektträgern bei abwechselnd gerader und diagonaler Anordnung oder 20 Objektträgern Rücken an Rücken
- Hergestellt aus Kalk-Soda-Glas
- Ungefähre Innenmasse am Boden: 75 x 55 x 35 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9001.70	Färbekasten mit Deckel Cuve de coloration avec couvercle	6 Stk. pce.	246.60	160.30
8.9002.00	Komplett Complet	6 Stk. pce.	709.80	461.40
8.9002.01	Kasten Cuve	3 Stk. pce.	141.00	91.65
8.9002.02	Deckel Couvercle	3 Stk. pce.	89.10	57.90
8.9002.03	Kasten und Deckel Cuve et couvercle	3 Stk. pce.	231.60	150.55
8.9002.04	Objektträger-Einsatz aus Glas Portoir de lame en verre	3 Stk. pce.	135.00	87.75
8.9002.05	Griff Anse	6 Stk. pce.	57.60	37.45



Brutschranke Serie BD Avantgarde.Line Incubateurs série BD Avantgarde.Line


Données du produit

Produktinformationen

- Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 5 °C bis 100 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Freie Konvektion
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 verchromte Einschubgitter
- Geräte bis 115 L stapelbar
- Integrierter Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

- Plage de température de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 100 °C
- La technologie de la chambre de préchauffage APT.line™ à régulation électronique garantit une haute précision des températures et des résultats reproductibles
- Convection naturelle
- Contrôleur avec affichage LCD
- Porte intérieure en verre de sécurité (ESG)
- 2 clayettes, chromées
- Appareils jusqu'à 115 L empilable
- Régulateur de température ajustable classe 3.1 (DIN 12880) équipé d'une alarme visuelle
- Poignée ergonomique
- Port USB pour l'enregistrement des données

ART.-NR.	TYP	INHALT	GEWICHT	AUSSENMASSE	INNENMASSE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	TYPE	CAP.	POIDS	DIM. EXT.	DIM. INT.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3950.02	BD 56	57 l	37 kg	560 x 625 x 565	360 x 420 x 380	1 Stk. pce.	1'859.00	1'395.00
17.3950.03	BD 115	112 l	53 kg	710 x 735 x 605	510 x 530 x 420	1 Stk. pce.	2'502.00	2'522.00
17.3950.04	BD 260	253 l	85 kg	810 x 965 x 760	610 x 760 x 545	1 Stk. pce.	4'238.00	3'286.00



DNA-ExitusPlus™
✓ Farbindikator
Indicateur de couleur

DNA-ExitusPlus™ IF
✓ Farblos | Incolore

Produktinformationen

- Entfernt unerwünschte DNA und RNA vollständig von Arbeitsflächen und Geräten
- DNA-ExitusPlus™ enthält einen Farbindikator zur einfachen Visualisierung der mit dem Reagenz bedeckten Oberfläche
- DNA-ExitusPlus™ IF ist nahezu farblos

DNA-ExitusPlus™ und | et DNA-ExitusPlus™ IF

Données du produit

- Il élimine complètement l'ADN et l'ARN indésirables des surfaces de travail et des équipements
- DNA-ExitusPlus™ contient un indicateur de couleur permettant de visualiser facilement la surface couverte par le réactif
- DNA-ExitusPlus™ IF est pratiquement incolore

ART.-NR.	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CAPTURE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
A7089.0100	100 ml	1 Stk. pce.	39.90	31.90
A7089.0500	500 ml	1 Stk. pce.	70.90	56.70
A7089.1000RF	1 l	1 Stk. pce.	118.70	94.95
A7089.2500RF	2.5 l	1 Stk. pce.	272.10	217.70
A7409.0100	100 ml	1 Stk. pce.	42.25	33.15
A7409.0500	500 ml	1 Stk. pce.	69.95	54.80
A7409.1000RF	1 l	1 Stk. pce.	112.30	88.10
A7409.2500RF	2.5 l	1 Stk. pce.	257.25	201.80



Schutzbrille farblos Lunette de protection incolore

Produktinformationen

- Weicher, profilierter Nasensteg
- Angenehm weiche und rutschfeste Bügelkonstruktion
- Modisches und sportliches Design
- Anti-Kratz-Beschichtung (super anti-scratch), Anti-Beschlag-Beschichtung (super anti-fog)
- 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie
- DIN EN 166 1 – FT

Données du produit

- Arrête du nez doucement profilée
- Jolies montures douces
- Style moderne et sportif
- Revêtement anti-érayflure (super anti-érayflure), revêtement anti-brouillard (super anti-brouillard)
- Protection UV 100 % grâce à la tech. innovante UV 400
- DIN EN 166 1 – FT

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.0191.63	1 Stk. pce.	17.80	9.95



Berufsmantel Blouses coton

Produktinformationen

- 100 % Baumwolle, Druckknöpfe und Revers-Kragen
- Farbe: weiss
- Lange Ärmel
- 2 Taschen, 1 Brust- und 1 Innentasche

Données du produit

- 100 % coton, boutonnage par pressions et col tailleur
- Couleur : blanc
- Manches longues
- 2 poches plaquées, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.1040.00	XS	1 Stk. pce.	43.00	24.95
18.1040.01	S	1 Stk. pce.	43.00	24.95
18.1040.02	M	1 Stk. pce.	43.00	24.95
18.1040.03	L	1 Stk. pce.	43.00	24.95
18.1040.04	XL	1 Stk. pce.	43.00	24.95

SHOPPING EXPERIENCE

RESPONSIVE WEBDESIGN

MORE CARING
MORE SHARING



New eShop
www.huberlab.ch



→ Puderfrei
Non poudrés

UNIGLOVES

BLUE NITRILE Handschuh BLUE NITRILE gants

Produktinformationen

Material: Nitril, Puder: puderfrei, Rand: Rollrand
Design: beidhändig, Oberfläche: microrau
Farbe: blau

Données du produit

Matériel : nitrile, Poudre : non poudrés, Bord : bord roulé
Design : ambidextre, Surface : micro-rugueux
Couleur : bleu

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9901.90	XS (5 - 6)	100 Stk. pce.	34.90	20.95
3.9901.91	S (6 - 7)	100 Stk. pce.	34.90	20.95
3.9901.92	M (7 - 8)	100 Stk. pce.	34.90	20.95
3.9901.93	L (8 - 9)	100 Stk. pce.	34.90	20.95
3.9901.94	XL (9 - 10)	100 Stk. pce.	34.90	20.95



Haut- und Händedesinfektion Désinfection de la peau et des mains

Produktinformationen

Alkoholisches Haut- und Händedesinfektionsmittel mit Kurzzeiteinwirkung ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe

Données du produit

Désinfectant alcoolique pour la peau et les mains à effet à court terme sans accumulation de principes actifs à long terme

- Hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Sehr gut hautverträglich
- Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen
- Für Kühlmuschläge

- Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains
- Très bonne compatibilité avec la peau
- Désinfection de la peau avant de simples injections
- Pour les enveloppes de refroidissement

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CAP.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9796.01	100 ml	Flasche Bouteille	1 Stk. pce.	5.90	2.95
18.9796.10	1'000 ml	Flasche Bouteille	1 Stk. pce.	23.50	9.95



→ Flächendesinfektionsreiniger
Détergent désinfectant
pour surfaces



Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.

neoform® Classic

Données du produit

Nettoyage et désinfection des surfaces de dispositifs médicaux, du matériel médical et d'autres surfaces dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les maisons de retraite, les laboratoires et les espaces publics

- bactéricide
- levurocide
- tuberculocide
- virucide limité
- virucides limités PLUS (y compris les norovirus)
- efficace contre les rotavirus

Produktinformationen

Flächenreinigung und -desinfektion von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und anderen Oberflächen in Krankenhäusern, Praxen, Altenheimen, Laboratorien und im öffentlichen Bereich

- Bakterizid
- Levurozid
- Tuberkulozid
- Begrenzt viruzid
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noroviren)
- Wirksam gegen Rotaviren

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CAP.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9445.03	2 l	Flasche Bouteille	1 Stk. pce.	85.00	59.00
18.9445.10	5 l	Kanister Bidon	1 Stk. pce.	216.00	169.00



Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.

neodisher® LaboClean FLA

Données du produit

- Convient pour le nettoyage en machine des ustensiles de laboratoire courants en verre, céramique, acier inoxydable, plastique
- Élimine les résidus huileux tenaces et autres salissures organiques
- Ne convient pas aux métaux légers et non ferreux, à l'aluminium, à l'anodisation et aux autres alliages de métaux légers

Produktinformationen

- Alkalischer Intensivreiniger geeignet für die maschinelle Reinigung von üblichen Laborutensilien aus Glas, Keramik, Edelstahl, Kunststoffe
- Entfernt hartnäckige Rückstände auf Ölbasis und andere organische Verschmutzungen
- Nicht für Leicht- und Buntmetalle, Aluminium, Eloxal und andere Leichtmetalllegierungen geeignet

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CAP.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9411.08	25 l	Kanister Bidon	1 Stk. pce.	210.00	145.00
18.9411.10	10 l	Kanister Bidon	1 Stk. pce.	129.00	95.00
18.9411.12	5 l	Kanister Bidon	1 Stk. pce.	68.00	49.95



www.huberlab.ch



Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.

neodisher® Z

Données du produit

- Agent de neutralisation et de nettoyage acide pour la préparation mécanique des instruments et de la verrerie de laboratoire
- Élimine de manière fiable les résidus solubles dans l'acide lors du pré-nettoyage
- Particulièrement compatible avec les matériaux et donc adapté aux ustensiles d'anesthésie, aux instruments chirurgicaux et autres matériaux sensibles

Produktinformationen

- Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von Instrumenten und Laborglas
- Entfernt zuverlässig säurelösliche Rückstände bei der Vorreinigung
- Besonders materialverträglich und daher für Anästhesie-Utensilien, chirurgische Instrumente und andere empfindliche Materialien geeignet

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CAP.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9420.02	5 l	Kanister Bidon	1 Stk. pce.	56.00	42.00
18.9420.03	10 l	Kanister Bidon	1 Stk. pce.	106.00	79.50
18.9420.04	20 l	Kanister Bidon	1 Stk. pce.	197.00	147.75
18.9420.05	12 x 1 l	Flasche Bouteille	1 Stk. pce.	144.00	99.95
18.9420.06	1 l	Flasche Bouteille	1 Stk. pce.	12.00	8.75



Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.

Kanister mit UN-Zulassung Jerrycans conforme UN

Données du produit

- En HDPE
- Avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
- Convient aux denrées alimentaires

Produktinformationen

- Aus HDPE
- Mit Originalitätsverschluss und Innendichtung
- Geeignet für Lebensmittel

ART.-NR.	VOL.	MASSE (mm)	Ø VERSCHLUSS (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CAP.	DIM. (mm)	Ø DE BOUCHAGE (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.4110.01	5 l	163 x 187	45	1 Stk. pce.	5.65	2.05
15.4112.03	10 l	187 x 227	45	1 Stk. pce.	8.50	3.20
15.4114.02	20 l	236 x 288	45	1 Stk. pce.	16.40	7.00
15.4118.01	30 l	287 x 314	45	1 Stk. pce.	20.35	7.45
15.4121.01	25 l	245 x 295	45	1 Stk. pce.	17.85	7.85



SET

Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.

Mikropipetten Acura® manual 825
Micropipettes Acura® manual 825

Produktinformationen

- Jederzeit gut ersichtliches Digital-Display
- Volumen variabel einstellbar
- Anwenderfreundliche schlanke Form
- Leichtes Gewicht
- Extrem sanfte Betätigung aller Funktionen
- Justip Spitzenanpassungskonzept
- Innovatives Kalibrationssystem «swift-set»
- Voll montiert bei 121 °C autoklavierbar

SET 1

Art.Nr. | No. d'art. **25.7825.20**

Vol. 20 - 200 µl

- 1 Acura manual 825 (2.7825.70)
- 1 Rack (2.7310.10)
- 1 Pack Tipfill (2.7309.09)

DEAL 165.00

Données du produit

- *Large fenêtre d'affichage numérique pour une visibilité permanente du volume*
- *Volume variable*
- *Exceptionnellement ergonomiques et faciles à utiliser*
- *Légèreté*
- *Activation sans effort*
- *Justip : concept innovant d'ajustement de l'embout d'éjection*
- *Système de calibration par l'utilisateur Swift-set*
- *Entièrement autoclavable à 121°C*

SET 2

Art.Nr. | No. d'art. **25.7825.30**

Vol. 100 - 1'000 µl

- 1 Acura manual 825 (2.7825.80)
- 1 Rack (2.7310.11)
- 1 Pack Tipfill (2.7309.10)

DEAL 165.00



CELLview mit Glasboden
CELLview avec fond en verre


Données du produit

- *La version compartimentée permet l'analyse en multiplex*
- *Fond verre intégré pour une planéité maximale*
- *Verre borosilicate achromatique à haute transparence*
- *Sans auto fluorescence*
- *Épaisseur du verre 175 µm +/- 15 µm*
- *Transmission spectrale maximale*
- *Planéité exceptionnelle*

Produktinformationen

- Kompartimentierung ermöglicht Multiplex-Analysen
- Maximale Planarität durch eingebetteten Glasboden
- Hochtransparentes, farbloses Borsilikatglas
- Keine Eigenfluoreszenz
- Glasdicke 175 µm +/- 15 µm
- Maximale spektrale Transmission
- Hervorragende Planarität

ART.-NR.	KOMPARTIMENT	D X H (mm)	FLÄCHE	ARBEITSVOL.	TC	MENGE	PREIS	DEALS
No. D'ART.	COMPARTIMENT	D X H (mm)	SURFACE	VOL. DE TRAVAIL		QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.627 860	1	35 x 10	8.7	5.0 ml	✓	40 Stk. pce.	202.80	141.95
7.627 861	1	35 x 10	8.7	5.0 ml	–	40 Stk. pce.	195.60	136.90
7.627 870	4	35 x 10	1.9	0.1 / 0.5* ml	✓	40 Stk. pce.	446.00	312.20
7.627 871	4	35 x 10	1.9	0.1 / 0.5* ml	–	40 Stk. pce.	394.00	275.80
7.627 965	1	35 x 10	8.7	5.0 ml	Advanced TC	40 Stk. pce.	427.60	299.30
7.627 975	4	35 x 10	1.9	0.1 / 0.5* ml	Advanced TC	40 Stk. pce.	855.20	598.65



Petrischalen
Boîtes de Petri

Produktinformationen

- In verschiedenen Nenngrößen erhältlich
- Gute Stapelbarkeit
- Mit Belüftungsnocken für besseren Gasaustausch bzw. ohne Belüftungsnocken für lange Inkubationszeiten
- Auf Wunsch auch strahlensterilisiert erhältlich
- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol

Données du produit

- *Disponibles en différentes tailles dimension nominale*
- *Empilage aisé*
- *Boîtes stériles disponibles sur demande*
- *Avec ergots pour de meilleurs échanges gazeux et sans ergots pour une longue période d'incubation*
- *Fabriquées à partir de polystyrène cristal*

ART.-NR.	D X H (mm)	NOCKEN	SCHWERE AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	D X H (mm)	ERGOTS	VERSION LOURDE	EMBALLAGE	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.627 102	35 x 10	✓	–	74 x 10	–	740 Stk. pce.	122.65	79.70
7.627 161	35 x 10	✓	–	74 x 10	✓	740 Stk. pce.	133.70	86.90
7.628 102	60 x 15	✓	–	30 x 20	–	600 Stk. pce.	87.20	56.70
7.628 161	60 x 15	✓	–	30 x 20	✓	600 Stk. pce.	109.05	70.90
7.632 102	94 x 16	–	✓	24 x 20	–	480 Stk. pce.	79.05	51.40
7.632 161	94 x 16	–	✓	24 x 20	✓	480 Stk. pce.	91.85	59.70
7.632 180	94 x 16	–	–	24 x 20	–	480 Stk. pce.	61.10	39.70
7.632 181	94 x 16	–	–	24 x 20	✓	480 Stk. pce.	92.40	60.05
7.633 102	94 x 16	✓	✓	24 x 20	–	480 Stk. pce.	72.25	46.95
7.633 161	94 x 16	✓	✓	24 x 20	✓	480 Stk. pce.	104.00	67.60
7.633 180	94 x 16	✓	–	24 x 20	–	480 Stk. pce.	52.85	34.35
7.633 181	94 x 16	✓	–	24 x 20	✓	480 Stk. pce.	92.40	60.05
7.633 185	94 x 15	✓	–	24 x 20	–	480 Stk. pce.	60.30	39.20
7.639 102	145 x 20	✓	–	8 x 15	–	120 Stk. pce.	76.50	49.75
7.639 161	145 x 20	✓	–	8 x 15	✓	120 Stk. pce.	90.85	59.05
7.664 102	100 x 20	✓	✓	24 x 15	–	360 Stk. pce.	96.60	62.80
7.664 161	100 x 20	–	–	24 x 15	–	360 Stk. pce.	83.15	54.05



«Microplate Selection Guide»

Möchten Sie detailliertere Informationen über Microplatten? Dann empfehlen wir Ihnen den «Selection Guide»

Vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées sur les microplaques ? Nous vous recommandons ensuite le «Guide de sélection».

CLICK & SAFE

PMM

Allgemeine Informationen

PMM bietet qualitativ hochwertige Fertignährmedien für die Pharma- und pharmanaher Industrie an. Alle Grundrezepturen entsprechen den Vorgaben in den Pharmacopoen und werden in speziellen Reinräumen, die in Anlehnung an Annex 1 betrieben werden, hergestellt. Das umfangreiche Produktportfolio, welches laufend erweitert wird, beinhaltet einfach- und dreifachverpackte, verschliessbare Abklatschschalen und Petrischalen für das Hygienemonitoring, Selektivnährmedien und Nährmedien in Flaschen. Alle Nährmedien bieten lange Haltbarkeiten, eine Lagerung bei Raumtemperatur (15 bis 25°C) und werden mit den notwendigen Zertifikaten (Certificate of Analysis und Certificate of Origin) geliefert. Ein temperaturkontrollierter Transport ist möglich, ein Ausdruck der Temperaturkurve kann angefordert werden. Sie haben spezifische Anforderungen? PMM bietet Sonderanfertigungen gemäss Kundenwunsch. Sprechen Sie uns gerne an.



Produktinformationen

- Selektivmedien CS - Click&Safe
- 1-fach verpackt
- Verschliessbare Petrischalen
- Enthammer: LTH (L = Lecithin/T = Tween/H = Histidin)
- Lange Haltbarkeit
- Raumtemperaturlagerung: 15-25°C
- Lange Inkubationszeiten möglich
- Grossabnahme je Charge, wenn gewünscht
- Eindeutige Barcode-Kennzeichnung

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	MENGE	TOP PREISE
No. D'ART.	DÉSCRIPTION	Emballage	QUANTITÉ	PRIX TOP
118.0100	TSA + LT	Abklatsch-Schale Boîte de contact	100 Stk. pce.	auf Anfrage sur demande
450.0060	Cetrimide	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	117.00
455.0060	Mannitol Salt	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	129.00
460.0060	McConkey	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	117.00
465.0060	VRBD	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	117.00
470.0060	XLD	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	117.00
490.0060	R2A	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	113.50

Informations générales

PMM propose des milieux nutritionnels prêts à l'emploi de haute qualité pour l'industrie pharmaceutique et les industries connexes. Toutes les formulations de base sont conformes aux spécifications des pharmacopées et sont fabriquées dans des salles blanches spéciales qui sont exploitées conformément à l'annexe 1. La vaste gamme de produits, qui est constamment élargie, comprend des boîtes à empreintes et des boîtes de Pétri scellables, emballées une ou trois fois, pour le contrôle de l'hygiène, des milieux nutritifs sélectifs et des milieux nutritifs en bouteilles. Tous les milieux de culture se conservent longtemps, à température ambiante (15 à 25°C) et sont fournis avec les certificats nécessaires (certificat d'analyse et certificat d'origine). Le transport sous température contrôlée est possible, une impression de la courbe de température peut être demandée. Avez-vous des exigences spécifiques? PMM propose des conceptions spéciales selon les besoins des clients. N'hésitez pas à nous contacter.



Selektive Nährmedien PMM Milieux nutritifs sélectifs PMM

Données du produit

- Milieux sélectifs CS - Click&Safe
- En emballage unique
- Boîtes de Pétri verrouillable
- Désinhibiteur : LTH (L = Lécithine/T = Tween/H = Histidine)
- Longue durée de conservation
- Conservation à température ambiante : 15-25°C
- Possibilité de longues périodes d'incubation
- Achat en gros par lot, si souhaité
- Étiquetage clair des codes-barres



PURIFI AIR.620

Produktinformationen

Kompaktes und formschönes Design

In Ihren Räumlichkeiten ist keine ausreichende Frischluftversorgung sicherzustellen? Die Luftreiniger der PURIFI AIR-Serie von asecos tragen mit ihrem mehrstufigen Filtersystem optimal zur Reduzierung der Schadstoffbelastung in Innenräumen bei. Der zweiseitig ansaugende Luftreiniger PURIFI AIR.620 erfasst dank Kombination aus EPA E12, HEPA H14 und Aktivkohle sogar SARS-CoV-2 Viren sicher.

Zudem beseitigen sie Schimmelpilzsporen, Pollen und Allergene, Keime und Bakterien, Feinstaub und schädliche Gase sowie unangenehme Gerüche. Dank des vierstufigen Farbanzeige-Displays kann die aktuelle Partikelkonzentration in der Raumluft schnell erkannt und kinderleicht abgelesen werden.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9046.62	PURIFI AIR.620	1 Stk. pce.	1'199.00	1'019.15
18.9046.63	Filterset Set de filtre	1 Stk. pce.	227.00	192.95

asecos®

Luftreiniger PURIFI AIR.620 Purificateur d'air PURIFI AIR.620

Données du produit

Un design compact et attrayant

Est-il impossible d'assurer un apport suffisant d'air frais dans vos locaux? Les purificateurs d'air de la série PURIFI AIR d'asecos contribuent de manière optimale à la réduction de la pollution intérieure grâce à leur système de filtration à plusieurs niveaux. Grâce à la combinaison de l'EPA E12, de l'HEPA H14 et du charbon actif, le purificateur d'air PURIFI AIR.620 à double admission capture même de manière fiable les virus du SRAS-CoV-2.

Ils éliminent également les spores de moisissure, le pollen et les allergènes, les germes et les bactéries, les poussières fines et les gaz nocifs ainsi que les odeurs désagréables. Grâce à l'écran couleur à quatre niveaux, la concentration actuelle de particules dans l'air ambiant peut être rapidement reconnue et facilement lue.



Vervollständigen Sie Ihr Hygienekonzept mit dem PURIFI AIR.620 von Asecos®

Complétez votre concept d'hygiène avec le PURIFI AIR.620 d'Asecos®



DataPaq™ Cube Single Rack Reader & Cryobox Scanner

Produktinformationen

Ein kompakter, vielseitiger, schneller und robuster Scanner mit minimalem Verkabelungsaufwand.

Der Ziath DataPaq™ Cube Rack Reader ist ein 2D-Datamatrix-Röhrenkamera-Leser mit einer Scan- und Dekodierzeit von 1 - 2 Sekunden auf einem «normalen» Computer. Der Cube kann alle auf dem Markt befindlichen Racks lesen, einschließlich Cryoboxen und SBS-Racks, sogar 384 Racks.

Wichtige Merkmale:

- Kompatibel mit 24, 48, 96, 240, und 384 SBS-Racks
- Kompatibel mit 81er und 100er Cryoboxen
- Kleinster «Scan All» Scanner auf dem Markt
- Kamerabasiertes Gerät, das eine schnelle Bildgebung und Dekodierung ermöglicht
- Minimaler Verkabelungsaufwand
- Einfach einzurichten und einfach zu bedienen

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DÉSCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALSS
17.0009.65	DataPaq™ Cube Rack Reader	1 Stk. pce.	9'702.00	6'791.00
17.0009.66	DataPaq™ Cube Rack Reader mit avec Cryoprotection™	1 Stk. pce.	10'319.00	7'223.00



KOMPAKT. VIELSEITIG. ROBUST.
COMPACT. POLYVALENT. ROBUSTE.

Données du produit

Un scanner compact, polyvalent, rapide et robuste avec un câblage minimal.

Le Ziath DataPaq™ Cube Rack Reader est un lecteur de caméra à tube datamatrix 2D avec un temps de balayage et de décodage de 1 à 2 secondes sur un ordinateur « normal ». Le Cube peut lire tous les racks du marché, y compris les Cryobox et les racks SBS ; même 384 racks.

Caractéristiques principales :

- Compatible avec les racks SBS 24, 48, 96, 240 et 384
- Compatible avec les cryoboxes 81 et 100
- Le plus petit scanner « Scan All » du marché
- Un dispositif basé sur une caméra qui permet une imagerie et un décodage rapides et le décodage
- Câblage minimal requis
- Simple à mettre en place et facile à utiliser



Arium® mini & Arium® mini UV

Produktinformationen

Arium® mini & Arium® mini UV

- **Manuelle** Befüllung mit vorbehandeltem Wasser. Zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser

Arium® mini plus & Arium® mini plus UV

- **Automatische** mit Leitungswasser. Zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser und Typ 3 Reinwasser (8 l / h)

- Zuverlässig: liefert kontinuierlich die höchste Wasserqualität für absolut zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
- Effizient: leicht zu wechselnde Arium® bags ermöglichen eine kostengünstige und einfache Tankreinigung
- Intuitiv: fehlerfreie Bedienung möglich durch das Touch-Farbdisplay - auch mit Handschuhen
- Kompakt: schlankes Design, mit einer Breite von nur 28 cm passt das System in jedes Labor
- Montage als Tischgerät

Données du produit

Arium® mini & Arium® mini UV

- Remplissage **manuel** avec de l'eau prétraitée. Pour la production d'eau ultra-pure ASTM type 1

Arium® mini plus & Arium® mini plus UV

- Remplissage **automatique** avec de l'eau du robinet. Pour la production d'eau ultra-pure ASTM type 1 et d'eau pure type 3 (8 l / h)

- **Fiable** : fournit en permanence la meilleure qualité d'eau pour des résultats absolument fiables et reproductibles
- **Efficacité** : les sacs Arium® faciles à changer permettent un nettoyage simple et économique du réservoir
- **Intuitif** : fonctionnement sans erreur possible grâce à la écran couleur tactile - même avec des gants
- **Compact** : conception mince, avec une largeur de seulement 28 cm, le système s'intègre dans n'importe quel laboratoire
- Montage en tant qu'unité de table

Arium® mini & Arium® mini UV

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DÉSCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
16.0700.01	Arium® mini	1 Stk. pce.	3'861.00	2'825.00
16.0700.02	Arium® mini UV	1 Stk. pce.	4'698.00	3'333.00

Arium® mini plus & Arium® mini plus UV

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DÉSCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
16.0700.03	Arium® mini plus	1 Stk. pce.	5'346.00	3'795.00
16.0700.04	Arium® mini plus UV	1 Stk. pce.	6'183.00	4'400.00

HYGIENEMONITORING FÜR IHREN REINRAUM CONTRÔLE DE L'HYGIÈNE POUR VOTRE SALLE BLANCHE

Die Partnerschaft für den Schweizer Markt

Selektive Nährmedien von höchster Qualität werden unter strengsten Pharma-Reinraumbedingungen produziert. Erfahrung und Innovation aus einer Hand, dies gilt für PMM und HUBERLAB. gleichermassen.

Le partenariat pour le marché suisse

Les milieux de culture sélectifs de la plus haute qualité sont produits dans les conditions les plus strictes des salles blanches pharmaceutiques. L'expérience et l'innovation d'une seule source, cela s'applique aussi bien à PMM qu'à HUBERLAB.



 **Exklusives Produktportfolio**
Un portefeuille de produits exclusif

Click

- ✓ Hochwertige, selektive Nährmedien
Milieux nutritifs sélectifs de haute qualité
- ✓ Exklusiv bei HUBERLAB. erhältlich
Disponible en exclusivité chez HUBERLAB.
- ✓ Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch
Conceptions spéciales selon les besoins du client

