


Gültig bis | Valable jusqu'au
31.07.2023



55



#2

I LOVE DEALS

Inhalt | Contenu

Mini Vortex Mixer	4	Umlaufkühler FL <i>Refrigerateur à circulation FL</i>	27
Mikroplatten Zentrifuge <i>Microplate Centrifuge</i>	4	CORIO CD Einhängethermostat <i>Thermostat à immersion</i>	27
Zellkultur Multiwell Platten <i>Plaques Multipuits pour Culture Cellulaire</i>	5	CORIO CD Umwälzthermostate <i>Thermostats à circulation</i>	32
Zellkultur Rollerflaschen <i>Rollers pour Culture Cellulaire</i>	6	CORIO CD-B Umwälzthermostate <i>Thermostats à circulation</i>	33
«Filter Top» Zellkulturflaschen <i>Facons pour Culture Cellulaire</i>	8	CORIO CD-BT Bad- / Umwälzthermostate <i>Bain thermostatés à circulation</i>	34
PRO.TECT orange Nitril Handschuhe <i>Gants en nitrile</i>	8	Ständer und Entsorgungsbbeutel <i>Support et sacs à destruction</i>	35
Abtropfgestell <i>Egouttoir de paille</i>	9	PARAFILM® M cutter	35
Abtropfbrett <i>Egouttoir mural</i>	9	SpeciSafe® Versandverpackungen <i>Emballages d'expédition</i>	36
Bio II Advance PLUS Sicherheitswerkbank <i>Armoire de sécurité</i>	10	Kryoboxen <i>Cryo boîtes</i>	38
Tischverteiler <i>Distributeur de table</i>	10	b.safe HPLC All-In-One Box	40
Acura® 810 manual Mikropipette <i>Micropipette</i>	11	b.safe Belüftungsventil <i>b.safe Soupape de ventilation</i>	41
Halmspitzen <i>Embouts paille</i>	11	b.safe Abluftfilter <i>b.safe Filtre d'air sortant</i>	41
Trocken- und Wärmeschränke <i>Étuves de séchage et de chauffage</i>	12	Sicherheitsbehälter für Flaschen <i>Récipient de sécurité pour bouteilles</i>	42
VARIO® PC 3001 Chemie-Pumpstand <i>Station de pompage pour la chimie</i>	13	Wägeschiffchen <i>Nacelles de pesage</i>	42
BVC control Flüssigkeits-Absaugsysteme <i>Système d'aspiration de fluides</i>	13	VITgrip™ Laborflaschen <i>Bouteilles de laboratoire</i>	43
Paket Drehschieberpumpe <i>Pompe à palettes</i>	14	accu-jet® S Pipettierhelfer <i>Auxiliaire de pipetage</i>	43
MIXdrive Magnetrührer und Zubehör <i>Systèmes d'agitation et accessoires</i>	14 - 16	Dispensette® S Organic Digital	44
CORIO C Einhängethermostat <i>Thermostat à immersion</i>	16	Ritips® Multitips	45
«SwissBoy» Hebebühnen und Zubehör <i>Plate-forme de levage et accessoires</i>	17	Ripette®	45
Qualitix® Pipettenspitzen <i>Embouts</i>	18 - 23	Spezialklebebänder <i>Bandes autocollantes</i>	46
RCT basic safety control digital Magnetrührer <i>Agitateur magnétique</i>	24	Bunsenbrenner und Zubehör <i>Brûleur bec Bunsen et accessoires</i>	48 - 50
DataPaq™ Barcode Scanning Tube Reader	24	mikrozid®	50
Hei-VAP Core Rotationsverdampfer und Zubehör <i>Évaporateur rotatif et accessoires</i>	25	Mucosal®	51
CO ₂ -Brutschrank ICO <i>Incubateur à CO₂ ICO</i>	26	Mucocit®-T	51
IPP Peltier-Kühlbrutschrank <i>Incubateurs réfrigérés Peltier IPP</i>	26	Chemicals	52

Preise gültig bis 31.07.2023 | Aesch - April 2023

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST. Lieferung franko Haus via eShop ab CHF 250.00 | Andere Bestellwege ab CHF 300.00. Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Prix valable jusqu'au 31.07.2023 | Aesch - Avril 2023

Prix nets en CHF, TVA non comprise. Livraison gratuite via la boutique en ligne à partir de 250.00 CHF | Autres modes de commande à partir de 300.00 CHF. Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

FANTASTIC
FIVE

greiner
BIO-ONE

Ab
À partir de

CHF 137.50

Seite | Page

5

PanReac
AppliChem
ITW Reagents



Ab
À partir de

CHF 42.10

Seite | Page

52

greiner
BIO-ONE



Ab
À partir de

CHF 88.80

Seite | Page

8

GLW[®] STORING SYSTEMS



Ab
À partir de

CHF 3.75

Seite | Page

38

shamrocklabels



Ab
À partir de

CHF 5.90

Seite | Page

46

Mini Vortex Mixer



Mikroplatten Zentrifuge Microplate Centrifuge



Produktinformationen

- Kraftvolles, leises Mischen von Röhrcen bis 50 ml
- Gleichmässige und effiziente Bedienung durch Druck
- Kompatibel mit allen Röhrcen von Greiner Bio-One
- Drehzahl: 2'800 Umdrehungen/Minute
- 4 mm Schüttelhub

Données du produit

- *Mélange puissant et silencieux de tubes jusqu'à 50 ml*
- *Un fonctionnement souple et efficace grâce à la pression*
- *Compatible avec tous les tubes de Greiner Bio-One*
- *Vitesse fixe de 2'800 tr/min*
- *Orbite de 4 mm*

Produktinformationen

- Spült schnell Tröpfchen in Mikroplatten ab
- Einzigartiges Rotor-Design für 2 Mikroplatten
- 50 % kleiner als konventionelle Zentrifugen
- Beschleunigung von 600 x g / 2'550 rpm
- Kompatibel mit den meisten Greiner Bio-One Mikroplatten

Données du produit

- *Déloge rapidement les gouttelettes dans les microplaques*
- *Conception unique du rotor pour 2 microplaques*
- *50 % plus petite que les centrifugeuses conventionnelles*
- *Accélération de 600 x g / 2'550 tr/min*
- *Compatible avec la plupart des microplaques Greiner Bio-One*


ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
7.845 070	1	499.00	270.00

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
7.846 070	1	1'730.00	1030.00


Zellkultur Multiwell Platten für adhärenzte Zellkulturen CELLSTAR® Plaques Multipuits pour Culture Cellulaire CELLSTAR®




6 Well | Puits



12 Well | Puits



24 Well | Puits



48 Well | Puits

Produktinformationen

- Mit physikalischer Oberflächenbehandlung TC
- Hohe Transparenz und geringe Autofluoreszenz
- Optimaler Gasaustausch bei geringst möglicher Verdunstung
- Abdeckplatte passt nur in einer Orientierung auf die Platte
- Alphanumerische Näpfchenkennzeichnung
- Einzeln verpackt

Données du produit

- Avec traitement physique de surface pour améliorer l'adhésion cellulaire
- Haute transparence et faible autofluorescence
- Échange de gaz optimal avec une évaporation très faible
- Couvercle avec détrompeur, position unique
- Repérage alphanumérique
- Emballage individuel

ART.-NR.	FORMAT	WACHSTUMSFLÄCHE PRO WELL	ARBEITSVOLUMEN PRO WELL	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	FORMAT	SURF. DE CROISSANCE/PUITS	VOL. DE TRAVAIL PAR PUITS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.657 160	6 Well / Puits	9.6 cm ²	2 - 5 ml	100	290.50	137.50
7.665 180	12 Well / Puits	3.9 cm ²	2 - 4 ml	100	313.00	166.50
7.662 160	24 Well / Puits	1.9 cm ²	0.5 - 1.5 ml	100	309.00	173.50
7.677 180	48 Well / Puits	1 cm ²	0.5 - 1 ml	100	366.50	147.50



CELLMASTER™ Zellkultur Rollerflaschen Polystyrol (PS) | *Rollers pour Culture Cellulaire polystyrène (PS)*

Produktinformationen

- Mit Standard- oder Filter-Schraubverschluss erhältlich
- Lot-Nummer und Haltbarkeitsdatum auf jeder Rollerflasche
- Zwei verschiedene Grössen, kurze (X) und lange Form (XL)
- Oberfläche glatt oder gewellt
- Durch die gewellte Oberfläche wird die Wachstumsfläche vergrössert. Die Ziffer vor dem X bzw. XL gibt den Multiplikationsfaktor an, um den sich die Oberfläche einer gewellten Form zur kurzen, glatten Rollerflasche mit 850 cm² vergrössert.

Données du produit

- *Avec bouchon vissant standard ou à filtre*
- *Numéro de lot et date de péremption sur chaque roller*
- *Deux longueurs, courte (X) et longue (XL)*
- *Disponible en surface lisse ou plissée*
- *Les stries augmentent la surface de culture sans modifier la hauteur du roller. Le coefficient précédant X ou XL indique le facteur multiplicatif pour passer de la version lisse 850 cm² à la version striée.*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE	D X H	FLÄCHE	MAX. VOL.	VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	SURFACE	D X H	SURFACE	VOL. MAX.	BOUCHON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.680 045	1 X	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	48	477.60	262.00
7.680 048	1 X	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	48	388.80	214.00
7.680 065	1 X	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	24	194.40	107.00
7.680 068	1 X	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	24	238.80	130.00
7.680 645	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	48	477.60	262.00
7.680 648	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	48	388.80	214.00
7.680 658	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	24	247.20	135.00
7.680 660	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	24	199.20	110.00
7.680 665	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	24	194.40	110.00
7.680 668	1 X / new design	glatt lisse	122 x 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	24	238.80	130.00
7.681 070	2.5 X	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	315.60	173.00
7.681 072	2.5 X	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	F	24	361.20	199.00
7.681 075	2.5 X	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	315.60	173.00
7.681 670	2.5 X / new design	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	315.60	173.00
7.681 672	2.5 X / new design	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	F	24	361.20	199.00
7.681 675	2.5 X / new design	gewellt plissée	122 x 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	315.60	173.00
7.682 012	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	S	12	171.00	94.00
7.682 015	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	F	12	199.80	110.00
7.682 024	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	S	24	342.00	187.00
7.682 025	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	F	24	379.20	209.00
7.682 060	1 XL	glatt lisse	122 x 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	S	12	171.00	94.00
7.682 070	5 XL	gewellt plissée	122 x 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	S	12	267.00	150.00
7.682 072	5 XL	gewellt plissée	122 x 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	S	24	534.00	293.00
7.682 075	5 XL	gewellt plissée	122 x 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	S	12	267.00	150.00
7.682 078	5 XL	gewellt plissée	122 x 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	F	12	290.40	160.00

F = Filterverschluss | Bouchon de filtre S = Standardverschluss | Bouchon standard

CELLMASTER™

Zellkultur Rollerflaschen Polyethylenterephthalate (PET)

Rollers pour Culture Cellulaire polyéthylène téréphthalate (PET)



Weiteres, hochwertiges Zellkultur Produktsortiment von Greiner Bio-One im eShop erhältlich.
Retrouvez toutes nos gammes de culture cellulaire Greiner Bio-One sur notre eShop !

Produktinformationen

- Bruchsicher
- Sehr stabiles und gasdurchlässiges PET
- Oberflächen für viele adhärente Zelllinien geeignet
- PETG ist ein glykolisiertes PET und ist bei gleicher Transparenz noch stabiler
- Gewinde ermöglicht schnelles Öffnen mit einer 2/3 Drehbewegung
- Schraubverschlüsse sind durch markante Rippen besonders griffig

*Garduierung schwarz

Données du produit


- *Résistant aux chocs*
- *Très stable et perméable aux gaz PET*
- *Surface pour adhésion cellulaire importante*
- *Filetage pour une ouverture rapide et facile*
- *Le filetage permet une ouverture rapide avec un mouvement de rotation de 2/3*
- *Les bouchons sont crantés pour une meilleure prise en main*

* *Graduation noire*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE	D X H	FLÄCHE	MAX. VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	SURFACE	D X H	SURFACE	VOL. MAX.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.680 160	1 X	glatt lisse	116 x 276 mm	850 cm ²	2'300 ml	18	165.60	70.00
7.680 170	1 X	glatt lisse	116 x 276 mm	850 cm ²	2'300 ml	30	288.00	134.00
7.680 180	1 X*	glatt lisse	116 x 276 mm	850 cm ²	2'300 ml	18	172.80	80.00
7.680 190	1 X	glatt lisse	116 x 271 mm	850 cm ²	2'300 ml	18	174.60	82.00
7.680 195	1 X	glatt lisse	116 x 271 mm	850 cm ²	2'300 ml	30	291.00	136.00



«Filter Top» CELLSTAR® Zellkulturflaschen | Flacons pour Culture Cellulaire



Produktinformationen

- Verbesserte Zell-Adhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung
- Zellkultur Flaschen mit Filter-Schraubverschluss, rot
- Beidseitige Graduierung
- Steril
- Schräger Flaschenhals

Données du produit

- *Adhésion cellulaire optimisée par traitement physique*
- *Flacons de culture cellulaire avec filtre à visser, rouge*
- *Graduations sur les côtés*
- *Sterile*
- *Col de bouteille incliné*

ART.-NR.	FLASCHENFORM	ARBEITSVOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL DU FLACON	VOL. DE TRAVAIL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.658 175	1	15 - 38 ml	120	240.60	173.40
7.660 175	2 flach bas	20 - 45 ml	50	209.75	111.00
7.661 175	3 hoch haut	20 - 85 ml	40	221.10	88.80
7.690 175	4	5 - 10 ml	200	257.40	152.00

PRO.TECT orange Nitril Handschuhe | Gants en nitrile



Produktinformationen


- Bietet eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Verhaken und Abnutzung bei maximaler Fingerfertigkeit
- Die schwere Konstruktion ist robust und langlebig
- Das Griffmuster bietet sicheren Halt, besonders bei nassen oder öligen Bedingungen
- Geeignet für Personen mit Latexallergien (Sensibilisierung Typ 1)
- Minimiert die Partikelkontamination

Données du produit

- *Fournit une résistance améliorée aux accrocs et aux éraflures tout en offrant une dextérité maximale*
- *La construction lourde est dure, durable et durable*
- *Le motif de prise offre une adhérence sûre, en particulier lorsque vous travaillez dans des conditions humides ou huileuses*
- *Convient aux personnes souffrant d'allergies au latex (sensibilisation de type 1)*
- *Minimise la contamination particulaire*

ART.-NR.	GRÖSSE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9900.01	S / 5 - 6	240 mm	100	14.40	9.00
3.9900.02	M / 7 - 8	240 mm	100	14.40	9.00
3.9900.03	L / 8 - 9	240 mm	100	14.40	9.00
3.9900.04	XL / 9 - 10	240 mm	100	14.40	9.00

Abtropfgestell *Egouttoir de paille*



Produktinformationen


Das Abtropfgestell kann einfach und flexibel auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche abgestellt werden. Zwei grosse Standfüsse mit breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität. Das Abtropfgestell kann beidseitig genutzt werden und bietet somit die doppelte Aufhängfläche. Zum Entleeren der Auffangwanne kann diese einfach herausgenommen werden.

ART-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.9640.34	40 x 40 cm	1	290.00	173.00
15.9640.35	50 x 50 cm	1	350.00	206.00
15.9640.36	60 x 60 cm	1	395.00	236.00

Données du produit

L'égouttoir peut être posé facilement et rapidement sur une table ou sur le plan de travail. Deux grands larges pieds assurent une stabilité parfaite. Il est possible d'utiliser l'égouttoir des deux côtés, ce qui permet d'obtenir deux fois plus de place pour accrocher les objets à sécher. La cuve de rétention amovible est facile à vider.

Abtropfbrett *Egouttoir mural*



Produktinformationen

Abtropfbrett aus Kunststoff, bruchfest, tausendfach im Labor erprobt und den dortigen Erfordernissen angepasst. Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und sind jederzeit wieder umsteckbar.

Données du produit

Egouttoirs en matière plastique, incassables, éprouvés en laboratoire et adaptés aux exigences de cet environnement. Les pointes de support robustes peuvent être enfichées individuellement dans les alésages de logement de l'égouttoir et bloquées.

À

ART-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.9640.01	40 x 40 cm	1	255.00	150.00
15.9640.04	50 x 50 cm	1	300.00	178.00
15.9640.02	60 x 60 cm	1	350.00	206.00
15.9640.14	40 x 40 cm	1	290.00	173.00
15.9640.15	50 x 50 cm	1	350.00	206.00
15.9640.16	60 x 60 cm	1	400.00	236.00


Ohne Ablaufrinne
Sans canal d'égout

Mit Ablaufrinne
Avec canal d'égout

Bio II Advance PLUS Sicherheitswerkbank | Armoire de sécurité



→ Klasse 2 | Class 2



Produktinformationen

Die Telstar Bio II Advance Plus Serie ist eine neue Generation von biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse II, die ein kompaktes Design für eine einfache Installation im Labor bietet, ohne wertvollen Arbeitsraum zu verlieren.

A-Masse | Dim. extérieures

- ❶ 1'049 x 759 x 1'260 mm
- ❷ 1'354 x 759 x 1'260 mm
- ❸ 1'964 x 759 x 1'260 mm

Données du produit

La série Bio II Advance Plus de Telstar est une nouvelle génération de poste de sécurité microbiologique de classe II, offrant une conception compacte pour une installation facile dans le laboratoire et sans perte d'un précieux espace.

I-Masse | Dim. intérieures


- ❶ 954 x 605 x 587 mm
- ❷ 1'259 x 605 x 587 mm
- ❸ 1'869 x 605 x 587 mm

ART.-NR.	TYP	BREITE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	LARGEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.5106.03	❶ Bio II Advance PLUS 3	90 cm	1	9'499.00	6'535.00*
17.5106.04	❷ Bio II Advance PLUS 4	120 cm	1	9'802.00	6'780.00*
17.5106.06	❸ Bio II Advance PLUS 6	180 cm	1	12'830.00	8'450.00*


* Exklusive Transport und Montagekosten | *Frais de transport et de montage exclus*



Tischverteiler Distributeur de table



- ❶ 4 Kappilaranschlüsse
Raccords capillaires
4 Blindfittings
145 x 22 x 32 mm



- ❷ 8 Kappilaranschlüsse
Raccords capillaires
8 Blindfittings
150 x 36 x 52 mm

Produktinformationen

- Grundkörper aus PP
- Zur Sammlung von Lösemittel-abfällen aus bis zu 8 Kapillaren und 4 Schläuchen und Weiterleitung über einen zentralen Schlauchanschluss
- Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Aussendurchmesser 1.6/2.2/3.2 mm, Schlaucholiven für Schlauch-Innendurchmesser 6-8 mm sowie Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse

Données du produit

- *Corps de base en PP*
- *Pour la collecte de déchets de solvants provenant de 8 capillaires et de 4 tuyaux au maximum et leur transfert via un raccord de tuyau central*
- *Avec raccords PFA pour capillaires de diamètre extérieur 1.6/2.2/3.2 mm, olives pour tuyaux de diamètre intérieur 6-8 mm et raccords aveugles pour fermer les raccords non utilisés*

ART.-NR.	BEFESTIGUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	FIXATION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
94.R1122.02	❶ Magnet <i>Aimant</i>	1	144.00	93.00
94.R1122.04	❷ Magnet <i>Aimant</i>	1	322.00	208.00
94.R1123.02	❶ Klebepad <i>Tampon adhésif</i>	1	119.40	77.00
94.R1123.04	❷ Klebepad <i>Tampon adhésif</i>	1	175.00	113.00

Acura® 810 manual Mikropipette | *Micropipette*



Pipette für 1:10 Verdünnungen
Pipette pour dilution 1:10

Halmspitzen *Embouts paille*



Passend zu Mikropipette Acura 810
Pour micropipette Acura 810

Produktinformationen

- 2 vorkalibrierte Fixvolumina - keine Einstellung nötig
- Sanfte Aktivierung, hervorragende Ergonomie
- Austauschbarer PE Schutzfilter
- Justip™ System zur Höhenanpassung des Spitzenabwurfs
- Unabhängige Kalibration jedes Volumens
- Einfache Wartung, Reinigung und Desinfektion
- Komplett autoklavierbar bei 121 °C
- 3 Jahre Garantie

Données du produit

- 2 volumes fixes pré-calibrés - aucun réglage nécessaire
- Activation sans effort, excellente tenue en main
- Filtre de protection interchangeable en PE
- Mécanisme réglable Justip™ pour l'éjection de la paille
- Etalonnage indépendant de chaque volume
- Entretien, nettoyage et désinfection aisés
- Autoclavable sans démontage à 121 °C
- 3 ans de garantie

ART.-NR.	VOL.	TOL. +/-% BEI 0.1	TOL. +/-% BEI 1	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	VOL.	TOL. +/-% À 0.1	TOL. +/-% À 1	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.7810.01	1 + 0.1 ml	2.0 ml	0.4 ml	1	278.40	252.00

Produktinformationen

Polypropylen Halmspitzen wurden speziell für einfache Entnahmen in engen Gefässen oder Stomacher® Beuteln entwickelt. Der breite innere Durchmesser erlaubt eine einwandfreie Aufnahme von Partikeln in Suspensionen.

Die Halmspitzen können direkt für mikrobiologische Tests angewandt werden. Sie werden sterilisiert in versiegelten Beuteln geliefert.

Données du produit

Embouts paille en polypropylène spécialement conçus pour le prélèvement aisé à partir de récipients étroits et sachets Stomacher®. Un grand diamètre permet l'aspiration de liquides avec particules en suspension.

Parfaitement adaptés aux tests microbiologiques, les embouts paille sont livrés stérilisés en sachets refermables.

ART.-NR.	VOL.	D X L	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	VOL.	D X L	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.7313.11	1.1 ml	4 x 190 mm	1'000	86.20	80.00

Serie FD Avantgarde.Line Trocken- und Wärmeschränke Étuves de séchage et de chauffage



1

FD 56
A-masse | Dim. ext.
560 x 625 x 565 mm

2

FD 115
A-masse | Dim. ext.
710 x 735 x 605 mm

3

FD 260
A-masse | Dim. ext.
810 x 965 x 760 mm

4

FD 720
A-masse | Dim. ext.
1'165 x 1'590 x 870 mm

Serie FED Avantgarde.Line Trocken- und Wärmeschränke Étuves de séchage et de chauffage



1

FED 56
A-masse | Dim. ext.
560 x 625 x 565 mm

2

FED 115
A-masse | Dim. ext.
710 x 735 x 605 mm

3

FED 260
A-masse | Dim. ext.
810 x 965 x 760 mm

4

FED 720
A-masse | Dim. ext.
1'165 x 1'590 x 870 mm

Produktinformationen

Ein BINDER Trockenschrank der Serie FD Avantgarde.Line kommt immer dann zum Einsatz, wenn besonders schnelle Trocknung und Sterilisation gefordert ist. Dank seiner völlig homogenen Temperaturverteilung, schnellen Dynamik und dem leistungsstarken Lüfter spart dieser Trockenschrank wertvolle Zeit.

Données du produit

Les étuves de séchage BINDER de la série FD Avantgarde.Line servent principalement aux applications qui requièrent un séchage et une stérilisation rapides. Sa distribution thermique parfaitement homogène, une réponse dynamique rapide et un ventilateur puissant permettent de gagner un temps précieux.

Produktinformationen

Mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen – ein BINDER Wärmeschrank der Serie FED Avantgarde.Line bietet nahezu unbegrenzte Leistungsfähigkeit und ist dabei besonders anpassungsfähig. Durch erweiterte Zeitfunktionen und einen regelbaren Lüfter lassen sich Temperatur und Umluftbedingungen ideal steuern.

Données du produit

À convection forcée et fonctions de temporisation avancées – une étuve de chauffage BINDER de la série FED Avantgarde.Line offre une capacité quasi illimitée et donc une grande souplesse. La temporisation perfectionnée et le ventilateur réglable permettent de régler à la perfection les paramètres thermiques et les conditions de convection.

ART.-NR.	INHALT	GEWICHT	I-MASS	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAPACITÉ	POIDS	DIM. INT.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3910.02	1 60 l	41 kg	400 x 440 x 345 mm	1	2'250.00	1'620.00
17.3910.03	2 116 l	57 kg	550 x 550 x 385 mm	1	3'100.00	2'230.00
17.3910.04	3 259 l	85 kg	650 x 780 x 515 mm	1	5'140.00	3'720.00
17.3910.05	4 741 l	166 kg	1'000 x 1'300 x 570 mm	1	9'270.00	6'560.00

ART.-NR.	INHALT	GEWICHT	I-MASS	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAPACITÉ	POIDS	DIM. INT.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3920.02	1 60 l	41 kg	400 x 440 x 345 mm	1	3'050.00	2'190.00
17.3920.03	2 116 l	57 kg	550 x 550 x 385 mm	1	4'090.00	2'925.00
17.3920.04	3 259 l	85 kg	650 x 780 x 515 mm	1	5'940.00	4'295.00
17.3820.07	4 741 l	166 kg	1'000 x 1'300 x 570 mm	1	10'200.00	7'200.00

VARIO® PC 3001 Chemie-Pumpstand Station de pompage pour la chimie



Produktinformationen

- Grafische Bedienoberfläche und vordefinierte Vakuumprozesse vereinfachen die Arbeit im Labor
- Automatische Siedepunkterkennung und Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten
- Äußerst kompakt und leistungsfähig
- Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit

Données du produit

- *Simplifie le travail en laboratoire grâce au contrôleur de vide avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies*
- *Détection automatique du point d'ébullition et optimisation continue des niveaux de vide pour des processus rapides*
- *Compact et puissant*
- *Silencieux et vibrations très faibles*
- *Excellente compatibilité avec l'environnement*

ART.-NR.	NETZSPANNUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TENSION DE RÉSEAU	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.2070.20	200-230 V~ 50-60 Hz / 100-120 V~ 50-60 Hz	1	7'840.00	5'400.00

BVC control Flüssigkeits-Absaugsysteme Système d'aspiration de fluides



BVC Control
mit PP-Flasche 4l
avec bouteille en PP 4l



BVC Control G
mit Glasflasche 2l
avec bouteille en verre 2l

Produktinformationen

- Anzahl der Zylinder / Stufen: 1 / 1
- Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz: 0.7 / 0.85 m³/h
- Endvakuum (abs.): 150 / 112 mbar/torr
- Regelbereich: 150 - 850 mbar (einstellbar)
- Anschluss Saugseite: VHC, Pipettenaufnahme
- Motor-Nennleistung: 0.04 kW
- Masse: 408 x 194 x 500 mm
- Gewicht: 7.3 kg

Données du produit

- *Nombre de cylindres / d'étages : 1 / 1*
- *Puissance max. Capacité d'aspiration à 50/60 Hz : 0.7 / 0.85 m³/h*
- *Vide final (abs.) : 150 / 112 mbar/torr*
- *Plage de réglage : 150 - 850 mbar (réglable)*
- *Raccord côté aspiration : VHC, logement de pipette*
- *Puissance nominale du moteur : 0.04 kW*
- *Dimensions : 408 x 194 x 500 mm*
- *Poids : 7.3 kg*

ART.-NR.	TYPE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.6210.12	BVC control	1	2'470.00	1'790.00
17.6210.13	BVC control G	1	2'610.00	1'945.00

Paket Drehschieberpumpe RZ 6 + FO + VS 16 Pompe à palettes RZ 6 + FO + VS 16



Produktinformationen

- Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Ölfüllung und Anleitung, mit Auspuff-Filter FO und Ventil VS 16
- Hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- Hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- Vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- Lange Ölwechselintervalle durch grosses nutzbares Ölolumen

Données du produit

- *Pompe livrée complète, prête à l'emploi avec charge d'huile et et manuel d'utilisation, avec filtre de brouillard d'huile FO et vanne VS 16*
- *Débit élevé, même à proximité du vide final*
- *Grande compatibilité à la vapeur d'eau grâce à un lest d'air efficace ; le vide limite reste très bon même avec lest d'air*
- *Étanche sous vide sans vanne à l'aspiration*
- *Intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d'huile*
- *Maintenance aisée grâce à la construction télescopique*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.9987.01	370 x 227 x 207 mm	1	3'860.00	2'590.00

MIXdrive Magnetrührer mit externer Steuerung Systèmes d'agitation (immergé) avec pilotage externe



MIXdrive 6 | HT
6 Rührstellen | 6 postes d'agitation



MIXdrive 15 | HT
15 Rührstellen | 15 postes d'agitation

💡 Das passenden Wasserbad finden Sie auf [Seite 16](#) | Vous trouverez le bain-marie adapté à la [page 16](#)

Produktinformationen

- 100 % synchrondrehend
- Wasser-, staub-, und keimdicht vergossenes Edelstahlgehäuse
- IP 68, tauchbar
- Für CO₂-Schränke geeignet
- Leicht zu reinigen
- Robust und maximal beständig

Données du produit

- *Vitesse synchronisée à 100 %*
- *Boîtier entièrement fermé et hermétique en acier inoxydable*
- *IP68, étanche à l'eau*
- *Convient pour les armoires à CO₂*
- *Facile à nettoyer*
- *Robuste et résistance maximale*

ART.-NR.	TYPE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.0114.37	MIXdrive 6	1	1'200.00	990.00
17.0114.38	MIXdrive 6 HT	1	2'300.00	1'575.00
17.0114.39	MIXdrive 15	1	1'550.00	1'265.00
17.0114.40	MIXdrive 15 HT	1	2'300.00	1'860.00

Steuergeräte für MIXdrive Rührantriebe Unités de contrôle pour agitateurs magnétiques



MIXcontrol 20
Für 1 Magnetrührer | Pour 1 agitateur

Produktinformationen


- Steuergerät mit 20 Watt Rührleistung, Drehzahlbereich von 100 bis 1'600 rpm, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung 4-stufig
- Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung
- SoftStart für zuverlässiges Fangen/ Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes

Données du produit

- *Unité de contrôle avec capacité d'agitation de 20 Watt, plage de vitesses de 100 à 1'600 tr/min, agitation sans secousse même pour les vitesses les plus lentes, réglage de la puissance en 4 pas*
- *Affichage numérique de la vitesse et de la puissance*
- *Procédure SoftStart pour un démarrage sûr et en douceur du barreau*

ART.-NR.	TYP	DREHZAHL	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	VITESSE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.0114.45	MIXcontrol 20	1'600 U/min	1	850.00	590.00

Magnetrührstäbe ASTEROID Barreaux d'agitation magnétique ASTEROID



Produktinformationen

Neu entwickelter, sehr leistungsfähiger Magnetrührstab, ideal für viskose Medien, Rühren über Distanzen oder bei ungünstigen Bodenformen.

- Material (Ummantelung): PTFE
- Material (Magnet): SmCo
- Form: Dreieck, konkav


Données du produit

Nouvelle barre d'agitation, hautement efficace, idéale pour des produits visqueux, agitation à de grandes distances ou pour des récipients à fond plutôt défavorables.

- *Matériau revêtement : PTFE*
- *Matériau aimant : SmCo*
- *Forme : triangulaire, concave*

ART.-NR.	TYP	D X L	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	D X L	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.0115.50	ASTEROID 25	14 x 25 mm	1	45.00	33.00
17.0115.51	ASTEROID 40	28 x 40 mm	1	70.00	47.00

mixBATH PC Wasserbad | *Bain-marie*



Die passenden Magnetrührer finden Sie auf **Seite 14**
Retrouvez les agitateurs magnétiques adéquats à la **page 14**

Material: Polycarbonat
Matériau : Polycarbonate

CORIO C Einhängethermostat | *Thermostat à immersion*

Passend für das
mixBATH PC Wasserbad
Convient pour le
mixBATH PC Bain-marie



Produktinformationen

Stabiles und pflegeleichtes Wasserbad passend für MIXdrive 6/15/60 und MIXdrive 1/1 eco/1 XS

- Beständig bis +50 °C
- Stabil und pflegeleicht
- Geeignet für Einhängethermostate
- Pflegeleicht durch spaltfreie Kanten
- Exakte Positionierung des Rührers bei Unterbadbetrieb

Données du produit

Bain durable, robuste et facile à nettoyer, compatible avec les MIXdrive 6/15/60 et MIXdrive 1/1 eco/1 XS

- *Robuste jusqu'à +50 °C*
- *Stable et facile à entretenir*
- *Convient pour les thermostats à immersion*
- *Entretien facile grâce aux bords sans fente*
- *Positionnement exact de l'agitateur en cas de fonctionnement sous bain*

Produktinformationen

- Präzise Temperaturregelung
- Für interne Standardanwendungen
- Für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 30 l
- Leuchtstarke, weisse, weithin gut sichtbare Anzeige
- Flüsterleise
- Einfache Bedienung
- Klasse I (NFL) nach DIN 12876-1
- Fördermenge min. (ml/min): 6'000

Données du produit

- *Régulation précise de la température*
- *Pour les applications internes*
- *Pour les cuves de bain avec un volume de remplissage de max. 30 l*
- *Affichage lumineux blanc, bien visible de loin*
- *Très silencieux*
- *Utilisation très simple*
- *Classe I (NFL) selon DIN 12876-1*
- *dDébit min. (ml/min) : 6'000*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.0114.96	mixBATH PC	1	870.00	520.00

ART.-NR.	TEMP.	TEMP.KONST.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TEMP.	PRECIS.TEMP	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.9260.01	+20 ... +100 °C	+/- 0.03 °C	1	1'000.00	700.00

«SwissBoy» Hebebühne | Plate-forme de levage



Typ Type	Typ Type	Typ Type	Typ Type	Typ Type	Typ Type
100	105	110	115	116	118
50 x 40 mm	80 x 75 mm	120 x 140 mm	122 x 150 mm	180 x 216 mm	240 x 320 mm

Produktinformationen

- Leichte Einstellbarkeit
- Hohe Stabilität
- Gute Belastbarkeit

An den Typen 116 und 122 mit Motor kann die gewünschte untere und obere Endposition stufenlos justiert werden. Wenn die Einstellung erreicht ist, stoppt die Hebebühne automatisch.

Données du produit

- *Réglage facile*
- *Grande stabilité*
- *Bonne capacité de charge*

Sur les types 116 et 122 avec moteur, la position finale inférieure et supérieure souhaitée peut être ajustée en continu. Lorsque le réglage est atteint, le pont élévateur s'arrête automatiquement.

ART.-NR.	TYP	BELASTBARKEIT	VERSTELLBARKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	CAP. DE CHARGE	VARIABILITÉ	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.4552.01	100	10 kg	31 - 93 mm	1	145.60	123.00
13.4552.02	105	15 kg	49 - 147 mm	1	163.00	140.00
13.4552.03	110	30 kg	60 - 243 mm	1	207.20	177.00
13.4552.04	115	40 kg	80 - 278 mm	1	263.20	210.00
13.4552.05	116	60 kg	95 - 398 mm	1	381.90	328.00
13.4552.08	118	70 kg	120 - 493 mm	1	1'192.80	1'020.00

«SwissBoy» 110 + 115 Zusatzplatten | Plaques supplémentaires



↓
Typ 110

↓
Typ 115

Produktinformationen

Alle Variationen werden bereits montiert geliefert. Mit einer oder zwei Platten in den Grössen:

- 200 x 200 mm (Typ 130)
- 300 x 300 mm (Typ 131)
- 180 x 260 mm (Typ 132)
- 320 x 220 mm (Typ 135)

Données du produit

Toutes les variations sont livrées déjà montées. Avec un ou deux panneaux dans les dimensions :

- *200 x 200 mm (type 130)*
- *300 x 300 mm (type 131)*
- *180 x 260 mm (type 132)*
- *320 x 220 mm (type 135)*

ART.-NR.	TYP	FÜR SWISS BOY	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	POUR SWISS BOY	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.4553.01	130	50 x 40 + 122 x 150 mm	1	58.25	50.40
13.4553.02	131	50 x 40 + 122 x 150 mm	1	93.20	81.20
13.4553.03	132	50 x 40 + 122 x 150 mm	1	73.15	63.50
13.4553.04	135	50 x 40 + 122 x 150 mm	1	75.50	65.80



Qualitix® Pipettenspitzen | Embouts

Produktinformationen

Das Qualitix® Pipettenspitzen-Programm erfüllt höchste Qualitätsansprüche, bietet hohe Flexibilität und zuverlässige Kompatibilität.

Das ausgedehnte Programm für präzise Flüssigkeitsdosierung ist nicht nur für Socorex® sondern auch für Mikropipetten sämtlicher Marken geeignet.

Données du produit

Le programme d'embouts Qualitix® est synonyme de qualité, flexibilité et compatibilité. Fabriqués avec du polypropylène de qualité médicale, les embouts s'adaptent non seulement sur les micropipettes Socorex® mais également sur la plupart des marques du marché.



Qualitix®



Sie möchten wissen, welche Spitzen mit Ihrer Pipette kompatibel sind? Sie finden eine komplette Übersicht auf Seite 22.

Vous souhaitez savoir quelles pointes sont compatibles avec votre pipette ?


Vous trouverez un aperçu complet à la page 22.

Auswahl Pipettenspitzen | Sélection d'embouts

10 µl Spitzen Embouts

01 
L = 31.4 mm

02 
L = 38.1 mm

03 
L = 71.0 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
01 2.7310.06	Ultra-Mikrospitzen, dünne graduierte Spitze <i>Embouts ultra-micro, pointe effilée</i>	1'000 (Beutel/Sachet)	37.70	20.00
01 2.7309.07	Ultra-Mikrospitzen, dünne graduierte Spitze <i>Embouts ultra-micro, pointe effilée</i>	12 x 96 / Rack	97.10	51.80
01 2.7309.08	tipfill™ - Ultra-Mikrospitzen, dünne graduierte Spitze <i>Embouts ultra-micro, pointe effilée</i>	13 x 96 / Rack	91.70	48.90
01 2.7310.07	Ultra-Mikrospitzen, dünne graduierte Spitze, steril <i>Embouts ultra-micro, pointe effilée, sterile</i>	12 x 96 / Rack	111.40	37.15
02 2.7302.19	Ultra-Mikrospitzen, dünne graduierte Spitze <i>Embouts ultra-micro, pointe effilée</i>	1'000 (Beutel/Sachet)	43.10	23.00
02 2.7302.21	Lange Mikrospitzen, dünne Spitze <i>Embouts long micro, pointe effilée</i>	12 x 96 / Rack	110.30	58.85
03 2.7302.20	Gel loading Spitzen <i>Embouts capillaire pour gel</i>	4 x 204 / Rack	131.00	69.90

10 µl Spitzen mit Filter Embouts à filtre

04  **05** 
L = 31.4 mm L = 38.1 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
04 2.7310.00	Ultra-Mikrospitzen, dünne graduierte Spitze <i>Embouts ultra-micro, pointe effilée</i>	12 x 96 / Rack	178.50	59.50
05 2.7302.23	Lange Mikrospitzen, dünne Spitze <i>Embouts long micro, pointe effilée</i>	10 x 96 / Rack	178.50	59.50

10 µL Spitzen, geringe Bindung
Embouts à faible rétention

06 

L = 31.4 mm

07 

L = 38.1 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
06 2.7310.08	Ultra-Mikrospitzen, dünne graduierte Spitze <i>Embouts ultra-micro, pointe effilée</i>	12 x 96 / Rack	107.00	65.85
06 2.7310.09	Ultra-Mikrospitzen, dünne graduierte Spitze, steril <i>Embouts ultra-micro, pointe effilée, sterile</i>	12 x 96 / Rack	121.70	46.85
07 2.7302.24	Lange Mikrospitzen, dünne Spitze <i>Embouts long micro, pointe effilée</i>	10 x 96 / Rack	121.70	74.90
07 2.7302.25	Lange Mikrospitzen, dünne Spitze, steril <i>Embouts long micro, pointe effilée, sterile</i>	10 x 96 / Rack	139.20	53.55

20 - 100 µL Spitzen mit Filter
Embouts à filtre

08  **09** 

L = 49.6 mm

L = 49.6 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
08 2.7302.26	Dünne Spitze, steril <i>Pointe effilée, sterile</i>	10 x 96 / Rack	178.50	68.65
09 2.7302.27	Dünne Spitze, steril <i>Pointe effilée, sterile</i>	10 x 96 / Rack	178.50	68.65

200 µL Spitzen
Embouts

10 

L = 49.6 mm

11 

L = 49.6 mm

12 

L = 49.0 mm

13 

L = 82.5 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
10 2.7308.25	Universal Spitzen, schräge graduierte Spitze <i>Embouts universel, pointe biseautée graduée</i>	1'000 (Beutel/Sachet)	32.20	19.80
10 2.7308.26	Universal Spitzen, schräge graduierte Spitze <i>Embouts universel, pointe biseautée graduée</i>	10 x 96 / Rack	75.90	46.70
10 2.7309.09	tipfill™ - Universal Spitzen, schräge graduierte Spitze <i>Embouts universel, pointe biseautée graduée</i>	10 x 96 / Rack	67.70	41.65
10 2.7310.10	Leeres Rack für tipfill™ Nachfüll-System <i>Rack vide pour avec système tipfill™</i>	10	37.70	23.20
10 2.7308.27	Universal Spitzen, schräge graduierte Spitze, steril <i>Embouts universel, pointe biseautée graduée, sterile</i>	10 x 96 / Rack	86.20	33.15
11 2.7329.22	Schräge Spitze <i>Pointe biseautée</i>	1'000 (Beutel/Sachet)	32.20	19.80
11 2.7327.03	Schräge Spitze <i>Pointe biseautée</i>	10 x 96 / Rack	75.90	46.70
11 2.7327.04	Schräge Spitze steril <i>Pointe biseautée sterile</i>	10 x 96 / Rack	86.20	33.15
12 2.7328.22	Spitzen für Calibra® Pipetten <i>Embouts à courte collerette pour pipettes Calibra®</i>	2 x 500 (Beutel/Sachet)	43.26	11.95
13 2.7308.23	Gel loading Spitzen <i>Embouts capillaire pour gel</i>	6 x 96 / Rack	119.00	73.25

200 µL Spitzen mit Filter
Embouts à filtre

14 


L = 51.2 mm

15 

L = 83.8 mm


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
14 2.7309.11	Universal Spitzen, schräge Spitze <i>Embouts universel, pointe biseautée</i>	10 x 96 / Rack	178.50	68.65
15 2.7308.13	Extra lange, dünne Spitzen <i>Embouts extra longues et fines</i>	6 x 96 / Rack	178.50	68.65

200 µL Spitzen, geringe Bindung
Embouts à faible rétention

16 
L = 49.6 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
16 2.7309.12	Universal Spitzen, schräge graduerte Spitze <i>Embouts universel, pointe biseautée graduée</i>	10 x 96 / Rack	83.50	51.40
16 2.7309.15	Universal Spitzen, schräge graduerte Spitze, steril <i>Embouts universel, pointe biseautée graduée, stérile</i>	10 x 96 / Rack	95.00	36.55

300 µL Spitzen mit Filter
Embouts à filtre

17 
L = 58.8 mm


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17 2.7308.30	Sterile Spitzen <i>Embouts stériles</i>	10 x 96 / Rack	342.80	211.00


350 µL Spitzen
Embouts


18 
L = 58.8 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18 2.7338.02	Reguläre Spitzen <i>Embouts réguliers</i>	1'000 (Beutel/Sachet)	68.30	42.00
18 2.7338.01	Reguläre Spitzen <i>Embouts réguliers</i>	10 x 96 / Rack	132.10	81.30

1'000 µL Spitzen
Embouts

19 
L = 88.9 mm

20 
L = 75.9 mm

21 
L = 75.9 mm

22 
L = 72.0 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
19 2.3070.10	Universal Spitzen, dünne Spitze <i>Embouts universel, pointe effilée</i>	1'000 (Beutel/Sachet)	44.20	27.20
19 2.3070.11	Universal Spitzen, dünne Spitze <i>Embouts universel, pointe effilée</i>	6 x 96 / Rack	82.40	50.70
19 2.7309.10	tipfill™ - Universal Spitzen, dünne Spitze <i>Embouts universel, pointe effilée</i>	5 x 96 / Rack	61.70	37.95
19 2.7310.11	Leeres Rack für tipfill™ Nachfüll-System <i>Rack vide pour avec système tipfill™</i>	6	32.20	19.80
19 2.3070.12	Universal Spitzen, dünne Spitze, steril <i>Embouts universel, pointe effilée, stérile</i>	6 x 96 / Rack	93.90	36.10
20 2.7318.12	Schräge Spitze <i>Pointe biseautée</i>	1'000 (Beutel/Sachet)	44.20	27.20
20 2.7309.40	Schräge Spitze <i>Pointe biseautée</i>	6 x 96 / Rack	82.40	50.70
20 2.7309.39	Schräge Spitze, steril <i>Pointe biseautée, stérile</i>	6 x 96 / Rack	93.90	36.10
21 2.7309.42	Schräge Spitze <i>Pointe biseautée</i>	1'000 (Beutel/Sachet)	44.20	27.20
21 2.7309.41	Schräge Spitze <i>Pointe biseautée</i>	6 x 96 / Rack	82.40	50.70
21 2.7319.11	Schräge Spitze <i>Pointe biseautée</i>	8 x 60 / Rack	80.19	49.35



1'000 µL Spitzen mit Filter
Embouts à filtre



L = 88.9 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
23	2.7309.13 Universal Spitzen, dünne Spitze <i>Embouts universel, pointe effilée</i>	6 x 96 / Rack	157.80	61.70


1'000 µL Spitzen, geringe Bindung
Embouts à faible rétention




L = 88.9 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
24	2.7309.14 Universal Spitzen, dünne Spitze <i>Embouts universel, pointe effilée</i>	6 x 96 / Rack	95.00	58.50
24	2.7309.16 Universal Spitzen, dünne Spitze, steril <i>Embouts universel, pointe effilée, stérile</i>	6 x 96 / Rack	108.10	41.60


2, 5, 10 ml Makrospitzen
Embouts macro



L = 115.5 mm



L = 123.2 mm



L = 150 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
25	2.7312.02 Makrospitzen <i>Embouts macro</i>	2 x 250 (Beutel/Sachet)	94.00	57.40
26	2.7312.06 Makrospitzen, graduert <i>Embouts macro, graduée</i>	2 x 250 (Beutel/Sachet)	99.00	60.90
26	2.7312.07 Makrospitzen, graduert <i>Embouts macro, graduée</i>	2 x 50 / Rack	71.00	43.70
27	2.7312.10 Makrospitzen <i>Embouts macro</i>	3 x 100 (Beutel/Sachet)	105.40	64.85
27	2.7312.11 Leeres Rack für 24 x 10 ml Makrospitzen <i>Rack vide pour embouts macro 24 x 10 ml</i>	4 Packungen/ Paquets	68.30	42.00

Tipfill™ Rack-Nachfüllsystem | *Système de recharge de racks*



Tipfill™ Packung öffnen.
Ouvrir l'emballage.



Transferabdeckung anheben, Spitzen bleiben geschützt.
Soulever le couvercle, les embouts sont protégés.



Positionierung in leeres Rack.
Positionner le plateau.



Herunterdrücken und einklicken.
Appuyer jusqu'au click.



Transferabdeckung zurücklegen.
Replacer le couvercle.



Einsatzbereit.
Prêt pour poursuivre le travail.



Kompatibilitätstabelle
Tableau de compatibilité
d'autres marques

Acura® manual & Acura® electro

Calibra® digital

815	825 / 826 / 926								835 / 936		855 / 956										
→ 10 µl	10 / 15 / 20 µl	25 - 100 µl	120 - 200 µl	250 - 1'000 µl	0.1 - 2 µl	0.5 - 10 µl	1 - 10 µl	2 - 20 µl	5 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1'000 µl	0.2 - 2 ml	0.5 - 5 ml	1 - 10 ml	0.5 - 10 µl	5 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	40 - 350 µl	
10 µl Spitzen Embouts																					
20 - 100 µl Spitzen Embouts																					
200 µl Spitzen Embouts																					
300 / 350 µl Spitzen Embouts																					
1'000 µl Spitzen Embouts																					
1'000 µl Spitzen Embouts																					

822	832		852						
2 - 20 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1'000 µl	0.2 - 2 ml	1 - 10 ml	1 - 10 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	
2 - 20 µl									
10 - 100 µl									
20 - 200 µl									
100 - 1'000 µl									
0.2 - 2 ml									
1 - 10 ml									
1 - 10 µl									
10 - 100 µl									
20 - 200 µl									


10 µl Spitzen | Embouts



20 - 100 µl Spitzen | Embouts



200 µl Spitzen | Embouts



300 / 350 µl Spitzen | Embouts



1'000 µl Spitzen | Embouts



1'000 µl Spitzen | Embouts



● Nur bis Maximalvolumen der Spitze | Jusqu'au volume maximal de l'embout ● Nur > 2 µl | > 2 µl seulement

NEW

IKA®

Ziath

RCT basic safety control digital Magnetrührer | *Agitateur magnétique*



Produktinformationen

Der Bestseller im Labor:
Der Magnetrührer RCT basic steht für Zuverlässigkeit, aussergewöhnlich lange Produktlebenszeiten und höchste Sicherheitsstandards.

- Oberfläche aus gehärtetem, bruchsicHERen Glas für optimale chemische Beständigkeit und einfache Reinigung
- Grösstes Display in seiner Klasse mit leicht ablesbarer LED-Anzeige
- Kompatibel mit der Laborsoftware «labworldsoft®»

Données du produit

Le best-seller du laboratoire : l'agitateur magnétique RCT basic est synonyme de fiabilité, de durée de vie exceptionnellement longue du produit et de normes de sécurité maximales.

- *Surface en verre trempé incassable pour une résistance chimique optimale et un nettoyage facile*
- *Écran le plus grand de sa catégorie avec affichage LED facile à lire*
- *Compatible avec le logiciel de laboratoire « labworldsoft® »*

ART.-NR.	RÜHRMENGE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	CAP. D'AGITATION MAX.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.3381.01	20l	1	1'067.00	765.00

DataPaq™ Barcode Scanning Tube Reader



USB-Anschluss für Stromversorgung und Datenkommunikation
Port USB pour l'alimentation et communication de données

Produktinformationen

Das Duo-Lesegerät kombiniert das Datamatrix-Lesegerät mit einem linearen Barcode-Scanner, um Rackcodes oder 1D-Barcodes entlang des Randes einiger Röhrchen zu lesen.

Ziath's Cryoprotection™ reduziert die durch kalte Racks verursachte Kondensation. Sie verwendet keine Wärme, keine Ventilatoren und fügt dem zu scannenden Rack keine Wärme zu.

Données du produit

Le lecteur duo combine le lecteur Datamatrix avec un lecteur de codes à barres linéaire pour lire les codes à barres en rack ou 1D le long du bord de certains tubes.

Cryoprotection™ de Ziath réduit la condensation causée par les racks froids. Elle n'utilise pas de chaleur, pas de ventilateurs et n'ajoute pas de chaleur au rack à scanner.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.0009.87	Duo Single Tube Scanner	1	1'720.00	1'165.00
17.0009.88	Duo Single Tube Scanner & Cryoprotection	1	1'800.00	1'225.00

Hei-VAP Core Rotationsverdampfer | *Évaporateur rotatif*



Motorlift-Modell
Élévateur motorisé

Handlift-Modell
Élévateur manuel

Fokussiert auf
das Wesentliche
Focalisé sur l'essentiel



→ Watch on YouTube

Hei-VAP Schutzhaube | *Hotte de protection*



Passendes Zubehör
Accessoires adaptés

Produktinformationen

- Höchste Sicherheit
- Bester Bedienkomfort
- Dauerhafte Kostenreduzierung

Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept: übersichtlich und jederzeit mit direktem Zugriff auf die Grundparameter Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur.

Données du produit

- *Sécurité maximale*
- *Meilleur confort d'utilisation*
- *Réduction durable des coûts*

Un concept de commande réduit à l'essentiel : clair et avec un accès direct à tout moment aux paramètres de base que sont la vitesse de rotation et la température du bain chauffant.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.5650.42	Motorlift-Modell <i>Élévateur motorisé</i>	1	5'950.00	3'800.00
17.5650.32	Handlift-Modell <i>Élévateur manuel</i>	1	5'630.00	4'040.00

Produktinformationen

- Besteht aus widerstandsfähigem, hochtransparenten Kunststoff
- Zum Schutz vor Implosionen
- Einfacher und schneller Zugriff auf den Kolben und das Heizbad
- Einsatzbereich bis max. 130 °C

Données du produit

- *Consiste en un plastique résistant et très transparent*
- *Pour une protection contre l'implosion*
- *Accès facile et rapide au ballon et au bain chauffant*
- *Plage d'application jusqu'à 130 °C max.*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.5910.14	Schutzhaube <i>Hotte de protection</i>	1	420.00	295.00

CO₂-Brutschrank ICO
Incubateur à CO₂ ICO



Produktinformationen

Highend-Funktionen für den Schutz von Zellkulturen, Bakterienkulturen oder Gewebekulturen.

- Temperaturbereich +18 °C bis +50 °C
- Einstellbereich CO₂ 0 bis 20 % CO₂
- Einstellbereich O₂ 1 bis 20 % O₂
- Aktive Feuchteregelung

Données du produit

Des fonctions haut de gamme pour la protection des cultures cellulaires, bactériennes et tissulaires.

- *Gamme des temp. +18 °C à +50 °C*
- *Gamme d'affichage CO₂ 0 à 20 % CO₂*
- *Gamme d'affichage O₂ 1 à 20 % O₂*
- *Régulation hygrométrique active*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3862.05	IC050	56 l	1	5'800.00	4'250.00
17.3862.10	IC0105	107 l	1	6'660.00	5'090.00
17.3862.15	IC0150	156 l	1	8'440.00	6'350.00
17.3862.24	IC0240	241 l	1	10'220.00	7'770.00

IPP Peltier-Kühlbrutschrank
Incubateurs réfrigérés Peltier IPP



Produktinformationen

Setzt Eco-Standards bei der Kultivierung unter Raumtemperatur: unerreicht energiesparend, Bestwerte bei den Aufheiz-, Abkühl- und Erholzeiten.

SingleDISPLAY

Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit hochauflösendem TFT-Farbgrafikdisplay.

Données du produit

Établit des normes écologiques pour la culture en dessous de la température ambiante : économies d'énergie inégalées, meilleures valeurs pour le chauffage, le refroidissement et les temps de récupération.

SingleDISPLAY

Régulateur PID numérique à microprocesseur multifonction adaptatif avec écran couleurs TFT à résolution élevée.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1151.04	IPP110eco	108 l	1	6'300.00	4'390.00

Umlaufkühler FL *Refroidisseur à circulation FL*



Produktinformationen

- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Spritzwassergeschützte Folientastatur mit integriertem Netzschalter
- Füllstandsanzeige
- Dauerbetriebssichere, leistungsstarke Eintauchpumpen
- Zulässige Rücklauftemperatur +80 °C
- Einfache Befüllung von oben durch aufklappbare Einfüllöffnung
- IP-Klasse nach IEC 60529: 21

Données du produit

- *Design ergonomique et emploi très simple*
- *Clavier protégé contre les éclaboussures par un film, avec interrupteur intégré*
- *Indication du niveau de remplissage*
- *Pompe à immersion puissante, résistante à un fonctionnement prolongé*
- *Température de retour admise +80 °C*
- *Remplissage aisé par le dessus par une trappe d'ouverture*
- *Classe IP selon IEC 60529:21*

ART.-NR.	TEMP.	PUMPE	TEMP. KONST.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TEMP.	POMPE	PRECIS.TEMP	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9660.03	1 -20 ... +40 °C	0.35	+/- 0.05 °C	1	4'300.00	3'330.00
17.9660.06	2 -20 ... +40 °C	1.0	+/- 0.05 °C	1	5'800.00	4'480.00

CORIO CD Einhängethermostat *Thermostat à immersion*



→ Laborthermostat der neuen Generation
Thermostat de laboratoire de la nouvelle génération

Produktinformationen

- Präzise Temperaturregelung
- Für interne und externe Anwendungen (Zubehör erforderlich)
- Für Badgefäße mit einem Füllvol. von max. 50 l
- Leuchtstarke, weisse, weithin gut sichtbare Anzeige
- Besonders leise
- Einfache Bedienung
- Komfortable Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- USB-Anschluss
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Données du produit

- *Régulation précise de la température*
- *Pour les applications internes et externes (accessoires requis)*
- *Pour cuves de bain avec un volume de remplissage de max. 50 l*
- *Affichage lumineux blanc, bien visible de loin*
- *Très silencieux*
- *Utilisation très simple*
- *Passage de circulation interne à circulation externe très simple*
- *Port USB*
- *Classe III (FL) selon DIN 12876-1*

ART.-NR.	TEMP.	TEMP.KONST.	PUMPE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TEMP.	PRECIS.TEMP	POMPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.9260.50	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35 bar	1	1'180.00	810.00

HUBERLAB. – Facts and Figures

- ✓ 55 Jahre alt | *55 ans*
- ✓ 30 «schwungvolle» Mitarbeiter | *30 collaborateurs « dynamiques »*
- ✓ 1'000'000 Produkte | *1'000'000 de références produits*
- ✓ 10'000 m² Büro- und Lagerfläche | *10'000 m² de bureaux et d'entrepôts*
- ✓ 40'000 Lieferungen pro Jahr | *40'000 livraisons par an*

55

www.huberlab.ch



MATTHIEU RIBAUT

Area Sales Manager


We f



SARAH SCHWOB

Graphic Designer

Feel the



MICHAEL DUCHAUSSOY

General Manager




MALLORY FISCHER

Customer Support



ALESSA DINISI

Customer Support



... and that **DRIVES** me



MATTHIEU RIBAUT

Mit Herz und Seele an Ihrer Seite

Durch meine Arbeit als Laborant sind mir Ihre Bedürfnisse bekannt. Ich freue mich jeden Tag darauf, Sie persönlich zu aktuellen Trends und unserem Portfolio zu beraten.

À vos côtés, corps et âme

Grâce à mon travail de laborantin, je connais vos besoins. Je me réjouis chaque jour de pouvoir vous conseiller personnellement sur les tendances actuelles et sur notre vaste gamme de produits.

Sind Sie zufrieden, bin ich zufrieden

Ich nehme jede Reklamation sehr ernst und setze alles daran, um eine zufriedenstellende Lösung für Sie zu finden. Geht nicht, gibt's nicht.

Votre Satisfaction, Ma Satisfaction

Je prends chaque réclamation très au sérieux et je mets tout en œuvre pour trouver une solution satisfaisante pour vous. Rien ne m'est impossible !



MALLORY FISCHER

Blitzschnell und auf Zack!

Dynamisch, aufgestellt und immer gut gelaunt bearbeite ich täglich die vielen, eingehenden Bestellungen. Sie haben Fragen zu diesen? Ich bin gerne für Sie da.

Rapide comme l'éclair et toujours en alerte !

Dynamique, motivée et toujours de bonne humeur, je traite chaque jour avec soin vos nombreuses commandes. Des questions ? N'hésitez pas, je suis là pour ça !



ALESSA DINISI



MICHAEL DUCHAUSSOY

Mut ist wie Veränderung – nur früher

Energiegeladen, ehrgeizig und begeisterungsfähig stehe ich neuen Herausforderungen gegenüber. Die Wertschätzung des Kunden ist meine Motivation für Verbesserung und Weiterentwicklung.

L'audace, c'est le changement – mais en avance !

Plein d'énergie, ambitieux et enthousiaste, je suis prêt à relever de nouveaux défis. L'estime du client est ma motivation pour l'amélioration et le développement perpétuel.



SARAH SCHWOB

Kreativität ist der Spass, den man als Arbeit verkaufen kann

Typografie, Farben, Formen, Kompositionen und Pixel sind meine grosse Leidenschaft. Und das alles mit dieser «heissen» Farbe **Magenta** – was will Frau mehr?

La créativité est un plaisir que l'on peut faire passer pour du travail

*La typographie, les couleurs, les formes, les compositions et les pixels sont ma grande passion ! Et tout cela couplé à cette couleur « chaude » qu'est le **magenta** – Que peut souhaiter une femme de plus ?*

WIN • WIN • WIN

Gewinn: Kinogutscheine
À gagner : Tickets de cinéma

Lösungscode senden an:
Envoyer la solution à :

E-Mail: marketing@huberlab.ch

55

www.huberlab.ch



3			5		9	8
	9	2		4	8	3
5		6	9	3	4	1
	3	1		9	7	5
			8	1		9
	5	9		3		8
			6		7	3
1				4		6
	2		7	5		

WIN

Mit diesem CODE
knacken Sie den Tresor!

Avec ce CODE, ouvrez
le coffre-fort !



Senden Sie das Lösungscode bis zum 31.07.2023 an folgende E-Mail Adresse und Sie nehmen automatisch an der Verlosung teil.
Envoyez le mot solution jusqu'au 31.07.2023 à l'adresse e-mail suivante et vous participerez automatiquement au tirage au sort.

E-Mail: marketing@huberlab.ch



CORIO CD Umwälzthermostate | *Thermostats à circulation*



Produktinformationen

- Modelle für interne und externe Anwendungen
- Leuchtstarke, weisse, weithin gut sichtbare Anzeige
- Besonders leise
- Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- USB-Anschluss
- Hochwertige Badgefässe aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
- Integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen

Données du produit

- Modèles pour les applications internes et externes
- Affichage lumineux blanc, bien visible de loin
- Très silencieux
- Changement simple entre circulation interne et externe
- Port USB
- Cuve inox de haute qualité avec couvercle et robinet de vidange
- Serpentin de refroidissement pour refroidissement

ART.-NR.	TYP	TEMP.	TEMP. KONST.	PUMPE (BAR)	VOL.	BADÖFFN./-TIEFE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	TEMP.	PRECIS. TEMP	POMPE (BAR)	VOL.	OUV./PROF.D.BAIN	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9260.61	1 CORIO CD-BC4	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	3 ... 4.5 l	13 x 15 / 15 cm	1	2'380.00	1'615.00
17.9260.62	2 CORIO CD-BC6	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	4.5 ... 6 l	13 x 15 / 15 cm	1	2'760.00	1'820.00
17.9260.63	3 CORIO CD-BC12	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	8.5 ... 12 l	22 x 15 / 20 cm	1	3'000.00	2'000.00
17.9260.64	4 CORIO CD-BC26	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	19 ... 26 l	22 x 30 / 20 cm	1	3'500.00	2'290.00



CORIO CD-B Umwälzthermostate | *Thermostats à circulation*



Produktinformationen

- Modelle für interne und externe Anwendungen
- Leuchtstarke, weisse, weithin gut sichtbare Anzeige
- Besonders leise
- Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung

Données du produit

- *Modèles pour les applications internes et externes*
- *Affichage lumineux blanc, bien visible de loin*
- *Très silencieux*
- *Simple changement entre circulation interne et externe*

ART.-NR.	TYP	TEMP.	TEMP. KONST.	PUMPE (BAR)	VOL.	BADÖFFN./-TIEFE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	TEMP.	PRECIS. TEMP	POMPE (BAR)	VOL.	OUV./PROF.D.BAIN	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9260.54	1 CORIO CD-B5	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	3.5 ... 5 l	15 x 15 / 15 cm	1	1'890.00	1'280.00
17.9260.55	2 CORIO CD-B13	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	9 ... 13 l	30 x 18 / 15 cm	1	2'160.00	1'475.00
17.9260.56	3 CORIO CD-B17	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	13 ... 17 l	30 x 18 / 20 cm	1	2'270.00	1'545.00
17.9260.57	4 CORIO CD-B19	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	14 ... 19 l	30 x 35 / 15 cm	1	2'270.00	1'545.00
17.9260.58	5 CORIO CD-B27	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	17 ... 27 l	30 x 35 / 20 cm	1	2'450.00	1'675.00
17.9260.59	6 CORIO CD-B33	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	26 ... 39 l	66 x 32 / 15 cm	1	3'890.00	2'640.00
17.9260.60	7 CORIO CD-B39	+20 ... +150 °C	+/- 0.03 °C	0.35	35 ... 41 l	33 x 30 / 30 cm	1	3'990.00	2'700.00

CORIO CD-BT
 Bad- / Umwälzthermostate | *Bain thermostatés à circulation*



Produktinformationen

Bad-/Umwälzthermostate mit Badgefäßen aus Plexiglas für interne und externe Temperieraufgaben

- Modelle für interne und externe Anwendungen
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- Besonders leise
- Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- USB-Anschluss
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Données du produit

Les bains à circulation avec des bacs en plexiglas pour des mises en température interne ou de circuits externes

- *Modèles pour les applications internes et externes*
- *Affichage lumineux blanc, bien visible de loin*
- *Très silencieux*
- *Simple changement entre circulation interne et externe*
- *Port USB*
- *Classe III (FL) selon DIN 12876-1*

ART.-NR.	TYP	TEMP.	TEMP.KONST.	PUMPE (BAR)	VOL.	BADÖFFN./-TIEFE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	TEMP.	PRECIS.TEMP	POMPE (BAR)	VOL.	OUV./PROF.D.BAIN	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9260.51	❶ CORIO CD-BT5	+20 ... +100 °C	+/- 0.03 °C	0.35	3.5 ... 5 l	15 x 15 / 15 cm	1	1'780.00	1'210.00
17.9260.52	❷ CORIO CD-BT19	+20 ... +100 °C	+/- 0.03 °C	0.35	14 ... 19 l	30 x 35 / 15 cm	1	1'965.00	1'340.00
17.9260.53	❸ CORIO CD-BT27	+20 ... +100 °C	+/- 0.03 °C	0.35	20 ... 27 l	30 x 35 / 20 cm	1	2'000.00	1'375.00

Ständer und Entsorgungsbeutel *Support et sacs à destruction*



Ø X H:
120 x 250 mm

PARAFILM® M cutter Seal-R-film™ Verschlussfolie | *Film de fermeture*



1:1 Ersatz für Parafilm und
sofort ab Lager lieferbar

1:1 Remplacement du Parafilm et
disponible immédiatement en stock

Produktinformationen

Ständer aus Stahldraht, Epoxidharzbeschichtet, mit Gummifüssen und nicht autoklavierbar.

- Beutel PP: 300 x 200 mm Autoklavierbar 121 °C
- Beutel PA: 300 x 200 mm Autoklavierbar 134 °C Heissluftsterilisierbeständig 180 °C

Données du produit

Support en fil d'acier, recouvert d'époxy, avec des pieds en caoutchouc. Non autoclavable.

- *Sacs PP: 300 x 200 mm Autoclavable 121 °C*
- *Sacs PA: 300 x 200 mm Autoclavable 134 °C Résistant à la stérilisation à l'air chaud 180 °C*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.642 201	Entsorgungsbeutel (PP)	100	27.05	15.00
7.642 211	Entsorgungsbeutel (PA)	50	44.60	26.20
7.649 600	Ständer für Entsorgungsbeutel	1	16.45	9.35

Produktinformationen

- Ermöglicht eine bequeme, saubere Lagerung und das Schneiden von PARAFILM™ M Dichtungsfolie
- PARAFILM™ M Cutter eignet sich für 50 und 100 mm breite Rollen
- Einfache Bedienung
- Die Seal-R-film™ Verschlussfolie schützt vor Verdunstung, Auslaufen und Verunreinigung

Données du produit

- *Permet de stocker et de couper le film d'étanchéité PARAFILM™ M de manière pratique et propre*
- *PARAFILM™ M Cutter convient aux rouleaux de 50 et 100 mm de large*
- *Facile à utiliser*
- *Le film de fermeture Seal-R-film™ protège contre l'évaporation, les fuites et la contamination*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1550.07	PARAFILM™ M Cutter	1	371.80	210.00
15.1550.20	Seal-R-film™ – 100 mm x 38 m	1	48.95	36.00
15.1550.22	Seal-R-film™ – 50 mm x 75 m	1	50.80	37.00
15.1550.24	Seal-R-film™ – 100 mm x 75 m	1	97.90	68.00

NEW

SpeciSafe® Versandverpackung | *Emballage d'expédition* 10 x 0.5 - 2.0 ml Serum Vials



→ Masse | Dimensions
152 x 15 x 127 mm

Produktinformationen

- Diese **Versandverpackung mit 10 Plätzen** eignet sich für den Transport von Mikro-Blutentnahmeröhrchen, Serumfläschchen und 0.5 bis 2.0 ml Schraubverschlussröhrchen
- Klare Kunststoffseite ermöglicht Sichtbarkeit der Probe - leichtes Ablesen der Patientendaten
- Gel-Block mit eingebauter Saugfähigkeit - absolut kein Auslaufen!

Données du produit

- *Cet emballage d'expédition à 10 places est adapté au transport de microtubes de prélèvement sanguin, de flacons de sérum et de tubes à bouchon vissé de 0.5 à 2.0 ml*
- *La face plastique transparente permet la visibilité de l'échantillon et la facilité de lecture des données du patient*
- *Bloc de gel avec capacité d'absorption intégrée - aucune fuite !*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.4010.53	Versandverpackung (10 Plätze) <i>Emballage d'expédition (10 places)</i>	170	985.00	395.00

NEW

SpeciSafe® Versandverpackung | *Emballage d'expédition* 1 x 13/16 mm Vacuum Blood Tube



→ Masse | Dimensions
155 x 22 x 40 mm

Produktinformationen

- Diese **Einzelplatzversandverpackung** ist für den Transport von Vacutainer-, Vacuette- oder Vacutest-Blutentnahmeröhrchen geeignet
- Klare Kunststoffseite ermöglicht Sichtbarkeit der Probe - leichtes Ablesen der Patientendaten
- Gel-Block mit eingebauter Saugfähigkeit - absolut kein Auslaufen!

Données du produit

- *Cet emballage d'expédition individuel convient au transport des tubes de prélèvement sanguin Vacutainer, Vacuette ou Vacutest*
- *La face plastique transparente permet la visibilité de l'échantillon et la facilité de lecture des données du patient*
- *Bloc de gel avec capacité d'absorption intégrée - aucune fuite !*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.4010.57	Versandverpackung (1 Platz) <i>Emballage d'expédition (1 place)</i>	500	760.00	335.00

NEW

SpeciSafe® Versandverpackung | *Emballage d'expédition* 3 x 0.5 - 2.0 ml Serum Vials



→ Masse | Dimensions
168 x 22 x 74 mm

Produktinformationen

- Diese **Versandverpackung mit 3 Plätzen** eignet sich für den Transport von Serumfläschchen und 0.5 bis 2.0 ml Schraubverschlussröhrchen
- Klare Kunststoffseite ermöglicht Sichtbarkeit der Probe - leichtes Ablesen der Patientendaten
- Gel-Block mit eingebauter Saugfähigkeit - absolut kein Auslaufen!


Données du produit

- *Cet emballage d'expédition à 3 places convient pour le transport de flacons de sérum et de tubes à bouchon vissé de 0.5 à 2.0 ml*
- *La face plastique transparente permet la visibilité de l'échantillon et la facilité de lecture des données du patient*
- *Bloc de gel avec capacité d'absorption intégrée - aucune fuite !*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.4010.61	Versandverpackung (3 Plätze) <i>Emballage d'expédition (3 places)</i>	500	779.00	345.00

NEW

SpeciSafe® Versandverpackung | *Emballage d'expédition* 2 x 0.5 - 2.0 ml Serum Vials



→ Masse | Dimensions
155 x 22 x 40 mm

Produktinformationen


- Diese **Versandverpackung mit 2 Plätzen** eignet sich für den Transport von pädiatrischen Blutentnahmeröhrchen, Serumfläschchen und 0.5, 1.0 oder 2.0 ml Schraubverschlussröhrchen
- Klare Kunststoffseite ermöglicht Sichtbarkeit der Probe - leichtes Ablesen der Patientendaten
- Gel-Block mit eingebauter Saugfähigkeit - absolut kein Auslaufen!

Données du produit

- *Cet emballage de 2 places convient au transport de tubes de prélèvement sanguin pédiatrique, de flacons de sérum ou de tubes à bouchon à vis de 0.5, 1.0 ou 2.0 ml*
- *La face plastique transparente permet la visibilité de l'échantillon et la facilité de lecture des données du patient*
- *Bloc de gel avec capacité d'absorption intégrée - aucune fuite !*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.4010.64	Versandverpackung (2 Plätze) <i>Emballage d'expédition (2 places)</i>	500	828.00	365.00

Kryoboxen Cryo boîtes



Produktinformationen

Die Kryoboxen sind aus widerstandsfähigem Kunststoff hergestellt, dadurch auto-klavierbar bis +121 °C und bis -90 °C tiefgefrierbar. Ein transparenter Deckel bietet einen sofortigen Überblick über den Inhalt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
15.6556.01	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	7.80	5.75
15.6557.01	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.45	5.50
15.6554.00	⊗ 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	6.95	4.70
15.6552.03	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	7.30	5.35
15.6662.05	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	9.65	7.10
15.6552.05	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	7.60	5.55
15.6533.05	● 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	6.40	3.95
15.6551.05	● 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	6.40	4.70
15.6563.02	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	8.30	4.75
15.6556.02	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	7.80	5.75
15.6557.06	○ 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.45	4.95
15.6563.03	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	8.30	4.75

Données du produit

Les boîtes cryogéniques sont fabriquées en plastique résistant, ce qui permet de les autoclaver jusqu'à +121 °C et de les congeler jusqu'à -90 °C. Un couvercle transparent offre un aperçu immédiat du contenu.

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten «Deals»
Preise der GLW Kryoboxen pro Stück gelten.

Veuillez noter que les prix « Deals » des boîtes
cryo GLW présentés s'entendent par pièce.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
15.6557.03	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.45	5.50
15.6564.00	⊗ 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	6.55	3.95
15.6563.01	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	8.30	4.75
15.6558.10	⊗ 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	8.90	6.55
15.6556.04	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	7.80	5.75
15.6557.02	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.45	4.95
15.6558.05	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	8.00	5.90
15.6558.14	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	9.50	4.95
15.6568.00	⊗ 130 x 130 mm 52 Fächer / Compartiments	13.50	9.90
15.6557.07	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.75	5.65
15.6557.08	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.75	5.65
15.6530.05	● 130 x 130 mm 5 x 5 Fächer / Compartiments	13.10	7.25
15.6558.11	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	9.50	7.00
15.6695.00	⊗ 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	6.40	4.70
15.6563.04	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	8.30	4.75
15.6555.03	● 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	6.70	4.90
15.6695.10	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.25	5.30
15.6552.04	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	7.50	5.35
15.6695.01	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.00	5.15
15.6587.00	⊗ 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	6.10	4.45
15.6695.09	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.25	5.30
15.6533.00	⊗ 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	5.60	3.45
15.6557.04	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.45	5.50
15.6561.01	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.95	5.85
15.6575.01	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	10.50	7.70
15.6585.06	● 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	6.50	3.75
15.6555.00	⊗ 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	6.10	4.45
15.6557.05	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.75	4.95
15.6558.13	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	9.50	5.45
15.6587.06	● 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	7.00	5.15
15.6666.04	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	7.90	5.80
15.6551.01	● 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	6.20	4.55
15.6558.15	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	9.65	5.60

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
15.6695.05	○ 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.00	5.15
15.6666.06	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	8.10	5.95
15.6511.04	● 130 x 130 mm 10 + 2 Fächer / Compartiments	10.75	6.10
15.6564.01	● 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	7.15	4.25
15.6563.00	⊗ 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	7.75	4.45
15.6564.02	● 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	7.15	4.25
15.6558.02	● 130 x 130 mm 8 x 8 Fächer / Compartiments	7.90	5.80
15.6561.07	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	8.20	6.00
15.6556.06	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	8.10	5.95
15.6574.02	● 130 x 130 mm 10 x 10 Fächer / Compartiments	10.05	5.65
15.6551.04	● 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	6.20	4.55
15.6572.03	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	7.30	5.35
15.6542.03	● 130 x 130 mm 14 x 14 Fächer / Compartiments	9.10	5.20
15.6551.00	⊗ 130 x 130 mm Ohne Einteilung / Sans répartition	5.60	4.10
15.6552.00	⊗ 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	6.75	4.95
15.6554.01	● 130 x 130 mm 9 x 9 Fächer / Compartiments	7.10	5.15
15.6564.04	● 130 x 130 mm 7 x 7 Fächer / Compartiments	7.15	4.25
15.6663.00	⊗ 130 x 130 mm 10 x 10 Fächer / Compartiments	7.35	5.40
15.6511.00	⊗ 130 x 130 mm 10 + 2 Fächer / Compartiments	10.00	5.50




HUBERLAB.
committed to science

Kennen Sie schon unsere «labnews»?
Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie stets auf dem Laufenden!



*Connaissez-vous déjà nos «labnews.» ?
Abonnez-vous maintenant et restez toujours à jour !*

b.safe HPLC All-In-One Box
Komplettsatz zur Ausstattung einer HPLC-Anlage | Kit complet pour équiper un système CLHP



Lieferumfang


- A:** 3 x b.safe Cap GL45 mit 1 Kapillaranschluss, inkl. 1 x Fitting für Schlauchausen-Ø 3.2 mm, 1 Belüftungsventil mit Wechselanzeige
- B:** 1 x b.safe Cap GL45 mit 2 x Kapillaranschluss, inkl. 2 x Fitting für Schlauchausen-Ø 3.2 mm, 1 x Blindfitting, 1 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige
- C:** 4 x b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige 6 Monate
- D:** 1 x b.safe Waste Cap S55 mit 4 x Kapillaranschluss, 4 x Anschluss für Schlaucholive, 1 x Anschluss für Abluftfilter, inkl. je 4 x Fitting für Schlauchausen-Ø 1.6 mm (grün) / 2.2 mm (violett) / 3.2 mm (gelb), 4 x Blindfitting für Kapillaranschluss, 4 x Blindfitting für Schlauchanschluss, 4 x Stufenolive für Schlauchinnen-Ø 5.5 - 8 mm
- E:** 1 x b.safe Schlaucholive für Schlauchinnen-Ø 9 - 10.5 mm
- F:** 1 x b.safe Abluftfilter L, Nutzungsdauer 12 Monate
- G:** 1 x b.safe Kanister S55 aus PE, Inhalt 5 Liter

Contenu de la livraison

- A:** 3 x b.safe Cap GL45 avec 1 raccord capillaire, y compris 1 x raccord pour tuyau Ø extérieur 3.2 mm, 1 soupape d'aération avec indicateur de remplacement
- B:** 1 x b.safe Cap GL45 avec 2 x raccords capillaires, y compris 2 x raccords pour tuyau Ø extérieur 3.2 mm, 1 x raccord borgne, 1 x soupape d'aération avec indicateur de remplacement
- C:** 4 x valve d'aération b.safe avec indicateur de changement 6 mois
- D:** 1 x b.safe Waste Cap S55 avec 4 x raccords capillaires, 4 x raccords pour olive à tuyau, 1 x raccord pour filtre d'évacuation d'air, y compris 4 x raccords pour tuyau Ø extérieur 1.6 mm (vert) / 2.2 mm (violet) / 3.2 mm (jaune), 4 x raccords aveugles pour raccords capillaires, 4 x raccords aveugles pour raccords de tuyau, 4 x olives étagées pour tuyau Ø intérieur 5.5 - 8 mm
- E:** 1 x olive pour tuyau b.safe pour Ø intérieur du tuyau 9 - 10.5 mm
- F:** 1 x filtre d'évacuation d'air b.safe L, durée d'utilisation 12 mois
- G:** 1 x bidon b.safe S55 en PE, contenu 5 litres

ART.-NR.	NUTZUNGSDAUER	FÜR FLASCHEN	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DURÉE D'UTILISATION	POUR BOUTEILLES	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
94_R9900.10	12 Monate Mois	GL 45	1	642.00	415.00

b.safe Belüftungsventil
b.safe Soupape de ventilation



Produktinformationen

- Ventilgehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde UNF 1/4" 28G) passend für b.safe Caps
- Deckel mit Belüftungsöffnung und Luerlockanschluss
- Integriertes Rückschlagventil mit vorgeschalteter Membran aus porösem PTFE (1 µm)
- Inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige

Données du produit

- Corps de vanne en PP avec raccord (filetage UNF 1/4" 28G) adapté aux b.safe Caps
- Couvercle avec ouverture d'aération et raccord Luerlock
- Clapet anti-retour avec membrane PTFE poreux (1 µm) intégré en amont
- Indicateur électronique amovible inclus

ART.-NR.	STANDZEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DURÉE DE VIE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
94.M505.01	6 Monate Mois	2	50.00	28.00
94.M505.02	6 Monate Mois	10	245.00	133.00
94.M505.05	6 Monate Mois	50	1'010.00	570.00
94.M505.10	6 Monate Mois	100	1'540.00	865.00

b.safe Abluftfilter
b.safe Filtre d'air sortant



Produktinformationen


- Filtergehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde GL14) passend für b.safe Waste Caps
- Deckel mit Belüftungsöffnungen und Wechsellanze mit Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit
- Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln

Données du produit

- Boîtier de filtre en PP avec raccord (filetage GL14) adapté aux b.safe Waste Caps
- Couvercle avec ouvertures d'aération et indicateur de changement avec champ d'inscription pour contrôler la durée de vie
- Remplissage en charbon actif pour l'adsorption de solvants

ART.-NR.	GRÖSSE	STANDZEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	DURÉE DE VIE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
94.M506.01	Small	3 Monate Mois	2	119.55	75.00
94.M506.02	Medium	6 Monate Mois	2	207.00	135.00
94.M506.03	Large	12 Monate Mois	2	310.00	160.00

Sicherheitsbehälter für Flaschen *Réceptif de sécurité pour bouteilles*



Produktinformationen


- Ergonomischer Griff verhindert Ermüdung der Hände und damit verbundene Unfälle beim Tragen schwerer Lasten
- Der Zentrierring stabilisiert die Flasche in der Mitte des Trägers
- Chemikalienbeständiges thermoplastisches Elastomer

Données du produit

- *La poignée ergonomique évite la fatigue des mains et les accidents qui en découlent lors du port de charges lourdes*
- *L'anneau de centrage stabilise la bouteille au centre du support*
- *Élastomère thermoplastique résiste aux produits chimiques*

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1209.11	4.5l	rot rouge	1	136.00	66.70
15.1209.12	4.5l	schwarz noir	1	136.00	66.70
15.1209.13	4.5l	blau bleu	1	136.00	66.70
15.1209.14	4.5l	grün vert	1	136.00	66.70
15.1209.15	1.5l	rot rouge	1	95.20	46.70
15.1209.16	1.5l	schwarz noir	1	95.20	46.70
15.1209.17	1.5l	blau bleu	1	95.20	46.70
15.1209.18	1.5l	grün vert	1	95.20	46.70

Wägeschiffchen - Polystyrol (PS) *Nacelles de pesage - polystyrène (PS)*



Produktinformationen

- Tiefes Gefäss mit stabilem Griff für die bequeme Handhabung und das einfache Ausgiessen von Flüssigkeiten
- Flacher Boden sorgt für Stabilität und verhindert das Umkippen
- Betriebstemperaturbereich 0 bis 40 °C
- Material biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Recyclebar

Données du produit

- *Réceptif profond avec poignée stable pour une manipulation confortable et un déversement facile des liquides*
- *Le fond plat assure la stabilité et empêche le basculement*
- *Plage de temp. de service de 0 à 40 °C*
- *Matériau biologiquement inerte et résistant aux acides dilués et faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases*
- *Recyclable*

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1208.90	Small 50 ml	weiss blanc	200	68.00	33.35
15.1208.91	Medium 100 ml	weiss blanc	200	95.20	46.70
15.1208.92	Large 200 ml	weiss blanc	200	122.40	61.70

VITgrip™ Laborflaschen | *Bouteilles de laboratoire*



Produktinformationen

- Hervorragende Griffigkeit durch innovatives Design
- Auslaufsicherheit durch optimiertes Dichtsystem von Flaschengewinde und Schraubkappe mit ergonomischer Form
- Leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene, beidseitige Skala mit hoher Genauigkeit ($\pm 5\%$)

Données du produit

- *Excellente prise en main grâce à un design innovant*
- *Sécurité contre les fuites grâce à un système d'étanchéité optimisé du filetage de la bouteille et du bouchon à vis avec une forme ergonomique*
- *Lecture facile du volume grâce à une graduation en relief des deux côtés avec une grande précision ($\pm 5\%$)*

ART.-NR.	VOLUMEN	D X H	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOLUME	D X H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.2994.01	125 ml	54 x 103 mm	6	43.20	25.80
15.2994.02	250 ml	64 x 149 mm	6	49.80	30.00
15.2994.03	500 ml	77 x 192 mm	6	60.60	36.00
15.2994.04	1'000 ml	97 x 234 mm	6	86.40	52.50
15.2994.05	2'000 ml	126 x 278 mm	1	33.15	19.75

accu-jet® S Pipettierhelfer | *Auxiliaire de pipetage*



Produktinformationen

- Punktgenaue Volumeneinstellung dank präziser Steuerung
- Handlicher Griff und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Adapter, Adaptergehäuse und Filter sind autoklavierbar
- **2.2630.50 - 53: ohne Ladegerät**

Données du produit

- *Réglage exact du volume à l'aide d'une commande précise*
- *Utilisation ergonomique et répartition équilibrée du poids*
- *Adaptateur, boîtier de l'adaptateur et filtre sont autoclavables*
- **2.2630.50 - 53 : sans chargeur**

ART.-NR.	VOLUMEN	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOLUME	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.2630.50	0.1 - 200 ml	1 anthrazit anthracite	1	640.00	350.00
2.2630.51	0.1 - 200 ml	2 beere bordeaux	1	640.00	350.00
2.2630.52	0.1 - 200 ml	3 petrol pétrole	1	640.00	350.00
2.2630.53	0.1 - 200 ml	4 amethyst améthyste	1	640.00	350.00
2.2630.60	0.1 - 200 ml	1 anthrazit anthracite	1	750.00	435.00
2.2630.61	0.1 - 200 ml	2 beere bordeaux	1	750.00	435.00
2.2630.62	0.1 - 200 ml	3 petrol pétrole	1	750.00	435.00
2.2630.63	0.1 - 200 ml	4 amethyst améthyste	1	750.00	435.00

Dispensette® S Organic Digital Flaschenaufsatz-Dispenser | Distributeur de flacons



Produktinformationen

- Einfach: Breites Einsatzspektrum für organische Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Unkompliziert: Minimale Bedienkräfte, maximaler Einstellkomfort
- Effizient: Zuverlässig im anspruchsvollen Dauereinsatz und bei aggressiven Medien

Données du produit

- *Simple* : compatible avec solvants, acide, solutions alcalines, etc.
- *Facile* : forces d'opération minimales, confort maximum
- *Efficace* : fiable même dans des conditions difficiles et dans des milieux agressifs

Produktinformationen

- Neue Dosierkanüle
- Neues Ventilsystem
- Schnelleres Entlüften durch verbesserte Strömungstechnik
- Geringerer Kraftaufwand beim Dosieren
- **2.4710.07 - 12** : mit Rückdosierventil

Données du produit

- *Nouvelle canule de distribution*
- *Nouveau système de soupape*
- *Purge plus rapide grâce à une technique d'écoulement améliorée*
- *Réduction de l'effort requis pour la distribution surtout*
- **2.4710.07 - 12** : avec soupape de purge

ART.-NR.	VOLUMEN	TEILUNG	TOL. \pm/%	V*%$\%$	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOLUME	DIVISION	TOL. \pm/%	CV*%$\%$	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.4713.05	0.5 - 5 ml	0.02 ml	0.5	0.1	1	598.00	385.00
2.4713.06	1 - 10 ml	0.05 ml	0.5	0.1	1	598.00	385.00
2.4713.13	2.5 - 25 ml	0.1 ml	0.5	0.1	1	742.00	475.00
2.4713.14	5 - 50 ml	0.2 ml	0.5	0.1	1	792.00	510.00

ART.-NR.	VOLUMEN	TEILUNG	TOL. \pm/%	V*%$\%$	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOLUME	DIVISION	TOL. \pm/%	CV*%$\%$	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.4710.01	0.1 - 1 ml	0.005 ml	0.6	0.2	1	530.00	340.00
2.4710.02	0.2 - 2 ml	0.01 ml	0.5	0.1	1	530.00	340.00
2.4710.03	0.5 - 5 ml	0.02 ml	0.5	0.1	1	530.00	340.00
2.4710.04	1 - 10 ml	0.05 ml	0.5	0.1	1	530.00	340.00
2.4710.05	2.5 - 25 ml	0.1 ml	0.5	0.1	1	674.00	435.00
2.4710.06	5 - 50 ml	0.2 ml	0.5	0.1	1	730.00	470.00
2.4710.07	0.1 - 1 ml	0.005 ml	0.6	0.2	1	598.00	385.00
2.4710.08	0.2 - 2 ml	0.01 ml	0.5	0.1	1	598.00	385.00
2.4710.09	0.5 - 5 ml	0.02 ml	0.5	0.1	1	598.00	385.00
2.4710.10	1 - 10 ml	0.05 ml	0.5	0.1	1	598.00	385.00
2.4710.11	2.5 - 25 ml	0.1 ml	0.5	0.1	1	742.00	475.00
2.4710.12	5 - 50 ml	0.2 ml	0.5	0.1	1	793.00	510.00

Ritips® Multitips Dispenserspitzen Embouts seringues



Produktinformationen

Ritips® sind in den 8 klassischen Grössen verfügbar. Durch das Direktverdrängungsprinzip eignen sich diese Spitzen auch für infektiöse und leicht flüchtige Substanzen, da die Flüssigkeit nicht mit dem Dosiergerät in Berührung kommt und somit eine Kontamination ausgeschlossen ist.

Données du produit

Les Ritips® sont disponibles dans les 8 tailles classiques. Grâce au principe du déplacement positif, ces pointes conviennent également aux substances infectieuses et légèrement volatiles, car le liquide n'entre pas en contact avec le doseur, ce qui exclut toute contamination.

ART.-NR.	VOLUMEN	STERIL	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOLUME	STERILE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8502.22	0.05 ml	–		100	129.30	94.00
2.8502.23	0.5 ml	–		100	89.00	60.00
2.8502.24	1.25 ml	–		100	81.90	60.00
2.8502.25	2.5 ml	–		100	81.90	60.00
2.8502.26	5.0 ml	–		100	98.00	60.00
2.8502.27	12.5 ml	–		100	93.00	52.00
2.8502.28	25.0 ml	–		25	29.40	21.55
2.8502.29	50.0 ml	–		25	30.61	15.60
2.8502.34	Adapter für 50 ml <i>Adaptateur pour 50 ml</i>			1	10.05	3.95
2.8502.53	1.25 ml	✓	bioclean®	100	172.40	112.30
2.8502.55	5.0 ml	✓	bioclean®	100	172.40	112.30
2.8502.56	12.5 ml	✓	bioclean®	100	172.40	112.30
2.8503.57	12.5 ml	–		100	98.00	60.00
2.8504.57	25.0 ml	✓	bioclean®	25	42.40	37.70

Ripette®



Produktinformationen

Die Ripette® wurde entwickelt, um präzise Volumina in grossen Serien zu dosieren. Dabei wurde insbesondere auf eine robuste Verarbeitung mit möglichst wenig beweglichen Teilen Wert gelegt.

- Gewicht: 105 g
- Mit einer Hand zu bedienen
- Ideale Einstellung, höchste Präzision und max. Wiederholfrequenz


Données du produit

La Ripette® a été conçue pour doser des volumes précis en grandes séries. L'accent a été mis en particulier sur une fabrication robuste avec le moins de pièces mobiles possible.

- Poids : 105 g
- Manipulable d'une seule main
- Réglage idéal, précision maximale et fréquence de répétition max.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8502.75	Ripette® red	0.001 - 5 ml	1	320.00	282.00
2.8502.76	Ripette® pink	0.001 - 5 ml	1	320.00	282.00
2.8502.77	Ripette® bleu	0.001 - 5 ml	1	320.00	282.00
2.8502.78	Ripette® grey	0.001 - 5 ml	1	320.00	282.00

Spezialklebebänder Bandes autocollantes



Alle Rollen à 12.7 m
Tous les rouleaux de 12.7 m

Produktinformationen

- Rückstandslos wiederablösbar und verlegbar
- Qualitativ hochwertiges Multifunktionsband zum Etikettieren, Identifizieren, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen
- Kann mit Roller, Kugelschreiber, Faserstift, Stempel, Schreibmaschine und Tinte beschrieben werden
- Zur Verwendung auf allen trockenen und glatten Flächen wie Glas, Kunststoff, Metall, Papier und Gummi

Données du produit






- *Détachable*
- *Bande à haute qualité multifonctionnelle pour étiqueter, identifier, fixer, protéger etc.*
- *Peut être marqué avec crayon, encre, stylo à bille, feutre, machine à écrire et par impression*
- *Pour toutes les surfaces lisses et sèches, comme le verre, le plastique, le métal, le papier et le caoutchouc*

Typ | Type ST-10

ART.-NR.	TYP	BREITE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	LARGEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5010.01	ST-10	25 mm	1	14.70	9.85
15.5010.02	ST-10	25 mm	1	14.70	9.85
15.5010.03	ST-10	25 mm	1	14.70	9.85

Viele weitere Varianten
De nombreuses autres variantes



15.5010.25	ST-10	25 mm	1	14.70	9.85	
15.5010.26	ST-10	25 mm	1	14.70	9.85	
15.5010.99	ST-10	25 mm	2 x     1 x 	SET	176.75	118.35

Typ | Type ST-11

ART.-NR.	TYP	BREITE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	LARGEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5011.01	ST-11	38 mm	1	20.95	14.05
15.5011.02	ST-11	38 mm	1	20.95	14.05
15.5011.03	ST-11	38 mm	1	20.95	14.05

Viele weitere Varianten
De nombreuses autres variantes



15.5011.24	ST-11	38 mm	1	20.95	14.05
15.5011.25	ST-11	38 mm	1	20.95	14.05
15.5011.26	ST-11	38 mm	1	20.95	14.05

Typ | Type ST-12

ART.-NR.	TYP	BREITE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	LARGEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5012.01	ST-12	13 mm	1	8.90	5.90
15.5012.02	ST-12	13 mm	1	8.90	5.90
15.5012.03	ST-12	13 mm	1	8.90	5.90

Viele weitere Varianten
De nombreuses autres variantes



15.5012.25	ST-12	13 mm	1	8.90	5.90	
15.5012.26	ST-12	13 mm	1	8.90	5.90	
15.5012.95	ST-12	13 mm	1 x	SET	44.50	35.00

Typ | Type ST-20

ART.-NR.	TYP	BREITE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	LARGEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5020.01	ST-20	50 mm	1	23.85	16.25
15.5020.02	ST-20	50 mm	1	23.85	16.25
15.5020.03	ST-20	50 mm	1	23.85	16.25

Viele weitere Varianten
De nombreuses autres variantes



15.5020.24	ST-20	50 mm	1	23.85	16.25
15.5020.25	ST-20	50 mm	1	23.85	16.25
15.5020.26	ST-20	50 mm	1	23.85	16.25

Typ | Type ST-34

ART.-NR.	TYP	BREITE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	LARGEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5034.01	ST-34	19 mm	1	11.60	8.45
15.5034.02	ST-34	19 mm	1	11.60	8.45
15.5034.03	ST-34	19 mm	1	11.60	8.45

Viele weitere Varianten
De nombreuses autres variantes



15.5034.29	ST-34	19 mm	1	11.60	8.45	
15.5034.30	ST-34	19 mm	1	11.60	8.45	
15.5034.31	ST-34	19 mm	1	11.60	8.45	
15.5034.95	ST-34	19 mm	1 x	SET	58.00	46.50
15.5034.99	ST-34	19 mm	4 x 2 x	SET	186.90	135.20

Multidispenser



ART.-NR.	TYP	MATERIAL	FÜR	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	MATÉRIAU	POUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5250.01	MD-250	Metall Métal	2 Rollen Rouleaux	1	115.60	84.00
15.5350.01	MD-350	Metall Métal	3 Rollen Rouleaux	1	124.60	92.00
15.5500.01	MD-500	Metall Métal	5 Rollen Rouleaux	1	137.65	99.00

Teclubrenner mit Ventilhahn *Brûleur de Teclu avec robinet à poiteau*



Bunsenbrenner für Erdgas und Propan *Brûleur bec Bunsen pour gaz naturel et propane*



Zahlreiches Zubehör im HUBERLAB. eShop
De nombreux accessoires dans le HUBERLAB. eShop

ART-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS
13.7629.02	Gewichtshalter Metall	40,00 € 19,00
13.7629.01	Gewichtshalter Aluminium	40,00 € 15,00
13.7629.03	Gewichtshalter Metall	40,00 € 15,00
13.7103.01	Druckmischer aus Aluminium	40,00 € 2,75
13.7103.02	Druckmischer aus Stahl	40,00 € 3,25
13.7103.03	Druckmischer aus Bronze	40,00 € 3,00
13.7629.01	Alufuß für Teclu	40,00 € 3,75
13.7103.01	Mischgas für Teclu	40,00 € 2,75
13.7103.02	Gas für Teclu	40,00 € 3,25
13.7103.03	Gas für Teclu	40,00 € 3,50

Produktinformationen

Für Erdgas und Propan

- Mit Luftregulierung
- Nadelventil
- Sparflamme innen
- DIN-Ausführung

Données du produit

Pour gaz naturel et propane

- *Avec réglage de l'air*
- *Soupape à aiguille*
- *Veilleuse interne*
- *Exécution selon DIN*

ART-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.0813.01	Erdgas <i>Gaz naturel</i>	1	65.00	45.00
13.0813.02	Propan <i>Gaz propane</i>	1	65.00	45.00

Produktinformationen

Für Erdgas und Propan

- Mit Luftregulierung
- Nadelventil
- Sparflamme innen
- DIN-Ausführung

Données du produit

Pour gaz naturel et propane

- *Avec réglage de l'air*
- *Robinet pour le gaz*
- *Veilleuse interne*
- *Exécution selon DIN*

ART-NR.	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.0313.01	Erdgas <i>Gaz naturel</i>	1	61.45	42.00
13.0313.02	Propan <i>Gaz propane</i>	1	65.50	42.00

Labor Vierfüsse Supports à quatre pieds de laboratoire



Produktinformationen

- Für Glaskeramik-Schutzplatten
- Aus temperaturbeständigem Chrom-Nickel-Stahl
- Sehr gutes Standverhalten durch vier Füße und stabile Bauart

Données du produit

- *Pour plaques de protection en vitrocéramique*
- *En acier chrome - nickel résistant à la température*
- *Très bonne stabilité grâce à quatre pieds et construction robuste*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.9077.53	135 x 135 mm	1	52.05	37.00
13.9077.57	155 x 155 mm	1	57.80	41.20
13.9077.58	175 x 175 mm	1	67.75	48.25



«labnews.»

Unsere neuesten Ausgaben finden Sie neu alle online in unserem eShop!

Vous pouvez désormais trouver nos derniers numéros tout en ligne dans notre eShop !



Drahtdreiecke aus Eisen verzinkt Triangles en fil de fer zingué



Produktinformationen


Verzinkter Eisendraht mit Tonröhrchen

Données du produit

Fil de fer zingué avec tubes en argile

ART.-NR.	LÄNGE	GEWICHT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	LONGUEUR	POIDS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.1103.01	50 mm	33 g	1	2.75	1.90
13.1103.02	60 mm	39 g	1	2.85	1.90
13.1103.04	80 mm	51 g	1	3.30	2.25

Schutzplatten *Plaque de protection*



Produktinformationen

Aus Glaskeramik

- Ideal für die Verwendung mit Brennern
- Gleichmässige Wärmeverteilung
- Ausgezeichneter Energietransfer
- Platten können entweder mit Quadrapods oder mit Plattenhaltern verwendet werden
- Temperatur: -200 bis +700 °C

Données du produit

En vitrocéramique

- *Particulièrement adaptés aux brûleurs*
- *Répartition de la chaleur uniforme*
- *Excellent transfert d'énergie*
- *Les boîtes peuvent être utilisées soit avec des quadripodes, soit avec des supports pour boîtes*
- *Température : de -200 à +700 °C*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.3821.53	135 x 135 mm	1	32.60	23.30
13.3821.57	155 x 155 mm	1	34.80	24.80
13.3821.58	175 x 175 mm	1	40.70	29.00

mikrozid® universal liquid Desinfektionsreiniger | *Détergent désinfectant*



Produktinformationen

- Gering alkoholische Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen
- Zur Desinfektion empfindlicher Kommunikationsgeräte geeignet
- Dermatologisch getestet
- Gebrauchsfertig

Données du produit

- *Spray mousse détergent-désinfectant à action rapide avec une faible teneur en alcool. Idéal pour tous types de surface et les dispositifs médicaux*
- *Bonne compatibilité avec tous types de matériaux*
- *Testé dermatologiquement*
- *Prêt à l'emploi*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.4487.10	1 l Flasche <i>Bouteille de 1 l</i>	1	32.05	19.90
18.4487.11	5 l Kanister <i>Bidon de 5 l</i>	1	230.60	143.00

Mucaso[®] Universalreiniger | *Détergents universales*



Produktinformationen

- Flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für das Tauch- und Ultraschallbad
- Universell einsetzbarer Reiniger für Laborgeräte und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall
- Ersetzt Chromschwefelsäure, ist frei von Chlor und Ätzalkalien, ungiftig, nicht aggressiv & biologisch abbaubar

Données du produit

- *Détergent alcalin liquide pour les bains de trempage ou à ultrasons*
- *Détergent universel pour le nettoyage des appareils de laboratoire et instruments en verre, porcelaine, matière plastique, caoutchouc et métal*
- *Remplace l'acide sulfochromique, il est exempt de chlore et d'alcalins caustiques, non toxique, non agressif et il est biodégradable*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.5000.02	2l Flasche <i>Bouteille de 2 l</i>	1	162.15	114.00
18.5000.05	5l Kanister <i>Bidon de 5 l</i>	1	301.95	173.00

Mucocit[®]-T Desinfektionsreiniger | *Détergent désinfectant*



Produktinformationen

- Besonders geeignet für empfindliche Geräte
- Frei von Phosphaten, Aldehyden, Phenolen und Chlorverbindungen
- Angenehm frischer Duft
- Geeignet für Geräte aus Edelstahl, Aluminium, PE, PS, ABS, PMMA (Plexiglas), POM, PET, PA, EPDM, FKM und PUR

Données du produit

- *Convient particulièrement aux appareils fragiles*
- *Sans phosphates, aldéhydes, phénols et composés chlorés*
- *Odeur fraîche agréable*
- *Adapté aux appareils en acier inoxydable, aluminium, PE, PS, ABS, PMMA (plexiglas), POM, PET, PA, EPDM, FKM et PUR*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.4490.02	5l Kanister <i>Bidon de 5 l</i>	1	516.90	320.00

Acetonitril für UV, IR,
HPLC, ACS
*Acétonitrile pour UV, IR,
HPLC, ACS*



Wasser für UHPLC
Supergradient
*Eau pour UHPLC
Supergradient*



Methanol für UHPLC
Supergradient, ACS
*Méthanol pour UHPLC
Supergradient, ACS*



Acetonitril für UHPLC
Supergradient, ACS
*Acétonitrile pour UHPLC
Supergradient, ACS*



Produktinformationen

- Summenformel: CH₃CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: H₂O
- CAS-Nr.: 7732-18-5
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: CH₃OH
- CAS-Nr.: 67-56-1
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: CH₃CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 5 l Aluminium-Flasche

Données du produit

- *Formule : CH₃CN*
- *No. CAS : 75-05-8*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

Données du produit

- *Formule : H₂O*
- *No. CAS : 7732-18-5*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

Données du produit

- *Formule : CH₃OH*
- *No. CAS : 67-56-1*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

Données du produit

- *Formule : CH₃CN*
- *No. CAS : 75-05-8*
- *Bouteille en aluminium de 5 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
361881.1612	254.40	42.10

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
221074.1612	60.60	35.75

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
221091.1612	95.35	56.20

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
221881.0314	527.25	310.70

Acetonitril für LC-MS
Acétonitrile pour LC-MS

Tetrahydrofuran für UV,
IR, HPLC, GPC
*Tétrahydrofuranne pour
UV, IR, HPLC, GPC*

Dimethylsulfoxid für UV,
IR, HPLC, GPC
*Diméthylsulfoxyde pour
UV, IR, HPLC, GPC*

Acetonitrile,
CHROMASOLV™ LC-MS
*Acétonitrile pour UHPLC
Supergradient, ACS*



CH₃CN

Produktinformationen

- Summenformel: CH₃CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 1 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: C₄H₈O
- CAS-Nr.: 109-99-9
- 1 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: C₂H₆OS
- CAS-Nr.: 67-68-5
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: CH₃CN
- CAS-Nr.: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule* : CH₃CN
- *No. CAS* : 75-05-8
- *Bouteille de verre de* 1 l

Données du produit

- *Formule* : C₄H₈O
- *No. CAS* : 109-99-9
- *Bouteille de verre de* 1 l

Données du produit

- *Formule* : C₂H₆OS
- *No. CAS* : 67-68-5
- *Bouteille de verre de* 2.5 l

Données du produit

- *Formule* : CH₃CN
- *No. CAS* : 75-05-8
- *Bouteille de verre de* 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
701881.1611	160.45	94.55

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
361736.1611	180.90	106.60

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
361954.1612	396.90	233.90



ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34967-2.5L	578.20	144.70

Wasser, CHROMASOLV™
LC-MS
Eau, CHROMASOLV™
LC-MS

Methanol,
CHROMASOLV™ LC-MS
Méthanol,
CHROMASOLV™ LC-MS

2-Propanol,
CHROMASOLV™ LC-MS
2-Propanol,
CHROMASOLV™ LC-MS

Tetrahydrofuran,
CHROMASOLV™ Plus,
for HPLC, inhibitor-free,
= 99.9 %



Produktinformationen

- Summenformel: H₂O
- CAS-Nr.: 7732-18-5
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: CH₄O
- CAS-Nr.: 67-56-1
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: C₃H₈O
- CAS-Nr.: 67-63-0
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: C₄H₈O
- CAS-Nr.: 109-99-9
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- Formule : H₂O
- No. CAS : 7732-18-5
- Bouteille de verre de 2.5 l

Données du produit

- Formule : CH₄O
- No. CAS : 67-56-1
- Bouteille de verre de 2.5 l

Données du produit

- Formule : C₃H₈O
- No. CAS : 67-63-0
- Bouteille de verre de 2.5 l

Données du produit

- Formule : C₄H₈O
- No. CAS : 109-99-9
- Bouteille de verre de 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
39253-2.5L	75.20	66.35

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34966-2.5L	125.75	22.80

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34965-2.5L	225.70	98.90





ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34865-2.5L	561.40	56.65

Dimethyl sulfoxide, ACS
Reagent, = 99.9 %

Phosphoric acid, for HPLC,
85-90 %

Ammonium acetate

Sodium acetate, for HPLC,
= 99.0 %



Produktinformationen

- Summenformel: $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$
- CAS-Nr.: 67-68-5
- 1 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: H_3PO_4
- CAS-Nr.: 7732-18-5
- 100 ml Plastikflasche

Produktinformationen

- Summenformel: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot \text{H}_3\text{N}$
- CAS-Nr.: 631-61-8
- 250 g Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: CH_3COONa
- CAS-Nr.: 127-09-3
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- Formule : $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$
- No. CAS : 67-68-5
- Bouteille de verre de 1 l

Données du produit

- Formule : H_3PO_4
- No. CAS : 7732-18-5
- Bouteille en plastique de 100 ml

Données du produit

- Formule : $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot \text{H}_3\text{N}$
- No. CAS : 631-61-8
- Bouteille de verre de 250 g

Données du produit

- Formule : CH_3COONa
- No. CAS : 127-09-3
- Bouteille de verre de 2.5 g

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
472301-1L	242.95	197.40

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
79606-100ML	50.15	20.40

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
17836-250G	468.40	232.45

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
71185-250G	319.70	276.40

NEW

Kalibrierstandards TOC Etalons COT



Produktinformationen

Die Total Organic Carbon (TOC) Standards werden aus hochreinen Rohstoffen hergestellt und eignen sich für die Kalibrierung von TOC-Analysegeräten mit hoher Genauigkeit.

Données du produit

Les solutions étalons du Carbone Organique Total (COT) conviennent pour l'étalonnage des appareils d'analyse de COT de haute précision.

ART.-NR.	KONZENTRATION	GENAUIGKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CONCENTRATION	PRÉCISION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
50.TOC5	5 ppm	5 %	1	134.60	73.30
50.TOC10	10 ppm	5 %	1	134.60	73.30
50.TOC15	15 ppm	5 %	1	134.60	73.30
50.TOC20	20 ppm	5 %	1	181.65	99.00
50.TOC25	25 ppm	5 %	1	181.65	99.00
50.TOC30	30 ppm	5 %	1	249.00	135.65
50.TOC50	50 ppm	5 %	1	134.60	73.30
50.TOC100	100 ppm	1 %	1	134.60	73.30
50.TOC250	250 ppm	1 %	1	134.60	73.30
50.TOC500	500 ppm	1 %	1	134.60	73.30
50.TOC750P	750 ppm	0.5 %	1	270.85	147.55
50.TOC1M	1'000 ppm	0.5 %	1	181.65	99.00
50.TOC2M	2'000 ppm	0.5 %	1	134.60	73.30
50.TOC5M	5'000 ppm	0.5 %	1	249.00	135.65

NEW

Standards für Dichte, kinematische und dynamische Viskosität Etalons pour densité, viscosité cinématique et dynamique



Produktinformationen

Zum Kalibrieren, Kontrollieren oder Validieren aller Arten von Viskosimetern, einschliesslich Kapillar-, Auslaufbecher-, Rotations-, Kugelfall-, Fall-, Steig- und Vibrationsviskosimetern.

Données du produit

Pour étalonner, contrôler ou valider toutes sortes de viscosimètres : Viscosimètres à capillaire, coupes d'écoulement, rotatifs, à chute de bille, chute/élévation d'objet et vibrants.

ART.-NR. TYP	DICHTE	VISKOSITÄTEN	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART TYPE	DENSITÉ	VISCOSITÉS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
50.REVISC-N10	0.84	DYN: 18.00 KIN/CIN: 22.00	1	294.45	162.55
50.REVISC-N100	0.87	DYN: 280.00 KIN/CIN: 320.00	1	294.45	162.55
50.REVISC-N250	0.84	DYN: 660.00 KIN/CIN: 790.00	1	294.45	162.55
50.REVISC-N35	0.87	DYN: 76.00 KIN/CIN: 88.00	1	294.45	162.55
50.REVISC-N75	0.83	DYN: 170.00 KIN/CIN: 210.00	1	161.80	89.30
50.REVISC-S20	0.84	DYN: 36.00 KIN/CIN: 43.00	1	161.80	89.30
50.REVISC-S200	0.84	DYN: 460.00 KIN/CIN: 540.00	1	161.80	89.30
50.REVISC-S60	0.86	DYN: 140.00 KIN/CIN: 160.00	1	161.80	89.30