

HUBERLAB.

committed to science

GÜLTIG BIS
VALABLE JUSQU'AU

31.10.2021

NEW

#3

I LOVE DEALS

Entwickelt für Spezialisten | *Développé pour les spécialistes*

www.huberlab.ch



- 1 Besuchen Sie unseren eShop: www.huberlab.ch
Veuillez visiter notre shop en ligne : www.huberlab.ch
- 2 Klicken Sie in der Navigation auf «DEALS, NEUHEITEN & SALE»
Cliquez dans la navigation sur «DEALS, NOUVEAUTÉS & SOLDES»
- 3 Jetzt können Sie alle Deals und Neuheiten in Ruhe durchstöbern
Vous pouvez désormais parcourir à votre guise tous les produits de Deals

PREISE GÜLTIG BIS 31.10.2021

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST.

Lieferung franko Haus via eShop ab CHF 150.00 | Andere Bestellwege ab CHF 300.00.

Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Aesch | August 2021

PRIX VALABLE JUSQU'AU 31.10.2021

Prix nets en CHF, TVA non comprise.

Livraison gratuite via la boutique en ligne à partir de 150.00 CHF | Autres modes de commande à partir de 300.00 CHF.

Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

Aesch | Août 2021

NEW

Kurzgewindeflaschen ND9 Bouteilles à filetage court ND9	6
Mikroinserte Microinserts	7
Kurzgewindeverschlüsse Blocages de filets courts	7
Rollrandflaschen ND11 Bouteilles à bord roulé ND11	8
Mikroflaschen Microbouteilles	8
Mikroinserte Microinserts	9
Aluminium Bördelverschlüsse Bouchons évasés en aluminium	9
Magnetische Bördelverschlüsse Bouchons évasés magnétiques	9
Headspace Flaschen ND18 + ND20 Bouteilles Headspace ND18 + ND20	10
fluidlab R-300 & acella fluidlab R-300 & acella	13
Smart Healthy Caps – Analytical HPLC System	16
Smart Waste Caps – GL45	18

DEALS

Serologische Pipetten CELLSTAR® Pipettes sérologiques CELLSTAR®	20
Petrischalen Boîtes de Petri	21
Kanister mit UN-Zulassung Jerrycanes conforme UN	21
Vernichtungsbeutel Biohazard Sacs à destruction Biohazard	22
Original Schüttler Vortex Genie 2 Agitateur Vortex Genie 2 original	22
Ultraschallreinigungsgerät SW 3 H Bains à ultrasons SW 3 H	23
Laborflaschen Protect Bouteilles de laboratoire Protect	24
Mehrals-HPLC-Flaschen Bouteilles à Goulot Multiple CLHP	24
Bechergläser niedrige Form Bécher en verre forme basse	25
Bechergläser hohe Form Bécher en verre forme haute	26
Erlenmeyerkolben weithalsig Fioles Erlenmeyer en verre à col large	26
Erlenmeyerkolben enghalsig Fioles Erlenmeyer en verre à col étroit	27
Erlenmeyerkolben mit ISO Gewinde Fioles Erlenmeyer avec filetage	27
Entris® II Laborwaagen Entris® II Balances de laboratoire	28
Mechanische Pipetten Tacta® Mechanical Pipettes Tacta®	31
Konstantklimaschränke KBF P Chambres climatiques KBF P	32
Konstantklimaschrank KBF LQC Chambres climatiques KBF LQC	33
Brutschränke Serie BD und BF Avantgarde.Line Incubateurs série BD et BF Avantgarde.Line	34
Selektive Nährmedien PMM Milieux nutritifs sélectifs PMM	35
RX 5 T Händedesinfektionsgerät Dispositif de désinfection des mains	36
IMP Touchless & Touchless XT Desinfektionsmittelspender Distributeur de désinfectant	36
Hygiene-Station E AFP Station hygiénique E AFP	37
VF IMP T A Touchless Verschlussblende Plaqué de fermeture	37
Wandhalterung für Handschuhbox Support mural pour boîtes de gants	37
IMP ELS A/24 Desinfektionsmittelspender Distributeur de désinfectant	38
IMP T A/24 Desinfektionsmittelspender Distributeur de désinfectant	38
neodisher® weigoman® pure	39
Haut- und Hände- Desinfektionsmittel Désinfectant pour la peau et les mains	39
Baktolin® sensitive Waschlotion Baktolin® sensitive lotion de lavage	39

NEW

TOP NEUHEITEN

✓ Sichere Verschlusstechnik von Chromatographie- und Pharmapackmitteln

- Höchste Herstellerqualität
«Made in Germany»
- Grosse Autosamplerkompatibilität
- Innovatives Produktsortiment

TOP NOUVELLES

✓ Technologie de fermeture sécurisée pour les matériaux d'emballage de chromatographie et de produits pharmaceutiques

- La plus haute qualité de fabrication
« Made in Germany »
- Grande compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Une gamme de produits innovante

New Products




ERFAHRUNG, WISSEN, KOMPETENZ & HÖCHSTE QUALITÄT

Neu finden Sie in unserem Sortiment Probenvials (Klarglas und Braunglas) sowie passende Verschlüsse für zahlreiche Autosampler, welche selbstverständlich einem hohen Qualitätsstandard entsprechen.

EXPÉRIENCE, CONNAISSANCE, COMPÉTENCE ET QUALITÉ MAXIMALE

Nouveauté dans notre assortiment, vous trouverez des bouteilles d'échantillons (en verre clair et en verre brun) ainsi que des bouchons adaptés à de nombreux échantillonneurs automatiques, qui répondent bien sûr à un standard de qualité élevé.



TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL Kurzgewindeflaschen ND9

Produktinformationen

Universell einsetzbar auf praktisch allen Autosamplern, damit Rationalisierung anderer 1.5 ml Flaschentypen, z.B. 11 mm Rollrandflaschen, 8 - 425 und 10 - 425 Gewindeflaschen, möglich ist.

Geeignet für die Autosamplern:
Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian, VWR | Merck Hitachi und Waters®

BILD IMAGE	ART.-NR. No. D'ART.	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	VOL. VOL.	FARBE COULEUR	BODEN FOND	MENGE QUANTITÉ	PREISE PRIX	DEALS DEALS
	8.0901.96	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung <i>1.hydrol. classe, ouverture large</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	103.50	82.80
	8.0901.97	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	110.40	88.30
	8.0901.88	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	117.30	93.85
	8.0903.63	«Top Bonded» Integrierter 0.2 ml Mikro-einsatz, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	874.00	699.20
	8.0906.82	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikro-einsatz, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	448.50	358.80
	8.0906.83	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikro-einsatz, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	632.50	506.00
	8.0911.22	Total Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court total Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	0.9 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	1'207.50	966.00
	8.0908.63	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar <i>clair</i>	solider Glassfuss <i>base en verre solide</i>	1'000	598.00	478.40
	8.0908.64	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	braun <i>brun</i>	solider Glassfuss <i>base en verre solide</i>	1'000	644.00	515.20
	8.0903.65	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar <i>clair</i>	–	1'000	621.00	496.80


TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION Bouteilles à filetage court ND9

Données du produit

Utilisation universelle sur pratiquement tous les passeurs d'échantillons pour permettre la rationalisation d'autres types de flacons de 1,5 ml, par exemple les flacons à bord roulé de 11 mm, les flacons filetés 8 - 425 et 10 - 425.

Convient aux échantillonneurs automatiques :
Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian, VWR | Merck Hitachi et Waters®

Mikro-einsätze | *Microinserts*



Detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Mikro-einsätzen finden Sie auf der nachfolgenden Seite
Vous trouverez des informations détaillées sur les différents micro-inserts à la page suivante

Kurzgewindeverschlüsse | *Blocages de filets courts*

BILD IMAGE	ART.-NR. No. D'ART.	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	VOL. VOL.	FARBE COULEUR	BODEN FOND	MENGE QUANTITÉ	PREISE PRIX	DEALS DEALS
	8.0907.75	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, transparent, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	–	–	–	1'000	172.50	138.00
	8.0907.76	PP SK, blau, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, bleu, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	–	–	–	1'000	172.50	138.00
	8.0907.77	PP SK, rot, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, rouge, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	–	–	–	1'000	172.50	138.00
	8.0906.61	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, transparent, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	–	–	–	1'000	195.50	156.40
	8.0901.59	PP SK, blau, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, bleu, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	–	–	–	1'000	195.50	156.40
	8.0906.66	PP SK, rot, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, rouge, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	–	–	–	1'000	195.50	156.40
	8.0906.62	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, transparent, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	–	–	–	1'000	310.50	248.40
	8.0901.87	PP SK, blau, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, bleu, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	–	–	–	1'000	310.50	248.40
	8.0906.67	PP SK, rot, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, rouge, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	–	–	–	1'000	310.50	248.40

... Weitere Varianten finden Sie online | *Vous trouverez d'autres variantes en ligne*

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL

Rollrandflaschen ND11







Produktinformationen

- Standardflaschen für die GC und HPLC
- Auf Anfrage können auch Flaschen mit vorverbördelten Verschlüssen geliefert werden
- Grosse Auswahl an passenden Standardbördelverschlüssen, Mikroinserten sowie passende Verschluss-, - und Öffnungswerkzeuge



Geeignet für die Autosampler:

Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Varian, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR

Rollrandflaschen | *Bouteilles à bord roulé*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.1101.76	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung <i>1.hydrol. classe, ouverture large</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	96.60	77.30
	8.1101.98	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	103.50	82.80
	8.1101.99	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	110.40	88.30
	8.1103.22	«Top Bonded» Integrierter 0.2 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe, ouverture larg</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	851.00	680.80
	8.1106.80	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	598.00	478.40
	8.1106.81	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	609.50	487.60

Mikroflaschen | *Microbouteilles*

	8.1103.66	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.9 ml	klar <i>clair</i>	konisch <i>conique</i>	1'000	506.00	404.80
	8.1103.67	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar <i>clair</i>	konisch <i>conique</i>	1'000	506.00	404.80

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION

Bouteilles à bord roulé ND11





Données du produit

- *Bouteilles standard pour GC et HPLC*
- *Des bouteilles avec des fermetures pré-briées peuvent être fournies sur demande*
- *Grand choix de capsules à sertir standard appropriées, de micro-inserts ainsi que d'outils de capsulage et d'ouverture adaptés*





Convient aux échantillonneurs automatiques :

Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Varian, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR



Mikroinserte | *Microinserts*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0602.18	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.25 ml	klar <i>clair</i>	15 mm Spitze <i>Pointe de 15 mm</i>	1'000	195.50	156.40
	8.0602.32	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.25 ml	klar <i>clair</i>	mit Polymerfuss <i>avec base polymère</i>	1'000	552.00	441.60
	8.0603.61	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.30 ml	braun <i>brun</i>	12 mm Spitze <i>Pointe de 12 mm</i>	1'000	195.50	156.40
	8.0603.62	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.35 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	156.40	125.10

Aluminium Bördelverschlüsse | *Bouchons évasés en aluminium*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.1103.36	farblackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	103.50	82.80
	8.1107.89	farblackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	149.50	119.60
	8.1101.72	farblackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1.3 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1.3 mm</i>	1'000	218.50	174.80
	8.1101.30	farblackiert, 5.5 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1.3 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 55° shore A, Épaisseur 1.3 mm</i>	1'000	149.50	119.60

Magnetische Bördelverschlüsse | *Bouchons évasés magnétiques*

	8.1107.98	silber lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué argenté, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	379.50	303.60
	8.1107.15	silber lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué argenté, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	448.50	358.80

... Weitere Varianten finden Sie online | *Vous trouverez d'autres variantes en ligne*

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL Headspace Flaschen ND18 + ND20

Produktinformationen

Die Zeiten in denen Feingewindflaschen vornehmlich auf Geräten mit magnetischem Transportmechanismus verwendet wurden sind vorbei. Um Schwierigkeiten und Risiken eines Bördelprozesses auszuschliessen, sind Instrumentenhersteller bestrebt, den Verschliessvorgang der Probenflasche und die damit verbundene Dichtigkeit sicherer und reproduzierbarer zu gestalten.

- Universell für Headspace + SPME einsetzbare Flaschen
- Im Vergleich zu den Bördelkappen dünneren Dichtscheiben, die leichter und Nadel schonender zu penetrieren sind

Geeignet für die Autosampler:

Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, HTA, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, Tekmar

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION Bouteilles Headspace ND18 + ND20





Données du produit

L'époque où les bouteilles à fil fin étaient principalement utilisées sur les instruments dotés de mécanismes de transport magnétiques est révolue. Afin d'éliminer les difficultés et les risques d'un processus de bridage, les fabricants d'instruments s'efforcent de rendre le processus de fermeture du flacon d'échantillon et l'étanchéité associée plus sûrs et plus reproductibles.

- Bouteilles universellement applicables pour l'espace de tête + SPME
- Disques d'étanchéité plus minces que les capsules à sertir, qui sont plus faciles et plus doux à pénétrer pour l'aiguille

Convient aux échantillonneurs automatiques : Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, HTA, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, Tekmar

Headspace Feingewindflaschen | Bouteilles à filetage fin

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.1802.33	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	10 ml	klar clair	gerundeter Boden fond rond	1'000	276.00	220.80
	8.1802.34	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	20 ml	klar clair	gerundeter Boden fond rond	1'000	322.00	257.60
	8.1805.75	Magnetische Schraubkappe, 8 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1.3 mm Bouchon à vis magnétique, trou de 8 mm, 45° shore A, Épaisseur 1.3 mm		Silicon blau transparent PTFE weiss Silicone bleu transparent PTFE blanc		1'000	632.50	506.00
	8.1801.77	Magnetische Schraubkappe, 8 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1.5 mm Bouchon à vis magnétique, trou de 8 mm, 55° shore A, Épaisseur 1.5 mm		Silicon weiss PTFE blau Silicone blanc PTFE bleu		1'000	747.50	598.00

Headspace Rollrandflaschen | Bouteilles à bord roulé











BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.2003.02	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	10 ml	klar clair	gerundeter Boden fond rond	1'000	264.50	211.60
	8.2002.37	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	20 ml	klar clair	gerundeter Boden fond rond	1'000	276.00	220.80

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.2007.12	Magnetische Bördelkappe, 8 mm Loch, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon à vis magnétique, trou de 8 mm, 45° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon blau transparent PTFE weiss Silicone bleu transparent PTFE blanc		1'000	540.50	432.40
	8.2002.15	Magnetisch-Bimetall-Kappe, 8 mm Loch, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon de torche magnétique, trou de 8 mm, 45° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon weiss PTFE blau Silicone blanc PTFE bleu		1'000	609.50	487.60

Headspace Rollrandflaschen | Bouteilles à bord roulé

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.2002.38	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	5 ml	klar clair	gerundeter Boden fond rond	1'000	230.00	184.00
	8.2002.39	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	20 ml	klar clair	gerundeter Boden fond rond	1'000	287.50	230.00
	8.2002.48	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 50° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Formscheibe Butyl PTFE grau Rondelle façonnée Butyl PTFE gris		1'000	299.00	239.20
	8.2002.49	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 50° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Pharma-Fix-Scheibe Butyl/PTFE Laveuse Pharma-Fix Butyle/PTFE		1'000	391.00	312.80
	8.2002.44	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon blau transparent PTFE weiss Silicone bleu transparent PTFE blanc		1'000	483.00	386.40
	8.2006.41	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon weiss PTFE blau Silicone blanc PTFE bleu		1'000	448.50	358.80

... Weitere Varianten finden Sie online | Vous trouverez d'autres variantes en ligne



New Products

acella

Die anvaajo acella Glasprobenträger wurden speziell für mikroskopische Analysen mit dem fluidlab R-300 entwickelt

Les porte-échantillons en verre acella anvaajo ont été spécialement conçus pour les analyses microscopiques avec le fluidlab R-300



fluidlab R-300

«Field-of-View» 5.3 mm²

Viability färbungsfrei messen
Mesurer la viabilité sans coloration

Assistenten für automatische Kalibrierkurven
Assistants pour automatique courbes de calibrage

12.8 x 9.4 x 3.3 cm

0.24 KG

ZELLZÄHLER UND SPEKTROMETER IN EINEM GERÄT

Das **fluidlab R-300** ist das kleinste portable Laborgerät auf dem Markt, das einen automatischen Zellzähler mit einem vollwertigen Spektrometer kombiniert. Mittels digitaler holografischer Mikroskopie und Deep Learning Algorithmen können Viabilitätsmessungen und automatisierte Zellzählungen färbungsfrei bestimmt werden. Das kompakte Spektrometer (375-700nm) vereinfacht Extinktions- und Kinetikmessungen sowie Quantifizierungen.

COMPTEUR DE CELLULES ET SPECTROMÈTRE EN UN SEUL APPAREIL

Le fluidlab R-300 est le plus petit instrument de laboratoire portable sur le marché qui combine un compteur de cellules automatique et un spectromètre à part entière. Grâce à la microscopie holographique numérique et à des algorithmes d'apprentissage profond, il est possible de déterminer des mesures de viabilité et de comptage cellulaire automatisés sans coloration. Le spectromètre compact (375-700nm) simplifie les mesures et les quantifications absorption et de cinétique.



TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL acella – Probenträger

Produktinformationen

acella ist ein proprietäres Probenträgerformat aus Glassubstrat. Durch die geringen Messkammerhöhen eignet sich acella hervorragend für mikroskopische Anwendungen wie Zellzählung oder Partikelklassifizierung. Die acella 100 (100 µm Messkammerhöhe und 20 µL Volumen) ist der optimale Probenträger für Ihre Zellzählung und Viabilitätsmessung. Die kleineren Grössen 50 und 20 (mit 10 µL bzw. 4 µL) können verwendet werden, wenn geringere Volumina benötigt werden oder als Optimierung für kleinere Zelltypen. Bitte überprüfen Sie die Ergebnisse Ihrer Zellzählung jedoch sorgfältig auf Linearität und korrekte Ergebnisse, da die kleineren Kammerhöhen Einfluss auf die Zellgrößen, die Viskosität aufgrund der adhärenen Eigenschaften und unterschiedliche Cut-offs haben können.

Anwendungsbereiche

- Mikroskopische Analyse von Zellen

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	17.0002.35	acella 20 20 µm	1	66.15	56.20
	17.0002.36	acella 50 50 µm	1	66.15	56.20
	17.0002.37	acella 100 100 µm	1	66.15	56.20

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION acella – Portefeuille d'échantillons

Données du produit

acella est un format propriétaire de porte-échantillon composé de substrat de verre. Grâce à la faible hauteur de la chambre de mesure, l'acella convient parfaitement aux applications microscopiques telles que le comptage cellulaire ou la classification des particules. L'acella 100 (chambre de mesure de 100 µm de hauteur et 20 µL volume) est le support d'échantillon optimal pour vos mesures de comptage et de viabilité cellulaire. Les plus petites tailles 50 et 20 (avec 10 µL et 4 µL respectivement) peuvent être utilisées lorsque de plus petits volumes sont nécessaires ou comme optimisation pour des types de cellules plus petits. Cependant, veuillez vérifier soigneusement la linéarité et l'exactitude des résultats de votre comptage cellulaire, car les hauteurs de chambre plus petites peuvent avoir une influence sur la taille des cellules, la viscosité due aux propriétés d'adhérence et les différentes coupures.

Applications

- Analyse microscopique des cellules

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL fluidlab R-300

Produktinformationen

Das fluidlab R-300 ist das kleinste, komfortabelste Laborgerät auf dem Markt. Es kombiniert ein vollwertiges Spektrometer mit einem automatischen Zellzähler. Seine intuitive Bedienung und seine präzisen Ergebnisse machen das fluidlab R-300 zum Laborgerät der Zukunft. Sowohl mit Standard-Küvetten als auch mit Glas-Probenträgern von anvajo können eine Vielzahl von Analysen wie Extinktion, automatische Zellzählung und färbungsfreie Viabilitätsmessungen durchgeführt werden.

Bedienbarkeit

- Messungen direkt unter der Clean Bench
- Portable Nutzung durch geringe Grösse und Gewicht
- Intuitive Bedienung: In drei Schritten von der Probenentnahme zum Ergebnis

Zellzähler

- Färbungsfreie Differenzierung lebender und toter Zellen
- Anzeige der Grössenverteilung der Zellen und Möglichkeit zum Gating
- Grosses Field of View (5,3mm²) für eine hohe statistische Sicherheit
- Geringe Probenmenge

Spektrometer

- Ansicht des gesamten Spektrums im Bereich 375 nm – 700 nm
- Erstellen & Speicherung von Kalibrierungskurven für die automatische Probenquantifizierung
- Analyse von Reaktionskinetiken
- Nutzung verschiedener Küvetten

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEAL
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
	17.0002.30	fluidlab R-300	1	5'586.00	4'748.10

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION fluidlab R-300

Données du produit

Le fluidlab R-300 est l'instrument de laboratoire le plus petit et le plus pratique du marché. Il combine un spectromètre avec un compteur automatique de cellules. Son utilisation intuitive et ses résultats précis font du fluidlab R-300 l'instrument de laboratoire du futur. Les cuvettes standard et les porte-échantillons en verre d'anvajo peuvent être utilisés pour effectuer une variété d'analyses telles que l'absorbance, le comptage automatique des cellules et les mesures de viabilité sans coloration.

Facilité d'utilisation

- Mesure directement sur le banc propre du laboratoire
- Utilisation portable en raison de sa petite taille et de son poids
- Fonctionnement intuitif : de l'échantillonnage au résultat en trois étapes

Compteur de cellules

- Différenciation sans teintures des cellules vivantes et mortes
- Affichage de la distribution de la taille des cellules et possibilité de manipulation des intervalles (gating)
- Grand champ de vision (5,3 mm²) pour une fiabilité statistique élevée
- Volume minimale de l'échantillon

Spektromètre

- Vue de l'ensemble du spectre sur un intervalle de 375 nm - 700 nm
- Création et stockage de courbes d'étalonnage pour la quantification automatique des échantillons
- Analyse de la cinétique des réactions chimiques
- Utilisation de différentes cuvettes

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL

Smart Healthy Caps – Analytical HPLC System

Produktinformationen

Smart Healthy Caps sind die Antwort auf die modernen Sicherheitsvorschriften im Labor. Sie sind aus inertem, chemikalienbeständigen Material gefertigt. Die Verwendung eines Einweg-Luftrückschlagventils ermöglicht eine kostengünstige und sichere Lösungsmittelextraktion in Ihrem Labor.

- Keine Lösungsmittelverdunstung
- Halten Sie Ihre Konzentration über mehrere Tage hinweg genau
- Keine externe Kontamination der mobilen Phase

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION

Smart Healthy Caps – Système HPLC Analytique

Produktinformationen

Les capsules Smart Healthy Caps sont la réponse aux règles modernes de sécurité des laboratoires. Ils sont fabriqués en matériaux inertes et résistants aux produits chimiques. L'utilisation d'un clapet anti-retour permet une extraction par solvant rentable et sûre dans votre laboratoire.

- Pas d'évaporation de solvant
- Maintenez une concentration précise sur plusieurs jours
- Pas de contamination externe de la phase mobile



Gewindtyp GL45 mit Luftrückschlagventil

Smart Healthy Caps für GL45- oder DURAN®-Typen sind in Laboren am weitesten verbreitet. Sie werden mit universellem Kapillaranschluss (Aussen-Ø 1/8" bis 1/16") und Luftrückschlagventil geliefert.



GL45-Gewinde mit Absperrhahn (-V)

GL45 Smart Healthy Caps mit einem Absperrhahn bieten mehr Flexibilität, ohne Luftblasen im Inneren des Schlauchs. Sie werden mit 1/8" Anschlüssen (Aussen-Ø 3.2 mm) geliefert.



Schliffhals mit Luftrückschlagventil (-EM)

Smart Healthy Caps mit Schliffhals 29/32 sind für Schliffhalsflaschen geeignet. Sie werden mit universellem Kapillaranschluss (Aussen-Ø 1/8" - 1/16") geliefert.



GL 45 Gewinde mit Septum (-SEPT)

Die Smart Healthy Caps Septum bieten Ihnen die Möglichkeit, jederzeit ein Volumen an Lösungsmittel oder Reagenzien Ihrer Wahl zuzuführen oder zu entnehmen.

Col rodé avec soupape (-EM)

Les Smart Healthy Caps col rodé 29/32 pour fioles rodées sont livrés avec leurs raccords universels 2 en 1 (1/8" diamètre extérieur 3.2 mm).

Bouchon GL45 avec vanne d'arrêt (-V)

Les bouchons GL45 avec vanne d'arrêt offrent plus de flexibilité, sans bulles d'air à l'intérieur du tube. Les bouchons SHC sont livrés avec leurs raccords 1/8" (diamètre extérieur 3.2mm).

Col GL45 avec soupape de ventilation

Les Smart Healthy Caps pour col GL45 ou DURAN® sont les plus répandus dans les laboratoires. Les bouchons de sécurité sont livrés avec leurs raccords universels 2 en 1 (1/8" diamètre extérieur de 3.2 mm) et leur soupape de ventilation.

NEW



BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	93.SHC-V1	GL45 mit 1 Ausgang (1/8), mit Absperrung + 1 Luftventil GL45 avec 1 sortie (1/8), avec fermeture + 1 valve d'air	1	249.70	174.80
	93.SHC-1-SEPT	GL45 mit 1 Ausgang (1/8) mit 1 Septum + 1 Luftventil GL45 avec 1 sortie (1/8) avec 1 septum + 1 valve d'air	1	187.95	131.60
	93.SHC-1-EM	Für geschliffenen Hals (29/32 mm), 1 Ausgang (1/8) + 1 Luftventil Pour col de sol (29/32 mm), 1 sortie (1/8) + 1 valve d'air	1	163.75	114.60
	93.SHC-1	GL45 mit 1 Ausgang (1/8) + 1 Luftventil GL45 avec 1 sortie (1/8) + 1 valve d'air	1	106.65	74.70
	93.SHC-V2	GL45 mit 2 Ausgängen (1/8), mit Absperrung + 1 Luftventil GL45 avec 2 sorties (1/8), avec fermeture + 1 valve d'air	1	269.30	188.50
	93.SHC-2-SEPT	GL45 mit 2 Ausgängen (1/8) mit 1 Septum + 1 Luftventil GL45 avec 2 sorties (1/8) avec 1 septum + 1 valve d'air	1	192.05	134.45
	93.SHC-2-EM	Für geschliffenen Hals (29/32 mm), 2 Ausgänge (1/8) + 1 Luftventil Pour col de sol (29/32 mm), 2 sorties (1/8) + 1 valve d'air	1	163.75	114.60
	93.SHC-2	GL45 mit 2 Ausgängen (1/8) + 1 Luftventil GL45 avec 2 sorties (1/8) + 1 valve d'air	1	106.65	74.65
	93.SHC-V3	GL45 mit 3 Ausgängen (1/8), mit Absperrung + 1 Luftventil GL45 avec 3 sorties (1/8), avec fermeture + 1 valve d'air	1	288.90	202.20
	93.SHC-3-SEPT	GL45 mit 3 Ausgängen (1/8) mit 1 Septum + 1 Luftventil GL45 avec 3 sorties (1/8) avec 1 septum + 1 valve d'air	1	192.05	134.45
	93.SHC-3-EM	Für geschliffenen Hals (29/32 mm), 3 Ausgänge (1/8) + 1 Luftventil Pour col de sol (29/32 mm), 3 sorties (1/8) + 1 valve d'air	1	163.75	114.60
	93.SHC-3	GL45 mit 3 Ausgängen (1/8) + 1 Luftventil GL45 avec 3 sorties (1/8) + 1 valve d'air	1	117.80	82.45
	93.SHC-V4	GL45 mit 4 Ausgängen (1/8), mit Absperrung + 1 Luftventil GL45 avec 4 sorties (1/8), avec fermeture + 1 valve d'air	1	363.95	254.75
	93.SHC-4-EM	Für geschliffenen Hals (29/32 mm), 4 Ausgänge (1/8) + 1 Luftventil Pour col de sol (29/32 mm), 4 sorties (1/8) + 1 valve d'air	1	163.75	114.60
	93.SHC-4	GL45 mit 4 Ausgängen (1/8) + 1 Luftventil GL45 avec 4 sorties (1/8) + 1 valve d'air	1	117.80	82.45
	93.SHC-5	GL45 mit 5 Ausgängen (1/8) + 1 Luftventil GL45 avec 5 sorties (1/8) + 1 valve d'air	1	153.70	107.60
	93.SHC-6	GL45 mit 6 Ausgängen (1/8) + 1 Luftventil GL45 avec 6 sorties (1/8) + 1 valve d'air	1	162.15	113.50
	93.SHC-1-KIT4	Mobiles Phasen-Starterkit mit 4 SHC-1 Kit de démarrage de phase Mobil avec 4 SHC-1	1	417.80	292.45
	93.SHC-2-KIT4	Mobiles Phasen-Starterkit mit 4 SHC-2 Kit de démarrage de phase Mobil avec 4 SHC-2	1	417.80	292.45
	93.SHC-3-KIT4	Mobiles Phasen-Starterkit mit 4 SHC-3 Kit de démarrage de phase Mobil avec 4 SHC-3	1	417.80	292.45

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL

Smart Waste Caps – GL45

Produktinformationen

Ein Smart Waste Caps besteht aus einer luftdichten Kappe, die mit einer variablen Anzahl von Löchern versehen ist, um die aus dem HPLC-System austretenden Abwasserschläuche aufzunehmen. Das Hauptstück ist eine mit Aktivkohle gefüllte Kartusche, die an der Kappe befestigt ist. Dieser Filter ermöglicht die Absorption von 98 % der Lösemitteldämpfe, die durch die Lösemitteldose freigesetzt werden.

AIT France bietet ein breit gefächertes Sortiment an Aktivkohlepatronen für den Austritt von Eluenten- oder Lösungsmitteldämpfen; durch eine spezielle Imprägnierung der Kohle werden die Patronen zu einer hervorragenden Barriere gegen konzentrierte Säuren oder Basen.

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION

Smart Waste Caps – GL45

Produktinformationen

Le Smart Waste Cap est constitué d'un bouchon étanche percé d'un nombre variable d'entrées, afin d'accueillir les tubes d'effluents sortant du système HPLC. La pièce maîtresse est une cartouche remplie de charbon actif fixée sur le bouchon de sécurité. Elle absorbe 98% des vapeurs de solvants libérées par le bidon de solvant.

AIT France vous propose une gamme diversifiée de charbons actifs pour l'émission de vapeurs d'éluants de tous types : par imprégnation spéciale du charbon actif, les cartouches deviennent d'excellentes barrières aux acides ou aux bases concentrées.


















BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	93.SW45-KIT	Waste Solvant Starter Kit for GL45 Kit de démarrage Smart Waste Caps pour col GL 45 1 x 93.SW45-2-C-1L + 1 x 93.FC-100	1	224.40	157.10
	93.SW45-C-1L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 1 Leak (6-9 mm) GL45 avec 1 filetage pour cartouche de charbon actif et 1 leak (6-9mm)	1	126.00	88.20
	93.SW45-1-C	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 1 Eingang (1/8" oder 1/16") GL45 avec 1 entrée (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon actif	1	126.00	88.20
	93.SW45-2-C-2L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 2 Leaks (6-9 mm) GL45 avec 1 filetage pour cartouche de charbon actif et 2 leaks (6-9mm)	1	133.20	93.25
	93.SW45-2-C	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 2 Eingänge (1/8" oder 1/16") GL45 avec 2 entrées (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon actif	1	133.20	93.25
	93.SW45-3-C-3L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 3 Leaks (6-9 mm) GL45 avec 1 filetage pour cartouche de charbon actif et 3 leaks (6-9mm)	1	150.30	105.20
	93.SW45-3-C	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 3 Eingänge (1/8" oder 1/16") GL45 avec 3 entrées (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon actif	1	137.80	96.45
	93.SW45-4-C	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 4 Eingänge (1/8" oder 1/16") GL45 avec 4 entrées (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon actif	1	137.80	96.45
	93.SW45-5-C	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 5 Eingänge (1/8" oder 1/16") GL45 avec 5 entrées (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon actif	1	152.15	106.50

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	93.SW45-1-C-1L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 1 Eingang (1/8" oder 1/16") + 1 Leak (6-9 mm) GL45 avec 1 entrée (1/8" ou 1/16"), 1 filetage pour cartouche de charbon actif et 1 leak	1	126.00	88.20
	93.SW45-1-C-2L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 1 Eingang (1/8" oder 1/16") + 2 Leaks (6-9 mm) GL45 avec 1 entrée (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon actif et 2 leaks (6-9mm)	1	126.00	88.20
	93.SW45-1-C-3L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 1 Eingang (1/8" oder 1/16") + 3 Leaks (6-9 mm) GL45 avec 1 entrée (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon actif et 3 leaks (6-9mm)	1	148.00	103.60
	93.SW45-2-C-1L	GL45 mit 4 Ausgängen (1/8), mit Absperrung + 1 Luftventil GL45 avec 2 entrées (1/8" ou 1/16"), 1 filetage pour cartouche de charbon actif et 1 leak (6-9mm)	1	126.00	88.20
	93.SW45-2-C-2L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 2 Eingänge (1/8" oder 1/16") + 2 Leaks (6-9 mm) GL45 avec 2 entrées (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon et 2 leaks (6-9mm)	1	133.20	93.25
	93.SW45-2-C-3L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 2 Eingänge (1/8" oder 1/16") + 3 Leaks (6-9 mm) GL45 avec 2 entrées (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon et 3 leaks (6-9mm)	1	150.30	105.20
	93.SW45-3-C-1L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 3 Eingänge (1/8" oder 1/16") + 1 Leak (6-9 mm) GL45 avec 3 entrées (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon actif et 1 leak (6-9mm)	1	137.80	96.45
	93.SW45-4-C-1L	GL45 mit 1 Aktivkohlefilterbohrung + 4 Eingänge (1/8" oder 1/16") + 1 Leak (6-9 mm) GL45 avec 4 entrées (1/8" ou 1/16") et 1 filetage pour cartouche de charbon actif et 1 leak (6-9mm)	1	135.95	95.15



HUBERLAB. Green

Bereits heute enthalten viele unserer Produkte hohe Anteile an Recyclingfasern oder sind aus rezyklierten Werkstoffen hergestellt. Auf diese Weise werden diese Produkte strengen Umweltauforderungen gerecht.

Aujourd'hui déjà, beaucoup de nos produits contiennent une forte proportion de fibres recyclées ou sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ainsi, ces produits répondent à des exigences environnementales strictes.



Serologische Pipetten CELLSTAR® Pipettes sérologiques CELLSTAR®

Produktinformationen

Die Volumenkapazität der Pipetten wird durch eine negative Graduierung vergrößert. Die Pipetten sind mit einem Pipettenfarbcode gemäss den internationalen Standards versehen. Durch die Verwendung von hochwertigem Polystyrol wird maximale Transparenz gewährleistet. Das Haltbarkeitsdatum und die Lotnummer sind auf jeder Einzelverpackung aufgedruckt. Die Pipetten sind mit einem synthetischen Filter ausgestattet. Die synthetischen Filter schützen die Pipettierhilfe vor der Kontamination mit Flüssigkeiten und Aerosolen.

- Design der Pipettenspitze garantiert tropfenfreies Pipettieren
- Maximale Genauigkeit
- Klare, gut lesbare Graduierung
- Seitlich angebrachter kolorierter Längsstreifen bei den Pipetten vereinfacht das Ablesen des Volumens
- Hohe optische Transparenz
- Bulk-Verpackung, Papier/Kunststoff und Kunststoff/Kunststoff-Verpackung

ART.-NR.	VOL. ml	GRAD. ml	FARBE	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	GRAD. ml	COULEUR	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	Deals
7.604 107	1	1/100	gelb jaune	Bulk	1'000	159.30	127.45
7.604 160	1	1/100	gelb jaune	Kunststoff / Kunststoff Plastique / Plastique	1'000	207.40	165.90
7.604 181	1	1/100	gelb jaune	Papier / Kunststoff Papier / Plastique	1'000	212.80	170.25
7.606 107	5	1/10	blau bleu	Bulk	500	215.45	172.35
7.606 160	5	1/10	blau bleu	Kunststoff / Kunststoff Plastique / Plastique	200	77.60	62.10
7.606 180	5	1/10	blau bleu	Papier / Kunststoff Papier / Plastique	200	71.95	57.55
7.607 107	10	1/10	orange orange	Bulk	500	222.30	177.85
7.607 160	10	1/10	orange orange	Kunststoff / Kunststoff Plastique / Plastique	200	90.25	72.20
7.607 180	10	1/10	orange orange	Papier / Kunststoff Papier / Plastique	200	67.50	54.00
7.710 107	2	1/100	grün vert	Bulk	1'000	238.45	190.75
7.710 160	2	1/100	grün vert	Kunststoff / Kunststoff Plastique / Plastique	1'000	241.65	193.30
7.710 180	2	1/100	grün vert	Papier / Kunststoff Papier / Plastique	1'000	248.05	198.45
7.760 107	25	2/10	rot rouge	Bulk	200	110.75	88.60
7.760 160	25	2/10	rot rouge	Kunststoff / Kunststoff Plastique / Plastique	200	138.55	110.85
7.760 180	25	2/10	rot rouge	Papier / Kunststoff Papier / Plastique	200	166.40	133.10
7.768 160	50	1/2	violett violet	Kunststoff / Kunststoff Plastique / Plastique	100	145.85	116.70
7.768 180	50	1/2	violett violet	Papier / Kunststoff Papier / Plastique	100	136.30	109.05

Données du produit

Une graduation négative permet d'élargir la capacité en volume de la pipette.

Les pipettes sont marquées d'un code couleur selon les standards internationaux. Une transparence maximale est garantie par l'utilisation d'un polystyrène de haute qualité. La date de péremption ainsi que le numéro de lot sont imprimés sur chaque emballage individuel. Les pipettes sont équipées d'un filtre synthétique. Le filtre permet de protéger l'aide de pipetage des contaminations liquides ou par aérosols.

- Le design de la pointe de pipette garantit un pipetage sans perte de gouttes
- Précision maximale
- Graduación clara et d'une lecture aisée
- Les pipettes de 5, 10, 25 et 50 ml sont équipées d'une bande Schellbach de couleur sur le côté pour faciliter la lecture du volume
- Haute transparence optique
- Emballage bulk, papier/plastique et plastique/plastique



Petrischalen Boîtes de Petri

Produktinformationen

- In verschiedenen Nenngrößen erhältlich
- Gute Stapelbarkeit
- Mit Belüftungsnocken für besseren Gasaustausch bzw. ohne Belüftungsnocken für lange Inkubationszeiten
- Auf Wunsch auch strahlensterilisiert erhältlich
- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol

Données du produit

- Disponibles en différentes tailles dimension nominale
- Empilage aisé
- Boîtes stériles disponibles sur demande
- Avec ergots pour de meilleurs échanges gazeux et sans ergots pour une longue période d'incubation
- Fabriquées à partir de polystyrène cristal

ART.-NR.	D X H (mm)	NOCKEN	SCHWERE AUSF.	VERPACKUNG	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	D X H (mm)	ERGOTS	VERS. LOURDE	EMBALLAGE	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.627 102	35 x 10	✓	–	74 x 10	–	740	122.65	98.10
7.627 161	35 x 10	✓	–	74 x 10	✓	740	133.70	106.95
7.628 102	60 x 15	✓	–	30 x 20	–	600	87.20	69.75
7.628 161	60 x 15	✓	–	30 x 20	✓	600	109.05	87.25
7.632 102	94 x 16	–	✓	24 x 20	–	480	79.05	63.25
7.632 161	94 x 16	–	✓	24 x 20	✓	480	91.85	73.50
7.632 180	94 x 16	–	–	24 x 20	–	480	61.10	48.90
7.632 181	94 x 16	–	–	24 x 20	✓	480	92.40	73.90
7.633 102	94 x 16	✓	✓	24 x 20	–	480	72.25	57.80
7.633 161	94 x 16	✓	✓	24 x 20	✓	480	104.00	83.20
7.633 180	94 x 16	✓	–	24 x 20	–	480	52.85	42.30
7.633 181	94 x 16	✓	–	24 x 20	✓	480	92.40	73.90
7.633 185	94 x 15	✓	–	24 x 20	–	480	60.30	48.25
7.639 102	145 x 20	✓	–	8 x 15	–	120	76.50	61.20
7.639 161	145 x 20	✓	–	8 x 15	✓	120	90.85	72.70
7.664 102	100 x 20	✓	✓	24 x 15	–	360	96.60	77.30
7.664 161	100 x 20	–	–	24 x 15	–	360	83.15	66.50



Kanister mit UN-Zulassung Jerrycanes conforme UN

Produktinformationen

- Aus HDPE
- Mit Originalitätsverschluss und Innendichtung
- Geeignet für Lebensmittel

Données du produit

- En HDPE
- Avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
- Convient aux denrées alimentaires

ART.-NR.	INHALT (L)	MASSE (mm)	Ø VERSCHLUSSÖFFNUNG (mm)	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	CAP. (L)	DIM. (mm)	Ø DE BOUCHAGE (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.4112.03	10	187 x 227	45	1	8.50	3.20



Vernichtungsbeutel Biohazard Sacs à destruction Biohazard

Produktinformationen

Aus Polypropylen-Folie

- 50 µm
- Für die Sterilisation im Dampf-Autoklaven
- Sauerstoff-Durchlässigkeit einer 50 µm PP Folie (+23°C): 2380 cm² / (m² x 24 h x bar)
- Wasserdampf-Durchlässigkeit einer 50 µm PP Folie (+23°C, 85 % Luftfeuchtigkeit): 1.54 g / (m² x 24 h)

Vernichtungsbeutel aus Polyamid

- Für die Heissluft-Sterilisation bis +160°C
- 50 µm

Données du produit

Standard en film polypropylène

- 50 µm
- Pour la stérilisation en autoclave à vapeur humide
- Perméabilité à l'oxygène du film PP 50 µm (+23°C) 2380 cm² / (m² x 24 h x bar)
- Perméabilité vapeur d'eau du film PP 50 µm (+23°C, 85 % air humidity): 1.54 g / (m² x 24 h)
- Pour utilisateurs de stériliseurs à air chaud

Sacs à destruction en polyamide

- Pour une utilisation jusqu'à +160°C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE (mm)	VOL. (ml)	FOLIENSTÄRKE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	DIM. (mm)	CAP. (ml)	ÉPAISSEUR DU FILM	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.643 201	Polypropylen	300 x 500	10	0.05 mm	500	166.80	125.10
7.643 203	PP/m. Aufdruck	300 x 500	10	0.05 mm	500	297.90	223.40
7.643 401	PA/o. Aufdruck	300 x 500	10	0.05 mm	500	428.75	321.60
7.644 201	PP/o. Aufdruck	400 x 780	30	0.05 mm	500	235.20	176.40
7.644 203	PP/m. Aufdruck	400 x 780	30	0.05 mm	500	235.20	176.40
7.644 401	Polyamid	400 x 780	30	0.05 mm	500	816.35	612.25
7.646 201	Polypropylen	600 x 780	65	0.05 mm	500	229.35	172.00
7.646 203	PP/m. Aufdruck	600 x 780	65	0.05 mm	500	297.90	223.40
7.646 401	Polyamid	600 x 780	65	0.05 mm	300	691.90	518.90
7.649 201	Polypropylen	700 x 1'100	130	0.05 mm	350	321.10	240.80
7.649 203	PP/m. Aufdruck	700 x 1'100	130	0.05 mm	300	342.05	256.55
7.649 401	Polyamid	700 x 1'100	130	0.05 mm	200	714.25	535.70
7.708 001	Papier	550 x 850			100	193.10	144.80
7.709 070	Papier	700 x 1'000			25	85.00	63.75



Original Schüttler Vortex Genie 2 Agitateur Vortex Genie 2 original

Produktinformationen

- Komplett mit Standardaufsatz D = 2.5 cm
- Für das Schütteln von einzelnen Röhrchen und Noppenkappe D = 7.5 cm
- 230 V, 50/60 Hz, Timer
- Drehzahl 600 - 2600 U/min
- Abmessungen: 165 x 122 x 165 mm

Données du produit

- Livré complet avec support standard Ø 2.5
- Pour l'agitation de tube individuel et plate-forme en plastique noir Ø 7.5 cm
- 230 V, 50/60 Hz, Minuterie
- vitesse de rotation 600 - 2600 tours/min
- Dimensions : 165 x 122 x 165 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1378.01	Schüttelmaschine K 560 GE-Genie 2 Agitateur K 560 GE-Genie 2	1	397.00	235.00



Ultraschallreinigungsgerät SW 3 H Bains à ultrasons SW 3 H

Produktinformationen

Package beinhaltet: Ultraschallreinigungsgerät SW 3 H PreSet, Deckel, Korb und Chemie L2 (2.5L)

- Ultraschallbad zur Reinigung und für Laboranwendungen
- PreSet-Funktion zur temporären Speicherung eines vorgewählten Programmes
- Permanente Frequenzwobbelung (Sweep)
- DEGAS-Funktion zuschaltbar
- BOOST-Funktion zur temporären Erhöhung der Ultraschall Spitzenleistung zuschaltbar

Données du produit

Le forfait comprend : Nettoyeur à ultrasons SW 3 H Préréglage, couvercle, panier et chimie L2 (2,5L)

- Bain à ultrasons pour le nettoyage et les applications de laboratoire
- Fonction préétablie pour le stockage temporaire d'un programme présélectionné
- Balayage permanent des fréquences
- La fonction DEGAS peut être activée
- La fonction BOOST peut être activée pour augmenter temporairement la puissance de crête des ultrasons

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
25.1016.01	Ultraschallreinigungsgerät SW 3H PreSet (Package)	862.00	689.60



Auf der Suche nach passendem Zubehör?

In unsere eShop
finden Sie zahlreiches
Zubehör für den
Vortex Genie 2.

Vous cherchez des accessoires adaptés ?

Dans notre eShop, vous
trouvez une large
gamme d'accessoires
pour le Vortex Genie 2.



«Protect»

Laborflaschen Protect Bouteilles de laboratoire Protect

Données du produit

- Réservoirs en phase mobile pour la CLHP
- Bouteille de purge CLHP
- Fourniture de réactifs aux systèmes de traitement des liquides et aux analyseurs
- Avec code de retraçage et certificat de traçabilité des lots de fabrication

Produktinformationen

- Reservoirs für mobile Phasen für die HPLC
- HPLC-Spülflasche
- Zufuhr von Reagenzien zu Systemen und Analysegeräten, die mit Flüssigkeiten arbeiten
- Mit Retrace Code und Zertifikat für die Rückverfolgung der Herstellungsladung

ART.-NR.	INHALT (ml)	GEWINDE GL	D X H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CONTENU (ml)	FILETAGE GL	D X H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5809.11	10	25	35 x 55	1	21.60	15.10
8.5809.14	25	25	36 x 70	1	19.25	13.45
8.5809.17	50	32	46 x 87	1	19.40	13.60
8.5809.24	100	45	56 x 100	1	17.55	12.30
8.5809.29	150	45	62 x 110	1	18.65	13.05
8.5809.36	250	45	70 x 138	1	19.15	13.40
8.5809.44	500	45	86 x 176	1	23.15	16.20
8.5809.50	750	45	95 x 203	1	28.65	20.05
8.5809.54	1'000	45	101 x 225	1	32.80	22.95
8.5809.63	2'000	45	136 x 260	1	64.20	44.95
8.5809.69	3'500	45	160 x 295	1	253.10	176.85
8.5809.73	5'000	45	182 x 330	1	336.40	235.50
8.5809.86	10'000	45	288 x 505	1	527.55	369.30



Mehrals-HPLC-Flaschen Bouteilles à Goulot Multiple CLHP

Données du produit

- Réservoirs en phase mobile pour la CLHP
- Bouteille de purge CLHP
- Fourniture de réactifs aux systèmes de traitement des liquides et aux analyseurs
- Avec code de retraçage et certificat de traçabilité des lots de fabrication

Produktinformationen

- Reservoirs für mobile Phasen für die HPLC
- HPLC-Spülflasche
- Zufuhr von Reagenzien zu Systemen und Analysegeräten, die mit Flüssigkeiten arbeiten
- Mit Retrace Code und Zertifikat für die Rückverfolgung der Herstellungsladung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5054.53	1'000 ml, GL 45 Hydra Vierkantflasche, 4 Seitenhalse GL 45 1'000 ml, GL 45 bouteille carrée Hydra, 4 cols latéraux GL 45	1	320.70	198.00
8.5054.63	2'000 ml, GL 45 Laborflasche, 1 Seitenhals GL 45 2'000 ml, Bouteille GL 45, 1 col latéral GL 45	1	90.10	55.60



Bechergläser niedrige Form Bécher en verre forme basse

Données du produit

- En verre borosilicaté 3.3, avec bec verseur et graduation
- DIN 12331
- ISO 3819
- Produit avec indication de lot
- Type de verre est conforme aux pharmacopées USP, EP et JP

Produktinformationen

- Aus Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss und Teilung
- DIN 12331
- ISO 3819
- Produkt mit Chargenennung
- Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien

ART.-NR.	INHALT (ml)	D X H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CONTENU (ml)	D X H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1106.07	5*	22 x 30	1	6.55	4.60
9.1106.08	10*	26 x 35	1	7.35	5.15
9.1106.14	25	34 x 50	1	6.35	4.45
9.1106.17	50	42 x 60	1	6.05	4.20
9.1106.24	100	50 x 70	1	6.05	4.20
9.1106.29	150	60 x 80	1	6.40	4.50
9.1106.36	250	70 x 95	1	6.55	4.60
9.1106.41	400	80 x 110	1	7.90	5.55
9.1106.48	600	90 x 125	1	9.75	6.80
9.1106.53	800	100 x 135	1	13.50	9.45
9.1106.54	1'000	105 x 145	1	15.55	10.90
9.1106.63	2'000	132 x 185	1	27.15	19.00
9.1106.68	3'000	152 x 210	1	49.10	34.35
9.1106.73	5'000	170 x 270	1	83.25	58.25
9.1106.86	10'000*	217 x 350	1	240.40	168.30

* Ohne Teilung | Sans graduation



SHOPPING EXPERIENCE



RESPONSIVE WEBDESIGN



MORE CARING
MORE SHARING



New eShop
www.huberlab.ch





Bechergläser hohe Form Bécher en verre forme haute

Données du produit

- En verre borosilicaté 3.3, avec bec verseur et graduation
- DIN 12331
- ISO 3819
- Produit avec indication de lot
- Type de verre est conforme aux pharmacopées USP, EP et JP

Produktinformationen

- Aus Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss und Teilung
- DIN 12331
- ISO 3819
- Produkt mit Chargenkennung
- Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien

ART.-NR.	INHALT (ml)	D X H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CONTENU (ml)	D X H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1116.17	50	38 x 70	1	6.10	4.75
9.1116.24	100	48 x 80	1	6.20	4.85
9.1116.29	150	54 x 95	1	6.55	5.10
9.1116.36	250	60 x 120	1	6.90	5.40
9.1116.41	400	70 x 130	1	8.30	6.50
9.1116.48	600	80 x 150	1	10.15	7.90
9.1116.53	800	90 x 175	1	14.40	11.25
9.1116.54	1'000	95 x 180	1	16.30	12.70
9.1116.63	2'000	120 x 240	1	29.85	23.30
9.1116.68	3'000	135 x 280	1	62.50	48.75



Weithalsig
Coll large

Erlenmeyerkolben weithalsig Fioles Erlenmeyer en verre à col large

Données du produit

- Avec graduations de volume et zone d'étiquetage
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
- Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots)
- Le type de verre est conforme aux pharmacopées USP, EP et JP
- DIN / ISO 1773

Produktinformationen

- Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Beschriftungsfeld
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenidentifizierung)
- Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien
- DIN / ISO 1773

ART.-NR.	VOL. (ml)	HALS-D AUSSEN (mm)	D X H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	D EXT. DU COL (mm)	D X H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1226.14	25	31	43 x 70	1	6.95	5.05
9.1226.17	50	34	51 x 85	1	7.20	5.25
9.1226.24	100	34	64 x 105	1	6.90	5.05
9.1226.32	200	50	79 x 131	1	7.40	5.40
9.1226.36	250	50	85 x 140	1	7.80	5.70
9.1226.39	300	50	87 x 156	1	9.00	6.60
9.1226.44	500	50	105 x 175	1	10.30	7.50
9.1226.54	1'000	50	131 x 220	1	16.50	12.05
9.1226.63	2'000	72	153 x 276	1	30.85	22.50



Enghalsig
Col étroit

Erlenmeyerkolben enghalsig Fioles Erlenmeyer en verre à col étroit

Données du produit

- Avec graduations de volume et zone d'étiquetage
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
- Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots)
- Le type de verre est conforme aux pharmacopées USP, EP et JP
- DIN / ISO 1773

Produktinformationen

- Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Beschriftungsfeld
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenidentifizierung)
- Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien
- DIN / ISO 1773

ART.-NR.	VOL. (ml)	HALS-D AUSSEN (mm)	D X H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	D EXT. DU COL (mm)	D X H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1216.14	25	22	42 x 75	1	6.90	4.85
9.1216.17	50	22	51 x 90	1	6.95	4.90
9.1216.24	100	22	64 x 105	1	6.75	4.70
9.1216.27	150	28	74 x 118	1	6.75	4.70
9.1216.28	125	28	67 x 112	1	6.70	4.70
9.1216.32	200	34	79 x 131	1	6.95	4.90
9.1216.36	250	34	85 x 145	1	7.05	4.95
9.1216.39	300	34	87 x 156	1	8.10	5.65
9.1216.44	500	34	105 x 180	1	9.10	6.35
9.1216.54	1'000	42	131 x 220	1	15.45	10.80
9.1216.63	2'000	50	166 x 280	1	29.25	20.45
9.1216.68	3'000	51	187 x 310	1	55.00	38.50
9.1216.73	5'000	51	220 x 365	1	82.05	57.45



Mit «DIN» - Gewinde
Avec filetage « Din »

Erlenmeyerkolben mit ISO Gewinde Fioles Erlenmeyer avec filetage

Données du produit

- En verre borosilicaté DURAN® transparent avec bouchon à vis rouge en PBT
- Graduations de volume et zone d'étiquetage
- Un joint recouvert de PTFE intégré dans le bouchon assure l'étanchéité totale des flacons

Produktinformationen

- Aus Borosilikatglas, klar mit roter PBT-Schraubverschlusskappe
- Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld
- Im Verschluss eingelegte PTFE-beschichtete Dichtung gewährleistet die absolute Dichtheit der Kolben

ART.-NR.	VOL. (ml)	GEWINDE	D X H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	FILETAGE	D X H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1803.24	100	25	64 x 105	1	43.35	30.35
9.1803.36	250	32	85 x 145	1	44.60	31.20
9.1803.44	500	32	105 x 175	1	46.95	32.85
9.1803.54	1'000	32	131 x 220	1	70.70	49.50



SARTORIUS

Entris® II Laborwaagen Entris® II Balances de laboratoire

Produktinformationen

Erhalten Sie die Zuverlässigkeit und Qualität einer Sartorius Waage und zahlen dennoch nur für die Funktionen, die Sie wirklich brauchen. Die neue Entris® II wurde speziell für die effektive und zuverlässige Bewältigung tagtäglicher Wägaufgaben entwickelt. Die einfache und klar strukturierte Bedienoberfläche, mit ihrer logischen Tastenbelegung und nicht zuletzt die sehr gute Ablesbarkeit, sind ideale Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Einfache Bedienung

Eine hervorragende Ablesbarkeit durch die hinterleuchtete und kontraststarke Anzeige, die Navigation mit den Funktionstasten und die gut ablesbare Libelle an der Front ermöglichen eine einfache und schnelle Bedienung.

Basic-Applikationen

Entris® II unterstützt Sie bei Ihren täglichen Wägaufgaben mit integrierten Basic-Applikationen wie Tierwägen, Dichtebestimmung, Zählen, Umrechnen oder Prozentwägen.

Leichte Reinigung

Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar.

Hohe Messgenauigkeit

Das monolithische Wägesystem garantiert Ihnen eine dauerhaft hohe Messgenauigkeit und steht für die sprichwörtliche Zuverlässigkeit und Qualität einer Sartorius Waage.

Interne Justierung (i-Typ)

Jedes Modell ist auch mit einer internen, motorbetriebenen Justierung für beste Wägegenauigkeit und Bedienkomfort erhältlich.

Ablesbarkeit 0,0001 + 0,001 g; mit Windschutz

Données du produit

Entris® II — Le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie pour les tâches élémentaires de pesage. Toutes les balances Sartorius proposent qualité, efficacité et performances. Quoi que vous pesiez, la nouvelle Entris® II est toujours le bon choix. Proposant une qualité incomparable à un prix économique, il s'agit de la seule balance de sa catégorie avec la fonction isoCAL, une technologie tactile LED et 12 applications intégrées.

Nettoyage facile

Les vitres coulissantes latérales et supérieure ainsi que les éléments en acier inoxydable amovibles de la chambre de pesée, permettent un nettoyage en profondeur de la balance Entris® II.

Grande précision

Le système de pesage monolithique assure une grande précision de mesure à long terme et incarne la fiabilité et la qualité qui ont fait la réputation des balances Sartorius.

Applications standard

Entris® II vous assiste dans votre travail quotidien avec des applications standard intégrées : pesée d'animaux, détermination de masse volumique, comptage, conversion ou pourcentage.

Utilisation conviviale

Excellente lisibilité grâce à l'écran rétroéclairé à fort contraste. Navigation simple grâce aux touches de fonction et à l'indicateur de niveau facile à lire, permettant une utilisation rapide et conviviale.

Ajustage interne (modèles i)

Certains modèles sont également dotés d'une fonction d'ajustage interne motorisée, pour une meilleure précision de pesée et une utilisation pratique.

Préc. d'affichage 0,0001 + 0,001 g: avec pare-brise

Analysenwaagen Essential und Advanced Line | Balances analytique Essential et Advanced Line


ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	WAAGSCHALE	isoCAL	PREIS	DEALS
No. D'ART.	TYPE	ÉTENDUE DE PESÉE	PRÉCISION DE LECTURE	DIM. PLATEAU	isoCAL	PRIX	DEALS
17.9628.60	BCA64i-1S	60 g	0.1 mg	Ø 90 mm	✓	4'455.00	3'564.00
17.9628.61	BCA64-1S	60 g	0.1 mg	Ø 90 mm	–	4'118.00	3'294.40
17.9628.62	BCA124i-1S	120 g	0.1 mg	Ø 90 mm	✓	4'590.00	3'672.00
17.9628.63	BCA124-1S	120 g	0.1 mg	Ø 90 mm	–	4'253.00	3'402.40
17.9628.64	BCA224i-1S	220 g	0.1 mg	Ø 90 mm	✓	4'995.00	3'996.00
17.9628.65	BCA224-1S	220 g	0.1 mg	Ø 90 mm	–	4'658.00	3'726.40
17.9628.66	BCA324i-1S	320 g	0.1 mg	Ø 90 mm	✓	5'805.00	4'644.00
17.9629.60	BCE64i-1S	60 g	0.1 mg	Ø 90 mm	✓	2'511.00	2'008.80
17.9629.61	BCE64-1S	60 g	0.1 mg	Ø 90 mm	–	2'160.00	1'728.00
17.9629.62	BCE124i-1S	120 g	0.1 mg	Ø 90 mm	✓	2'646.00	2'116.80
17.9629.63	BCE124-1S	120 g	0.1 mg	Ø 90 mm	–	2'295.00	1'836.00
17.9629.64	BCE224i-1S	220 g	0.1 mg	Ø 90 mm	✓	2'781.00	2'224.80
17.9629.65	BCE224-1S	220 g	0.1 mg	Ø 90 mm	–	2'444.00	1'955.20

Milligramm-Waagen Essential und Advanced Line | Balances au milligramme Essential et Advanced Line

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	WAAGSCHALE	isoCAL	PREIS	DEALS
No. D'ART.	TYPE	ÉTENDUE DE PESÉE	PRÉCISION DE LECTURE	DIM. PLATEAU	isoCAL	PRIX	DEALS
17.9628.67	BCA223i-1S	220 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	3'240.00	2'592.00
17.9628.68	BCA223-1S	220 g	1 mg	Ø 120 mm	–	2'903.00	2'322.40
17.9628.69	BCA323i-1S	320 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	3'510.00	2'808.00
17.9628.70	BCA323-1S	320 g	1 mg	Ø 120 mm	–	3'173.00	2'538.40
17.9628.71	BCA423i-1S	420 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	3'780.00	3'024.00
17.9628.72	BCA423-1S	420 g	1 mg	Ø 120 mm	–	3'443.00	2'754.40
17.9628.73	BCA623i-1S	620 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	4'320.00	3'456.00
17.9628.74	BCA623-1S	620 g	1 mg	Ø 120 mm	–	3'983.00	3'186.40
17.9628.75	BCA1203i-1S	1'200 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	5'805.00	4'644.00
17.9629.66	BCE223i-1S	220 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	1'674.00	1'339.20
17.9629.67	BCE223-1S	220 g	1 mg	Ø 120 mm	–	1'320.00	1'056.00
17.9629.68	BCE323i-1S	320 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	1'809.00	1'447.20
17.9629.69	BCE323-1S	320 g	1 mg	Ø 120 mm	–	1'458.00	1'166.40
17.9629.70	BCE423i-1S	420 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	1'944.00	1'555.20
17.9629.71	BCE423-1S	420 g	1 mg	Ø 120 mm	–	1'607.00	1'285.60
17.9629.72	BCE623i-1S	620 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	2'228.00	1'782.40
17.9629.73	BCE623-1S	620 g	1 mg	Ø 120 mm	–	1'877.00	1'501.60
17.9629.74	BCE653i-1S	650 g	1 mg	Ø 120 mm	✓	2'511.00	2'008.80
17.9629.75	BCE653-1S	650 g	1 mg	Ø 120 mm	–	2'160.00	1'728.00

Präzisionswaagen Advanced und Essential Line | Balances de précision Advanced et Essential

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	WAAGSCHALE	isoCAL	PREIS	DEALS
No. D'ART.	TYPE	ÉTENDUE DE PESÉE	PRÉCISION DE LECTURE	DIM. PLATEAU	isoCAL	PRIX	DEALS
17.9628.76	BCA822i-1S	820 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	2'835.00	2'268.00
17.9628.77	BCA822-1S	820 g	10 mg	182 x 182 mm	-	2'498.00	1'998.40
17.9628.78	BCA1202i-1S	1'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	2'970.00	2'376.00
17.9628.79	BCA1202-1S	1'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	2'633.00	2'106.40
17.9628.80	BCA2202i-1S	2'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	3'240.00	2'592.00
17.9628.81	BCA2202-1S	2'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	2'903.00	2'322.40
17.9628.82	BCA3202i-1S	3'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	3'375.00	2'700.00
17.9628.83	BCA3202-1S	3'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	3'038.00	2'430.40
17.9628.84	BCA4202i-1S	4'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	3'510.00	2'808.00
17.9628.85	BCA4202-1S	4'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	3'173.00	2'538.40
17.9628.86	BCA6202i-1S	6'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	4'320.00	3'456.00
17.9628.87	BCA6202-1S	6'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	3'983.00	3'186.40
17.9628.88	BCA2201i-1S	2'200 g	100 mg	182 x 182 mm	✓	2'835.00	2'268.00
17.9628.89	BCA2201-1S	2'200 g	100 mg	182 x 182 mm	-	2'498.00	1'998.40
17.9628.90	BCA5201i-1S	5'200 g	100 mg	182 x 182 mm	✓	3'105.00	2'484.00
17.9628.91	BCA5201-1S	5'200 g	100 mg	182 x 182 mm	-	2'768.00	2'214.40
17.9628.92	BCA8201i-1S	8'200 g	100 mg	182 x 182 mm	✓	3'240.00	2'592.00
17.9628.93	BCA8201-1S	8'200 g	100 mg	182 x 182 mm	-	2'903.00	2'322.40
17.9628.94	BCA10201i-1S	10'200 g	100 mg	182 x 182 mm	✓	4'320.00	3'456.00
17.9628.95	BCA10201-1S	10'200 g	100 mg	182 x 182 mm	-	3'983.00	3'186.40
17.9628.96	BCA12201i-1S	12'200 g	100 mg	182 x 182 mm	✓	4'725.00	3'780.00
17.9628.97	BCA12201-1S	12'200 g	100 mg	182 x 182 mm	-	4'388.00	3'510.40
17.9629.76	BCE622i-1S	620 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	1'526.00	1'220.80
17.9629.77	BCE622-1S	620 g	10 mg	182 x 182 mm	-	1'181.00	944.80
17.9629.78	BCE822i-1S	820 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	1'674.00	1'339.20
17.9629.79	BCE822-1S	820 g	10 mg	182 x 182 mm	-	1'320.00	1'056.00
17.9629.80	BCE1202i-1S	1'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	1'809.00	1'447.20
17.9629.81	BCE1202-1S	1'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	1'458.00	1'166.40
17.9629.82	BCE2202i-1S	2'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	1'944.00	1'555.20
17.9629.83	BCE2202-1S	2'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	1'607.00	1'285.60
17.9629.84	BCE3202i-1S	3'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	2'093.00	1'674.40
17.9629.85	BCE3202-1S	3'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	1'742.00	1'393.60
17.9629.86	BCE4202i-1S	4'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	2'228.00	1'782.40
17.9629.87	BCE4202-1S	4'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	1'877.00	1'501.60
17.9629.88	BCE6202i-1S	6'200 g	10 mg	182 x 182 mm	✓	2'511.00	2'008.80
17.9629.89	BCE6202-1S	6'200 g	10 mg	182 x 182 mm	-	2'160.00	1'728.00
17.9629.90	BCE2201i-1S	2'200 g	100 mg	182 x 182 mm	✓	1'674.00	1'339.20
17.9629.91	BCE2201-1S	2'200 g	100 mg	182 x 182 mm	-	1'320.00	1'056.00
17.9629.92	BCE5201i-1S	5'200 g	100 mg	182 x 182 mm	✓	1'809.00	1'447.20
17.9629.93	BCE5201-1S	5'200 g	100 mg	182 x 182 mm	-	1'458.00	1'166.40
17.9629.94	BCE8201i-1S	8'200 g	100 mg	182 x 182 mm	✓	1'944.00	1'552.20
17.9629.95	BCE8201-1S	8'200 g	100 mg	182 x 182 mm	-	1'607.00	1'285.60
17.9629.96	BCE6200i-1S	6'200 g	1'000 mg	182 x 182 mm	✓	1'674.00	1'339.20
17.9629.97	BCE6200-1S	6'200 g	1'000 mg	182 x 182 mm	-	1'320.00	1'056.00
17.9629.98	BCE8200i-1S	8'200 g	1'000 mg	182 x 182 mm	✓	1'809.00	1'447.20
17.9629.99	BCE8200-1S	8'200 g	1'000 mg	182 x 182 mm	-	1'458.00	1'166.40



Mechanische Pipetten Tacta®
Mechanical Pipettes Tacta®

Produktinformationen

- Spürbarer Komfort
- Zuverlässige Ergebnisse erzielen
- Sicher vor Kontaminationen
- Vollständig autoklavierbar
- Pipettieren nach dem Prinzip der Luftverdrängung

Données du produit

- Appréciez son confort
- Justesse des résultats
- Protection contre la contamination
- Caractéristiques techniques
- Principe de pipetage à déplacement d'air

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL. (µL)	TEILUNG (µL)	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL. (µl)	DIVISION (µl)	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.7455.01	1-Kanal 1 canal	0.1 - 3	0.002	grau gris	1	391.50	313.20
12.7455.02		0.5 - 10	0.01	grau gris	1	391.50	313.20
12.7455.03		2 - 20	0.02	gelb jaune	1	391.50	313.20
12.7455.04		10 - 100	0.10	gelb jaune	1	396.90	317.50
12.7455.05		20 - 200	0.20	gelb jaune	1	396.90	317.50
12.7455.06		100 - 1'000	1.00	blau bleu	1	396.90	317.50
12.7455.07		500 - 5'000	10.0	grün vert	1	391.50	313.20
12.7455.08		1'000 - 10'000	20.0	rot rouge	1	391.50	313.20
12.7455.09	8-Kanal 8 canaux	0.5 - 10	0.01	grau gris	1	1'056.90	845.50
12.7455.10		5 - 100	0.10	gelb jaune	1	1'056.90	845.50
12.7455.11		30 - 300	0.20	orange orange	1	1'056.90	845.50
12.7455.12	12-Kanal 12 canaux	0.5 - 10	0.01	grau gris	1	1'192.10	953.70
12.7455.13		5 - 100	0.20	gelb jaune	1	1'192.10	953.70
12.7455.14		30 - 300	0.20	orange orange	1	1'192.10	953.70





Mit ICH-konformer Beleuchtung
Avec éclairage conforme aux normes ICH



Konstantklimaschränke KBF P Chambres climatiques KBF P

Produktinformationen

Konstantklimaschränke mit ICH-konformer Beleuchtung

Der Konstantklimaschrank KBF P, ausgestattet mit ICH-konformer Beleuchtung, ist Experte für Photostabilitätstests und sorgt für eindeutige Testergebnisse gemäss ICH-Richtlinie Q1B. Zudem gewähren die variabel positionierbaren Lichtkassetten homogene Lichtverhältnisse.

- Homogene Klimabedingungen durch APT.line™ Vorwärmkammer
- Automatisches Wasser- und Abwassermanagement
- Reaktionsschnelle Dampfdruckbefeuchtung
- Variabel positionierbare und entnehmbare Lichtkassetten
- ICH-konforme Beleuchtung für Langzeittests
- Lichtmessung mit Kugelsensoren direkt am Probenort

Données du produit


Chambres climatiques à conditions constantes avec éclairage conforme aux normes ICH

La chambre climatique à conditions constantes KBF P avec éclairage conforme aux normes ICH se prête à la perfection aux essais de photostabilité. Elle garantit ainsi des résultats concluants, conformes à la directive ICH Q1B. Les cassettes d'éclairage au positionnement variable garantissent en même temps des conditions d'éclairage homogènes.


- Conditions climatiques homogènes grâce à la chambre de préchauffage APT.line™
- Gestion automatique de l'eau et des eaux usées
- Humidification à pression de vapeur très réactive
- Cassettes d'éclairage amovibles et à position variable
- Éclairage conforme ICH pour les tests à long terme

ART.-NR.	VOL. (ml)	AUSSEN MASSE (mm)	INNEN MASSE (mm)	GEWICHT (kg)	MENGE	TOP PREISE
No. D'ART.	VOL. (ml)	DIM. EXTÉRIEUR (mm)	DIM. INTERNE (mm)	POIDS (kg)	QUANTITÉ	PRIX TOP
17.3871.50	247	925 x 1'460 x 800	650 x 785 x 485	213	1 Stk. pce.	23'645.00
17.3871.51	700	1'250 x 1'925 x 890	973 x 1'250 x 576	374	1 Stk. pce.	28'818.00

Klimadiagramm KBF P | Climatogramme KBF P



A: GARANTIERT KONDENSATIONSFREIER BEREICH
PLAGE GARANTIE EXEMPTÉ DE CONDENSATION
B: ZEITLICHE EINGESCHRÄNKTER BETRIEB (MAX. 24 H)
SERVICE LIMITÉ DANS LE TEMPS (24H MAX.)
C: BEREICH, IN DEM DIE TECHNISCHEN DATEN ABWEICHEN KÖNNEN
PLAGE DANS LAQUELLE LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PEUVENT VARIER



A: GARANTIERT KONDENSATIONSFREIER BEREICH
PLAGE GARANTIE EXEMPTÉ DE CONDENSATION
B: BEREICH, IN DEM DIE TECHNISCHEN DATEN ABWEICHEN KÖNNEN
PLAGE DANS LAQUELLE LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PEUVENT VARIER



Mit ICH-konformer Beleuchtung und Lichtdosissteuerung
Avec éclairage conforme aux normes ICH et régulation de la dose de lumière



Konstantklimaschrank KBF LQC Chambres climatiques KBF LQC

Produktinformationen

Konstantklimaschränke mit ICH-konformer Beleuchtung und Lichtdosissteuerung

Das besondere Plus der BINDER Serie KBF LQC ist die patentierte Lichtmessung für Photostabilitätstests. Zwei 3D Kugelsensoren steuern die Lichtdosis von UV-A und sichtbarem Licht. Ist die gewünschte Lichtdosis erreicht, schaltet der Schrank automatisch ab.

- Homogene Klimabedingungen durch APT.line™ Vorwärmkammer
- Automatisches Wasser- und Abwassermanagement
- Reaktionsschnelle Dampfdruckbefeuchtung
- Variabel positionierbare und entnehmbare Lichtkassetten
- ICH-konforme Beleuchtung für Langzeittests
- Lichtmessung mit Kugelsensoren direkt am Probenort

Données du produit


Chambres climatiques à conditions constantes avec éclairage conforme aux normes ICH et régulation de la dose de lumière

L'atout de la série KBF LQC de BINDER : la photométrie brevetée pour les essais de photostabilité. Deux capteurs sphériques 3D commandent la dose de lumière des UV-A et de la lumière visible. L'enceinte s'éteint automatiquement dès que la dose de lumière souhaitée est atteinte.


- Conditions climatiques homogènes grâce à la chambre de préchauffage APT.line™
- Gestion automatique de l'eau et des eaux usées
- Humidification à pression de vapeur très réactive
- Cassettes d'éclairage amovibles et à position variable
- Éclairage conforme ICH pour les tests à long terme
- Photométrie avec capteurs sphériques directement à l'endroit de la prise d'échantillon pour les tests à long terme

ART.-NR.	VOL. (ml)	AUSSEN MASSE (mm)	INNEN MASSE (mm)	GEWICHT (kg)	MENGE	TOP PREISE
No. D'ART.	VOL. (ml)	DIM. EXTÉRIEUR (mm)	DIM. INTERNE (mm)	POIDS (kg)	QUANTITÉ	PRIX TOP
17.3871.55	247	925 x 1'460 x 800	650 x 785 x 485	217	1 Stk. pce.	31'720.00
17.3871.56	700	1'250 x 1'925 x 890	973 x 1'250 x 576	374	1 Stk. pce.	36'694.00

Klimadiagramm KBF LQC | Climatogramme KBF LQC



A: GARANTIERT KONDENSATIONSFREIER BEREICH
PLAGE GARANTIE EXEMPTÉ DE CONDENSATION
B: ZEITLICHE EINGESCHRÄNKTER BETRIEB (MAX. 24 H)
SERVICE LIMITÉ DANS LE TEMPS (24H MAX.)
C: BEREICH, IN DEM DIE TECHNISCHEN DATEN ABWEICHEN KÖNNEN
PLAGE DANS LAQUELLE LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PEUVENT VARIER



A: GARANTIERT KONDENSATIONSFREIER BEREICH
PLAGE GARANTIE EXEMPTÉ DE CONDENSATION
B: BEREICH, IN DEM DIE TECHNISCHEN DATEN ABWEICHEN KÖNNEN
PLAGE DANS LAQUELLE LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PEUVENT VARIER



BD

Mit natürlicher Konvektion
À convection naturelle

BINDER

Brutschränke Serie BD Avantgarde.Line Incubateurs série BD Avantgarde.Line



BF

Mit Umluft
À convection forcée

Brutschränke Serie BF Avantgarde.Line Incubateurs série BF Avantgarde.Line

Produktinformationen

- Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 5 °C bis 100 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Freie Konvektion
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 verchromte Einschubgitter
- Geräte bis 115 L stapelbar
- Integrierter Temperaturwähler Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

Données du produit

- Plage de température de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 100 °C
- La technologie de la chambre de préchauffage APT.line™ à régulation électronique garantit une haute précision des températures et des résultats reproductibles
- Convection naturelle
- Contrôleur avec affichage LCD
- Porte intérieure en verre de sécurité (ESG)
- 2 clayettes, chromées
- Appareils jusqu'à 115 L empilable
- Régulateur de température ajustable classe 3.1 (DIN 12880) équipé d'une alarme visuelle
- Poignée ergonomique
- Port USB pour l'enregistrement des données

Brutschränke BD Avantgarde.Line | Incubateurs BD Avantgarde.Line

ART.-NR.	TYP	INHALT	GEWICHT	AUSSENMASSE	INNENMASSE	MENGE	TOP PREISE
No. D'ART.	TYPE	CAP.	POIDS	DIM. EXT.	DIM. INT.	QUANTITÉ	PRIX TOP
17.3950.02	BD 56	57 l	37 kg	560 x 625 x 565	360 x 420 x 380	1 Stk. pce.	1'859.00
17.3950.03	BD 115	112 l	53 kg	710 x 735 x 605	510 x 530 x 420	1 Stk. pce.	2'502.00
17.3950.04	BD 260	253 l	85 kg	810 x 965 x 760	610 x 760 x 545	1 Stk. pce.	4'238.00
17.3950.06	BD 720	734 l	166 kg	710 x 735 x 605	960 x 1'280 x 600	1 Stk. pce.	8'240.00

Brutschränke BF Avantgarde.Line | Incubateurs BF Avantgarde.Line

ART.-NR.	TYP	INHALT	GEWICHT	AUSSENMASSE	INNENMASSE	MENGE	TOP PREISE
No. D'ART.	TYPE	CAP.	POIDS	DIM. EXT.	DIM. INT.	QUANTITÉ	PRIX TOP
17.3951.02	BF 56	57 l	37 kg	560 x 625 x 565	360 x 420 x 380	1 Stk. pce.	2'525.00
17.3951.03	BF 115	112 l	53 kg	710 x 735 x 605	510 x 530 x 420	1 Stk. pce.	3'297.00
17.3951.04	BF 260	253 l	85 kg	810 x 965 x 760	610 x 760 x 545	1 Stk. pce.	5'133.00
17.3951.06	BF 720	734 l	166 kg	1'165 x 1'590 x 870	1'000 x 1'300 x 565	1 Stk. pce.	8'567.00

CLICK & SAFE

PMM

Allgemeine Informationen

PMM bietet qualitativ hochwertige Fertignährmedien für die Pharma- und pharmanahere Industrie an. Alle Grundrezepturen entsprechen den Vorgaben in den Pharmacopoen und werden in speziellen Reinräumen, die in Anlehnung an Annex 1 betrieben werden, hergestellt. Das umfangreiche Produktportfolio, welches laufend erweitert wird, beinhaltet einfach- und dreifachverpackte, verschliessbare Abklatzschalen und Petrischalen für das Hygienemonitoring, Selektivnährmedien und Nährmedien in Flaschen. Alle Nährmedien bieten lange Haltbarkeiten, eine Lagerung bei Raumtemperatur (15 bis 25°C) und werden mit den notwendigen Zertifikaten (Certificate of Analysis und Certificate of Origin) geliefert. Ein temperaturkontrollierter Transport ist möglich, ein Ausdruck der Temperaturkurve kann angefordert werden. Sie haben spezifische Anforderungen? PMM bietet Sonderanfertigungen gemäss Kundenwunsch. Sprechen Sie uns gerne an.



Produktinformationen

- Selektivmedien CS - Click&Safe
- 1-fach verpackt
- Verschliessbare Petrischalen
- Enthammer: LTH (L = Lecithin/T = Tween/H = Histidin)
- Lange Haltbarkeit
- Raumtemperaturlagerung: 15-25°C
- Lange Inkubationszeiten möglich
- Grossabnahme je Charge, wenn gewünscht
- Eindeutige Barcode-Kennzeichnung

Informations générales

PMM propose des milieux nutritionnels prêts à l'emploi de haute qualité pour l'industrie pharmaceutique et les industries connexes. Toutes les formulations de base sont conformes aux spécifications des pharmacopées et sont fabriquées dans des salles blanches spéciales qui sont exploitées conformément à l'annexe 1. La vaste gamme de produits, qui est constamment élargie, comprend des boîtes à empreintes et des boîtes de Pétri scellables, emballées une ou trois fois, pour le contrôle de l'hygiène, des milieux nutritifs sélectifs et des milieux nutritifs en bouteilles. Tous les milieux de culture se conservent longtemps, à température ambiante (15 à 25°C) et sont fournis avec les certificats nécessaires (certificat d'analyse et certificat d'origine). Le transport sous température contrôlée est possible, une impression de la courbe de température peut être demandée. Avez-vous des exigences spécifiques? PMM propose des conceptions spéciales selon les besoins des clients. N'hésitez pas à nous contacter.



Selektive Nährmedien PMM Milieux nutritifs sélectifs PMM

Données du produit

- Milieux sélectifs CS - Click&Safe
- En emballage unique
- Boîtes de Pétri verrouillable
- Désinhibiteur : LTH (L = Lécithine/T = Tween/H = Histidine)
- Longue durée de conservation
- Conservation à température ambiante : 15-25°C
- Possibilité de longues périodes d'incubation
- Achat en gros par lot, si souhaité
- Étiquetage clair des codes-barres

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	MENGE	TOP PREISE
No. D'ART.	DÉSCRIPTION	Emballage	QUANTITÉ	PRIX TOP
118.0100	TSA + LT	Abklatzsch-Schale Boîte de contact	100 Stk. pce.	258.00
450.0060	Cetrimide	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	117.00
455.0060	Mannitol Salt	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	129.00
460.0060	McConkey	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	117.00
465.0060	VRBD	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	117.00
470.0060	XLD	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	117.00
490.0060	R2A	90mm-Schale Boîte de sédimentation	60 Stk. pce.	113.50



RX 5 T
Händedesinfektionsgerät
Dispositif de désinfection des mains

Produktinformationen

Berührungsloser Tischspender für Desinfektionsmittel, Alcolgel, Seifen und fließsfähige Lotionen

- Weisses Kunststoffgehäuse
- Austauschbare Kunststoffpumpe
- Dosiermenge 1.5 ml/Hub, einstellbare Hubanzahl (1-3 Hübe)
- Inkl. HDPE-Leerflasche und 4 C Zellen Batterien
- Abmessungen: 102 x 270 x 142 mm

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9641.90	mit 1.5 ml Dosierung avec dosage de 1.5 ml	1 Stk. pce.	160.05	112.00



Produktinformationen

Berührungsloser Spender für Desinfektionsmittel, Lotionen und Flüssigseifen mit Sensortechnologie, austauschbarer und autoklavierbarer Edelstahlpumpe, einstellbarer Dosierung (ca. 0.75 / 1.0 / 1.2 / 1.5 ml), 1 Clip «Automatikspender», inkl. HDPE-Leerflasche und 5 Alkaline D-Batterien, mit Teleskop-Bedienhebel

- **Touchless XP** mit versenkbaren Notbedienhebel
- **Touchless** mit permanenten Notbedienhebel

ART.-NR.	VOL. (mm)	GEHÄUSE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (mm)	BOÎTIER	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
IMP TOUCHLESS XT					
18.9641.50	1'000	Aluminium Aluminium	1 Stk. pce.	359.95	251.95
18.9641.51	500	Aluminium Aluminium	1 Stk. pce.	359.95	251.95
18.9641.52	1'000	Edelstahl Acier inoxydable	1 Stk. pce.	359.95	251.95
18.9641.53	500	Edelstahl Acier inoxydable	1 Stk. pce.	408.25	285.75
IMP TOUCHLESS					
18.9641.95	500	Aluminium Aluminium	1 Stk. pce.	368.00	257.60

Données du produit

Distributeur de table sans contact pour les désinfectants, l'Alcolgel, les savons et les lotions fluides

- Boîtier en plastique blanc
- Pompe en plastique interchangeable
- Quantité de dosage 1.5 ml / course, nombre de courses réglable (1-3 courses)
- Y compris la bouteille vide en HDPE et 4 piles C
- Dimensions : 102 x 270 x 142 mm

IMP Touchless & Touchless XT
Desinfektionsmittelspender
Distributeur de désinfectant

Données du produit

Distributeur sans contact pour les désinfectants, les lotions et les savons liquides avec technologie de détection, pompe en acier inoxydable remplaçable et autoclavable, dosage réglable (environ 0.75 / 1.0 / 1.2 / 1.5 ml), 1 clip « distributeur automatique », comprenant une bouteille vide en HDPE et 5 piles alcalines D, avec levier de commande télescopique.

- **Touchless XP** avec rétractable levier de commande de secours
- **Touchless** sans contact avec levier d'urgence permanent



Hygiene-Station E AFP
Station hygiénique E AFP

Produktinformationen

- Ohne Spender
- Edelstahl-Säule mit Anti-Fingerprint-Beschichtung ohne Desinfektionsmittelspender
- Abmessungen B x H x T: 350 x 1210 x 330 mm

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9641.60	Post Poste sans distributeur	1 Stk. pce.	223.10	167.30

Données du produit

- Sans distributeur
- Support en acier inoxydable avec revêtement de protection contre les empreintes digitales
- Dimensions l x h x p : 350 x 1210 x 330 mm



Produktinformationen

- Für IMP Touchless Spender
- Abschliessbar
- Schutz des Füllguts und Spenders vor Diebstahl

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9641.62	1 Stk. pce.	37.95	28.45

Données du produit

- Pour le distributeur sans contact IMP
- Verrouillable
- Protection du produit et du distributeur contre le vol



Produktinformationen

- Material: Edelstahl, geschliffen
- Für alle gängigen Verpackungsgrößen
- Für Wandmontage, mit zwei Dübeln
- Abmessungen: 255 x 133.5 x 85 mm

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
3.7899.40	1 Stk. pce.	95.10	66.55

Données du produit

- Acier inoxydable
- Pour toutes les tailles d'emballage communes
- Pour montage mural
- Dimensions: 255 x 131.5 x 85 mm



IMP ELS A/24
Für 500 ml Standard Flaschen
Pour les bouteilles standard
de 500 ml

IMP ELS A/24
Desinfektionsmittelpender
Distributeur de désinfectant

Données du produit

- Distributeur ingo-man® plus
- Pompe interchangeable en acier inoxydable 24 avec tube d'aspiration coudé
- Dosage réglable (environ 0.75/ 1.0/ 1.2/ 1.5 ml)
- 1 clip
- Bouteille vide en HDPE
- Levier de commande long pour l'actionnement du coude
- Dimensions : 82 x 245 x 215
- Autoclavable
- Aluminium, lavable au lave-vaisselle

Produktinformationen

- Spender ingo-man® plus
- Austauschbare 24er Edelstahlpumpe mit gekröpftem Saugrohr
- Einstellbare Dosierung (ca. 0.75/ 1.0/ 1.2/ 1.5 ml)
- 1 Clip
- HDPE-Leerflasche
- Langer Bedienhebel für Ellbogenbetätigung
- Abmessungen: 82 x 245 x 215
- Autoklavierbar
- Aluminium, spülmaschinene geeignet

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9641.25	Für 500 ml Standard Flaschen / Pour les bouteilles standard 500 ml	1 Stk. pce.	143.75	100.60



IMP T A/24
Für 1'000 ml Standard Flaschen
Pour les bouteilles standard de
1'000 ml

IMP T A/24
Desinfektionsmittelpender
Distributeur de désinfectant

Données du produit

- Distributeur ingo-man® plus
- Levier d'actionnement court
- Aluminium anodisé, argent mat
- Pompe interchangeable en acier inoxydable 24 avec tuyau d'aspiration coudé
- Dosage réglable (environ 0.75/ 1.0/ 1.2/ 1.5 ml)
- 1 clip
- Bouteille vide en HDPE
- Dimensions : 92 x 290 x 160

Produktinformationen

- Spender ingo-man® plus
- Kurzer Bedienhebel
- Eloxiertes Aluminium, mattsilber
- Austauschbare 24er Edelstahlpumpe mit gekröpftem Saugrohr
- Einstellbare Dosierung (ca. 0.75/ 1.0/ 1.2/ 1.5 ml)
- 1 Clip
- HDPE-Leerflasche
- Abmessungen: 92 x 290 x 160

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9641.80	1 Stk. pce.	144.90	108.65



Passendes Desinfektionsmittel finden Sie auf der folgenden Seite
Vous trouverez le désinfectant adéquat à la page suivante



neodisher® weigoman® pure
Händedesinfektionsmittel
Désinfectant pour les mains

Données du produit

- Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains
- Efficacité bactéricide, lévurocicide, tuberculocide et virucide limitée confirmée par un avis d'expert selon les normes européennes

Produktinformationen

- Hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Bakterizide, levurozide, tuberkulozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit nacheuropäischen Normen gutachterlich bestätigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.4078.48	1'000 ml Flasche Flacon	1 Stk. pce.	24.00	19.20
18.4078.63	500 ml Flasche Flacon	1 Stk. pce.	12.70	10.15



Haut- und Hände- Desinfektionsmittel
Désinfectant pour la peau et les mains

Données du produit

- Désinfectants alcoolisés pour les mains, prêts à l'emploi, avec des agents de réengraisement nourrissants
- Efficace contre le coronavirus SARS-CoV-2

Produktinformationen

- Gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit pflegenden Rückfetttern
- Wirksam gegen Coronavirus SARS-CoV-2

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9798.04	1'000 ml Flasche Flacon	1 Stk. pce.	18.90	17.95



Baktolin® sensitive Waschlotion
Baktolin® sensitive lotion de lavage

Données du produit

Baktolin® sensitive est une lotion de lavage de qualité particulièrement élevée pour les mains et la peau. Elle nettoie tout en douceur et convient donc tout spécialement aux peaux très stressées et sensibles.

Produktinformationen

Baktolin® sensitive ist eine besonders hochwertige Waschlotion für Hände und Haut. Die sensitive Waschlotion reinigt besonders schonend und ist somit bestens geeignet für stark strapazierte und empfindliche Haut.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9644.01	500 ml Flasche Flacon	1 Stk. pce.	6.15	4.40

HUBERLAB.

committed to science



MORE.

HUBERLAB. IS MORE

- ✓ **Gelebte Nachhaltigkeit | *La durabilité dans la pratique***
 - > Take-Back-Programm
 - > More Green Solutions
 - > Umweltbewusste Druckerzeugnisse
Des produits d'impression respectueux de l'environnement

- ✓ **Einzigartiger Tech-Support | *Support technique unique***
 - > Chemikalien | *Produits chimiques*
 - > Verbrauchsmaterial | *Consommables*
 - > Geräte | *Instruments*

- ✓ **Umfassendes Sortiment | *Assortiment complet***
- ✓ **Exclusive Markenwelt | *Un monde de marques exclusives***
- ✓ **Eigener Lieferservice | *Propre service de livraison***
- ✓ **Support vor Ort | *Soutien sur place***
- ✓ **e-Rechnung | *Facture électronique***
- ✓ **Innovativer Webshop | *Boutique en ligne innovante***

- ✓  **Climate neutral**
Print product