

HUBERLAB.

committed to science

10%

RABATT | REMISE

SPECIAL

ILMAC

MAILING 2021

RABATTCODE | CODE DE REMISE :

ILMAC2021

www.huberlab.ch

%

TOP ANGEBOT

Vom 18.10. bis 22.10.2021 erhalten Sie **zusätzlich 10 % Rabatt** auf alle Artikel in der neuen «I love deals» und «Bottlemania» Broschüre

→ RABATTCODE: **ILMAC2021**

%

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Du 18.10. au 22.10.2021, bénéficiez de **10 % de remise supplémentaire** sur tous les articles de la nouvelle brochure « I love deals » et « Bottlemania »

→ CODE DE REMISE : **ILMAC2021**





HUBERLAB.

committed to science

GÜLTIG BIS
VALABLE JUSQU'AU


31.01.2022

#4

I LOVE DEALS

Mikrobiologie erleben | *Expérience en microbiologie*

www.huberlab.ch



1

Besuchen Sie unseren eShop: www.huberlab.ch
Veillez visiter notre shop en ligne : www.huberlab.ch

2

Klicken Sie in der Navigation auf «DEALS, NEUHEITEN & SALE»
Cliquez dans la navigation sur «DEALS, NOUVEAUTÉS & SOLDES»

3

Jetzt können Sie alle Deals und Neuheiten in Ruhe durchstöbern
Vous pouvez désormais parcourir à votre guise tous les produits de Deals

PREISE GÜLTIG BIS 31.01.2022

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST.

Lieferung franko Haus via eShop ab CHF 150.00 | Andere Bestellwege ab CHF 300.00.

Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Aesch | Oktober 2021

PRIX VALABLE JUSQU'AU 31.01.2022

Prix nets en CHF, TVA non comprise.

Livraison gratuite via la boutique en ligne à partir de 150.00 CHF | Autres modes de commande à partir de 300.00 CHF. Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

Aesch | Octobre 2021

NEW

fluidlab R-300 & acella | *fluidlab R-300 & acella*
 Wachstumsschränke | *Chambres de croissance*

4
9

DEALS

Serologische Pipetten CELLSTAR® | *Pipettes sérologiques CELLSTAR®*

10

Pipettierhelfer | *Pipette Controller*

11

Vernichtungsbeutel | *Sacs à destruction*

11

Mini Zentrifuge | *Centrifugeuse mini*

12

Cryo Lagerboxen | *Boîtes de rangements pour Cryo*

12

Aufbewahrungsboxen | *Boîtes de rangement*

14

Arbeitsrack für Cryo.s™ | *Portoir pour cryotubes Cryo.s™*

14

Cryo.s™

15

Etiketten | *Etiquettes*

17

Zentrifugen Röhrchen CELLSTAR® | *Tubes à centrifuger CELLSTAR®*

19

Blue-Rack Gestell | *Supports Blue-Rack*

20

Light Protection Tubes

21

Stepper™ 416 und Ecostep™ | *Stepper™ 416 et Ecostep™*

22

Reaktionsgefässe | *Microtubes*

24

Spritzflaschen | *Pissettes*

26

Stopfen mit umstülpbarem Rand | *Bouchons à jupe rabattable*

27

Spritzenvorsatzfilter Minisart® | *Filtres pour seringues Minisart®*

28

Raumsparkanister | *Bidon de faible encombrement*

32

Handpumpe für Lösemittel | *Pompe à solvant commande manuelle*

35

Lösemittelpumpe Mini | *Pompe à solvant Mini*

35

Lösemittelpumpe für Fussbetrieb | *Pompe à pied pour solvants*

36

Neodisher® Weigoman® pure

37

Triformin protect

37

Triformin care

37

Schutzbrille X-pect 8330 | *Lunette de protection X-pect 8330*

38

Überbrille X-pect 8110 | *Sur-Lunette X-pect 8110*

38

HYGOMAT®

39

HandyStep® S

40

HandyStep® touch

40

Transferpette S

41

Flow Wipes Desinfektionstücher | *Lingettes désinfectantes*

41

PP-Klipphaube | *PP-capuchons à accrocher*

42

Besuchermantel | *Blouse visiteurs*

42

HYDRANAL™ NEXTGEN

42

CHROMASOLV™ Acetonitrile

43

CHROMASOLV™ Methanol

43

CHROMASOLV™ Ethanol

43



New Products

acella

Die anvaJO acella Glasprobenträger wurden speziell für mikroskopische Analysen mit dem fluidlab R-300 entwickelt

Les porte-échantillons en verre acella anvaJO ont été spécialement conçus pour les analyses microscopiques avec le fluidlab R-300




ZELLZÄHLER UND SPEKTROMETER IN EINEM GERÄT

Das **fluidlab R-300** ist das kleinste portable Laborgerät auf dem Markt, das einen automatischen Zellzähler mit einem vollwertigen Spektrometer kombiniert. Mittels digitaler holografischer Mikroskopie und Deep Learning Algorithmen können Viabilitätsmessungen und automatisierte Zellzählungen färbungsfrei bestimmt werden. Das kompakte Spektrometer (375-700nm) vereinfacht Extinktions- und Kinetikmessungen sowie Quantifizierungen.

COMPTEUR DE CELLULES ET SPECTROMÈTRE EN UN SEUL APPAREIL

Le fluidlab R-300 est le plus petit instrument de laboratoire portable sur le marché qui combine un compteur de cellules automatique et un spectromètre à part entière. Grâce à la microscopie holographique numérique et à des algorithmes d'apprentissage profond, il est possible de déterminer des mesures de viabilité et de comptage cellulaire automatisés sans coloration. Le spectromètre compact (375-700nm) simplifie les mesures et les quantifications absorption et de cinétique.



TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL acella – Probenträger

Produktinformationen

acella ist ein proprietäres Probenträgerformat aus Glassubstrat. Durch die geringen Messkammerhöhen eignet sich acella hervorragend für mikroskopische Anwendungen wie Zellzählung oder Partikelklassifizierung. Die acella 100 (100 µm Messkammerhöhe und 20 µL Volumen) ist der optimale Probenträger für Ihre Zellzählung und Viabilitätsmessung. Die kleineren Grössen 50 und 20 (mit 10 µL bzw. 4 µL) können verwendet werden, wenn geringere Volumina benötigt werden oder als Optimierung für kleinere Zelltypen. Bitte überprüfen Sie die Ergebnisse Ihrer Zellzählung jedoch sorgfältig auf Linearität und korrekte Ergebnisse, da die kleineren Kammerhöhen Einfluss auf die Zellgrößen, die Viskosität aufgrund der adhärenen Eigenschaften und unterschiedliche Cut-offs haben können.

Anwendungsbereiche

- Mikroskopische Analyse von Zellen

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	17.0002.35	acella 20 20 µm	25	66.15	56.20
	17.0002.36	acella 50 50 µm	25	66.15	56.20
	17.0002.37	acella 100 100 µm	25	66.15	56.20

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION acella – Portefeuille d'échantillons

Données du produit

acella est un format propriétaire de porte-échantillon composé de substrat de verre. Grâce à la faible hauteur de la chambre de mesure, l'acella convient parfaitement aux applications microscopiques telles que le comptage cellulaire ou la classification des particules. L'acella 100 (chambre de mesure de 100 µm de hauteur et 20 µL volume) est le support d'échantillon optimal pour vos mesures de comptage et de viabilité cellulaire. Les plus petites tailles 50 et 20 (avec 10 µL et 4 µL respectivement) peuvent être utilisées lorsque de plus petits volumes sont nécessaires ou comme optimisation pour des types de cellules plus petits. Cependant, veuillez vérifier soigneusement la linéarité et l'exactitude des résultats de votre comptage cellulaire, car les hauteurs de chambre plus petites peuvent avoir une influence sur la taille des cellules, la viscosité due aux propriétés d'adhérence et les différentes coupures.

Applications

- Analyse microscopique des cellules

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL fluidlab R-300

Produktinformationen

Das fluidlab R-300 ist das kleinste, komfortabelste Laborgerät auf dem Markt. Es kombiniert ein vollwertiges Spektrometer mit einem automatischen Zellzähler. Seine intuitive Bedienung und seine präzisen Ergebnisse machen das fluidlab R-300 zum Laborgerät der Zukunft. Sowohl mit Standard-Küvetten als auch mit Glas-Probenträgern von anVAJO können eine Vielzahl von Analysen wie Extinktion, automatische Zellzählung und färbungsfreie Viabilitätsmessungen durchgeführt werden.

Bedienbarkeit

- Messungen direkt unter der Clean Bench
- Portable Nutzung durch geringe Grösse und Gewicht
- Intuitive Bedienung: In drei Schritten von der Probenentnahme zum Ergebnis

Zellzähler

- Färbungsfreie Differenzierung lebender und toter Zellen
- Anzeige der Grössenverteilung der Zellen und Möglichkeit zum Gating
- Grosses Field of View (5,3mm²) für eine hohe statistische Sicherheit
- Geringe Probenmenge

Spektrometer

- Ansicht des gesamten Spektrums im Bereich 375 nm – 700 nm
- Erstellen & Speicherung von Kalibrierungskurven für die automatische Probenquantifizierung
- Analyse von Reaktionskinetiken
- Nutzung verschiedener Küvetten

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEAL
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
	17.0002.30	fluidlab R-300	1	5'586.00	4'748.10

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION fluidlab R-300

Données du produit

Le fluidlab R-300 est l'instrument de laboratoire le plus petit et le plus pratique du marché. Il combine un spectromètre avec un compteur automatique de cellules. Son utilisation intuitive et ses résultats précis font du fluidlab R-300 l'instrument de laboratoire du futur. Les cuvettes standard et les porte-échantillons en verre d'anVAJO peuvent être utilisés pour effectuer une variété d'analyses telles que l'absorbance, le comptage automatique des cellules et les mesures de viabilité sans coloration.

Facilité d'utilisation

- Mesure directement sur le banc propre du laboratoire
- Utilisation portable en raison de sa petite taille et de son poids
- Fonctionnement intuitif : de l'échantillonnage au résultat en trois étapes

Compteur de cellules

- Différenciation sans teintures des cellules vivantes et mortes
- Affichage de la distribution de la taille des cellules et possibilité de manipulation des intervalles (gating)
- Grand champ de vision (5,3 mm²) pour une fiabilité statistique élevée
- Volume minimale de l'échantillon

Spektromètre

- Vue de l'ensemble du spectre sur un intervalle de 375 nm - 700 nm
- Création et stockage de courbes d'étalonnage pour la quantification automatique des échantillons
- Analyse de la cinétique des réactions chimiques
- Utilisation de différentes cuvettes

TOP NEUHEITEN

✓ **Mit den Schränken von Binder haben Sie garantiert ein optimales Wachstum**

- Natürliche Beleuchtung und homogene Lichtverteilung
- Intuitiver Touchscreen Controller
- APT.line™ Technologie

TOP NOUVELLES

✓ **Avec les chambres de Binder, vous avez la garantie d'une croissance optimale**

- *L'éclairage naturel et une distribution homogène de la lumière*
- *Contrôleur d'écran tactile Intuitiver*
- *Technologie APT.line™*

New Products



Serie KBW und KBWF
Série KBW et KBWF

Wachstumsschränke KBW & KBWF Chambres de croissance KBW & KBWF

Produktinformationen

Serie KBW
Konstante Licht- und Temperaturbedingungen
Serie KBWF
Konstante Licht-, Feuchte- und Temperaturbedingungen

- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C
- Temperaturbereich mit Licht: +5 °C bis +60 °C
- **Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 80 % r.F. (Serie KBWF)**
- Variabel positionierbare Lichtkassetten mit je 5 Leuchtstoffröhren
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- Dichtschliessende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS – Beschichtung
- Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung mit Silikonstopfen 30 mm, links
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Türheizung

Données du produit

Série KBW
conditions de luminosité et de température constantes
Série KBWF
Conditions de luminosité, d'humidité et de température constantes

- *Plage de température : 0 °C à 70 °C*
- *Plage de température avec éclairage : 5 °C à 60 °C*
- ***Plage d'humidité : 10 % HR à 80 % HR (Série KBWF)***
- *Cassettes d'éclairage à position variable dotées respectivement de 5 tubes fluorescents*
- *Technologie de chambre de préchauffage APT.line™*
- *Vitesse de ventilation réglable*
- *Contrôleur intuitif à écran tactile avec programmation par séquence et en temps réel*
- *Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs de mesure en format ouvert via USB*
- *Autotest de l'appareil pour une analyse complète de l'état*
- *Porte intérieure à fermeture hermétique en verre de sécurité (ESG)*
- *La corrosion du verre est évitée grâce à un revêtement TIMELESS spécial*
- *Clayettes-grilles en acier inoxydable*
- *Port d'accès équipé d'un obturateur en silicone, gauche*
- *Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore*
- *Interface pour ordinateur : Ethernet*
- *Chauffage de porte*

ART.-NR.	TYP	INHALT	AUSSEN MASSE (mm)	INNEN MASSE (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	TYPE	CAPTURE	DIM. EXTÉRIEUR (mm)	DIM. INTERNE (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Serie KBW Série KBW							
17.3872.10	KBW 240	247 l	925 x 1465 x 800	650 x 785 x 485	1 Stk. pce.	17'081.00	13'664.80
17.3872.11	KBW 400	400 l	925 x 1950 x 805	650 x 1270 x 485	1 Stk. pce.	18'867.00	15'093.60
17.3872.12	KBW 720	698 l	1250 x 1925 x 890	970 x 1250 x 576	1 Stk. pce.	26'353.00	21'082.40
Serie KBWF Série KBWF							
17.3872.13	KBWF 240	247 l	925 x 1465 x 800	650 x 785 x 485	1 Stk. pce.	26'026.00	20'820.80
17.3872.14	KBWF 720	700 l	1250 x 1925 x 890	973 x 1250 x 576	1 Stk. pce.	31'236.00	24'988.80



Serologische Pipetten CELLSTAR® Pipettes sérologiques CELLSTAR®

Produktinformationen

Die Pipetten sind mit einem Pipettenfarbcode gemäss den internationalen Standards versehen. Durch die Verwendung von hochwertigem Polystyrol wird maximale Transparenz gewährleistet. Das Haltbarkeitsdatum und die Lotnummer sind auf jeder Einzelverpackung aufgedruckt. Die Pipetten sind mit einem synthetischen Filter ausgestattet. Die synthetischen Filter schützen die Pipettierhilfe vor der Kontamination mit Flüssigkeiten und Aerosolen.

- Design der Pipettenspitze garantiert tropfenfreies Pipettieren
- Maximale Genauigkeit
- Klare, gut lesbare Graduierung
- Seitlich angebrachter kolorierter Längsstreifen bei den Pipetten vereinfacht das Ablesen des Volumens
- Hohe optische Transparenz

ART.-NR.	VOL. (ml)	GRAD. (ml)	FARBE	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	GRAD. (ml)	COULEUR	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.604 107	1	1/100	●	Bulk	1'000	159.30	127.45
7.604 160	1	1/100	●	Kunststoff Plastique	1'000	207.45	165.90
7.604 181	1	1/100	●	Papier/Kunststoff Papier/Plastique	1'000	212.80	170.25
7.606 107	5	1/10	●	Bulk	500	215.45	172.35
7.606 160	5	1/10	●	Kunststoff Plastique	200	77.65	62.10
7.606 180	5	1/10	●	Papier/Kunststoff Papier/Plastique	200	71.95	57.55
7.606 107	10	1/10	●	Bulk	500	222.29	177.85
7.607 160	10	1/10	●	Kunststoff Plastique	200	90.25	72.20
7.607 180	10	1/10	●	Papier/Kunststoff Papier/Plastique	200	67.50	54.00
7.710 107	2	1/100	●	Bulk	1'000	238.45	190.75
7.710 160	2	1/100	●	Kunststoff Plastique	1'000	241.65	193.30
7.710 180	2	1/100	●	Papier/Kunststoff Papier/Plastique	1'000	248.05	198.45
7.760 107	25	2/10	●	Bulk	200	110.77	88.60
7.760 160	25	2/10	●	Kunststoff Plastique	200	138.55	110.85
7.760 180	25	2/10	●	Papier/Kunststoff Papier/Plastique	200	166.40	133.10
7.768 160	50	1/2	●	Kunststoff Plastique	100	145.85	116.70
7.768 180	50	1/2	●	Papier/Kunststoff Papier/Plastique	100	136.30	109.05

Données du produit

Les pipettes sont marquées d'un code couleur selon les standards internationaux. Une transparence maximale est garantie par l'utilisation d'un polystyrène de haute qualité. La date de péremption ainsi que le numéro de lot sont imprimés sur chaque emballage individuel. Les pipettes sont équipées d'un filtre synthétique. Le filtre permet de protéger l'aide de pipetage des contaminations liquides ou par aérosols.

- Le design de la pointe de pipette garantit un pipetage sans perte de gouttes
- Précision maximale
- Graduatiion claire et d'une lecture aisée
- Les pipettes de 5, 10, 25 et 50 ml sont équipées d'une bande Schellbach de couleur sur le côté pour faciliter la lecture du volume
- Haute transparence optique



Pipettierhelfer Sapphire MaxiPette Pipette Controller Sapphire MaxiPette

Produktinformationen

Die MaxiPette ist leicht und passt bequem in jede Hand. Sie verfügt über eine ergonomische Form mit einer Computer ausbalancierten Gewichtsverteilung sowie einer Fingerspitzenkontrolle (minimaler Druck zum Pipettieren nötig). Die Lithium-Batterie sorgt für eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden oder 2'500 Pipettiervorgängen (Ladezeit zwei Stunden).

Mögliche Pipettengrößen: von 1 bis 100 ml

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX	DEAL
7.847 070	Pipettierhelfer Sapphire MaxiPette Pipette Controller Sapphire MaxiPette	492.35	344.65

Données du produit

Le MaxiPette est léger et s'adapte confortablement dans n'importe quelle main. Il a une forme ergonomique avec une répartition du poids équilibrée par ordinateur et un contrôle du bout des doigts (pression minimale requise pour le pipetage). La batterie au lithium offre une autonomie de 8 heures ou 2500 opérations de pipetage (temps de charge deux heures). Tailles de pipettes possibles : de 1 à 100 ml



Vernichtungsbeutel Biohazard Sacs à destruction Biohazard

Produktinformationen

- 50 µm
- Für die Sterilisierung im Dampf-Autoklaven
- Sauerstoff-Durchlässigkeit einer 50 µm PP Folie (+23°C): 2380 cm² / (m² x 24 h x bar)
- Wasserdampf-Durchlässigkeit einer 50 µm PP Folie (+23°C, 85 % Luftfeuchtigkeit): 1.54 g / (m² x 24 h)
- Für die Heissluft-Sterilisierung bis +160°C

Données du produit

- 50 µm
- Pour la stérilisation en autoclave à vapeur humide
- Perméabilité à l'oxygène du film PP 50 µm (+23°C) 2380 cm² / (m² x 24 h x bar)
- Perméabilité vapeur d'eau du film PP 50 µm (+23°C, 85 % air humidity): 1.54 g / (m² x 24 h)
- Pour une utilisation jusqu'à +160°C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE (mm)	VOL. (ml)	FOLIENSTÄRKE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	DIM. (mm)	CAP. (ml)	ÉPAISSEUR DU FILM	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.643 201	Polypropylen	300 x 500	10	0.05 mm	500	166.80	125.10
7.643 203	PP/m. Aufdruck	300 x 500	10	0.05 mm	500	297.90	223.40
7.643 401	PA/o. Aufdruck	300 x 500	10	0.05 mm	500	428.75	321.60
7.644 201	PP/o. Aufdruck	400 x 780	30	0.05 mm	500	235.20	176.40
7.644 203	PP/m. Aufdruck	400 x 780	30	0.05 mm	500	235.20	176.40
7.644 401	Polyamid	400 x 780	30	0.05 mm	500	816.35	612.25
7.646 201	Polypropylen	600 x 780	65	0.05 mm	500	229.35	172.00
7.646 203	PP/m. Aufdruck	600 x 780	65	0.05 mm	500	297.90	223.40
7.646 401	Polyamid	600 x 780	65	0.05 mm	300	691.90	518.90
7.649 201	Polypropylen	700 x 1'100	130	0.05 mm	350	321.10	240.80
7.649 203	PP/m. Aufdruck	700 x 1'100	130	0.05 mm	300	342.05	256.55
7.649 401	Polyamid	700 x 1'100	130	0.05 mm	200	714.25	535.70



Mini Zentrifuge Centrifugeuse mini

Produktinformationen

- Rotor erreicht sofort 6.000 rpm
- Kommt innerhalb einer Sekunde zum Stillstand
- Kapazität:
8 x 1,5 / 2,0 ml Tubes
4 x PCR-Strips (8 x 0,2 ml)
32 x 0,5 ml PCR-Tubes
- 100 V - 240 V/50-60 Hz

Données du produit

- Rotor atteint immédiatement 6000 rpm
- Arrêt en une seconde
- Capacité :
8 x 1,5 / 2,0 ml tubes
4 x barrettes PCR (8 x 0,2 ml)
32 x 0,5 ml tubes PCR
- 100 V - 240 V/50-60 Hz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX	DEAL
7.843 070	Mini Zentrifuge Centrifugeuse mini	492.35	325.00



Cryo Lagerbox Boîte de rangement pour Cryo

Polypropylen
Polypropylène

Produktinformationen

- Die Cryo Lagerbox ist ein nützliches Accessoire für die Lagerung von Cryo.s™ Gefrierlagerröhrchen bei niedrigen und extrem niedrigen Temperaturen. Das zur Herstellung verwendete Polypropylen ist sehr temperatur- und stossunempfindlich und somit für Lagertemperaturen von bis zu -90 °C geeignet
- Fassungsvermögen: 81 Cryo.s™
- Transluzenter Deckel für optimale Einsehbarkeit
- Bodenlöcher für optimalen Gasaustausch zwischen Innenraum und Umgebung

Données du produit

- La boîte de rangement Cryo est un accessoire utile pour stocker les tubes échantillons Cryo.s™ à des températures basses et ultra-basses. La boîte en polypropylène est très résistante aux chocs et aux températures, permettant ainsi des températures de stockage aussi basses que -90 °C
- Contient 81 tubes échantillons Cryo.s™
- Couverture transparente pour une visibilité optimale du contenu de la boîte
- Ventilation pour l'échange d'air facilitée entre intérieur et extérieur

ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.802 202	○	1	5.45	4.10
7.802 203	●	1	5.45	4.10
7.802 204	●	1	5.45	4.10
7.802 206	●	1	5.45	4.10
7.802 225	●	1	5.45	4.10



Cryoboxen Arctic Square™ Cryoboîtes Arctic Square™

Polycarbonat
Polycarbonat

Produktinformationen

- Zur sicheren Aufbewahrung von Röhrchen bei -196°C bis +121°C
- Zur mehrfachen Verwendung in mechanischen Gefriergeräten und mit Flüssigstickstoff
- Ausgestattet mit besonderen Merkmalen, die eine einfache Sortierung, Erkennung und Entnahme der Röhrchen ermöglichen
- Der mit Scharnieren versehene Deckel erlaubt die einhändige Entnahme von Proben
- Eine integrierte Sperre verhindert, dass der Deckel zu weit aufgeht, wenn der Kasten am Deckel hochgehoben wird - so wird versehentliches Verschütten vermieden (Version 5x5 besitzt keinen Scharnierdeckel)
- Der hinten höhere Sockel und der kontrastreiche aufgedruckte Index auf dem durchsichtigen Deckel erlauben eine schnelle Orientierung
- Alle Kästen sind mit Belüftungs- und Abflussöffnungen versehen und stapelbar
- Für Cryoröhrchen 1,2-2,0 ml

Données du produit

- Permettent un stockage sécurisé répété de flacons de -196°C à +121°C
- Dans des congélateurs mécaniques ou dans de l'azote liquide
- Conçu pour faciliter l'accès et l'identification des échantillons.
- Le couvercle à charnière avec arrêt évite que la boîte ne bascule si l'utilisateur la prend par le couvercle (le couvercle de la boîte 5x5 ne possède pas de charnière)
- La base inclinée vers l'avant et l'index imprimé sur le couvercle transparent à grand contraste assurent une orientation visuelle rapide
- Toutes les boîtes possèdent des ouvertures d'écoulement et sont empilables
- Pour cryotubes 1,2-2,0 ml

ART.-NR.	FARBE	LOCHAUFTEILUNG	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DIVISION TROUS	MESURE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5325.01	●	25 (5 x 5)	76 x 76 x 53 mm	8	84.95	63.70
15.5325.02	●	81 (9 x 9)	133 x 133 x 96 mm	5	85.10	63.80
15.5325.03	●	100 (10 x 10)	133 x 133 x 53 mm	4	69.45	52.10
15.5325.99	●●●●	81 (9 x 9)	133 x 133 x 53 mm	4	69.45	52.10



Aufbewahrungsboxen Boîtes de rangement

Polypropylen
Polypropylène

Données du produit

- *Encombrement réduit pour stockage de microtubes ou cryotubes de 1,5/2,0 ml*
- *Avec couvercle à friction facile à ouvrir*
- *Haute transparence, mais avec une forte coloration d'identification et design particulier en "vague"*
- *Puits uniformes avec ID d'emplacement*
- *Capacité indiquée à l'extérieur de la boîte*
- *Version noire hermétique à la lumière disponible pour les échantillons sensibles à la lumière*
- *Zone d'étiquetage dépolie*

Produktinformationen

- Kompakte Bauweise für die Lagerung von Mikroröhrchen und Cryoröhrchen 1.5- 2.0 ml
- Mit einfach zu öffnendem, reibungsschlüssigem Deckel
- Hohe Transparenz, aber mit einer starken identifizierenden Färbung und mit einem speziellen Wellendesign
- Einheitliche Wells mit Positions-ID
- Kapazität auf der Aussenseite der Box vermerkt
- Schwarze, lichtundurchlässige Version verfügbar für lichtempfindliche Proben
- Mattiertes Beschriftungsfeld

ART.-NR.	FARBE	LOCHAUFTEILUNG	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DIVISION TROUS	MESURE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1200.39	●	9 x 9	130 x 130 x 47 mm	5	50.05	37.55
15.1200.40	●●●●●	9 x 9	130 x 130 x 47 mm	5	51.80	38.85
15.2003.00	○	9 x 9	130 x 130 x 47 mm	5	50.05	37.55
15.2003.01	●	9 x 9	130 x 130 x 47 mm	5	51.80	38.85
15.2003.02	●	9 x 9	130 x 130 x 47 mm	5	50.05	37.55
15.2003.03	●	9 x 9	130 x 130 x 47 mm	5	50.05	37.55
15.2003.04	●	9 x 9	130 x 130 x 47 mm	5	50.05	37.55
15.2003.05	●	9 x 9	130 x 130 x 47 mm	5	51.15	38.35



Arbeitsrack für Cryo.s™ Portoir pour cryotubes Cryo.s™

Polycarbonat
Polycarbonat

Données du produit

- *Adapté aux Cryo.s™ avec base étoilée*
- *Facilite le travail en cryogénie en permettant d'ouvrir les tubes d'une seule main*
- *Pieds équipés de tampons en caoutchouc anti-glisse*
- *Jusqu'à 40 emplacements pour cryotubes Cryo.s™*

Produktinformationen

- Für Cryo.s™ mit Stehkreuz
- Erleichtert das Arbeiten mit der Cryotechnik erheblich, da Gefäße einhändig geöffnet werden können
- Gummifuss für rutschsicheren Stand
- Für bis zu 40 Cryo.s™

ART.-NR.	FARBE	MASSE (mm)	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	MESURE (mm)	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
7.802 501	●	100 x 200 x 22	Einhand-Arbeitsrack Rack de travail à une main	1	20.45	15.35



Cryo.s™ 1ml | 2ml | 4ml | 5ml Cryo.s™ mit/avec Datamatrix 1ml | 2ml | 4ml



Produktinformationen

Für das Einfrieren und Lagern von Proben bietet Greiner Bio-One ein umfangreiches Produktportfolio an. Das Cryo.s™ Sortiment umfasst Einfriereröhrchen mit verschiedenen Volumina, Bodenformen sowie Deckelfarben. Mit Cryo.s™ + Datamatrix erweitert Greiner Bio-One sein Portfolio um optimale Lösungen für das halbautomatisierte und automatisierte Probenhandling und die Probenlagerung.

Données du produit

Les Cryo.s™ sont adaptés pour le stockage de cellules, échantillons de tissus, échantillons microbiologiques (ex. virus, bactéries, levures et autres champignons, spores), substances d'origine humaine ou animale, tels que sang, sérum, sperme ainsi que anticorps, ARN, ADN et échantillons de protéines, (Les Cryo.s™ ne sont pas conçus pour le stockage dans le cadre de la biologie de la reproduction)

ART.-NR.	VOL. (ml)	D x H (mm)	FARBE	BODENFORM	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CAP. (ml)	D x H (mm)	COULEUR	FOND	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.121 261	1.8 - 2.0	12.5 x 48	○	Rund Rond	Innengewinde Filetage intérieur	100	34.95	26.20
7.121 263	1.8 - 2.0	12.5 x 48	○	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.121 277	1.8 - 2.0	12.5 x 48	●	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.121 278	1.8 - 2.0	12.5 x 48	●	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.121 279	1.8 - 2.0	12.5 x 48	●	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.121 280	1.8 - 2.0	12.5 x 48	●	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.122 261	1.8 - 2.0	12.5 x 48	○	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.122 263	1.8 - 2.0	12.5 x 48	○	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.122 277	1.8 - 2.0	12.5 x 48	●	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.122 278	1.8 - 2.0	12.5 x 48	●	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.122 279	1.8 - 2.0	12.5 x 48	●	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.122 280	1.8 - 2.0	12.5 x 48	●	Rund Rond		100	34.95	26.20
7.123 261	1.0 - 1.2	12.5 x 42	○	Konisch Conique		100	34.95	26.20
7.123 263	1.0 - 1.2	12.5 x 42	○	Konisch Conique		100	34.95	26.20
7.123 277	1.0 - 1.2	12.5 x 42	●	Konisch Conique		100	34.95	26.20
7.123 278	1.0 - 1.2	12.5 x 42	●	Konisch Conique	100	34.95	26.20	
7.123 279	1.0 - 1.2	12.5 x 42	●	Konisch Conique	100	34.95	26.20	
7.123 280	1.0 - 1.2	12.5 x 42	●	Konisch Conique	100	34.95	26.20	
7.124 261	4.5 - 5.0	12.5 x 86	○	Rund Rond	50	23.30	17.45	
7.124 263	4.5 - 5.0	12.5 x 86	○	Rund Rond	50	23.30	17.45	
7.124 273	4.5 - 5.0	12.5 x 86	●	Rund Rond	50	23.30	17.45	

ART.-NR.	VOL. (ml)	D x H (mm)	FARBE	BODENFORM	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CAP. (ml)	D x H (mm)	COULEUR	FOND	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.124 274	4.5 - 5.0	12.5 x 86	●	Rund Rond	Aussengewinde Filetage extérieur	50	23.30	17.45
7.124 275	4.5 - 5.0	12.5 x 86	●	Rund Rond		50	23.30	17.45
7.124 276	4.5 - 5.0	12.5 x 86	●	Rund Rond		50	23.30	17.45
Bis zu Jusqu'à								
7.126 261	2.2	12.5 x 47	○	Rund Rond	Aussengewinde Filetage extérieur	100	38.10	28.60
7.126 263	2.2	12.5 x 47	○	Rund Rond		100	38.10	28.60
7.126 277	2.2	12.5 x 47	●	Rund Rond		100	38.10	28.60
7.126 278	2.2	12.5 x 47	●	Rund Rond		100	38.10	28.60
7.126 279	2.2	12.5 x 47	●	Rund Rond		100	38.10	28.60
7.126 280	2.2	12.5 x 47	●	Rund Rond		100	38.10	28.60
7.127 261	4.0	12.5 x 83	○	Rund Rond		50	23.30	17.45
7.127 263	4.0	12.5 x 47	○	Rund Rond		50	23.30	17.45
7.127 277	4.0	12.5 x 47	●	Rund Rond		50	23.30	17.45
7.127 278	4.0	12.5 x 47	●	Rund Rond		50	23.30	17.45
7.127 279	4.0	12.5 x 47	●	Rund Rond		50	23.30	17.45
7.127 280	4.0	12.5 x 47	●	Rund Rond		50	23.30	17.45



Röhrchen Etiketten Tough-Tags® Etiquettes pour tubes Tough-Tags®

In Spenderbox
En distributeur

Produktinformationen

Kleben auf allen gebräuchlichen Kunststoffen, halten Wasserbäder, die meisten organischen Lösungen, ätzende Mittel und andere Herausforderungen aus, ohne sich abzulösen, abzubauen oder brüchig zu werden

Données du produit

Adhèrent à la plupart des matières plastiques, résistent au bain-marie, résistent aux solvants organiques et aux produits corrosifs, sans se détacher ni devenir cassantes

ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE	FÜR RÖHRCHENINHALT (ml)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	GRANDEUR	POUR CAP. TUBES (ml)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1000.90	○	38 x 19 mm	Universal	1'000	97.10	72.80
15.1000.91	●	33 x 13 mm	1.5 / 2.0	1'000	58.40	43.80
15.1000.92	○	33 x 13 mm	1.5 / 2.0	1'000	58.40	43.80
15.1000.94	●	33 x 13 mm	1.5 / 2.0	1'000	58.40	43.80
15.1000.95	●	33 x 13 mm	1.5 / 2.0	1'000	58.40	43.80
15.1000.96	○	33 x 13 mm	1.5 / 2.0	1'000	58.40	43.80
15.1000.97	●	33 x 13 mm	1.5 / 2.0	1'000	79.55	59.65
15.1000.98	●	24 x 13 mm	0.5	1'000	58.25	43.70
15.1001.03	●	24 x 13 mm	0.5	1'000	50.40	37.80
15.1001.05	●	24 x 13 mm	0.5	1'000	50.40	37.80
15.1001.06	●	24 x 13 mm	0.5	1'000	50.40	37.80
15.1001.07	○	24 x 13 mm	0.5	1'000	46.20	34.65
15.1001.08	●	24 x 13 mm	0.5	1'000	47.05	35.30
15.1002.29	○	38 x 6 mm	Microplates	1'000	50.40	37.80
15.1002.30	○	21 x 7 mm	0.2	1'500	47.05	35.30

FIND
OUT
NOW

Profitieren Sie von unschlagbaren Preisen
durch individuelle Jahresabschlüsse.

Profitez de prix imbattables grâce aux
comptes annuels individuels.

- ✓ PREISSICHERHEIT
SÉCURITÉ DES PRIX
- ✓ QUALITATIV HOCHWERTIGE PRODUKTE
PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ
- ✓ GARANTIERTE VERFÜGBARKEIT
DISPONIBILITÉ GARANTIE
- ✓ GRATISLIEFERUNG FREI HAUS
LIVRAISONS FRANCO DOMICILE



Etiketten Station Station pour étiquettes

Bis zu 6 Boxen: Tough-Tags®, Cryo-Babies® & Tough-Spots®
Jusqu'à 6 distributeurs: Tough-Tags®, Cryo-Babies® et Tough-Spots®

Produktinformationen

Aus Acryl, mit Schnittkante und Antirutschgumminoppen

Données du produit

Station en acryl, bord pour coupes et pied anti-dérappant

ART.-NR.	MASSE (mm)	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	MESURE (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.2346.54	280 x 120 x 89	1	127.45	95.60



Röhrchen Etiketten Tough-Spots® in Spenderbox Etiquettes pour tubes Tough-Spots® en distributeur

Produktinformationen

Kleben auf allen gebräuchlichen Kunststoffen, halten Wasserbäder, die meisten organischen Lösungen, ätzende Mittel und andere Herausforderungen aus, ohne sich abzulösen, abzubauen oder brüchig zu werden

Données du produit

Adhèrent à la plupart des matières plastiques, résistent au bain-marie, résistent aux solvants organiques et aux produits corrosifs, sans se détacher ni devenir cassantes

ART.-NR.	FARBE	MASSE (mm)	FÜR RÖHRCHENINHALT (ml)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	MESURE (mm)	POUR CAP. TUBES (ml)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1002.12	○	9.5	0.5	1'000	51.90	38.90
15.1002.17	●	9.5	0.5	1'000	51.90	38.90
15.1002.18	●	9.5	0.5	1'000	51.90	38.90
15.1002.19	●	9.5	0.5	1'000	42.90	32.15
15.1002.20	●	9.5	0.5	1'000	51.90	38.90
15.1002.22	●	9.5	0.5	1'000	42.90	32.15
15.1002.23	●	9.5	0.5	1'000	51.90	38.90
15.1002.24	●	9.5	0.5	1'000	51.90	38.90
15.1002.25	●	9.5	0.5	1'000	42.90	32.15
15.1002.26	●	9.5	0.5	1'000	51.90	38.90
15.1002.27	● ●	9.5	0.5	1'000	42.90	32.15
15.1002.28	○	4.8	0.2	1'000	82.80	62.10
15.1044.02	○	11	1.5 / 2.0	1'000	49.50	37.10
15.1050.08	○	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.09	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.10	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.11	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.12	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.13	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.14	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.15	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.16	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.17	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.18	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1050.19	●	13	1.5 / 2.0	1'000	51.00	38.25
15.1075.05	○	19	15 - 50	500	47.65	35.75
15.1100.36	○	25	50	500	56.80	42.60



Zentrifugen Röhrchen CELLSTAR® Tubes à centrifuger CELLSTAR®

Polypropylen
Polypropylène

Produktinformationen

- Sehr gute thermische, mechanische und chemische Stabilität
- Naturfarbene Röhrchen mit aufgeschraubtem Verschluss
- Mit blauer Graduierung und weissem Schriftfeld
- Light Protection Tubes für lichtempfindliche Stoffe und Reaktionen
- In Boxen oder Beuteln unterpackt
- Bodenform konisch

Données du produit

- Très bonne résistance chimique, mécanique et thermique
- Light Protection Tubes pour stockage ou transfert de substances photosensibles
- Tubes incolores avec bouchon à vis monté
- Emballage en boîte ou en sachet
- Avec graduation bleue et aplat blanc
- Fond conique

ART.-NR.	VOL. (ml)	MASSE (mm)	STEHRAND	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	MESURE (mm)	JUPE	STERILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.188 261	15 ml	17 x 120 mm	–	✓	500	147.00	117.60
7.188 271	15 ml	17 x 120 mm	–	✓	1'000	283.35	226.70
7.188 295	15 ml	17 x 120 mm	–	–	1'000	296.95	237.55
7.210 261	50 ml	30 x 115 mm	✓	✓	450	157.10	125.70
7.210 270	50 ml	30 x 115 mm	✓	✓	300	118.05	94.45
7.227 201	50 ml	30 x 115 mm	–	–	500	78.10	62.50
7.227 261	50 ml	30 x 115 mm	–	✓	500	163.60	130.90
7.227 270	50 ml	30 x 115 mm	–	✓	300	113.25	90.60
7.227 295	50 ml	30 x 115 mm	–	–	500	214.30	171.45

SAMPLEPACKS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX
7.188 999	Zentrifugenröhrchen 15 ml Greiner Bio-One Tubes à centrifuger 15 ml Greiner Bio-One	Gratis Gratuit
7.227 999	Zentrifugenröhrchen 50 ml Greiner Bio-One Tubes à centrifuger 50 ml Greiner Bio-One	Gratis Gratuit
7.542 999	EASYstrainer Zellsiebe Greiner Bio-One EASYstrainer tamis cellulaire Greiner Bio-One	Gratis Gratuit



Zentrifugen Röhren CELLSTAR® Tubes à centrifuger CELLSTAR®

Polypropylen
Polypropylène


Données du produit

- Très bonne résistance chimique, mécanique et thermique
- Light Protection Tubes pour stockage ou transfert de substances photosensibles
- Tubes incolores avec bouchon à vis monté
- Emballage en boîte ou en sachet
- Avec graduation bleue et aplat blanc
- Fond conique

Produktinformationen

- Sehr gute thermische, mechanische und chemische Stabilität
- Naturfarbene Röhren mit aufgeschraubtem Verschluss
- Graduierung blau
- Bodenform konisch
- Schriftfeld weiss
- In Boxen oder Beuteln unterpackt
- NEU: mit beschreibbarem Deckel

ART.-NR.	VOL. (ml)	MASSE (mm)	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	MESURE (mm)	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.188 281	15	17 x 120	10 Racks x 50 Stück Pièce	500	172.70	138.15
7.188 285	15	17 x 120	7 Beutel Sachets x 100 Stück Pièce	700	198.30	158.65
7.227 281	50	30 x 115	12 Racks x 25 Stück Pièce	300	120.70	96.55
7.227 285	50	30 x 115	25 Beutel Sachets x 20 Stück Pièce	500	163.60	130.90



Blue-Rack Gestell Supports Blue-Rack

Für Zentrifugenröhren: 15 ml und 50 ml
Pour tubes centrifuger : 15 ml et 50 ml

Données du produit

- Bouchon étanche intégré au tube pour prévenir la contamination croisée et la perte du bouchon
- Fond conique ; stériles

Produktinformationen

- Der anhängende, auslaufsichere Deckel verhindert Kreuzkontaminationen und Verlust des Verschlusses
- Konischer Boden, steril

ART.-NR.	TYP	MASSE (mm)	FÜR TUBES	TYP	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	TYPE	MESURE (mm)	POUR TUBES	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.6569.18	18	122 x 88 x 70	15 ml	G 18	1	16.10	11.25
15.6569.23	2 x 3	122 x 88 x 70	50 ml	G 23	1	15.40	10.80
15.6569.26	2 x 6	234 x 88 x 70	50 ml	G 26	1	21.20	16.70



Light Protection Tubes

Polypropylen
Polypropylène

Données du produit

- En PP pigmenté marron foncé
- Fond conique
- Bouchon vissant et graduation, bleu
- Aplat blanc

Produktinformationen

- Aus pigmentiertem PP dunkelbraun
- Bodenform konisch
- Schraubverschluss und Graduierung, blau
- Schriftfeld, weiss

ART.-NR.	VOL. (ml)	MASSE (mm)	Steril	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	MESURE (mm)	Sterile	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.188 280	15	17 x 120	✓	1'000	415.25	332.20
7.188 283	15	17 x 120	✓	500	216.95	173.55
7.227 280	50	30 x 115	✓	500	214.35	171.50
7.227 283	50	30 x 115	✓	300	142.00	113.60

SAMPLEPACK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREISE
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX
7.188 999	Zentrifugenröhren 15 ml Greiner Bio-One Tubes à centrifuger 15 ml Greiner Bio-One	Gratis Gratuit
7.227 999	Zentrifugenröhren 50 ml Greiner Bio-One Tubes à centrifuger 50 ml Greiner Bio-One	Gratis Gratuit

Möchten Sie das Produkt erst
kennenlernen? Dann bestellen
Sie **GRATIS** ein Samplepack und
überzeugen Sie sich selbst!

*Vous souhaitez d'abord faire
connaissance avec le produit ?
Alors commandez **GRATUIT** un
Samplepack et voyez par vous-même !*



Stepper™ 416 Repetierpipette Pipette réglable à répétition

Produktinformationen

Kompakte und zuverlässige kristallblaue Repetierpipette für verlässliche Serierendosierungen im Volumenbereich von 10 und 5'000 µl. 53 verschiedene einstellbare Volumina bieten bis zu 73 Dosierungen pro Füllung. Der einzigartige 4-Finger-Aktivierungsmodus verhindert die Ermüdung des Daumens, was eine bessere Kontrolle jedes Pipettierschrittes – unabhängig der Geschwindigkeit – ermöglicht. Hochwertige Materialien und die mechanische Funktionsweise garantieren eine lange Lebensdauer des Instrumentes. Die Ecostep™ Verdrängungsspritzen verhindern den Flüssigkeitskontakt mit der Repetierpipette und dessen Kontamination mit Chemikalien wie Säuren, Basen oder Lösungsmitteln. Zwei Jahre Garantie.

- 4-Finger-Aktivierungsmodus
- Deutliche Anzeige der Volumina und Anzahl gewünschter Dosierungen
- Drei farbkodierte Direktverdrängungs-Spritzen
- Automatischer Stoppmechanismus bei unzureichender Dosiermenge
- Ecostep™ Spritzen in standard- und bioproof™-Version

ART.-NR.	VOL. (µl)	PREIS	DEAL
No. D'ART.	VOL. (µl)	PRIX	DEAL
2.7866.50	10 - 5'000	330.00	247.50

Données du produit

Dernière génération conçue pour des dosages fiables dans une plage de 10 à 5000 µl. Activation du bout des doigts, sans contribution du pouce. Matériaux soigneusement sélectionnés pour assurer une excellente résistance aux chocs. Boîtier compact aux contours épurés élimine tout risque de contamination interne. Choix de 53 volumes différents et jusqu'à 73 doses possibles par remplissage. Deux ans de garantie.

- Activation par les doigts au lieu du pouce
- Volume et nombre de doses inscrits sur le bouton de réglage
- Trois seringues Ecostep™ avec code de couleur individuel
- Arrêt de sécurité en fin de course
- Seringues Ecostep™ en version standard et bioproof™



Produktinformationen

Drei Spitzengrößen decken den gesamten Volumenbereich von 10 bis 5000 µl ab. Durch die Farbcodierung der Spritzen und des Auswahlknopfes werden Fehleinstellungen ausgeschlossen. Rasches Einsetzen und Abnehmen der Spritzen vom Stepper™ garantiert. Die Skala hilft den Spritzeninhalt zu überwachen. Ecostep™ Spritzen passen allen Stepper™ Generationen.

- Bis zu 73 Aliquots pro Füllung
- 19 verschiedene Volumina pro Spritze
- Nicht sterile Spritzen: Grossverpackung
- Sterile Spritzen, bioproof™: Einzel verpackt
- Auswahlpackung enthält alle Spritzentypen

Zwei Versionen:

- Lieferbar in Beuteln, nicht sterilisiert. Sortiment Verpackung enthält je 20 Spritzen 0.75 ml (gelb), 3.75 ml (blau) und 37.5 ml (rot)
- bioproof™: individuell verpackte, sterilisierte Spritzen mit hohem biologischem Reinheitsgrad. Jede Produktionsserie wird von unabhängigen Testlaboratorien geprüft und frei von DNase, RNase, Pyrogenen (Endotoxine) und humaner DNA zertifiziert. Sortiment Verpackung enthält je 20 Spritzen 0.75 ml (gelb), 3.75 ml (blau) und 37.5 ml (rot)

ART.-NR.	SPRITZENVOLUMEN (ml)	FARBE	STERIL	VOL. (ml)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOLUME DE LA SERINGUE (ml)	COULEUR	STERILE	VOL. (ml)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7316.05	3.75	●	–	0.5 - 5	100	105.00	78.75
2.7316.10	0.75	●	–	0.1 - 1	100	103.00	77.25
2.7316.19	0.75	●	✓	0.1 - 1	100	221.00	165.75
2.7316.50	37.5	●	–	5 - 50	100	138.50	103.85
2.7316.59	3.75	●	✓	5 - 50	50	122.00	91.50
2.7316.65	37.5	●	✓	5 - 50	50	162.50	121.85

Ecostep™ Spritzen für Stepper 416 Seringues pour Stepper 416

Données du produit

Trois seringues couvrent les volumes de 10 à 5'000 µl. Un code couleur sur la seringue et le sélecteur de volume élimine toute erreur de réglage. Installation et retrait rapides du Stepper™. La graduation acoste à gérer le contenu de la seringue. Les seringues Ecostep™ conviennent à toutes les générations Stepper™.

- Jusqu'à 73 doses disponibles
- 19 différents volumes par seringue
- Seringues non stériles emballées en vrac
- Seringues stériles bioproof™ en emballage individuel
- Pack « sélection » avec chaque type de seringue

Deux versions disponibles :

- Seringues non stériles livrées en vrac. Conditionnement « sélection » avec 20 seringues de chaque type 0.75 ml (jaune), 3.75 ml (bleu) et 37.5 ml (rouge)
- Seringues bioproof™ stérilisées, en emballage individuel, avec très haut degré de pureté. Chaque lot est testé individuellement par des laboratoires indépendants quant à la stérilité, et certifié exempt d'ADN humain, de DNase, RNase et de pyrogènes (endotoxines). Conditionnement « sélection » avec 20 seringues de chaque type 0.75 ml (jaune), 3.75 ml (bleu) et 37.5 ml (rouge)



HUBERLAB.

committed to science

Kennen Sie schon unsere «labnews»?
Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie stets auf dem Laufenden!

Connaissez-vous déjà nos «labnews.»?

Abonnez-vous maintenant et restez toujours à jour !



Click



Reaktionsgefäße Microtubes

Polypropylen
Polypropylène

Données du produit

- Applications universelles et avec systèmes Eppendorf, Vitatron et Roche
- Haute résistance chimique et thermique

Produktinformationen

- Universell einsetzbar und für Eppendorf-, Vitatron- und Roche-Systeme
- Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

ART.-NR.	VOL. (ml)	FARBE	DECKEL	STERIL	FÜR SYSTEM	GRAD.	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	COULEUR	BOUCHON	STERILE	POUR SYSTÈME	GRAD.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.667 201	0.5	○	✓	–	Vitatron 1000/10000	–	1'000	42.35	33.90
7.742 270	0.7	●	✓	–	Cobas Roche 500/15000	–	500	17.30	13.85
7.616 201	1.5	○	✓	–	Eppendorf 500/4000	✓	500	17.40	13.90
7.616 261	1.5	○	✓	✓	Eppendorf 500/4000	✓	4'000	177.15	141.70
7.616 273	1.5	●	✓	–	Eppendorf 500/4000	✓	500	19.85	15.90
7.616 274	1.5	●	✓	–	Eppendorf 500/4000	✓	500	19.85	15.90
7.616 275	1.5	●	✓	–	Eppendorf 500/4000	✓	500	19.85	15.90
7.616 276	1.5	●	✓	–	Eppendorf 500/4000	✓	500	19.25	15.40
7.616 283	1.5	●	✓	–	Eppendorf 500/4000	✓	500	28.60	22.90
7.618 201	1.5	○	–	–	Eppendorf 500/3000	–	3'000	105.50	84.40
7.623 201	2.0	○	✓	–	Eppendorf 500/4000	✓	500	29.95	23.95
7.622 201	5.0	○	✓	–	100/1000	✓	1'000	249.30	199.45
7.725 201	5.0	○●	Schraubverschluss	–	100/500	✓	500	115.40	93.30
7.725 261	5.0	○●	Bouchon vissant	✓	100/500	✓	500	138.45	110.75

SAMPLEPACK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS
No. D'ART.	DESCRIPTION	PRIX
7.616 999	Reaktionsgefäße Greiner Bio-One Microtubes Greiner Bio-One	Gratis Gratuit



Reaktionsgefäße für die PCR Sapphire Microtubes PCR Sapphire

Polypropylen
Polypropylène


Données du produit

- Paroi fine pour un transfert thermique optimisé
- Disponibles avec des bouchons bombés ou plats

Produktinformationen

- Ultradünnes Polypropylen gewährleistet eine optimale Wärmeübertragung
- Mit anhängendem flachem Deckel verschliessbar

ART.-NR.	VOL. (ml)	FARBE	DECKEL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	COULEUR	BOUCHON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.671 201	0.2	○	Gewölbt Bombé	1'000	93.00	74.40
7.671 273	0.2	●	Gewölbt Bombé	1'000	93.00	74.40
7.671 274	0.2	●	Gewölbt Bombé	1'000	93.00	74.40
7.671 275	0.2	●	Gewölbt Bombé	1'000	90.30	72.25
7.671 276	0.2	●	Gewölbt Bombé	1'000	93.00	74.40
7.671 281	0.2	●●●●●●	Gewölbt Bombé	1'000	93.00	74.40
7.672 275	0.5	●	Gewölbt Bombé	1'000	70.65	56.50
7.682 201	0.5	○	Flach Plat	1'000	77.20	61.75
7.682 272	0.5	●	Flach Plat	1'000	81.25	65.00
7.682 273	0.5	●	Flach Plat	1'000	81.25	65.00
7.682 274	0.5	●	Flach Plat	1'000	77.20	61.75
7.682 275	0.5	●	Flach Plat	1'000	72.80	58.25
7.682 276	0.5	●	Flach Plat	1'000	77.20	61.75
7.682 277	0.5	●	Flach Plat	1'000	77.20	61.75
7.682 281	0.5	●●●●●●	Flach Plat	1'000	77.20	61.75
7.683 201	0.2	○	Flach Plat	1'000	86.60	69.30
7.683 271	0.2	●●●●●●	Flach Plat	1'000	91.95	73.55
7.683 273	0.2	●	Flach Plat	1'000	77.25	61.80
7.683 274	0.2	●	Flach Plat	1'000	91.95	73.55
7.683 275	0.2	●	Flach Plat	1'000	91.95	73.55
7.683 276	0.2	●	Flach Plat	1'000	91.95	73.55
7.683 277	0.2	●	Flach Plat	1'000	91.95	73.55
7.684 201	0.2	○	Ohne Sans	1'000	80.55	64.45



Azlon®

Spritzflaschen aus LDPE Pisettes en PELD

5 Stück enthalten
5 pièces incluses



Produktinformationen

- Aus LDPE
- Durchscheinend
- PP-Spritzverschluss
- Beschriftungsfeld
- Weite Öffnung für einfaches Befüllen
- Dauerhaft in 3 Sprachen beschriftet (EN, FR, DE)
- Lieferung mit selbstklebenden Gefahrgut-Etiketten
- Ausführung mit patentiertem DripLok® Ventil

ART.-NR.	VOL. (ml)	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	VOL. (ml)	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.0113.19	500	1	65.25	52.20



Passender Marker zur optimalen Kennzeichnung
Un marqueur correspondant pour un marquage optimal



Marker für Spritzflaschen Kennzeichnung Feutre pour marquage de pisettes

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.0115.00	Schwarz Noir	1	21.90	17.50



Naturgummi
Caoutchouc naturel

Silikon
Silicone

Stopfen mit umstülpbarem Rand Bouchons à jupe rabattable

Produktinformationen

- Die Stopfen garantieren eine absolute Dichtheit, auch bei fehlerhaftem Rand der zu verschließenden Röhren oder Behälter aus Glas, Metall oder Kunststoff. Sie lassen sich durchstechen und dichten nach Entnahme wieder ab, auch nach mehreren Anwendungen
- Hervorragende Abdichtung und Schutz nach aussen
- Durchstechbar

Naturgummi

- Ökonomisch und Weiss

Silikon

- Biologisch neutral, gute chemische Beständigkeit
- Transparent
- Autoklavierbar
- Beständig gegen Alterung, Ozon und wiederholte Sterilisierungen
- Temperaturbeständig von -60...+220 °C (kurzfristig bis 250 °C)

Données du produit

- Les bouchons garantissent une parfaite étanchéité, même lorsque les bords des tubes ou récipients en verre, plastique ou métal devant être scellés sont imparfaits. Ils peuvent être percés et rescellés après échantillonnage, même après plusieurs utilisations
- Excellente étanchéité et protection de l'atmosphère extérieure
- Peuvent être perforés

Caoutchouc naturel

- Économie et blanc

Silicone

- Biologiquement neutres, bonne résistance chimique
- Transparent
- Autoclavés
- Résistance au vieillissement, à l'ozone et à la stérilisation répétée
- Résistance à une température de -60 à +220 °C (jusqu'à +250 °C pour les courtes périodes)

ART.-NR.	Ø VERSCHLUSSÖFFNUNG	MATERIAL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	Ø BOUCHAGE	MATÉRIEL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.2715.01	7.1 mm	Naturgummi Caoutchouc naturel	1	0.60	0.50
15.2715.02	10.2 mm	Naturgummi Caoutchouc naturel	1	0.65	0.50
15.2715.03	12.7 mm	Naturgummi Caoutchouc naturel	1	1.00	0.80
15.2715.04	14.9 mm	Naturgummi Caoutchouc naturel	1	1.00	0.80
15.2715.05	19.4 mm	Naturgummi Caoutchouc naturel	1	1.45	1.15
15.2715.06	23.7 mm	Naturgummi Caoutchouc naturel	1	4.45	3.55
15.2715.07	30.7 mm	Naturgummi Caoutchouc naturel	1	6.80	5.45
15.2715.08	15.9 mm	Naturgummi Caoutchouc naturel	1	1.20	0.95
15.2717.04	14.9 mm	Silikon Silicone	1	2.05	1.65
15.2717.05	19.4 mm	Silikon Silicone	1	2.40	1.90
15.2717.07	30.7 mm	Silikon Silicone	1	6.20	4.95



SARTORIUS



Spritzenvorsatzfilter Minisart® HY
Filtres pour seringues Minisart® HY

Membran Polytetrafluorethylen | Membrane en polytétrafluoréthylène

ART.-NR.	POREN	FARBE	Ø (mm)	AUSFÜHRUNG	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	PORES	COULEUR	Ø (mm)	EXÉCUTION	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.0000.21	0.20 µm	○	26 mm	Male Luer Lock	✓	50	185.00	138.75
12.0000.22	0.20 µm	○	26 mm	Male Luer Lock	–	500	1'110.00	825.00
12.1659.02	0.20 µm	○	26 mm	Male Luer Slip	–	500	1'110.00	825.00
12.1659.03	1.00 µm	○	26 mm	Male Luer Lock	–	500	1'030.75	773.05



Spritzenvorsatzfilter Minisart® Air
Filtres pour seringues Minisart® Air

Membran Polytetrafluorethylen | Membrane en polytétrafluoréthylène

ART.-NR.	POREN	FARBE	Ø (mm)	AUSFÜHRUNG	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	PORES	COULEUR	Ø (mm)	EXÉCUTION	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.1659.05	0.20 µm	●	15 mm	Male Luer Slip + Needle	✓	50	282.50	211.85
12.1751.01	0.20 µm	●	15 mm	Male Luer Slip	–	500	1'030.00	772.50



Spritzenvorsatzfilter Minisart® Acticosart
Filtres pour seringues Minisart® Acticosart

Membran regenerierte Cellulose | Membrane en cellulose régénérée

ART.-NR.	POREN	FARBE	Ø (mm)	AUSFÜHRUNG	STERIL	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	PORES	COULEUR	Ø (mm)	EXÉCUTION	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
12.1784.01	0.20 µm	○	26 mm	Male Luer Slip	–	500	2'550.00	1'912.50



Spritzenvorsatzfilter Minisart® NML
Filtres pour seringues Minisart® NML

Membran Cellulose Acetat | Membrane en acétate cellulosose

ART.-NR.	POREN	FARBE	Ø (mm)	AUSFÜHRUNG	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	PORES	COULEUR	Ø (mm)	EXÉCUTION	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.0000.01	0.20 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	185.00	138.75
12.0000.02	0.20 µm	●	28	Male Luer Lock	–	500	1'110.00	832.50
12.0000.03	0.20 µm	●	28	Male Luer Slip	✓	50	186.25	139.70
12.0000.04	0.20 µm	●	28	Male Luer Slip	–	500	1'027.50	770.60
12.0000.05	0.45 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	185.00	138.75
12.0000.06	0.45 µm	●	28	Male Luer Lock	–	500	1'110.00	832.50
12.0000.07	0.45 µm	●	28	Male Luer Slip	✓	50	186.25	139.70
12.0000.08	0.45 µm	●	28	Male Luer Slip	–	500	1'110.00	832.50
12.0000.09	0.80 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	160.65	120.50
12.0000.10	0.80 µm	●	28	Male Luer Lock	–	500	1'027.50	770.60
12.0000.11	1.20 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	164.70	123.50
12.0000.12	1.20 µm	●	28	Male Luer Lock	–	500	967.50	725.60
12.0000.13	5.00 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	186.25	139.70
12.0000.14	5.00 µm	●	28	Male Luer Lock	–	500	1'030.00	772.50
12.1653.06	0.20 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	185.00	138.75
12.1655.05	0.45 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	185.00	138.75
12.1656.01	0.65 µm	●	28	Male Luer Slip	✓	50	160.00	120.00
12.1659.01	0.80 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	160.00	120.00
12.1759.01	5.00 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	186.25	139.70



Spritzenvorsatzfilter Minisart® NY
Filtres pour seringues Minisart® NY

Membran Polyamid | Membrane polyamide

ART.-NR.	POREN	FARBE	Ø (mm)	AUSFÜHRUNG	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	PORES	COULEUR	Ø (mm)	EXÉCUTION	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.0000.95	0.20 µm	○	25		✓	50	163.35	122.50
12.0000.96	0.20 µm	○	25		–	500	1'051.65	788.75
12.0000.97	0.45 µm	○	25		✓	50	163.35	122.50
12.0000.98	0.45 µm	○	25		–	500	1'051.65	788.75
12.1776.06	0.20 µm	○	15		–	50	139.05	104.30
12.1776.07	0.20 µm	○	15		–	500	967.50	725.60
12.1776.08	0.45 µm	○	15		–	50	135.00	101.25
12.1776.09	0.45 µm	○	15		–	500	967.50	725.60
12.1784.02	0.20 µm	○	25		–	1'000	1'650.00	1'237.50
12.1784.03	0.45 µm	○	25		–	1'000	1'650.00	1'237.50
12.1784.04	0.20 µm	○	25		–	50	205.00	153.75
12.1784.05	0.20 µm	○	25		–	500	1'462.50	1096.85
12.1784.06	0.45 µm	○	25		–	50	205.00	153.75
12.1784.07	0.45 µm	○	25		–	500	1'462.50	1096.85



Spritzenvorsatzfilter Minisart® RC Filtres pour seringues Minisart® RC

Membran regenerierte Cellulose | Membrane en cellulose régénérée

ART.-NR. No. D'ART.	POREN PORES	FARBE COULEUR	Ø (mm) Ø (mm)	AUSFÜHRUNG EXÉCUTION	STERIL STÉRILE	MENGE QUANTITÉ	PREISE PRIX	DEALS DEALS
12.0000.23	0.20 µm	○	4	RC4 Male Luer Slip	–	50	93.40	70.05
12.0000.24	0.20 µm	○	4	RC4 Male Luer Slip	–	500	827.50	620.60
12.0000.25	0.45 µm	○	4	RC4 Male Luer Slip	–	50	93.40	70.05
12.0000.26	0.45 µm	○	4	RC4 Male Luer Slip	–	500	827.50	620.60
12.0000.27	0.20 µm	○	15	RC15 Male Luer Slip	–	50	139.05	104.30
12.0000.28	0.20 µm	○	15	RC15 Male Luer Slip	–	500	996.00	747.00
12.0000.29	0.45 µm	○	15	RC15 Male Luer Slip	–	50	139.05	104.30
12.0000.30	0.45 µm	○	15	RC15 Male Luer Slip	–	500	972.50	729.35
12.0000.31	0.20 µm	○	25	RC25 Male Luer Slip	–	50	148.75	111.55
12.0000.32	0.20 µm	○	25	RC25 Male Luer Slip	–	500	1'052.50	789.35
12.0000.33	0.45 µm	○	25	RC25 Male Luer Slip	–	50	148.75	111.55
12.0000.34	0.45 µm	○	25	RC25 Male Luer Slip	–	500	1'052.50	789.35
12.0000.81	0.20 µm	○	25	RC25 Male Luer Slip	✓	50	163.75	122.80
12.1776.01	0.20 µm	○	15	RC25 Male Luer Slip	–	1'000	1'737.50	1'303.10
12.1776.02	0.20 µm	○	15	RC25 Male Luer Slip	✓	50	148.75	111.55
12.1776.03	0.20 µm	○	25	RC25 Male Luer Slip	–	200	473.75	355.30
12.1776.05	0.45 µm	○	25	RC25 Male Luer Slip	–	200	473.75	355.30



Spritzenvorsatzfilter Minisart® Plus Filtres pour seringues Minisart® Plus

Membran Glasfaser Vorfilter | Celluloseacetat ohne Tenside
Membrane avec préfiltre en fibres de verre | Acétat de cellulose sans surfactant

ART.-NR. No. D'ART.	POREN PORES	FARBE COULEUR	Ø (mm) Ø (mm)	AUSFÜHRUNG EXÉCUTION	STERIL STÉRILE	MENGE QUANTITÉ	PREISE PRIX	DEALS DEALS
12.0000.15	0.20 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	195.75	146.80
12.0000.16	0.20 µm	●	28	Male Luer Lock	–	500	1'183.00	887.25
12.0000.17	0.45 µm	●	28	Male Luer Lock	✓	50	195.75	146.80
12.0000.18	0.45 µm	●	28	Male Luer Lock	–	500	1'112.50	834.35
12.1782.01	1.20 µm	●	28	Male Luer Lock	–	500	1'275.00	956.25



Spritzenvorsatzfilter Minisart® GF Filtres pour seringues Minisart® GF

Membran Glasfaser | Membrane fibre en verres

ART.-NR. No. D'ART.	POREN PORES	FARBE COULEUR	Ø (mm) Ø (mm)	AUSFÜHRUNG EXÉCUTION	STERIL STÉRILE	MENGE QUANTITÉ	PREISE PRIX	DEALS DEALS
12.0000.19	0.7 µm	○	28		–	50	104.10	78.10
12.0000.20	0.7 µm	○	28		–	500	841.25	630.95



Spritzenvorsatzfilter Minisart® SRP Filtres pour seringues Minisart® SRP

Membran Polytetrafluorethylen | Membrane en polytétrafluoréthylène

ART.-NR. No. D'ART.	POREN PORES	FARBE COULEUR	Ø (mm) Ø (mm)	AUSFÜHRUNG EXÉCUTION	STERIL STÉRILE	MENGE QUANTITÉ	PREISE PRIX	DEALS DEALS
12.0000.35	0.45 µm	○	4	SRP4 Male Luer Slip	–	50	91.15	68.36
12.0000.36	0.45 µm	○	4	SRP4 Male Luer Slip	–	500	846.50	634.85
12.0000.39	0.45 µm	○	15	SRP15 Male Spike	–	50	170.10	127.55
12.0000.40	0.45 µm	○	15	SRP15 Male Spike	–	500	1'018.75	764.05
12.0000.41	0.20 µm	○	15	SRP15 Male Luer Slip	–	50	161.25	120.95
12.0000.42	0.20 µm	○	15	SRP15 Male Luer Slip	–	500	1'012.50	759.35
12.0000.43	0.45 µm	○	15	SRP15 Male Luer Slip	–	50	163.35	122.50
12.0000.44	0.45 µm	○	15	SRP15 Male Luer Slip	–	500	1'013.85	760.40
12.0000.45	0.20 µm	○	25	SRP25 Male Luer Slip	–	50	186.30	139.70
12.0000.46	0.20 µm	○	25	SRP25 Male Luer Slip	–	500	1'157.50	868.10
12.0000.47	0.45 µm	○	25	SRP25 Male Luer Slip	–	50	186.30	139.70
12.0000.48	0.45 µm	○	25	SRP25 Male Luer Slip	–	500	1'187.50	890.60
12.0000.72	0.20 µm	○	15	SRP15 Male Spike	–	500	1'018.75	764.05
12.0000.91	0.20 µm	○	4	SRP4 Male Spike	–	500	826.20	619.65
12.1755.01	0.20 µm	○	15	Male Spike	–	50	178.75	134.05
12.1757.01	0.20 µm	○	15	Male Luer Slip	✓	50	177.50	133.10
12.1757.02	0.20 µm	○	25	Male Luer Slip	–	200	616.25	462.20
12.1757.03	0.20 µm	○	25	Male Luer Slip	–	50	221.25	165.95
12.1757.04	0.45 µm	○	25	Male Luer Slip	–	200	616.25	462.20
12.1757.05	0.20 µm	○	25	Hose Barb	–	500	1'312.50	984.35



Spritzenvorsatzfilter Minisart® PES Filtres pour seringues Minisart® PES

Membran Polytetrasulfon | Membrane en polyéthersulfone

ART.-NR. No. D'ART.	POREN PORES	FARBE COULEUR	Ø (mm) Ø (mm)	AUSFÜHRUNG EXÉCUTION	STERIL STÉRILE	MENGE QUANTITÉ	PREISE PRIX	DEALS DEALS
12.0000.61	0.45 µm	●	28 mm	Male Luer Lock	✓	50	170.10	127.55
12.0000.63	0.45 µm	●	28 mm	Male Luer Lock	–	50	999.00	749.25
12.0000.64	0.20 µm	●	28 mm	Male Luer Slip	✓	50	170.10	127.55
12.0000.65	0.10 µm	●	28 mm	Male Luer Lock	✓	50	174.15	130.60
12.0000.66	0.20 µm	●	28 mm	Male Luer Lock	✓	50	174.15	130.60
12.0000.67	0.20 µm	●	28 mm	Male Luer Lock	✓	50	170.10	127.55
12.0000.68	0.20 µm	●	28 mm	Male Luer Lock	–	500	1'025.00	768.75
12.0000.69	0.45 µm	●	28 mm	Male Luer Slip	✓	50	174.15	130.60
12.0000.70	0.45 µm	●	28 mm	Male Luer Slip	✓	50	174.15	130.60
12.0000.71	0.45 µm	●	28 mm	Male Luer Slip	–	500	999.00	749.25
12.1654.03	0.22 µm	●	28 mm	Male Luer Slip	–	500	997.50	748.10
12.1776.10	0.22 µm	○	15 mm	Male Luer Slip	✓	50	178.75	134.05



Raumsparkanister Bidon de faible encombrement

Flachmann PP Transparent:
Mit oder ohne Gewindestutzen
Minimum PP transparent:
Avec ou sans tubulure filetée


Produktinformationen

- Der Raumsparkanister ist mit nur 6.5 cm bzw. 12.5 cm Breite ideal als platzsparender Kanister
- Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden
- Der Raumsparkanister kann auch liegend, z. B. in Kühlschränken untergebracht werden
- Die Verrippung und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil
- Der Raumsparkanister kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden
- Mit Originalitätsverschluss
- Kanister ohne Hahn autoklavierbar
- Mit erhabener, unzerstörbarer Literskala

Données du produit

- D'une largeur de seulement 6.5 cm ou 12.5 cm, le bidon peu encombrant est idéal
- Divers liquides peuvent être stockés et remplis dans un petit espace
- Le bidon peu encombrant peut également être stocké horizontalement, par exemple dans un réfrigérateur
- Les nervures et l'épaisseur de la paroi la rendent très stable
- Le bidon peu encombrant peut également être très bien utilisé comme bidon de clarification
- Avec fermeture inviolable
- Bidon autoclavable sans robinet
- Avec une échelle en relief, indestructible, en litres

ART.-NR.	INHALT	MASSE (mm)	Innen-Ø (mm)	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CONTENU	MESURE (mm)	Ø INT. COL (mm)	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0435.05	5 L	65 x 335 x 335	41		1	49.20	36.90
15.0435.06	5 L	65 x 335 x 335	41	✓	1	42.85	32.15
15.0435.11	10 L	125 x 335 x 335	41	✓	1	51.65	38.75
15.0435.12	10 L	125 x 335 x 335	41		1	48.65	36.50




Verschlüsse Fermetures

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0525.04	Verschlusskappe 3/4" Innengewinde Capuchon 3/4" pour tubulure fil.	1	7.65	5.75
15.0525.05	Belüftungs-Schraubverschluss Flachmann Bouchon d'aération fileté	1	18.25	13.70



Raumsparkanister Stütze Support pour le bidon



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0525.06	Stütze Flachmann für zwei Raumsparkanister Support Flachmann pour deux bidons	1	30.05	22.55
15.0525.07	Stütze Flachmann für drei Raumsparkanister Support Flachmann pour trois bidons	1	31.90	23.90



**SET | KIT
STOPCOCK**

Raumsparkanister SET KIT de bidon de faible encombrement

SET StopCock:
Kanister 5l oder 10l inklusive Ablasshahn
Kit StopCock :
Bidon 5l ou 10l de faible encombrement inclus robinet

ART.-NR.	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CONTENU	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0435.00	5 Liter Litres	1	66.90	50.15
15.0435.01	10 Liter Litres	1	75.55	56.65



StopCock Ablasshahn Robinet StopCock

Nicht für kristallisierende Flüssigkeiten geeignet!
Pas pour les liquides cristallisants !

Produktinformationen

- Für alle Behälter mit R 3/4" Anschlussgewinde
- Mit Gewinde-Adaptern lassen sich die Hähne an fast alle anderen Behälter anschliessen
- Absolut dichtschliessend
- Besonders leichtgängig
- Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position des Hahns
- Druckbeständig bis 2 bar bei 20°C (ohne Auslaufwinkel und Tülle)

Données du produit

- *Peuvent être montés sur tous les récipients avec filet de raccordement R 3/4"*
- *Des adaptateurs filetés de filetage permettent de les raccorder de presque tous les récipients*
- *Étanchéité absolue*
- *Particulièrement facile à manipuler*
- *Avec écrou à chapeau de raccordement, garantit la position verticale du robinet*
- *Résistant à la pression jusqu'à 2 bars à 20°C (sans coude d'écoulement ni embout)*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.0525.01	Überwurfmutter 3/4" / Auslaufwinkel/Tülle Ecrou à chapeau 3/4" / Bec/embouts	1	28.40	21.30



SET | KIT
COMPACT

Raumsparkanister SET Kit de bidon de faible encombrement

SET compact:
Kanister 5l oder 10l mit Gewindestutzen und inklusive Ablasshahn

Kit compact:
Bidon de faible encombrement avec tubulure fileté 5 l ou 10l et du robinet compact

ART.-NR.	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	CONTENU	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0435.30	5 Liter Litres	1	55.35	41.50
15.0435.31	10 Liter Litres	1	64.00	48.00



Handpumpe für Lösemittel Pompe à solvant commande manuelle

Achtung!
Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten müssen Fass und Pumpe geerdet sein! Antistatik-Set verwenden!

Attention !
Pour le transvasement de liquides inflammables, le fût et la pompe doivent être raccordés à la terre ! Utiliser le kit antistatique !

Produktinformationen

- Für kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösungsmitteln & Aromastoffen
- Die Pumpe ist gasdicht und komplett absperbar mit zwei Kugelhähnen
- Mediumsberührte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
- Fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE
- Passend für Behälter bis 60 l und mit R 2" Gewinde
- Gewindeadapter für handelsübliche Behälter als Zubehör erhältlich

Données du produit

- *Pompe à solvant commande manuelle pour prélèvement stérile de solvants et arômes organiques*
- *La pompe est hermétique et peut être verrouillée par deux robinets à bille*
- *Pièces en contact avec le milieu en inox (1.4301) et PTFE*
- *Coude d'écoulement rigide avec robinet en inox/PTFE*
- *Adapté pour réservoirs 60 l et avec filetage R 2"*
- *Adaptateur de raccord fileté disponible en option pour réservoirs courants*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5603.03	Für Handbetrieb <i>Pour le fonctionnement manuel</i>	1	580.35	435.25
15.5603.04	Für Weissblechkanister <i>Pour les bidon en fer blanc</i>	1	625.95	469.45



Lösemittelpumpe Mini Pompe à solvant Mini

Produktinformationen

- Äusserst hochwertige Handpumpe Kleingebinde wie Flaschen, Kanister und Behälter bis ca. 10 Liter
- Ideal für Gebinde 1–5 l
- Anschlussgewinde GL 45
- PTFE-Schlauch (6x8 mm) 0,4 m
- Förderleistung: ca. 1,8 l/min

Données du produit

- *Pompe à main pour solvants d'une qualité exceptionnelle parfaitement adaptée aux flacons, bidons et autres petits récipients d'env*
- *Idéal pour les récipients de 1 à 5 l*
- *Filet de raccordement GL 45*
- *Flexible PTFE (6x8 mm) 0,4 m*
- *Capacité de convoyage: environ 1,8 l/min*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.5603.40	Pumpe <i>Pompe</i>	1	598.00	448.50



Ablashhahn Compact Robinet d'écoulement Compact

Produktinformationen

- Raumsparendes Design
- Optimierter Auslauf für gleichmäßigen Durchfluss
- Mit Anschluss-Überwurfmutter für senkrechte Position des Hahns
- Absolut dichtschiessend

Données du produit

- *Design peu encombrant*
- *Écoulement optimisé pour un débit homogène*
- *Ecrou-raccord assurant la position verticale du robinet*
- *Étanchéité absolue*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.0530.15	Zulaufgewinde Überwurfmutter 3/4" Filetage d'alimentation Ecrou à chapeau 3/4"	1	19.05	14.30



Lösemittelpumpe für Fussbetrieb Pompe à pied pour solvants

Produktinformationen

- Für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten
- Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl und PTFE gefertigt
- Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar
- Für Fässer bis 220 Liter
- Passend für Stahlfässer mit R 2" Gewinde,
- Fassverschraubungen für handelsübliche Behälter als Zubehör
- Clip-Anschluss zum schnellen An- und Abstecken des Luftschlauchs
- Optional mit Luftfilter für besonders reines Abfüllen
- Mit Auslaufschlauch erhältlich

Données du produit

- *Pour transvaser des liquides très purs*
- *Toutes les parties en contact avec les liquides transvasés sont en inox ou en PTFE*
- *La longueur du tuyau plongeant dans le fût est réglable en continu*
- *Pour fûts jusqu'à 220 litres*
- *Convient aux fûts en inox avec pas de vis R 2"*
- *En option système à vis convenant aux contenants habituels*
- *Connexion par clip pour connecter ou déconnecter rapidement le tuyau d'arrivée d'air*
- *En option filtre à air pour un transvasement particulièrement propre*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINTAUCHTIEFE	Bar	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	PROF. D'IMMERSION	Bar	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5603.01	Mit festem Auslaufbogen Avec coude de décharge fixe	Max 95 cm	30	1	635.45	476.60
15.5603.02	Mit Auslaufschlauch Avec tuyau de sortie	Max 95 cm	30	1	851.70	638.75



Neodisher® Weigoman® pure

Produktinformationen

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- Mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfetttern für eine verbesserte Hautverträglichkeit
- Parfüm- und farbstofffrei
- Für sensible Haut geeignet
- In der IHO¹-Desinfektionsmittelliste eingetragen

Données du produit

Désinfectant alcoolisé pour les mains

- *Sans parfum pour prendre soin de vos mains après le travail et pendant les pauses*
- *Très bonne tolérance cutanée, testé dermatologiquement*
- *Dosage à partir du flacon de 500 ml avec le distributeur triformin® 0.5*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	CONTENU	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.4078.48	Weigoman® pure	1'000 ml	Flasche Flacon	1	24.00	18.00
18.4078.63	Weigoman® pure	500 ml	Flasche Flacon	1	10.15	7.60
18.4078.65	Weigoman® pure	100 ml	Kittelflasche Flacon de poche	1	5.80	4.35



PROTECT



CARE

Triformin protect

Triformin care

Produktinformationen

Schützt die Haut nachhaltig vor Austrocknung. Langanhaltender Schutz und intensive Pflege. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Dosierung aus der 500 ml-Flasche über den triformin dispenser 0.5.

Données du produit

Protège durablement la peau contre le dessèchement. Protection longue durée et soin intense. Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Dosage à partir du flacon de 500 ml avec le distributeur triformin® 0.5.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	CONTENU	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9445.34	Triformin protect	100 ml	Tube	1	7.10	5.30
18.9445.35	Triformin protect	100 ml	Tube	12	81.90	61.40
18.9445.30	Triformin care	100 ml	Tube	1	5.80	4.35
18.9445.31	Triformin care	100 ml	Tube	12	68.25	51.20



Dräger

Schutzbrille X-pect 8330
Lunette de protection X-pect 8330

Produktinformationen

- Scheiben- und Rahmenmaterial: PC
- Gewicht: 27 g
- Scheibentönung: klar, Anti-Kratzbeschichtung
- Zertifiziert nach EN 166:2001 und CE konform

Données du produit

- *Matériaux du verre et du cadre: PC*
- *Poids: 27 g*
- *Couleur du verre: claire, anti-rayures*
- *Certifié selon EN 166:2001 et CE*



Überbrille X-pect 8110
Sur-Lunette X-pect 8110

Produktinformationen

- Seitliche Belüftungsschlitze verhindern das Beschlagen der Korrekturbrille
- Bruchfeste Polycarbonatscheibe, extrem lange Lebensdauer
- Scheiben- und Rahmenmaterial: PC
- Gewicht: 45 g
- Scheibentönung: klar
- Zertifiziert nach EN 166:2001 und CE konform

Données du produit

- *Ventilation latérale pour éviter toute formation de buée sur vos lunettes correctrices*
- *Très résistantes grâce au polycarbonate*
- *Matériaux du verre et du cadre: PC*
- *Poids: 45 g*
- *Couleur oculaire: claire*
- *Certifié selon EN 166:2001 et CE*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.8310.05	X-pect 8330	10	10.00	8.20
18.8110.01	X-pect 8110	1	3.80	3.10

**franz
mensch**



HYGOMAT®

Überschuhe für Überschuhsponder
Surchaussures pour distributeur

Produktinformationen

Mobiler Überschuhsponder für Mitarbeiter und Besucher von Hotels, Firmen, Schulen, Labors, Büros, Gastronomieeinrichtungen, Krankenhäusern, Molkereien, Baugewerben, Ausstellungsräumen und -häusern, Produktionsstätten, Reinräumen und Schutzzonen.

Données du produit

Distributeur automatique de couvre chaussures adapté aux employés et aux visiteurs d'industries, d'écoles, de laboratoires, d'établissements gastronomiques, d'hôpitaux, de salles blanches, de zones protégées etc.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE (mm)	GEWICHT	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	MESURE (mm)	POIDS	PRIX	DEALS
3.4924.08	Überschuhsponder Hygomat®	695 x 315 x 230 mm	8.5 kg	395.00	316.00
3.4924.09	Überschuhsponder Hygomat® Cleanroom	740 x 300 x 730 mm	17.5 kg	829.00	663.20
3.4924.11	Überschuhsponder Hygomat® Comfort	740 x 300 x 730 mm	17.5 kg	595.00	476.00

ART.-NR.	FARBE	MATERIAL	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	MATÉRIEL	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.4924.13	●	CPE	47 cm	1'100	272.75	218.20
3.4924.14	○	CPE-Sohle Semelle CPE	44 cm	700	349.80	279.85
3.4924.15	○	Vlies mit CPE Beschichtung Non-tissé recouvert de CPE	44 cm	800	360.40	288.30
3.4924.16	●	PP mit rutschhemm. Sohle PP avec couche réduisant les risques de glissade	46 cm	1'000	338.00	270.40
3.4924.17	●	PE	46 cm	1'100	195.00	156.00
3.4924.18	●	PP mit Antistatik-Band (ESD) PP avec bande antistatique (ESD)	46 cm	1'000	867.70	694.15



HUBERLAB.
committed to science

More Start-up Winnings

Firmengründung, Neugründung eines Labors oder auch Neubau oder Umbau eines Labors in Planung? Profitieren Sie jetzt von unserem etablierten Programm.

Fondation d'entreprise, création d'un nouveau laboratoire ou encore construction d'un nouveau bâtiment ou modification d'un laboratoire en projet? Profitez de notre programme établi.



HandyStep® S, DE-M, Manueller Mehrfachdispenser HandyStep® S, DE-M Distributeur à répétition manuel

Produktinformationen

- Erhöhte Chemikalienbeständigkeit durch innovative Kunststoffe
- Leichte Spitzenankopplung - PD-Tip wird jetzt von unten gerade eingesetzt
- Volumenbereich von 2 µl bis 5 ml
- Bis zu 49 Dosierschritte
- Geeignet für den Einsatz mit PD-Tips von BRAND, Encode™-Tips, Repet-Tips, Combitips®, Combitips® plus und anderen kompatiblen Dispensertips
- CE- IVD -Konformität

ART.-NR.	PREIS	DEAL
No D'ART.	PRIX	DEAL
2.7041.90	354.40	265.80



Produktinformationen

- Der Mehrfachdispenser der nächsten Generation
- Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch
- Variable Volumeneinstellung von 1.0 µl bis 50 ml
- Induktiv aufladbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS	DEALS
No D'ART.	DESCRIPTION	PRIX	DEALS
2.7052.00	HandyStep touch, inkl. Universalnetzteil und Halteclip HandyStep touch, bloc d'alimentation universel et clip de fixation inclus	1'098.90	658.35
2.7052.01	HandyStep touch, inkl. Universalnetzteil und Halteclip, inkl. Ladeständer HandyStep touch, bloc d'alimentation universel et clip de fixation inclus, inclus support de charge	1'214.00	763.00
2.7052.10	HandyStep touch S, inkl. Universalnetzteil und Halteclip HandyStep touch S, bloc d'alimentation universel et clip de fixation inclus	1'380.10	826.80
2.7052.11	HandyStep touch S, inkl. Universalnetzteil und Halteclip, inkl. Ladeständer HandyStep touch S, bloc d'alimentation universel et clip de fixation inclus, inclus support de charge	1'524.20	929.80

Données du produit

- Résistance accrue aux produits chimiques grâce à des matières plastiques innovantes
- Mise en place facile des pointes - la pointe DD tip est insérée verticalement par le bas
- Plage de volumes comprise entre 2 µl et 5 ml
- Jusqu'à 49 opérations de distribution
- Convient pour l'utilisation avec des pointes DD tip de BRAND, des pointes Encode™tips, des pointes Repet, des Combitips®, Combitips® plus et d'autres pointes des distribution compatibles
- CE- IVD -Conformité

HandyStep® touch

Données du produit

- La pipette à répétition de la prochaine génération
- Commande tactile avec navigation de menu intuitive et aide intégrée
- Allemand, anglais, espagnol, français et chinois
- Réglage du volume variable de 1.0 µl à 50 ml
- Charge par induction



Transferpette S

Produktinformationen

- Der Mehrfachdispenser der nächsten Generation
- Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch
- Variable Volumeneinstellung von 1.0 µl bis 50 ml
- Induktiv aufladbar

ART.-NR.	VOL. (µl)	FÜR SPITZEN (µl)	FARBE	MENGE	PREIS	DEALS
No D'ART.	VOL. (µl)	POUR EMBOUTS (µl)	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7047.68	0.1 - 1	0.1 - 20	○	1	368.30	276.25
2.7047.69	0.1 - 2.5	0.5 - 20	○	1	368.30	276.25
2.7047.70	0.5 - 10	0.5 - 20	○	1	368.30	276.25
2.7047.72	2 - 20	2 - 200	●	1	329.15	246.85
2.7047.74	10 - 100	0.1 - 20	●	1	329.15	246.85
2.7047.78	20 - 200	2 - 200	●	1	329.15	246.85
2.7047.80	100 - 1000	50 - 1250	●	1	329.15	246.85
2.7047.82	500 - 5000	0.5 - 5	●	1	368.30	276.25
2.7047.84	1000 - 10000	1 - 10	●	1	368.30	276.25

Données du produit

- La pipette à répétition de la prochaine génération
- Commande tactile avec navigation de menu intuitive et aide intégrée
- Allemand, anglais, espagnol, français et chinois
- Réglage du volume variable de 1.0 µl à 50 ml
- Charge par induction



«Flow Wipes» Desinfektionstücher Lingettes désinfectantes

Produktinformationen

- Die fix und fertig vorgetränkten Desinfektionstücher FLOW WIPES fresh machen effektive Hygiene jetzt besonders einfach
- Das stabile Spendersystem verhindert ein vorzeitiges Austrocknen und sorgt gleichzeitig für eine punktgenaue Entnahme
- Testen Sie selbst, wie komfortabel unser Neuzugang bei den Desinfektionsprodukten ist
- Die Packung enthält 100 Tücher zu je 20 x 22 cm

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
No D'ART.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9320.22	100 Stk. pces	12.00	9.60

Données du produit

- Les lingettes désinfectantes fraîches FLOW WIPES, imbibées prêtes à l'emploi, rendent l'hygiène particulièrement facile
- Le système de distribution stable empêche le séchage prématuré et assure en même temps un enlèvement précis
- Testez par vous-même à quel point notre nouvelle addition à nos produits de désinfection est pratique
- L'emballage contient 100 lingettes de 20 x 22 cm chacune



Besuchermantel PP mit Druckknöpfen
Blouse visiteurs PP avec boutons-pression

PP-Klipphaube Unigloves®
PP-capuchons à accrocher Unigloves®

Produktinformationen

Vlies, Grösse Ø 52 cm, Gerafft, Weiche Qualität mit doppelt ummanteltem Baumwoll-Gummiband

Données du produit

Non-tissé, Taille Ø 52 cm, Accumulé, Qualité douce avec élastique en coton à double induction

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9700.40	PP-Klipphaube <i>pp-capuchons</i>	1'000 Stk. <i>pces</i>	65.00	52.00
18.9700.61	Besuchermantel <i>blouse visiteurs</i>	50 Stk. <i>pces</i>	95.00	76.00

Produktinformationen

Mit Druckknöpfen, Hemdkragen, Ohne Taschen

Données du produit

Avec boutons-pression, col de chemise, sans poches



CHROMASOLV™ Acetonitrile gradient grade for HPLC, =99.9 %

Produktinformationen

- Inhalt: 2.5 l
- Glasflasche
- CAS-Nr: 75-05-8
- Lagerung: Raumtemperatur

Données du produit

- Contenu : 2.5 l
- Flacon en verre
- No. CAS : 75-05-8
- Stockage : température ambiante

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	DEAL
34851-2.5L	Acetonitrile gradient grade for HPLC 99.9 %	27.50



HYDRANAL™ NEXTGEN Solvent & Coulomat

Produktinformationen

- Die nächste Stufe der Sicherheit: Reagenzien frei von CMR-Stoffen
- **HINWEIS:** Beim Umstieg auf Hydranal FI-Reagenzien müssen keine neuen Analysemethoden entwickelt werden

Données du produit

- *Faire passer la sécurité au niveau supérieur : des réactifs exempts de substances CMR*
- **NOTE :** *Aucune nouvelle méthode d'analyse ne doit être développée lors du passage aux réactifs Hydranal FI*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	DEALS
HYDRANAL™ NEXTGEN Solvent FI		
34432-1L	VOL: 1 L	141.20
34432-6X1L	VOL: 6 x 1L	737.55
HYDRANAL™ NEXTGEN Solvent E-FI		
34431-1L	VOL: 1 L	138.40
34431-6X1L	VOL: 6 L	722.10
HYDRANAL™ NEXTGEN Coulomat AG-FI		
34433-500ML	VOL: 500 ml	166.40
34433-6X500ML	VOL: 3'000 ml	867.00

Produktinformationen

- Inhalt: 2.5 l
- Glasflasche
- CAS-Nr: 67-56-1
- Lagerung: Raumtemperatur

Données du produit

- Contenu : 2.5 l
- Flacon en verre
- No. CAS : 67-56-1
- Stockage : température ambiante

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	DEAL
34885-2.5L	CHROMASOLV™ Methanol, gradient grade, for HPLC, =99.9%	33.05

Produktinformationen


- Inhalt: 1 l
- Glasflasche
- CAS-Nr: 64-17-5
- Lagerung: Raumtemperatur

Données du produit

- Contenu : 1 l
- Flacon en verre
- No. CAS : 64-17-5
- Stockage : température ambiante

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	DEAL
02855-1L	CHROMASOLV™ Ethanol, for HPLC, absolute, without additive, A15, =99.8%	33.20

CHROMASOLV™ Ethanol for HPLC, absolute, =99.8 %



labnews.

Kennen Sie schon unsere «labnews.»?
Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie stets auf dem Laufenden!

*Connaissez-vous déjà nos «labnews.» ?
Abonnez-vous maintenant et restez toujours à jour !*

Unsere neuesten Ausgaben finden Sie neu
alle online in unserem eShop!

*Vous pouvez désormais trouver nos derniers
numéros tout en ligne dans notre eShop !*



GÜLTIG BIS
VALABLE JUSQU'AU

31.01.2022

HUBERLAB.

committed to science

BOTTLEMANIA

450 ml

350 ml

250 ml

150 ml

www.huberlab.ch

Retrace Code 01102021

BOTTLEMANIA 2021

www.huberlab.ch

TOP NEUHEITEN | TOP NOUVEAUTÉS

Kurzgewindeflaschen <i>Bouteilles à filetage court</i>	24
Rollrandflaschen <i>Bouteilles à bord roulé</i>	26
Headspace Flaschen <i>Bouteilles Headspace</i>	28

ORIGINAL	3 - 5
SPACE SAVING	5
PROTECT	6
STRONG Pressure	7
STRONG Pressure Plus	7
Zubehör <i>Accessoires</i>	8 - 10
YOUTILITY	15
Zubehör <i>Accessoires</i>	16 - 17
TILT	18
Zubehör <i>Accessoires</i>	19 - 20

Serumflaschen <i>Flacons à sérum</i>	22
Weithals <i>Flacon à col large</i>	33 + 34 - 35
Vierkant <i>Carré</i>	30
Medium	33
Enghals <i>Flacon à col étroit</i>	34

Schraubgewindegläser <i>Flacons à vis</i>	31
Rundflaschen <i>Flacons en verre ronds</i>	32
Meplat Flaschen <i>Flacons Meplat</i>	28
Anschluss-System <i>Système de raccord</i>	10 - 11 + 14
Rührreaktor <i>Réacteur agitateur</i>	12
Multiport Anschluss-System <i>Système de raccord</i>	13
Vakuum-Filtereinheit <i>Unité de filtration à vide</i>	22
Flaschentragesystem <i>Système de transport de flacon</i>	21

PREISE GÜLTIG BIS 31.01.2022

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST.
 Lieferung franko Haus via eShop ab CHF 150.00 | Andere Bestellwege ab CHF 300.00. Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Aesch | Oktober 2021

PRIX VALABLE JUSQU'AU 31.01.2022

Prix nets en CHF, TVA non comprise. Livraison gratuite via la boutique en ligne à partir de 150.00 CHF | Autres modes de commande à partir de 300.00 CHF. Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

Aesch | Octobre 2021



Laborflaschen ORIGINAL
 Flacon de laboratoire ORIGINAL

Produktinformationen

DURAN® Original: Die Kombination aus hochwertigem Material und robustem Design sorgt für eine lange Gebrauchsdauer. Aus Borosilikatglas, mit Teilung und GL-Gewinde, Chargenkennung, ISO 4796-1, Inkl. Ausgiessring aus PP blau.

Données du produit

DURAN® Original : La combinaison d'un matériau de haute qualité et d'une conception robuste garantit une longue durée de vie. En verre borosilicaté, avec graduation et filetage GL, identification du lot, ISO 4796-1.

ART.-NR.	VOL. (ml)	GEWINDE GL	D X H (ml)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	FILETAGE GL	D X H (ml)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Original mit Schraubverschluss und Ausgiessring PP Original avec capuchon à vis et bague de déversement PP						
8.5802.11	10	25	36 x 50	1	11.25	7.30
8.5802.14	25	25	36 x 70	1	9.25	6.00
8.5802.17	50	32	46 x 87	1	9.55	6.20
8.5802.24	100	45	56 x 100	1	8.15	5.30
8.5802.29	150	45	62 x 115	1	8.80	5.70
8.5802.36	250	45	70 x 138	1	9.15	5.95
8.5802.44	500	45	86 x 176	1	11.40	7.40
8.5802.51	750	45	95 x 208	1	14.25	9.25
8.5802.54	1'000	45	101 x 225	1	16.65	10.80
8.5802.63	2'000	45	136 x 260	1	37.85	24.60
8.5802.69	3'500	45	160 x 295	1	120.80	78.50
8.5802.73	5'000	45	182 x 330	1	165.70	107.70

Original ohne Schraubverschluss und Ausgiessring PP | Original sans capuchon à vis et bague de déversement PP

8.5801.11	10	25	36 x 50	1	8.70	5.65
8.5801.14	25	25	36 x 70	1	6.50	4.20
8.5801.17	50	32	46 x 87	1	6.50	4.20
8.5801.24	100	45	56 x 100	1	5.25	3.40
8.5801.29	150	45	62 x 105	1	5.95	3.85
8.5801.36	250	45	70 x 138	1	6.60	4.30
8.5801.44	500	45	86 x 176	1	8.50	5.50
8.5801.51	750	45	95 x 203	1	11.40	7.40
8.5801.54	1'000	45	101 x 225	1	13.30	8.65
8.5801.63	2'000	45	136 x 260	1	34.95	22.70
8.5801.69	3'500	45	160 x 295	1	117.65	76.45
8.5801.73	5'000	45	182 x 330	1	163.80	106.45



Original

Laborflaschen Braunglas
Flacon de laboratoire en verre brun

Produktinformationen

Sehr gleichmässige Braunfärbung durch innovative Technologie, zudem lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung. Chargenkennung, Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien, UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge

Données du produit

Technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique. En verre borosilicaté, avec graduation et filetage GL, indication de lot, type de verre est conforme aux pharmacopées USP, EP et JP, protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500 nm.

ART.-NR.	VERSCHLUSS	RING	VOL. (ml)	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	BOUCHON	BAGUE	VOL. (ml)	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5803.11	–	–	10	GL 25	1	23.40	15.20
8.5803.14	–	–	25	GL 25	1	20.85	13.55
8.5803.17	–	–	50	GL 32	1	20.85	13.55
8.5803.24	–	–	100	GL 45	1	23.55	15.30
8.5803.29	–	–	150	GL 45	1	30.50	19.80
8.5803.36	–	–	250	GL 45	1	34.55	22.45
8.5803.44	–	–	500	GL 45	1	44.05	28.65
8.5803.50	–	–	750	GL 45	1	50.85	33.05
8.5803.54	–	–	1'000	GL 45	1	58.10	37.75
8.5803.63	–	–	2'000	GL 45	1	87.75	57.05
8.5803.69	–	–	3'500	GL 45	1	195.85	127.30
8.5803.73	–	–	5'000	GL 45	1	262.10	170.35
8.5803.86	–	–	10'000	GL 45	1	393.75	255.95
8.5803.88	–	–	15'000	GL 45	1	444.70	289.05
8.5803.91	–	–	20'000	GL 45	1	699.60	454.75
8.5805.11	✓	–	10	GL 25	1	25.40	16.50
8.6145.01	✓	–	25	GL 25	10	233.50	151.75
8.6175.01	✓	✓	50	GL 32	10	239.50	155.65
8.6245.01	✓	✓	100	GL 45	10	265.50	172.55
8.6290.01	✓	✓	150	GL 45	10	324.00	222.30
8.6365.01	✓	✓	250	GL 45	10	375.00	243.75
8.6445.01	✓	✓	500	GL 45	10	482.50	313.60
8.6515.01	✓	✓	750	GL 45	10	533.00	346.45
8.6545.01	✓	✓	1'000	GL 45	10	594.00	386.10
8.6635.01	✓	✓	2'000	GL 45	10	919.50	597.65
8.6695.01	✓	✓	3'500	GL 45	1	198.15	128.80
8.6735.01	✓	✓	5'000	GL 45	1	265.35	172.45



Original

Laborflaschen ORIGINAL
Flacon de laboratoire ORIGINAL

Produktinformationen

Mit Hochtemperatur-Schraubkappen aus PBT & Ausgiessringen aus ETFE rot, bis 180° C.

Données du produit

Avec bouchons à vis haute température en PBT & bagues de déversement en ETFE rouge, résistant jusqu'à 180° C.

ART.-NR.	VOL. (ml)	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5821.24	100	GL 45	10	150.00	97.50
8.5821.36	250	GL 45	10	161.00	104.65
8.5821.44	500	GL 45	10	182.00	118.30
8.5821.54	1'000	GL 45	10	232.00	150.80
8.5821.63	2'000	GL 45	10	450.00	292.50



Space saving

Vierkant Laborflaschen SQUARE
Flacon de laboratoire carré SQUARE

Produktinformationen

Borosilikatglas, mit Teilung, DIN-Gewinde. Sparen Platz in Regalen, im Kühlschrank, im Autoklaven oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Sehr gute chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit bis +140°C. Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit. USP-Standard. Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).

Données du produit

En verre borosilicaté, repères de volume, filetage DIN. Économie de place dans le réfrigérateur, lors de l'autoclavage ou lors du transport. Stables et anti-dérapants. Très bonne résistance chimique. Grande résistance thermique (+140°C). Expansion thermique minimale. Numéro de lot imprimé.

ART.-NR.	VOL. (ml)	VERSCHLUSS	GEWINDE	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	BOUCHON	FILETAGE	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2024.01	100	–	32	50 x 109	10	58.50	38.00
8.5820.24	100	✓	32	50 x 109	1	8.55	5.55
8.8834.01	250	–	45	64 x 143	10	68.50	44.50
8.5820.36	250	✓	45	64 x 143	1	9.70	6.30
8.8842.01	500	–	45	78 x 181	10	93.00	60.45
8.5820.44	500	✓	45	78 x 181	1	12.15	7.90
8.8843.01	1'000	–	45	94 x 222	10	143.00	92.95
8.5820.54	1'000	✓	45	94 x 222	1	17.20	11.20



Laborflaschen PROTECT
Flacon de laboratoire PROTECT

Produktinformationen

Aus Borosilikatglas, mit Teilung und GL-Gewinde, Chargenkenntung, **Kunststoffummantelt**, ISO 4796-1
DURAN® Protect: Das nahezu unempfindliche Glas schützt den Inhalt vor Verunreinigungen, während die äussere Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff sowohl den Benutzer als auch den Inhalt vor Unfällen schützt.

Données du produit

En verre borosilicaté, avec graduation et filetage GL, Indication de lot, Protect à **gainage synthétique**, ISO 4796-1
DURAN® Protect: Le verre pratiquement insensible protège le contenu de la contamination, tandis que le revêtement extérieur de sécurité en plastique protège à la fois l'utilisateur et le contenu contre les accidents.

ART.-NR.	VOL. (ml)	VERSCHLUSS	GEWINDE	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	BOUCHON	FILETAGE	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5245.01	100	✓	GL 45	56 x 100	10	210.50	136.80
8.5295.01	150	✓	GL 45	62 x 110	10	217.00	141.05
8.5365.01	250	✓	GL 45	70 x 138	10	238.50	155.00
8.5445.01	500	✓	GL 45	86 x 176	10	281.00	182.65
8.5515.01	750	✓	GL 45	95 x 203	10	317.50	206.35
8.5545.01	1'000	✓	GL 45	101 x 230	10	364.00	236.60
8.5635.01	2'000	✓	GL 45	136 x 260	10	673.00	437.45
8.5695.01	3'500	✓	GL 45	160 x 300	1	259.00	168.35
8.5735.01	5'000	✓	GL 45	182 x 330	1	341.50	221.95
8.5809.11	10	–	GL 25	33 x 55	1	21.60	14.05
8.5809.14	25	–	GL 25	36 x 70	1	19.20	12.50
8.5809.17	50	–	GL 32	46 x 87	1	19.35	12.55
8.5809.24	100	–	GL 45	56 x 100	1	17.55	11.40
8.5809.29	150	–	GL 45	62 x 110	1	18.60	12.10
8.5809.36	250	–	GL 45	70 x 138	1	19.10	12.40
8.5809.44	500	–	GL 45	86 x 176	1	23.10	15.00
8.5809.50	750	–	GL 45	95 x 203	1	28.60	18.60
8.5809.54	1'000	–	GL 45	101 x 225	1	32.80	21.30
8.5809.63	2'000	–	GL 45	136 x 260	1	64.10	41.65
8.5809.69	3'500	–	GL 45	160 x 295	1	252.65	164.20
8.5809.73	5'000	–	GL 45	182 x 330	1	335.15	217.85
8.5809.86	10'000	–	GL 45	288 x 505	1	527.55	342.90
8.5880.01	15'000	–	GL 45	268 x 445	1	858.85	558.25
8.5910.01	20'000	–	GL 45	289 x 505	1	1'145.60	744.65



Laborflaschen Pressure Plus
Flacon de laboratoire Pressure Plus

Produktinformationen

Aus Borosilikatglas, mit blauer Teilung und Chargenkenntung. Ohne Kappe und ohne Ausgiessring. Mit DIN Gewinde, GL 45
Maximale Gebrauchstemperatur +140°C | -1 / +1,5 bar

Données du produit

En verre borosilicaté, avec graduation bleue et indication de lot. Sans bouchon ni bague de déversement. Avec filetage DIN, GL 45
Température maximale d'utilisation +140°C | -1 / +1,5 bar

ART.-NR.	VOL. (ml)	GEWINDE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	FILETAGE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5810.24	100	45	klar clair	1	10.00	6.50
8.5810.25	250	45	klar clair	1	12.35	8.00
8.5810.50	500	45	klar clair	1	16.75	10.90
8.5810.54	1'000	45	klar clair	1	19.20	12.50
8.5816.24	100	45	braun brun	1	29.20	19.00
8.5816.25	250	45	braun brun	1	43.15	28.05
8.5816.50	500	45	braun brun	1	53.30	34.65
8.5816.54	1'000	45	braun brun	1	64.10	41.65

+ Protect


Produktinformationen

Aus Borosilikatglas, mit blauer Teilung und Chargenkenntung. Ohne Kappe und ohne Ausgiessring. Mit DIN Gewinde, GL 45
Pressure plus protect = kunststoffummantelt PU | Maximale Gebrauchstemperatur +140°C | -1 / +1,5 bar

Données du produit

En verre borosilicaté, avec graduation bleue et indication de lot. Sans bouchon ni bague de déversement. Avec filetage DIN, GL 45
Pressure plus protect = à gainage synthétique | Température maximale d'utilisation +140°C | -1 / +1,5 bar

ART.-NR.	VOL. (ml)	GEWINDE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	FILETAGE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5823.24	100	45	klar clair	10	188.00	122.20
8.5925.01	250	45	klar clair	10	239.00	155.35
8.5926.01	500	45	klar clair	10	298.00	155.35
8.1554.01	1'000	45	klar clair	10	394.00	256.10



Premium-Deckel TPch 260 Capuchon à visser Premium TPch 260

Produktinformationen

Die Premium-Verschlusskappe für Laborglasflaschen erfüllt höchste Ansprüche für Lagerung und Verpackung von Produkten aus Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Ideal zur Trockensterilisation bei hohen Temperaturen.

Données du produit

Les bouchons à vis Premium répondent aux exigences les plus élevées pour le stockage et le conditionnement de produits dans les secteurs pharmaceutique, chimique et agroalimentaire. Parfaits pour la stérilisation sèche à des températures élevées.

ART.-NR.	GEWINDE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	FILETAGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5809.13	GL 25	Premiumverschluss Capuchon Premium 26 x 51 mm	5	35.50	23.05
8.5809.15	GL 25	Premiumverschluss PFA ohne PTFE Dichtung Capuchon Premium, en PFA, sans joint au silicone revêtu de PTFE	10	54.00	35.10
8.5809.28	GL 45	Premiumverschluss Capuchon Premium 26 x 51 mm	5	71.50	46.45
8.5809.78	GL 45	Ausgiessring Bague de déversement Ø 4 mm	5	17.50	11.35



Membran Verschlusskappe Capuchon à visser avec membrane

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions, mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	POREN	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	PORES	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2911.01	0.2 µm	GL 25	5	32.50	21.10
8.2911.02	0.2 µm	GL 32	5	33.25	21.75
8.2911.03	0.2 µm	GL 45	5	29.25	19.00



Schraubverschlüsse Capuchon à visser

Produktinformationen

- Aus PP, Mit Lippendichtung
- Maximale Gebrauchstemperatur 140°C

Données du produit

- En PP, avec joint à lèvres
- Température maximale d'utilisation 140°

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	H x D (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	H x D (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5810.01	gelb jaune	GL 45	25 x 54	1	1.95	1.25
8.5810.02	grün vert	GL 45	25 x 54	1	1.95	1.25
8.5810.03	grau gris	GL 45	25 x 54	1	1.95	1.25
8.5804.13	blau bleu	GL 25	19 x 33	1	1.65	1.00
8.5804.19	blau bleu	GL 32	24 x 40	1	1.65	1.00
8.5804.28	blau bleu	GL 45	25 x 54	1	1.90	1.20



Ausgiessringe Bague de déversement

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	Ø (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	Ø (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5805.19	blau bleu	GL 32	4	1	0.55	0.35
8.5805.28	blau bleu	GL 45	4	1	0.65	0.40
8.5811.01	gelb jaune	GL 45	4	1	0.60	0.40
8.5811.02	grün vert	GL 45	4	1	0.60	0.40
8.5811.03	grau gris	GL 45	4	1	0.60	0.40



Schraubverschlüsse & Ausgiessringe Capuchon à visser & Bague de déversement

Produktinformationen

Aus PBT, zu ISO-Gewinde, komplett mit PTFE beschichteter Dichtung, max. Gebrauchstemperatur 180°C.

Données du produit

En PBT, pour filetage ISO, complet avec joint revêtu de PTFE, résistant jusqu'à 180°C.

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	BESCHREIBUNG	Ø (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	DESCRIPTION	Ø (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5806.28	rot rouge	GL 45	Schraubverschluss Capuchon à visser	28 x 54	1	7.75	5.05
8.5807.19	rot rouge	GL 32	Ausgiessring Bague de déversement	4	1	1.55	1.00
8.5807.28	rot rouge	GL 45	Ausgiessring Bague de déversement	4	1	1.70	1.10



Originalitätsverschluss Capuchons avec bague d'inviolabilité

Produktinformationen

- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Maximale Gebrauchstemperatur 140°C

Données du produit

- Très bonne résistance chimique
- Température maximale d'utilisation 140°C

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	GEWINDE	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	FILETAGE	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5814.28	blau-rot bleu-rouge	Lippendichtung Joint à lèvres	GL 45	4	1	2.10	1.35
8.5814.30	blau-gelb bleu-jaune	PTFE-beschichteter Silikondichtung Joint en silicone revêtu de PTFE	GL 45	4	1	6.50	4.20



2 gebogene Oliven
2 raccords de tube coudé

Anschluss-System - Schraubverschluss Système de raccord - Capuchon à visser

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions, mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
9.1297.55	blau bleu	Schraubverschluss GL 45 2 Oliven gebogen, mit EPDM O-ring-dichtung Capuchon à visser GL 45 avec 2 raccords de tube coudé Joint EPDM ronds	2	61.70	40.10



HUBERLAB.
committed to science

Kennen Sie schon unsere «labnews.»?
Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie stets auf dem Laufenden!

Connaissez-vous déjà nos «labnews.» ?
Abonnez-vous maintenant et restez toujours à jour !



Click



Anschluss-System Système de raccord

Produktinformationen

Anschluss-System mit PP Schraubverschluss GL 45, zwei oder drei PTFE Anschlüsse. Flexibles Baukastensystem. Anwendungen: Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (Verdunstung wird reduziert)


Données du produit

Système de raccord GL 45 avec bouchon à vis en PP et deux ou trois ports en PTFE. Système modulaire flexible. Applications types : transfert de milieux liquides en toute sécurité dans un système stérile et clos (réduction de l'évaporation).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9825.01	Druckausgleichsset mit Verbindungsolive und 0.2 µm Membranfilter, unsteriler Filteraufsatz (0.2 µm) mit weiblichem Luer-Ansatz für männliche 5.8 mm Verbindungs-Olive, mit O-Ring-Dichtung Kit de compensation de pression avec olive de raccord et filtre à membrane (0.2 µm) à embout Luer femelle pour olive de raccord mâle de 5.8 mm, joint torique	2	56.30	36.60
9.1297.50	Schraubverschluss Capuchon à visser GL45, PP, 2 Ports GL 14	2	62.50	40.60
9.1297.51	Schraubverschluss Capuchon à visser GL45, PP1, 3 Ports GL 14	2	62.40	40.60
9.1298.14	Schraubverschluss GL 14, PP1, für Schlauchanschluss Capuchon à visser GL 14, PP1 pour raccord de tube	2	9.00	5.85

Einsätze für Schraubverschluss | Rajouts pour capuchon à visser

9.1298.15	GL 14 - 1.6 mm	1	14.90	9.70
9.1298.16	GL 14 - 3.0 mm	1	14.15	9.20
9.1298.17	GL 14 - 3.2 mm	1	15.05	9.80
9.1298.18	GL 14 - 6.0 mm	1	14.15	9.20
8.5813.11	GL 18 - iØ 3.2 mm	1	16.30	10.60
8.5813.12	GL 18 - iØ 6.0 mm	1	16.30	10.60
8.5813.13	GL 18 - iØ 8.0 mm	1	16.70	10.85
8.5813.14	GL 18 - iØ 10.0 mm	1	16.70	10.85
8.5813.15	GL 18 - iØ 12.0 mm	1	16.30	10.60
8.5813.16	GL 18 - für Schlauchanschluss (blau) Pour raccord de tube (bleu)	1	6.70	4.35
8.5840.19	Ersatz Membranfilter für Druckausgleich, 0.2 µm Filtre à membrane de rechange pour compensation de pression, 0.2 µm	2	7.55	4.90
9.1377.99	Druckausgleichsset für 2 & 3-Port-Verschluß (inkl. 0.2 µm Membranfilter), GL 14 Kit de compensation de pression pour capuchon à 2 ou 3 ports (filtre à membrane 0.2 µm inclus), GL 14	1	28.90	18.80
8.5840.14	Druckausgleichsset für 4-Port-Verschluß (0.2 µm inkl. Membranfilter) Kit de compensation de pression pour capuchon 4 ports (filtre à membrane 0.2 µm inclus)	1	27.30	17.75



Rührreaktor Réacteur agitateur

Produktinformationen

Der GL 45 Rührreaktor eignet sich für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien. Die Rührwelle ist für 500 und 1'000 ml DURAN® GL 45 Laborglasflaschen variabel einsetzbar. Einsatz bis 500 U/min möglich. Deutlich verbesserte Durchmischung gegenüber Standard-Magnetrührfisch.

- Kompatibel mit den bewährten DURAN® Anschluss-Systemen
- Einbringen von Schläuchen mit Durchmesser zwischen 1.6 mm und 6.0 mm möglich
- Vollständig autoklavierbar
- Mediumberührende Teile vollständig FDA-konform
- Erhältlich mit oder ohne Flasche
- Beispielhafte Anwendungen: Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen in einer DURAN® GL 45 Laborflasche

Données du produit

Le réacteur agitateur GL 45 est adapté aux divers processus de mélange en laboratoire. L'onde d'agitation variable est utilisable avec les flacons de laboratoire DURAN® GL 45 de 500 et 1'000 ml. Utilisation possible jusqu'à 500 tr/min. Améliore fortement le mélange en comparaison avec les mélangeurs magnétiques standard.

- Compatible avec les systèmes éprouvés de raccord DURAN®
- Utilisable avec des tuyaux flexibles de diamètre compris entre 1.6 mm et 6.0 mm
- Intégralement autoclavable
- Parties en contact avec le milieu totalement conformes aux normes FDA
- Livraison avec ou sans flacon
- Exemples d'application : mélange de liquides ou dissolution de matières solides dans un flacon

ART.-NR. No. D'ART.	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	MENGE QUANTITÉ	PREISE PRIX	DEALS DEALS
8.1390.01	Ersatzschraubverschluss (blau) 2-Port-GL, PP für GL 45 Rührreaktor (ohne Rührer), mit GL 14 Verschraubung (PP) Capuchon à visser de rechange (bleu) pour GL 45, réacteur avec agitateur, PP, avec capuchon à vis GL 14 (PP)	1	64.90	42.20
8.1391.01	Spreiz-Flügel-Rührer für GL 45 Rührreaktor, inkl. Welle Agitateur avec deux ailettes rétractables pour réacteur agité GL 45, avec arbre	1	240.40	156.25
8.1395.02	GL 45 Rührreaktor-Set inkl. 500 ml DURAN® GL 45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL 45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL 14 (rot) Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL 45, 500 ml, capuchon à vis GL 14 (PP), 2 capuchons à vis GL 14 (PBT) (rouge)	1	329.40	214.10
8.1396.01	GL 45 Rührreaktor-Set inkl. 1'000 ml DURAN® GL 45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL 45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL 14 (rot) Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL 45, 1000 ml, capuchon à vis GL 14 (PP), 2 capuchons à vis GL 14 (PBT) (rouge)	1	342.10	222.35



Multiport-Anschluss-System Capuchons de transfert multiport

Produktinformationen

- Geeignet für DURAN® GL 25 / 32 Flaschen (50 ml oder 100 ml Vierkant Laborflasche)
- Die Steckoliven sind für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3.2 mm (1/8 Zoll) (z. B. PharMed® BPT-Schläuche*) geeignet
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven aus chirurgischem Edelstahl (316L)
- Die verwendeten Materialien sind lebensmittelecht.
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vielfach wiederverwendbar und lange Lebensdauer

Données du produit

- Les capuchons sont équipés d'un filetage GL 25 / 32 adapté aux petits flacons DURAN® de 50 ou 100 ml (carré)
- Le raccord à tuyau mâle cannelé est adapté aux tubulures d'un diamètre interne de 3.2 mm (1/8"), (par exemple, pour la tubulure BPT PharMed®)
- Les capuchons sont disponibles avec 2, 3 ou 4 ports pour tubulure cannelée en acier inoxydable (316L) de classe chirurgicale
- Les matériaux de fabrication sont certifiés comme homologués pour le contact alimentaire
- Résistance aux hautes températures (jusqu'à 180 °C)
- Autoclavable (à 121 °C / 15 minutes)
- Réutilisable avec une longue durée de vie

ART.-NR. No. D'ART.	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	MENGE QUANTITÉ	PREISE PRIX	DEALS DEALS
8.5883.01	Roter GL 25 PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 2-Ports (Edelstahl) GL 25, capuchon à vis rouge, PBT, GL 25, insert pour capuchon à vis en PTFE, avec deux ports en Inox	1	56.05	36.45
8.5883.15	GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 2 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 2 Steckoliven aus Edelstahl Capuchon de transfert à 2 ports DURAN® GL 32, capuchon fileté rouge en PBT, insert en PTFE et 2 cannelures en acier inoxydable	1	67.40	43.80
8.5883.02	GL 25, roter PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 3-Ports (Edelstahl) GL 25, capuchon à vis rouge, PBT, GL 25, insert pour capuchon à vis en PTFE, avec trois ports en Inox	1	58.00	37.70
8.5883.16	GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 3 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 3 Steckoliven aus Edelstahl Capuchon de transfert à 3 ports DURAN® GL 32, capuchon fileté rouge en PBT, insert en PTFE et 3 cannelures en acier inoxydable	1	69.65	45.25
8.5883.03	GL 25, roter PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 4-Ports (Edelstahl) GL 25, capuchon à vis rouge, PBT, GL 25, insert pour capuchon à vis en PTFE, avec quatre ports en Inox	1	59.75	38.85
8.5883.17	GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 4 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 4 Steckoliven aus Edelstahl Capuchon de transfert à 4 ports DURAN® GL 32, capuchon fileté rouge en PBT, insert en PTFE et 4 cannelures en acier inoxydable	1	72.15	46.90



1 - 3 PORTS

Anschluss-System Système de raccord

Données du produit

Produktinformationen

- Das GL 45 Anschluss-System kann für DURAN® GL 45 Laborflaschen von 100 bis 20'000 ml verwendet werden
- Die ein, zwei bzw. drei Steckoliven an der Innen- und Aussenseite des Verschlusses sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 mm geeignet, z. B. Sani-Tech® Ultra (ULTRA-C-312)-Silikonschläuche
- Das Anschluss-System mit einer Steckolive eignet sich für autoklavierbare Medien in Verbindung mit einem sterilen Belüftungs-Kapselfilter
- Durch das frei drehende Edelstahlmittelstück kann die Flasche geöffnet werden, ohne die Schlauchverbindungen trennen zu müssen
- Die zwei bzw. drei oberen Steckoliven sind abgeschragt, um das Anbringen der Schläuche zu erleichtern.
- Anschlüsse und Mittelstück sind aus Edelstahl vom Typ 316L (1.4404 / S31603) gefertigt.
- Alle Teile sind vollständig geschweisst, um Einschlüsse und Hohlräume zu verhindern.
- Hygienische, elektropolierte Oberfläche für effiziente Reinigung und Sterilisierung
- Die Silikondichtung (Platin katalysiert, USP <88> Class VI) und der rote GL 45 Schraubverschluss aus PBT sorgen für einen flüssigkeitsdichten Verschluss.
- Breiter Temperatureinsatzbereich (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vollständig nachverfolgbar durch Retrace Code

- *Le capuchon à raccord GL 45 peut être utilisé pour toutes les tailles de flacons DURAN® GL 45, de 100 à 20'000 ml*
- *Les raccords (un, deux ou trois) à tuyau mâle cannelé qui se trouvent à la fois en haut et en bas de l'ensemble conviennent parfaitement pour une tubulure flexible de 8 mm de diamètre interne, notamment pour la tubulure en silicone Sani-Tech® Ultra (ULTRA-C-312)*
- *Le capuchon à 1 port convient à l'autoclavage de produit si un filtre à capsule de purge d'air stérile est utilisé*
- *Le centre en acier inoxydable qui pivote sans encombre permet de dévisser le flacon sans avoir à déconnecter la tubulure*
- *Les deux ou trois raccords du haut sont légèrement écartés pour faciliter la fixation de la tubulure*
- *Le corps et les raccords sont fabriqués en acier inoxydable Type 316L (1.4404 / S31603)*
- *Tous les composants sont entièrement soudés pour éviter la présence de particules contaminantes dans les interstices*
- *La surface électropolie hygiénique permet un nettoyage et une stérilisation efficaces*
- *L'étanchéité aux liquides est assurée par un (Platine catalysée, USP <88> Class VI) joint en silicone et par le bouchon à vis PBT rouge GL 45*
- *Large gamme de températures d'utilisation (jusqu'à 180 °C)*
- *Autoclavable (à 121 °C / 15 minutes)*
- *Avec code de traçabilité pour un suivi facile*

Produktinformationen | Données du produit

- Die 4 Steckoliven sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innen-Ø von 6,4 mm geeignet. Dies entspricht einem Schlauchtyp der Grösse A gemäss der SDD Initiative und ermöglicht den problemlosen Anschluss von Pufferbeuteln, Mischsystemen usw.
- *Les 4 raccords enfichables sont conçus pour le raccordement de tuyaux flexibles avec un Ø intérieur de 6,4 mm. Cela correspond à un type de tuyau de taille A selon l'initiative SDD et permet de raccorder facilement des sacs tampons, systèmes de mélange, etc.*



4 PORTS

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5883.09	rot rouge	1 Edelstahl-Steckolive à 1 port	1	253.10	164.50
8.5883.10	rot rouge	2 Edelstahl-Steckoliven à 2 ports	1	248.30	161.40
8.5883.11	rot rouge	3 Edelstahl-Steckoliven à 3 ports	1	248.30	161.40
8.5883.12	blau bleu	4 Edelstahl-Steckoliven à 4 ports	1	342.10	222.35



Youtility

Laborflaschen YOUTILITY Flacon de laboratoire YOUTILITY

Produktinformationen

- Speziell geformte Griffmulden sorgen für ein einfacheres und sicheres Handling
- Das optimierte Gewinde ermöglicht ein schnelleres Öffnen und Schliessen der Flasche und ist kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen und anderem Zubehör
- Die schlankere Form der Flasche führt zu einer platzsparenden Nutzung beim Einsatz in Autoklaven und Labor Kühlschränken
- Die auf den Flaschen markierte Etikettierungsfläche passt perfekt zu den selbstklebenden DURAN® YOUTILITY Etiketten
- Optimierte Skala zeigt das Nennvolumen der Flasche, was eine schnellere Identifizierung des Gesamtvolumens ermöglicht
- Hergestellt aus dem bewährten DURAN® Borosilikatglas 3.3. (Glastyp I) bietet die Flasche wie gewohnt eine sehr gute chemische Resistenz und hohe Temperaturbeständigkeit
- Der aufgedruckte Retrace Code ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit der Flasche
- Jede DURAN® YOUTILITY Flasche wird als Komplettsystem mit einem Ausgussring (cyan, Polypropylen) und einem GL45 Schraubverschluss (zyan, Polypropylen) geliefert

Données du produit

- *Des zones de préhension spécialement conçues sur les deux côtés du flacon pour une manipulation plus facile et plus sûre*
- *Avec le nouveau filetage du flacon YOUTILITY, ouvrir ou fermer le flacon est nettement plus rapide. Le filetage est totalement compatible avec les bouchons DIN GL 45 et autres accessoires*
- *La forme plus mince du flacon YOUTILITY permet de mieux utiliser l'espace restreint dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire*
- *Une zone d'étiquetage prédéfinie est adaptée aux nouvelles étiquettes autocollantes dédiées pour flacon DURAN® YOUTILITY*
- *Un volume nominal est affiché en haut de l'échelle de graduation facile à lire afin de déterminer rapidement les volumes*
- *Une gamme de flacons de taille séquentielle est disponible dans les quatre volumes courants de 125, 250, 500 et 1'000 ml*
- *Le corps du flacon en verre est moulé à partir du verre neutre borosilicaté 3.3 éprouvé de type 1 DURAN® conforme à la pharmacopée. Le verre DURAN® offre une très bonne résistance chimique et une haute résistance à la température*
- *Chaque flacon DURAN® YOUTILITY livré constitue un système complet, avec sa bague de déversement (polypropylène cyan) et son capuchon GL 45 (polypropylène cyan)*

ART.-NR.	FARBE	VOL. (ml)	GEWINDE	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. (ml)	FILETAGE	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5817.28	klar clair	125	GL 45	55 x 124	4	36.80	23.90
8.5817.36	klar clair	250	GL 45	66 x 158	4	41.20	26.80
8.5817.44	klar clair	500	GL 45	78 x 193	4	51.20	33.30
8.5817.54	klar clair	1'000	GL 45	93 x 253	4	72.20	46.90
8.5827.28	braun brun	125	GL 45	55 x 124	4	119.60	77.75
8.5827.36	braun brun	250	GL 45	66 x 158	4	166.20	108.05
8.5827.44	braun brun	500	GL 45	78 x 193	4	214.40	139.35
8.5827.54	braun brun	1'000	GL 45	93 x 253	4	262.60	170.70

Zubehör / Accessoires



YOUTILITY Kennzeichnungsrings L'anneau de marquage pour YOUTILITY

Produktinformationen

- Die farbigen Kennzeichnungsrings aus Silikon können einfach und sicher auf den Flaschenhals aufgebracht werden
- Die Ringe sind in verschiedenen Farben erhältlich und dienen der persönlichen Kennzeichnung von Flaschen sowie der eindeutigen Identifizierung.
- Die elastischen Kennzeichnungsrings passen auf jeden GL 45 Flaschenhals und können auch aufgebracht werden, wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist.

Données du produit

- Les anneaux de marquages colorés en silicone pour flacon GL 45 peuvent être facilement et solidement attachés autour du goulot du flacon YOUTILITY.
- Les anneaux de marquages pour flacon sont disponibles dans de nombreuses couleurs distinctes afin de personnaliser facilement le flacon et de l'identifier sans ambiguïté.
- Les anneaux élastiques pour flacon s'adaptent autour de n'importe quel goulot de flacon DIN GL 45 et peuvent même être appliqués avec le capuchon à vis en place.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5817.03	Farbig (je 2 Stk. blau, lila, grün, rot, orange, gelb, schwarz, weiss) Coloré (par 2 pces bleu, lilas, vert, rouge, orange, jaune, noir, blanc)	16 (SET)	28.00	18.20
8.5817.04	rot rouge	20	35.00	22.75
8.5817.05	orange orange	20	35.00	22.75
8.5817.06	gelb jaune	20	36.30	23.60
8.5817.07	grün vert	20	35.00	22.75
8.5817.08	blau bleu	20	35.00	22.75
8.5817.09	lila lila	20	35.00	22.75
8.5817.10	schwarz noir	20	35.00	22.75
8.5817.11	weiss blanc	20	35.00	22.75



Etiketten Etiquettes autocollantes

ART.-NR.	FARBE	H x B (mm)	SELBSTKLEBEND	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	H x L (mm)	AUTO-ADHÉSIF	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5827.94	klar clair	36 x 70	✓	100	21.60	14.05



Membranschraubverschlüsse mit Belüftung Capuchon à visser avec membrane ventilation

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions, mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser

ART.-NR.	FARBE	POREN	GEWINDE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	PORES	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.2911.04	blau bleu	0.2 µm	GL 45	4	32.50	21.10



Schraubverschluss & Ausgießring Capuchon à vis & Bague de déversement

Données du produit

Le capuchon à vis et la bague de déversement sont fabriqués à partir d'un polypropylène de qualité alimentaire et est entièrement réutilisable

Produktinformationen

Schraubverschluss und Ring sind aus lebensmittelverträglichem Polypropylen hergestellt und vollständig wiederverwendbar

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5817.01	blau bleu	Schraubverschluss Capuchon à vis GL45, PP	10	22.00	14.30
8.5817.02	blau bleu	Ausgießring GL45, PP Bague de déversement GL 45, Polypropylène	16	10.40	6.75



Laborflaschen TILT Flacon de laboratoire TILT



Produktinformationen

- Die DURAN® TILT Flasche kann in der gekippten 45° TILT-Position verwendet werden und ist daher hervorragend zum Pipettieren geeignet. Das neue innovative Design ermöglicht ein steriles, einfaches und unkompliziertes Arbeiten
- Die Öffnung GL 56 bietet zum leichteren Pipettieren eine um 100 % grössere Fläche als die Standardöffnung GL 45. Somit ist auch der Einsatz von grossvolumigen Pipetten (100 ml) problemlos möglich, und Verunreinigungen können dadurch vermieden werden
- Der optimierte ergonomisch geformte Schraubverschluss GL 56, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Polypropylen, ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schliessen
- Die Flasche ist vakuumfest und somit ideal geeignet zur sicheren Filtersterilisation von Medien
- Die stapelbare und platzsparende Flaschenform eignet sich perfekt für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zur Erwärmung der Medien im Wasserbad
- Die niedrige Flaschenhöhe ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung in Biosicherheitsbänken und unter Reinlufthauben
- Auf Grund der doppelten Skalierung ist das enthaltene Volumen von beiden Seiten gut sichtbar – sowohl in der aufrechten als auch in der gekippten Position
- Hergestellt aus DURAN® Borosilikatglas 3.3, einem praxiserprobten und bewährten Werkstoff, der als nicht-zytotoxisch zertifiziert ist (nach ISO 10993-5:2009) und weder mit Lösungen noch mit Feststoffen reagiert – Zellkulturmedien bleiben somit unbeeinflusst. DURAN® Borosilikatglas 3.3 ist wiederverwendbar und senkt dadurch die Kosten im Produktlebenszyklus

Données du produit

- La bouteille TILT offre une position inclinée à 45° pour le pipetage - une exclusivité. Grâce au design novateur, vous accédez aux meilleures pratiques d'asepsie et d'ergonomie
- Pour faciliter le pipetage, l'embouchure GL 56 présente une ouverture 100 % plus grande que l'embouchure GL 45 standard
- Elle accueille facilement les plus grandes pipettes sérologiques tout en évitant la moindre contamination
- De forme ergonomique, le bouchon vissé GL 56 assure une ouverture et une fermeture aisées. En polymère non-cytotoxique
- Bouteille en verre résistante au vide pour la stérilisation filtrée en toute sécurité du milieu
- Forme compacte pour le stockage frigorifique et le chauffage du milieu au bain-marie
- De hauteur réduite, la bouteille se montre pratique dans les postes de sécurité microbiologique
- Indicateurs pratiques de volume incliné.
- Fabrication en verre borosilicate 3.3 DURAN®, un matériau fiable et éprouvé, certifié non-cytotoxique (selon la norme ISO 10993-5:2009). Le verre DURAN® ne laisse s'échapper aucune molécule organique susceptible d'affecter la culture des cellules
- Verre borosilicate 3.3 pour sa réutilisabilité et donc ses coûts inférieurs sur le cycle de vie

ART.-NR.	FARBE	VOL. (ml)	GEWINDE	HÖHE (mm)	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	VOL. (ml)	FILETAGE	HAUTEUR (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.44	klar clair	500	GL 56	151	4	68.80	44.70



Sterile Membranschraubverschlüsse mit Belüftung Capuchon à visser avec membrane stériles et avec ventilation

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions, mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	FARBE	POREN	GEWINDE	STERIL	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	PORES	FILETAGE	STERILE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.2911.05	klar clair	0.2 µm	56	✓	4	30.40	19.75



Etiketten für Schraubverschluss Étiquettes à bouchon

ART.-NR.	FARBE	Ø	MATERIAL	SELBSTKLEBEND	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	Ø	MATÉRIEL	AUTO-ADHÉSIF	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.16	klar clair	40 mm	PS	✓	60	17.80	11.55



Gewindeadapter Adaptateur de filetage

Produktinformationen

Der wiederverwendbare Gewindeadapter (ausser GL 45 / innen GL 56) verbindet die DURAN TILT Flasche mit der Vakuum-Filtereinheit. Der Adapter wird aus inertem PTFE hergestellt und kann bei 300 °C autoklaviert sowie sterilisiert werden.

Données du produit

L'adaptateur fileté réutilisable (extérieur GL 45 / intérieur GL 56) relie la bouteille DURAN TILT à l'unité de filtration sous vide. L'adaptateur est fabriqué en PTFE inerte et peut être stérilisé à l'autoclave à 300 °C.

ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.15	klar clair	1	41.70	27.10



Schraubverschluss Capuchon à vis

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.17	klar clair	GL 56	10	25.50	16.55



Lichtschutzhülle Manchons protecteurs la lumière

Produktinformationen

Die DURAN TILT Lichtschutzhülle besteht aus weissem Silikon und bedeckt 94% der Flaschenoberfläche. Die Hülle hat mehrere Schutzfunktionen: Sie verhindert die Einflüsse durch ultraviolette (UV) Licht, sie schützt die Glasoberfläche vor Beschädigungen und erhöht die Griffsicherheit. Silikon bietet besonders dann einen guten Halt, wenn die Flasche zur Flächendesinfektion mit 70 %igem Alkohol besprüht wurde.

Données du produit

La housse de protection contre la lumière DURAN TILT est en silicone blanc et couvre 94% de la surface de la bouteille. Le couvercle a plusieurs fonctions de protection : Il empêche l'influence de la lumière ultraviolette (UV), il protège la surface du verre contre les dommages et augmente l'adhérence. Le silicone offre une bonne prise en main, surtout lorsque la bouteille a été vaporisée avec de l'alcool à 70 % pour la désinfection des surfaces.

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.10	klar clair	Lichtschutzhülle, inkl. 4 Bottle-Tags Manchons protecteurs la lumière incl. 4 Bottle-Tags	4	31.80	20.65



TILT Kennzeichnungsrings L'anneau de marquage pour TILT

ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5819.11	orange orange	20	35.00	22.75
8.5819.12	gelb jaune	20	35.00	22.75
8.5819.13	blau bleu	20	35.00	22.75
8.5819.14	violett violett	20	35.00	22.75



Flaschentragesystem GL 45 Système de transport de flacon GL 45


Produktinformationen

Das neue modulare Tragesystem für Standard-Laborflaschen mit GL 45 Gewinde ist passend für vier Flaschengrößen: 2, 5, 10 und 20 Liter. Mit seinem ergonomischen Design fördert es Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz und ermöglicht das einfache, sichere Transportieren von Flaschen im Labor- und Produktionsbereich. Das Ausgießen von Flüssigkeiten aus grösseren Flaschen wird damit bequemer und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar.

Données du produit

Le nouveau système modulaire de transport de flacon est adaptée aux flacons de laboratoire standard à col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacon: 2, 5, 10 et 20 litres. Ergonomique, il présente des avantages en termes de santé et de sécurité de l'utilisateur et permet de transporter les flacons en toute sécurité dans le laboratoire ou sur le site de production. Il facilite le versement de liquide à partir de flacons de grande taille, en toute sécurité. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables.

ART.-NR.	FARBE	GEEIGNET FÜR	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	CONVIENT POUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2928.03	gelb jaune	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	27.95	18.15
8.2928.02	rot rouge	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	27.95	18.15
8.2928.01	violett violett	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	27.95	18.15
8.2928.00	blau bleu	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	27.95	18.15
8.2928.04	gelb jaune	5 Liter Flaschen Bouteilles de 5 litres	1	114.45	74.40
8.2928.05	gelb jaune	10 Liter Flaschen Bouteilles de 10 litres	1	119.95	77.95
8.2928.06	gelb jaune	20 Liter Flaschen Bouteilles de 20 litres	1	164.05	106.65



FÜR TRANSPORTWAGEN
POUR LA DOLLY

Silicon Flaschenbodenschutz Support de base silicone

ART.-NR.	FARBE	GEEIGNET FÜR	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	CONVIENT POUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2928.10	gelb jaune	Transportwagen 10 L Dolly Metal 10 L	1	26.05	16.95
8.2928.11	gelb jaune	Transportwagen 20 L Dolly Metal 20 L	1	62.30	40.50



Serumflaschen Flacons à sérum

Produktinformationen

- Ideal für lang- und kurzzeitige Probenlagerung, Gefriertrocknung und als Behälter für Impfstoffe / injizierbare Arzneimittel
- Für die meisten Lyophilisationsanwendungen geeignet
- Klarglas-Flaschen bestehen aus WHEATON 400 Borosilikat-Hohlglas, Braunglas-Flaschen bestehen aus WHEATON 500 Borosilikatglas
- Modular aufgeteilte Schrumpffolienverpackung für verringerte Glasbruchgefahr

Données du produit

- *Idéal pour le stockage d'échantillon à court et long termes, la lyophilisation et comme contenant de vaccins médicamenteux injectables*
- *Compatible avec la plupart des applications de lyophilisation*
- *Verre borosilicaté conforme avec les exigences USP Type I*
- *Flacons clairs en verre moulé borosilicaté WHEATON 400, Flacons ambrés en verre borosilicaté WHEATON 500*
- *Modules avec séparateurs, emballés sous film plastique rétractable minimisant la casse*

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	D x H (mm)	PASSENDEN RACK	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	D x H (mm)	RACK COMPATIBLE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2237.12	klar clair	2	7 x 13	15.6 x 36	8.8688.10	288	261.80	170.15
8.2237.38		5	13 x 20	23 x 47	8.8688.05	288	278.35	180.90
8.2237.39		10	13 x 20	25 x 54	8.8688.06	288	388.65	252.60
8.2237.42		20	13 x 20	32 x 58	–	288	473.90	308.05
8.2237.43		30	13 x 20	37 x 63	–	288	582.19	378.40
8.2237.45		50	13 x 20	43 x 73	–	288	744.05	483.65
8.2237.46	braun brun	60	13 x 20	41 x 91	–	144	413.55	268.80
8.2237.47		100	13 x 20	52 x 95	–	144	569.40	370.10
8.2237.48		125	13 x 20	54 x 107	–	144	798.05	518.75
8.2237.60		5	13 x 20	23 x 47	8.8688.05	288	497.50	323.35
8.2237.61		10	13 x 20	25 x 54	8.8688.06	288	557.00	362.05
8.2237.62		20	13 x 20	32 x 58	–	288	624.65	406.00
8.2237.63		30	13 x 20	37 x 63	–	288	764.80	497.10
8.2237.64		50	13 x 20	43 x 73	–	288	993.45	645.75
8.2237.66		100	13 x 20	52 x 95	–	144	735.70	478.20



Valumetric™ Flasche mit Graduierung Flacon gradué Valumetric™

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	VERSCHLUSS	MATERIAL	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	BOUCHON	MATÉRIEL	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2640.02	klar clair	30	33 - 400	Schwarzes Phenolharz Phénoplaste noir	34 x 68	48	105.60	68.65
8.2633.37	klar clair	30	33 - 400	Polypropylen weiss Polypropylène blanc	34 x 68	48	120.00	78.00



Serumflasche mit Graduierung Flacon à sérum gradué

Produktinformationen

- Erhabene Graduierung zur ungefähren Inhaltsangabe in Millilitern
- Verschliessbar mit Standardstopfen und Dichtungen
- Hergestellt aus WHEATON 400 Borosilikatglas, das den Anforderungen an USP Typ I entspricht

Données du produit

- *Graduations en relief indiquant la contenance approximative en millilitres*
- *Compatible avec les bouchons et capsules standard*
- *En verre borosilicaté WHEATON 400 conforme avec les exigences USP Type I*

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2239.50	klar clair	250	15 x 30	60 x 158	35	302.75	196.80
8.2239.52	klar clair	500	15 x 30	75 x 190	24	274.80	178.60

1
8.2240.07



2
8.2240.37



1 Serumflasche Polypropylen Flacon à sérum polypropylène

2 Serumflasche HDPE Flacon à sérum HDPE

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2240.07	klar clair	3	7 x 13	17 x 38	500	386.00	250.90
8.2240.37	klar clair	120	13 x 20	47 x 103	100	236.70	153.85

1
8.2595.57



2
8.2607.76



1 Standard Weithalsflasche Flacon à col large standard

2 Weithals-Verpackungsflasche Flacon à col large

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2595.57	klar clair	4'000	89 - 400	157 x 256	4	53.60	34.85
8.2607.76	braun brun	30	28 - 400	37 x 65	24	43.20	28.10

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL Kurzgewindeflaschen ND9

Produktinformationen

Universell einsetzbar auf praktisch allen Autosamplern, damit Rationalisierung anderer 1.5 ml Flaschentypen, z.B. 11 mm Rollrandflaschen, 8 - 425 und 10 - 425 Gewindeflaschen, möglich ist.

Geeignet für die Autosamplern:

Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian, VWR | Merck Hitachi und Waters®

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0901.96	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung <i>1.hydrol. classe, ouverture large</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	103.50	82.80
	8.0901.97	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	110.40	88.30
	8.0901.88	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	117.30	93.85
	8.0903.63	«Top Bonded» Integrierter 0.2 ml Mikro-einsatz, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	874.00	699.20
	8.0906.82	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikro-einsatz, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	448.50	358.80
	8.0906.83	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikro-einsatz, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	632.50	506.00
	8.0911.22	Total Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court total Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	0.9 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	1'207.50	966.00
	8.0908.63	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar <i>clair</i>	solider Glassfuss <i>base en verre solide</i>	1'000	598.00	478.40
	8.0908.64	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	braun <i>brun</i>	solider Glassfuss <i>base en verre solide</i>	1'000	644.00	515.20
	8.0903.65	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar <i>clair</i>	–	1'000	621.00	496.80

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION Bouteilles à filetage court ND9


Données du produit

Utilisation universelle sur pratiquement tous les passeurs d'échantillons pour permettre la rationalisation d'autres types de flacons de 1,5 ml, par exemple les flacons à bord roulé de 11 mm, les flacons filetés 8 - 425 et 10 - 425.

Convient aux échantillonneurs automatiques :

Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian, VWR | Merck Hitachi et Waters®

Mikro-einsätze | *Microinserts*



Detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Mikro-einsätzen finden Sie auf der nachfolgenden Seite
Vous trouverez des informations détaillées sur les différents micro-inserts à la page suivante

New
Products

Kurzgewindeverschlüsse | *Blocages de filets courts*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0907.75	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, transparent, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>			RedRubber / PTFE beige <i>RedRubber / PTFE beige</i>	1'000	172.50	138.00
	8.0907.76	PP SK, blau, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, bleu, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>			RedRubber / PTFE beige <i>RedRubber / PTFE beige</i>	1'000	172.50	138.00
	8.0907.77	PP SK, rot, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, rouge, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>			RedRubber / PTFE beige <i>RedRubber / PTFE beige</i>	1'000	172.50	138.00
	8.0906.61	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, transparent, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>			Silicon weiss / PTFE rot <i>Silicone blanc / PTFE rouge</i>	1'000	195.50	156.40
	8.0901.59	PP SK, blau, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, bleu, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>			Silicon weiss / PTFE rot <i>Silicone blanc / PTFE rouge</i>	1'000	195.50	156.40
	8.0906.66	PP SK, rot, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, rouge, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>			Silicon weiss / PTFE rot <i>Silicone blanc / PTFE rouge</i>	1'000	195.50	156.40
	8.0906.62	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, transparent, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>			Silicon weiss / PTFE blau, beschlitzt <i>Silicone blanc / PTFE bleu, à fente</i>	1'000	310.50	248.40
	8.0901.87	PP SK, blau, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, bleu, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>			Silicon weiss / PTFE blau, beschlitzt <i>Silicone blanc / PTFE bleu, à fente</i>	1'000	310.50	248.40
	8.0906.67	PP SK, rot, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, rouge, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>			Silicon weiss / PTFE blau, beschlitzt <i>Silicone blanc / PTFE bleu, à fente</i>	1'000	310.50	248.40

... Weitere Varianten finden Sie online | *Vous trouverez d'autres variantes en ligne*

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL

Rollrandflaschen ND11

Produktinformationen

- Standardflaschen für die GC und HPLC
- Auf Anfrage können auch Flaschen mit vorverbördelten Verschlüssen geliefert werden
- Grosse Auswahl an passenden Standardbördelverschlüssen, Mikroinserten sowie passende Verschluss-, - und Öffnungswerkzeuge

Geeignet für die Autosampler:

Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Varian, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR

Rollrandflaschen | *Bouteilles à bord roulé*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.1101.76	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung <i>1.hydrol. classe, ouverture large</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	96.60	77.30
	8.1101.98	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	103.50	82.80
	8.1101.99	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	110.40	88.30
	8.1103.22	«Top Bonded» Integrierter 0.2 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe, ouverture larg</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	851.00	680.80
	8.1106.80	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	598.00	478.40
	8.1106.81	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	609.50	487.60

Mikroflaschen | *Microbouteilles*

	8.1103.66	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.9 ml	klar <i>clair</i>	konisch <i>conique</i>	1'000	506.00	404.80
	8.1103.67	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar <i>clair</i>	konisch <i>conique</i>	1'000	506.00	404.80

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION

Bouteilles à bord roulé ND11

Données du produit

- Bouteilles standard pour GC et HPLC
- Des bouteilles avec des fermetures pré-briées peuvent être fournies sur demande
- Grand choix de capsules à sertir standard appropriées, de micro-inserts ainsi que d'outils de capsulage et d'ouverture adaptés

Convient aux échantillonneurs automatiques :

Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Varian, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR

Mikroinserte | *Microinserts*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0602.18	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.25 ml	klar <i>clair</i>	15 mm Spitze <i>Pointe de 15 mm</i>	1'000	195.50	156.40
	8.0602.32	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.25 ml	klar <i>clair</i>	mit Polymerfuss <i>avec base polymère</i>	1'000	552.00	441.60
	8.0603.61	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.30 ml	braun <i>brun</i>	12 mm Spitze <i>Pointe de 12 mm</i>	1'000	195.50	156.40
	8.0603.62	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.35 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	156.40	125.10



Aluminium Bördelverschlüsse | *Bouchons évasés en aluminium*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.1103.36	farblos lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	103.50	82.80
	8.1107.89	farblos lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	149.50	119.60
	8.1101.72	farblos lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1.3 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1.3 mm</i>	1'000	218.50	174.80
	8.1101.30	farblos lackiert, 5.5 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1.3 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 55° shore A, Épaisseur 1.3 mm</i>	1'000	149.50	119.60

Magnetische Bördelverschlüsse | *Bouchons évasés magnétiques*

	8.1107.98	silber lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué argenté, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	379.50	303.60
	8.1107.15	silber lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué argenté, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	448.50	358.80



... Weitere Varianten finden Sie online | *Vous trouverez d'autres variantes en ligne*

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL

Headspace Flaschen ND18 + ND20

Produktinformationen





Die Zeiten in denen Feingewindeflaschen vornehmlich auf Geräten mit magnetischem Transportmechanismus verwendet wurden sind vorbei. Um Schwierigkeiten und Risiken eines Bördelprozesses auszuschliessen, sind Instrumentenhersteller bestrebt, den Verschlussvorgang der Probenflasche und die damit verbundene Dichtigkeit sicherer und reproduzierbarer zu gestalten.

- Universell für Headspace + SPME einsetzbare Flaschen
- Im Vergleich zu den Bördelkappen dünneren Dichtscheiben, die leichter und Nadel schonender zu penetrieren sind



Geeignet für die Autosampler:

Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, HTA, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, Tekmar

Headspace Feingwindeflaschen | Bouteilles à filetage fin

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.1802.33	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	10 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	276.00	220.80
	8.1802.34	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	20 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	322.00	257.60
	8.1805.75	Magnetische Schraubkappe, 8 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1.3 mm Bouchon à vis magnétique, trou de 8 mm, 45° shore A, Épaisseur 1.3 mm		Silicon blau transparent PTFE weiss Silicone bleu transparent PTFE blanc		1'000	632.50	506.00
	8.1801.77	Magnetische Schraubkappe, 8 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1.5 mm Bouchon à vis magnétique, trou de 8 mm, 55° shore A, Épaisseur 1.5 mm		Silicon weiss PTFE blau Silicone blanc PTFE bleu		1'000	747.50	598.00

Headspace Rollrandflaschen | Bouteilles à bord roulé

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.2003.02	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	10 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	264.50	211.60
	8.2002.37	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	20 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	276.00	220.80

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION



Bouteilles Headspace ND18 + ND20

Données du produit

L'époque où les bouteilles à fil fin étaient principalement utilisées sur les instruments dotés de mécanismes de transport magnétiques est révolue. Afin d'éliminer les difficultés et les risques d'un processus de bridage, les fabricants d'instruments s'efforcent de rendre le processus de fermeture du flacon d'échantillon et l'étanchéité associée plus sûrs et plus reproductibles.







- Bouteilles universellement applicables pour l'espace de tête + SPME
- Disques d'étanchéité plus minces que les capsules à sertir, qui sont plus faciles et plus doux à pénétrer pour l'aiguille

Convient aux échantillonneurs automatiques : Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, HTA, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, Tekmar

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.2007.12	Magnetische Bördelkappe, 8 mm Loch, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon à vis magnétique, trou de 8 mm, 45° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon blau transparent PTFE weiss Silicone bleu transparent PTFE blanc		1'000	540.50	432.40
	8.2002.15	Magnetisch-Bimetall-Kappe, 8 mm Loch, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon de torche magnétique, trou de 8 mm, 45° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon weiss PTFE blau Silicone blanc PTFE bleu		1'000	609.50	487.60



Headspace Rollrandflaschen | Bouteilles à bord roulé

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.2002.38	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	5 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	230.00	184.00
	8.2002.39	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	20 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	287.50	230.00
	8.2002.48	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 50° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Formscheibe Butyl PTFE grau Rondelle façonnée Butyl PTFE gris		1'000	299.00	239.20
	8.2002.49	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 50° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Pharma-Fix-Scheibe Butyl/PTFE Laveuse Pharma-Fix Butyle/PTFE		1'000	391.00	312.80
	8.2002.44	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon blau transparent PTFE weiss Silicone bleu transparent PTFE blanc		1'000	483.00	386.40
	8.2006.41	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon weiss PTFE blau Silicone blanc PTFE bleu		1'000	448.50	358.80



... Weitere Varianten finden Sie online | Vous trouverez d'autres variantes en ligne





SIMAX

**Vierkant Laborflaschen GL 80
Flacon de laboratoire carré GL 80**

Produktinformationen

Klarglas & Braunglas SIMAX: Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Simax, mit Kappe und Ring. Sehr gute chemische Beständigkeit und minimale Wärmeausdehnung. Hohe Temperaturwechselbeständigkeit und Autoklavierbar bei 121°C. Komplett mit Ausgussring und Schraubverschluss aus blauem Polypropylen (Tmax. 140 °C).

Données du produit

Verre clair et verre brun: En verre borosilicaté 3.3 Simax, avec bouchon à vis et bague de déversement. Très bonne résistance chimique et expansion thermique minimale. Bonne résistance thermique et autoclavable à 121°C. Complète avec bague de déversement et bouchon fileté en polypropylène bleu (Tmax. 140°C)

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.0061.44	klar clair	500	139 x 94 x 94	GL 80	1	12.05	8.45
9.0061.54	klar clair	1'000	185 x 105 x 105	GL 80	1	14.15	9.90
9.0061.63	klar clair	2'000	258 x 115 x 115	GL 80	1	21.75	15.20
9.0061.73	klar clair	5'000	357 x 160 x 160	GL 80	1	187.80	122.05
9.0062.44	braun brun	500	139 x 94 x 94	GL 80	1	43.90	28.55
9.0062.54	braun brun	1'000	185 x 105 x 105	GL 80	1	49.95	34.95
9.0062.63	braun brun	2'000	258 x 115 x 115	GL 80	1	67.30	47.10
9.0062.73	braun brun	5'000	35 x 160 x 160	GL 80	1	349.20	244.45



**MEPLAT Flaschen
Flacons MEPLAT**

Produktinformationen

Klarglas, komplett mit PE-Schraubverschluss schwarz, sechseckige Form, DIN 22

Données du produit

En verre clair, complets avec bouchon à vis en PE noir, hexagonaux, DIN 22

ART.-NR.	VOL. ml	DIM (mm)	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	DIM (mm)	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9264.04	100	135.7 x 52.5 x 30.5	klar clair	1	1.03	0.75
8.9264.12	250	183.5 x 68.5 x 41.2	klar clair	1	1.97	1.45
8.9265.01	Ersatz - Schraubverschluss Bouchons à vis remplacement			1	0.10	0.05



**Schraubgewindegläser / Pulvisgläser (Inklusive Verschluss) aus Harnstoff
Flacons à vis / Flacons Pulvis (Bouchon inclus) en carbamide**

ART.-NR.	VOL. ml	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9240.00	10	klar clair	160	219.20	197.30
8.9240.01	25	klar clair	120	170.40	153.35
8.9240.02	30	klar clair	126	97.00	87.30
8.9240.04	50	klar clair	85	80.75	72.65
8.9240.06	100	klar clair	63	73.70	66.35
8.9240.08	250	klar clair	48	81.10	73.00
8.9240.10	500	klar clair	20	52.40	47.15
8.9240.12	1'000	klar clair	18	57.40	51.65
8.9242.00	10	braun brun	255	229.50	206.55
8.9242.02	30	braun brun	126	123.50	111.15
8.9242.04	50	braun brun	85	111.35	100.20
8.9242.06	100	braun brun	56	85.10	76.60
8.9242.08	250	braun brun	48	122.90	110.60
8.9242.10	500	braun brun	20	68.60	61.75
8.9242.12	1'000	braun brun	12	58.10	52.30



**Verschlüsse aus Harnstoff
Bouchons en urée**

ART.-NR.	VOL. ml	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9243.01	25	1	0.21	0.20
8.9243.02	30 / 50	1	0.21	0.20
8.9243.06	100	1	0.43	0.40
8.9243.08	250 / 500	1	0.46	0.40
8.9243.12	1'000	1	0.76	0.70



Steilbrust Rundflaschen Flacons en verre ronds


ART.-NR.	VOL. ml	HÖHE (mm)	FARBE	VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	HAUTEUR (mm)	COULEUR	BOUCHON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9254.02	50	81	klar <i>clair</i>	✓	99	94.05	84.65
8.9254.04	100	96	klar <i>clair</i>	✓	88	88.00	79.20
8.9254.10	200	118	klar <i>clair</i>	✓	28	37.25	33.50
8.9254.12	250	133	klar <i>clair</i>	✓	51	78.55	70.70
8.9254.14	500	161	klar <i>clair</i>	✓	33	94.40	84.95
8.9254.16	1'000	206	klar <i>clair</i>	✓	14	42.70	38.45
8.9258.04	100	96	klar <i>clair</i>	–	88	75.70	68.15
8.9258.10	200	118	klar <i>clair</i>	–	28	33.05	29.75
8.9258.12	250	133	klar <i>clair</i>	–	51	69.90	62.90
8.9258.14	500	161	klar <i>clair</i>	–	33	79.85	71.85
8.9258.16	1'000	206	klar <i>clair</i>	–	14	40.45	36.40
8.9250.01	30	35 x 71	braun <i>brun</i>	✓	192	132.48	119.25
8.9250.02	50	41 x 81	braun <i>brun</i>	✓	99	71.28	64.15
8.9250.03	60	44 x 82	braun <i>brun</i>	✓	105	70.35	63.30
8.9250.04	100	51 x 96	braun <i>brun</i>	✓	44	37.40	33.65
8.9250.08	150	57 x 110	braun <i>brun</i>	✓	52	52.00	46.80
8.9250.10	200	63 x 118	braun <i>brun</i>	✓	60	54.00	48.60
8.9250.12	250	66 x 133	braun <i>brun</i>	✓	51	61.20	55.10
8.9250.16	500	82 x 161	braun <i>brun</i>	✓	33	62.70	56.45
8.9250.18	1'000	102 x 206	braun <i>brun</i>	✓	14	43.40	39.05
8.9253.01	30	35 x 71	braun <i>brun</i>	–	143	85.80	77.20
8.9253.02	50	41 x 81	braun <i>brun</i>	–	99	49.50	44.55
8.9253.04	100	51 x 96	braun <i>brun</i>	–	56	27.70	24.95
8.9253.08	150	57 x 110	braun <i>brun</i>	–	70	78.40	70.55
8.9253.10	200	63 x 118	braun <i>brun</i>	–	60	87.00	78.30
8.9253.12	250	66 x 133	braun <i>brun</i>	–	39	36.60	32.95
8.9253.16	500	82 x 161	braun <i>brun</i>	–	20	18.70	16.85
8.9253.18	1'000	102 x 206	braun <i>brun</i>	–	14	33.70	30.35



«labnews.»

Unsere neuesten Ausgaben finden Sie neu alle online in unserem eShop!

Vous pouvez désormais trouver nos derniers numéros tout en ligne dans notre eShop!



Mediumflaschen Flacons pour milieux de culture

Produktinformationen

- Aus Polyethylenterephthalat (PET)
- Strahlensterilisiert & mit Graduierung
- Dreifach verpackt für GMP-gemässen Workflow

Données du produit

- En polyéthylène téréphthalate (PET)
- Stérilisation par irradiation & avec graduation
- Triple emballage en conformité BPF

ART.-NR.	VOL. ml	STERIL	FORM	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	STÉRILE	FORME	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.951 700	100	✓	Vierkantig <i>Tetragonal</i>	100	127.10	88.95
7.950 700	500	✓	Vierkantig <i>Tetragonal</i>	50	103.30	72.30
7.952 700	1'000	✓	Vierkantig <i>Tetragonal</i>	24	72.20	50.55



Weithalsflaschen Flacons à col large

Produktinformationen

Aus HD-PE naturfarbig, PP-Schraubverschluss, auslaufsicher, ökonomische, bruchfeste Einwegflaschen für sichere Probenahme, Transport und Lagerung. Geeignet für Langzeitlagerung ohne direkte UV-Strahlung

Données du produit

En PE-HD translucide, bouchon à visser en PP, étanches, ces flacons économiques, à usage unique et incassables sont conçus pour le prélèvement, le transport et le stockage

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HÖHE (mm)	INNEN-Ø	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	HAUTEUR (mm)	Ø INT. COL	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.2189.01	klar <i>clair</i>	30	63	21	28	72	64.80	45.35
15.2189.65	klar <i>clair</i>	60	86	21	28	72	72.00	50.40
15.2189.66	klar <i>clair</i>	125	100	28	38	72	89.00	62.30
15.2189.67	klar <i>clair</i>	250	131	33	43	12	14.85	10.40
15.2189.68	klar <i>clair</i>	500	168	44	53	48	99.30	69.50
15.2189.06	klar <i>clair</i>	1'000	199	52	63	24	76.05	53.25



Enghalsflaschen Flacons à col étroit

Produktinformationen

Aus HD-PE durchscheinend, mit auslaufsicherem PP-Schraubverschluss, lange Lebensdauer, ideal zur Lagerung und zum Versand von Flüssigkeiten, für eine Vielzahl von Verwendungen.

Données du produit

En PE-HD translucide, avec bouchon en PP étanche et longue durée de vie, pour le stockage et le transport de liquides, et pour tout usage général.

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	Ø X HÖHE (mm)	INNEN-Ø	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	Ø X HAUTEUR (mm)	Ø INT. COL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.2002.00	klar clair	4	16 x 41	14	12	9.80	6.85
15.2002.01	klar clair	8	25 x 45	14	12	10.80	7.55
15.2002.03	klar clair	30	64 x 61	14	12	13.05	9.15
15.2002.04	klar clair	60	37 x 85	14	12	13.25	9.25
15.2002.05	klar clair	125	50 x 101	18	12	15.60	10.90
15.2002.13	klar clair	175	54 x 125	18	12	26.75	18.70
15.2002.07	klar clair	250	61 x 133	18	12	28.70	20.10
15.2002.08	klar clair	500	73 x 170	21	12	39.35	27.55
15.2002.14	klar clair	500	73 x 170	27	12	68.00	47.60



Weithalsflaschen aus HD-PE Flacons rond à col large en PE-HD

Produktinformationen

• Aus HD-PE, bruchstark, durchscheinend, Schraubverschluss mit grosser Öffnung

Données du produit

• En PE-HD, incassable, translucide, bouchon à vis large ouverture

ART.-NR.	VOL. ml	VERSCHLUSS	Ø x HÖHE (mm)	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	BOUCHONS	Ø x HAUTEUR (mm)	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0160.12	100	mit separater Dichtung obturateur séparé	51 x 80	–	335	296.95	207.85
15.0160.21	250	mit separater Dichtung obturateur séparé	60 x 125	–	145	146.90	102.85
15.0160.48	500	mit separater Dichtung obturateur séparé	80 x 136	–	140	172.25	120.55
15.0160.62	1'000	mit separater Dichtung obturateur séparé	101 x 174	–	68	110.70	77.50



RECHTECKIG
RECTANGULAIRE



GRADUIERT
GRADUATION



AUS PE
EN PE

Weithalsflaschen Flacons à col large

ART.-NR.	VOL. ml	H x B x T (mm)	GRAD.	Ø VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	H x L x P (mm)	GRAD.	Ø DE BOUCHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Weithalsflaschen rechteckig und graduert Flacons à col large rectangulaire avec graduation							
15.1608.06	25	53 x 30 x 32	5	18.5 mm	1	0.80	0.70
15.1609.01	50	70 x 35 x 37	10	24 mm	1	0.85	0.70
15.1610.08	100	90 x 44 x 47	20	34.5 mm	1	0.90	0.75
15.1611.01	250	110 x 57 x 60	50	34.5 mm	1	1.20	1.00
15.1612.06	500	138 x 70 x 80	100	45 mm	1	1.65	1.40
15.1613.01	1'000	176 x 82 x 102	100	60 mm	1	2.45	2.10
15.1614.02	2'000	210 x 100 x 134	100	60 mm	1	4.30	3.65

Weithalsflaschen rund und graduert Flacons à col large ronds avec graduation							
15.1408.01	50	77 x 40	10	24 mm	1	0.80	0.70
15.1409.01	100	89 x 48	20	24 mm	1	0.90	0.75
15.1410.03	250	126 x 61	25	34.5 mm	1	1.30	1.10
15.1411.01	500	161 x 61	50	34.5 mm	1	1.40	1.20
15.1412.01	1'000	201 x 93	100	45 mm	1	2.45	2.10
15.1413.01	2'000	250 x 115	100	45 mm	1	4.40	3.75

ART.-NR.	VOL. ml	D x H (mm)	Ø VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	D x H (mm)	Ø DE BOUCHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Weithalsflaschen rechteckig und graduert Flacons à col large rectangulaire avec graduation						
15.0125.08	50	39 x 76	24 mm	1	1.85	1.55
15.0125.10	100	48 x 93.5	24 mm	1	2.25	1.90
15.0125.12	200	59 x 114	31 mm	1	2.95	2.50
15.0125.14	250	64 x 120	31 mm	1	3.15	2.65
15.0125.16	300	67.5 x 128	31 mm	1	3.45	2.95
15.0125.18	500	77 x 154	39 mm	1	4.85	4.10
15.0125.20	750	88 x 173	39 mm	1	6.15	5.20
15.0125.22	1'000	95 x 205	50 mm	1	7.80	6.65
15.0125.24	1'500	108 x 226	50 mm	1	11.35	9.65
15.0125.26	2'000	120 x 247	50 mm	1	11.35	9.65

My Deal

HUBERLAB.

committed to science

MORE.

INDIVIDUELLE SONDERPREISE FÜR ... PRIX SPÉCIAUX INDIVIDUELS POUR ...

- ✓ Jahresabschlüsse | *Bilans financiers annuels*
- ✓ Core-Punkte | *Produits principaux*
- ✓ Grossmengen | *Grandes quantités*
- ✓ Sonderartikel | *Articles spéciaux*
- ✓ Customized Products

INDIVIDUELLE SERVICES SERVICES INDIVIDUELS

- ✓ Ihr Lager bei uns | *Votre entrepôt*
- ✓ Abrufkontrakte | *Contrats de livraison sur appel*
- ✓ Chemikalien Rücknahmesystem | *Système de reprise de produits chimiques*
- ✓ Onsite Services | *Services sur place*
- ✓ Abhol- & Bringservice | *Service d'enlèvement et de retour*
- ✓ Terminlieferung | *Livraison à terme*

www.huberlab.ch

