

Brillantgrün (C.I. 42040) für die klinische Diagnostik



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Indikatoren, Farbstoffe, Puffer](#) / [Brillantgrün \(C.I. 42040\)](#)
für die klinische Diagnostik

Produktdaten

Summenformel	C27H34N2O4S
M	482,64 g/mol
CAS-Nr	633-03-4
HS-Nr	32041300
EG-Nr	211-190-1
LGK	10-13
Gefahrenhinweis(e)	H302-H315-H319
Sicherheitshinweis(e)	P264-P270-P280-P301+P312- P302+P352-P305+P351+P338- P321-P330-P332+P313-P337+P313- P362-P501
Signalwort	Achtung
WGK	2



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
251758.1608	100 Gramm	Glas	CHF 112.45

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 13:19 Uhr.