

Blau zur Schnelfärbung (Panoptisch Nr. 3) für die klinische Diagnostik

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Indikatoren, Farbstoffe, Puffer](#) / [Blau zur Schnelfärbung \(Panoptisch Nr. 3\) für die klinische Diagnostik](#)

Produktdaten

HS-Nr 38220000
LGK 10-13

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
253998.1210	500 Milliliter	PE	CHF 76.60
253998.1212	2.5 Liter	Plastikflasche	CHF 255.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 19:41 Uhr.