

DPX Einschlussmittel (auf Toluolbasis) für die klinische Diagnostik

 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Klinische Chemie](#) / DPX Einschlussmittel (auf Toluolbasis) für die klinische Diagnostik

Produktdaten

HS-Nr	38220000
LGK	3
Gefahrenhinweis(e)	H225-H312-H315-H319-H332-H335
Sicherheitshinweis(e)	P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264-P271-P280-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P321-P322-P332+P313-P337+P313-P362-P363-P370+P378-P403+P233-P403+P235-P405-P501
Signalwort	Gefahr
Klasse / Verpackungsgruppe	3(6.1)/II
UN-Nr	UN1992
WGK	1



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
255254.1610	500 Milliliter	Glas	CHF 137.80

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 03:53 Uhr.