

Pufferlösung pH 4,00 (20°C)

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Indikatoren, Farbstoffe, Puffer](#) / Pufferlösung pH 4,00 (20°C)

Produktdaten

HS-Nr 38220000
LGK 10-13
WGK 1

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
272168.1209	250 Milliliter	PE	CHF 15.90
272168.1211	1'000 Milliliter	PE	CHF 36.40
272168.1315	10 Liter	PE-Container mit entfernbarem Zapfhahn	CHF 237.90

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 15:26 Uhr.