

AQUAMETRIC Titrant 2 zur volumetrischen Analyse

 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Masslösungen und Standards](#) / [AQUAMETRIC Titrant 2 zur volumetrischen Analyse](#)

Produktdaten

HS-Nr	38220000
LGK	3
Gefahrenhinweis(e)	H225-H301-H311-H331-H370-H411
Sicherheitshinweis(e)	P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P261-P264-P270-P271-P273-P280-P301+P310-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P321-P322-P330-P361-P363-P370+P378-P391-P403+P233-P403+P235-P405-P501
Signalwort	Gefahr
Klasse / Verpackungsgruppe	3(6.1)/II
UN-Nr	UN1992
WGK	1



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
285816.1611	1'000 Milliliter	Glasflasche	CHF 171.80

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 05.05.2024 um 16:21 Uhr.