

CO₂-Inkubatoren Serie CBF Binder



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Foodtech](#) / [Lebensmittelanalytik](#) / [Inkubation](#) / [CO₂-Inkubatoren Serie CBF Binder](#)

Produktdaten

Mit Heissluftsterilisation und Feuchteregelung

Der BINDER CBF ist der High End CO₂ Inkubator mit Feuchteregelung, geeignet für alle sensiblen Inkubationsaufgaben in GMP Umgebungen. Er garantiert konsistente Ergebnisse auch bei zellbasierten Assays mit Multiwell-Plates. Auch komplexen Kultivierungsansätzen oder individuellen Wachstumsmilieus unter hypoxischen Bedingungen ist dieser BINDER Inkubator durch sein umfangreiches Sortiment an Optionen und Zubehör problemlos gewachsen.

Vorteile

- Sicher durch maximalem Kontaminationsschutz der Zellkulturen
- Zuverlässig durch konstante Wohlfühl-Bedingungen für die Zellen
- Smart durch einfache Routinereinigung und bequeme Bedienung
- Wirtschaftlich durch sparsamen Betrieb ohne Verbrauchsmaterial

Wichtige Merkmale

- Kontaminationssicheres Befeuchtungssystem ohne Wasserschale
- Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heissluftsterilisation
- Heissluftsterilisierbarer CO₂-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl mit Sicken als Einschubträger
- Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO₂-Gasmischdüse
- Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- Schnittstellen: Ethernet, USB, Potenzialfreier Alarmkontakt
- CO₂ Fail Safe System zum pH-Schutz der Zellkulturen

Zusätzliche Ausstattung für Schränke mit O₂-Regelung 0.2-20 %

- O₂-Regelung mit O₂-Regelbereichen 0,2-20 Vol.-% O₂


Zusätzliche Ausstattung für Schränke mit Zelltherapie-Kompartimentierung

- O₂-Regelung mit O₂-Regelbereichen 0,2-20 Vol.-% O₂
- CO₂-Regelung 0-20 Vol.-% CO₂
- Feuchteregelung 50-95 % RH ohne Wasserschale
- Mehrfach geteilte Glastüren mit Spezialeinschüben zur räumlichen Trennung der

Experimente

Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Nettogewicht	Aussenmass e	Innenmasse	Preis
17.3890.75	CBF 170 Standard	170 l	95 kg	680 x 870 x 715 mm	560 x 600 x 505 mm	CHF 15'235.00
17.3890.88	CBF 170 mit O-Regelung 0.2-20 %	170 l	95 kg	680 x 870 x 715 mm	560 x 600 x 505 mm	CHF 18'149.00
17.3895.03	CBF 260 Standard	267 l	125 kg	740 x 1020 x 785 mm	620 x 750 x 575 mm	CHF 20'337.00
17.3895.04	CBF 260 mit O-Regelung 0.2-20 %	267 l	125 kg	740 x 1020 x 785 mm	620 x 750 x 575 mm	CHF 23'251.00
17.3895.05	CBF260- 230V-OZ mit O-Regelung 0.2-20 % und Zelltherapie- Kompartmenten tierung	267 l	125 kg	740 x 1020 x 785 mm	620 x 750 x 575 mm	CHF 27'389.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 09.05.2024 um 12:01 Uhr.