

Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A LLG- Labware

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Zylinder](#) / [Messzylinder](#)
/ Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A LLG-Labware

Produktdaten

Hohe Form. Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.

- DIN EN ISO 4788
- Mit Sechskantfuss und Ausguss
- Blaue Graduierung

Art.-Nr.	Für Nennvolumen	Teilung	Tol. +/-	Preis
600.6862.02	5 ml	0.1 ml	±0.05 ml	CHF 19.00
600.6862.03	10 ml	0.2 ml	±0.10 ml	CHF 19.00
600.6862.04	25 ml	0.5 ml	±0.25 ml	CHF 20.20
600.6862.05	50 ml	1 ml	±0.50 ml	CHF 21.60
600.6862.06	100 ml	1 ml	±0.50 ml	CHF 25.80
600.6862.07	250 ml	2 ml	±1.00 ml	CHF 41.40
600.6862.08	500 ml	5 ml	±2.50 ml	CHF 57.20
600.6862.09	1000 ml	10 ml	±5.00 ml	CHF 37.00
600.6862.10	2000 ml	20 ml	±10.00 ml	CHF 62.80

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.06.2024 um 02:29 Uhr.