

Clear PCR Adhesive Seal Arvensis

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Genomics](#) / [Amplifikation](#) / [PCR Mikroplatten](#) / [Clear PCR Adhesive Seal Arvensis](#)

Produktdaten

- Appropriate for PCR, qPCR, optical and storage applications
- Clear polyester film with a strong adhesive layer
- Peelable
- Seal integrity: -20°C to 110°C
- Certified free from DNase, RNase, nucleases and human gDNA

Clear PCR Adhesive Seal is comprised of a transparent polyester film with a strong acrylic adhesive. The adhesive achieves a durable seal and effectively prevents sample evaporation. Two end-tabs without adhesive facilitate easy handling. This product is recommended for PCR, qPCR and optical applications, such as fluorescence and colorimetric measurements, as well as general sample storage.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
61.AMS1.01	Clear PCR Adhesive Seal, 100 sheets per pouch	CHF 116.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 13.05.2024 um 05:40 Uhr.