

Reinstwassersystem OmniaLabED+ stakpure



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Wasseraufbereitung](#) / [Reinstwasseranlagen](#) /
Reinstwassersystem OmniaLabED+ stakpure

Produktdaten

Der grosse Allrounder.
Für H2O pure Typ I + II.

OmniaLabED+ ist der grosse Allroundversorger fürs komplette Labor. Das perfekte System für sowohl Typ II Anwendungen bei gleichzeitigem Reinstwasserbedarf Typ I.

Das System erfüllt internationale Wasserstandards wie ASTM, ISO 3696, CLRW (CLSI) und ist wirtschaftlich maximiert durch die Kombination mit der kontinuierlich selbstregenerierenden Elektro-Deionisation, ohne dabei auf anspruchsvolle Anwendungen in der Analytik verzichten zu müssen. Darüber hinaus hält das OmniaLabED+-System 100 Liter Reinwasser Typ II in einem Vorratstank mit Qualitäts-Rezirkulation zur Entnahme bereit.

OmniaLabED+ ist prädestiniert für die Versorgung von Autoklaven oder Laborspülmaschinen und die Entnahme von Reinstwasser Typ I für analytische und biowissenschaftliche Anwendungen.

- OptiFill Dispenser mit LCD-Display serienmässig
- Tankvolumenanzeige in Prozent
- kontinuierliche Restentsalzung mittels Elektro-Deionisation
- 100 l Tank mit Rezirkulation und Druckausgang
- Tankvolumen modular erweiterbar
- einfacher und wirtschaftlicher Filterwechsel
- Leckage-Sensor serienmässig

Spezifikationen

Reinwasserwerte Typ II:

Reinwasserleistung bei 15 °C [l/h]: OmniaLabED+20: 20 / OmniaLabED+40: 40

Leitfähigkeit bei 25 °C [$\mu\text{S}/\text{cm}$]: 0,067 bis 1

Widerstand bei 25 °C [M x cm]: 15 bis 1

Silikatentfernung* [%] . 99,9

Druckausgang Reinwassertank: optional

Reinstwasserwerte Typ I:

Leitfähigkeit bei 25 °C [μ S/cm]: 0,055

Widerstand bei 25 °C [M x cm]: 18,2

TOC-Wert (mit UV-Einheit)* [ppb]: 1 bis 5

Entnahmeleistung [l/min.] : bis zu 2

Partikel** > 0,2 μ m [1/ml] : < 1

Bakterien** [KBE/ml] : < 0,1

* Die angegebenen Werte sind typisch und können je nach Qualität des Speisewassers variieren

** Mit Sterilfiltercapsule 0,2 μ m

Art.-Nr.	Typ	Preis
16.1870.20	OmniaLabED+ 20	CHF 16'430.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 13.05.2024 um 11:51 Uhr.