

Sodium hypophosphite monohydrate, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., =99%



Produkt im eShop

Honeywell

Startseite / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Salze](#) / Sodium hypophosphite monohydrate, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., =99%

Produktdaten

Summenformel	H ₂ NAO ₂ P · H ₂ O
CAS-Nr	10039-56-2
Lagerung	Room Temp
LGK	11
WGK	2

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
30410-50KG	50 Kilo	50KG Fiberboard Box	CHF 5'593.80

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 06.05.2024 um 01:37 Uhr.