

pH-Elektroden ,InLab®



Produkt im eShop

Produktdaten

- Für allgemeine Anwendungen
- ARGENTHAL™ Referenzsystem mit Silberionenfalle zur Vermeidung einer Kontamination durch Sulfide und Proteine
- Entsprechen den Richtlinien RoHS („Restriction of Hazardous Substances“ für Elektro- und Elektronikgeräte)
- und WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“)

Diaphragma: Keramik, ausgenommen InLab® Science (bewegliche Glashülle)

pH-Bereich: 0 - 14, ausgenommen InLab® Science (0 - 12)

Temperaturbereich: 0...+100 °C

Temperaturfühler: NTC30 bei InLab® Routine Pro; PT1000 bei InLab® Routine

PT1000/Routine Pro-L

Material: Glas

Elektrolyt: 3 mol/l KCl

Durchmesser x Länge : 12 x 120 mm

Art.-Nr.	Typ	Anschluss	Material	Preis
16.4411.01	InLab® Routine PT1000	MultiPin™	Glas	CHF 405.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 15.05.2024 um 00:12 Uhr.