

USB-Datenlogger EBI-310 ebro



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Cuisine](#) / [Temperaturmessung & aufzeichnung](#) / [Thermometer](#) / [USB-Datenlogger EBI-310 ebro](#)

Produktdaten

- Der automatisch generierte PDF-Report ermöglicht einen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten mittels beliebiger PDF-Reader
- Die einfache Nutzung des EBI 310 minimiert Anwendungsfehler, Schulungs- sowie IT-Kosten
- Eine Manipulation gemessener Temperaturwerte ist nicht möglich, was die Datensicherheit erhöht
- Inklusive Werkskalibrierzertifikat

Technische Daten

- Messbereich: - 30 °C ... +75 °C
- Genauigkeit: $\pm 0,2$ °C (-30 °C...+30 °C) $\pm 0,5$ °C für den restlichen Bereich
- Auflösung: 0,1 °C
- Speicherkapazität: 120.000 Messwerte
- Sensor: PT 1000
- Messintervall: 1 Sek. - 24 Std.
- Fühler: NTC
- Messgrößen: Temperatur

- Schutzklasse: IP 65
- Batterielevensdauer: bis zu 2 Jahre, anwendungsabhängig
- Abmessungen: 80 x 34 x 14 mm
- Gewicht: ca. 35g
- Zertifikat: Werkskalibrierzertifikat

Art.-Nr.	Temp.	Preis
4.4329.60	-30 ... +75 °C	CHF 319.00
4.4329.61	---	CHF 578.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 18:53 Uhr.