

Versandgefäße für Blut / Serum



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Probentransport](#) / [Versandgefäße für Blut / Serum](#)

Produktdaten

- Standfest und stapelbar, rollt nicht vom Arbeitstisch
- Passt durch jeden Briefkastenschlitz
- UV-beständig
- Sterilisierbar 121° C, autoklavierbar
- Leicht auswechselbare Saugeinlage
- Beschreibbar, bedruckbar und etikettierbar
- Fingerfreundliche Deckelriffelung

Art.-Nr.	Preis
19.9120.03	CHF 192.50
3.4019.01	CHF 188.98
3.4019.02	CHF 469.80
3.4080.45	CHF 309.90

3.9112.06	CHF 207.69
3.9112.07	CHF 400.45
3.9112.12	CHF 89.00
3.9120.01	CHF 130.96
3.9120.02	CHF 214.08
3.9120.03	CHF 118.41

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 05:28 Uhr.