

# Schrankeinschub Edelstahl EPPi® 80 / 140 mm breit / offen / Klappgriff



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Boxen](#) / [Röhrchenboxen & Edelstahlgestelle](#) / [Schrankeinschub Edelstahl EPPi® 80 / 140 mm breit / offen / Klappgriff](#)

## Produktdaten

Passend für EPPi® 80 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x80 mm (BxTxH).

### Boxenanzahl

Anzahl Boxen Tiefe x Höhe

Art.-Nr.	Boxenanzahl	Masse L x H	Ausführung	Preis
15.8826.00	2x2	283x170 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 227.99
15.8826.01	2x3	283x254 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 235.37
15.8826.02	2x4	283x339 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 252.07
15.8826.03	3x2	416x170 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 228.50
15.8826.04	3x3	416x254 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 237.82
15.8826.05	3x2	416x339 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 247.09
15.8826.06	4x2	549x170 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 246.53
15.8826.07	3x3	549x254 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 253.90
15.8826.08	4x2	549x339 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 259.50
15.8826.09	2x2	682x170 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 270.59
15.8826.10	2x3	682x254 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 276.15
15.8826.11	2x4	682x339 mm	ohne Auszugstop, Boden offen	CHF 283.58

15.8826.12	2x2	283x170 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 227.99
15.8826.13	2x3	283x254 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 235.37
15.8826.14	2x4	283x339 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 252.07
15.8826.15	3x2	416x170 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 228.50
15.8826.16	3x3	416x254 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 237.82
15.8826.17	3x4	416x339 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 247.09
15.8826.18	4x2	549x170 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 246.53
15.8826.19	4x3	549x254 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 253.90
15.8826.20	4x4	549x339 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 259.50
15.8826.21	5x2	682x170 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 270.59
15.8826.22	5x3	682x254 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 276.15
15.8826.23	5x4	682x339 mm	ohne Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 283.58
15.8826.24	2x2	301x177 mm	avec arrêt de tiroir, fond ouvert	CHF 227.99
15.8826.25	2x3	301x265 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 235.37
15.8826.26	2x4	301x353 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 252.07
15.8826.27	3x2	434x177 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 228.50
15.8826.28	3x3	434x265 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 237.82
15.8826.29	3x4	434x353 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 247.09
15.8826.30	4x2	567x177 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 246.53
15.8826.31	4x3	567x265 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 253.90
15.8826.32	4x4	567x353 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 259.50
15.8826.33	5x2	700x177 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 270.59
15.8826.34	5x3	700x265 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 276.15
15.8826.35	5x4	700x353 mm	mit Auszugstop, Boden offen	CHF 283.58
15.8826.36	2x2	301x177 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 227.99
15.8826.37	2x3	301x265 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 235.37
15.8826.38	2x4	301x353 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 252.07

15.8826.39	3x2	434x177 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 228.50
15.8826.40	3x3	434x265 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 237.82
15.8826.41	3x4	434x353 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 247.09
15.8826.42	4x2	567x177 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 246.53
15.8826.43	4x3	567x265 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 253.90
15.8826.44	4x4	567x353 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 259.50
15.8826.45	5x2	700x177 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 270.59
15.8826.46	5x3	700x265 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 276.15
15.8826.47	5x4	700x353 mm	mit Auszugstop, Boden geschlossen	CHF 283.58

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.8808.90	Box PP EPPi® 80 / 1x1 / Höhe 80 mm fix / 130x130 mm	ab CHF 6.60
15.8808.70	Box PP EPPi® 80 / 7x7 / Höhe 80 mm fix / 130x130 mm	ab CHF 8.76
15.8808.50	Box PP EPPi® 80 / 7x7 / Höhe 80 mm fix / 130x130 mm	ab CHF 7.50
15.8808.30	Box PP EPPi® 80 / 8x8 / Höhe 80 mm fix / 130x130 mm	ab CHF 8.38
15.8808.10	Box PP EPPi® 80 / 9x9 / Höhe 80 mm fix / 130x130 mm	ab CHF 6.99

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 23.05.2024 um 21:18 Uhr.