

Laborkittel mit Druckknöpfen Tyvek® 500 Modell PL30 DuPont™

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Sicherheit & Hygiene](#) / [Persönliche Sicherheit](#) / [Körperschutz](#) / [Laborkittel mit Druckknöpfen Tyvek® 500 Modell PL30 DuPont™](#)

Produktdaten

- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6]
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf beiden Seiten

Art.-Nr.	Grösse	Preis
18.0410.01	M	CHF 375.00
18.0410.02	L	CHF 375.00
18.0410.03	XL	CHF 375.00
18.0410.04	XXL	CHF 375.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
18.0414.02	Armstulpe Tyvek® 500 Modell PS32LA DuPont™	ab CHF 196.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 14:45 Uhr.

www.huberlab.ch