

Cryo.s™ Biobanking Einfrierröhrchen 300 µl mit Datamatrix Code Greiner Bio-One



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Zellbiologie](#) / [Zellkultur Verbrauchsmaterial](#) / [Beschichtete Zellkulturgefäße](#)
/ [Cryo.s™ Biobanking Einfrierröhrchen 300 µl mit Datamatrix Code Greiner Bio-One](#)

Produktdaten

Weitere Röhrchengrößen siehe "Alternative Produkte"

Mit den neuen Cryo.s™ Biobank-Röhrchen bietet Greiner Bio-One eine ideale Lösung für effizientes Lagern von biologischen Proben in großen Biobanken. Die Röhrchen sind mit Arbeitsvolumina von 235 l, 580 l und 975 l verfügbar und werden in automationsfreundlichen 96er Racks angeboten.

Das innovative Design der Biobank-Röhrchen und Racks ermöglicht eine besonders effiziente Lagerung mit bis zu 30 % besserer Raumausnutzung in Gefrierschränken oder Flüssigstickstoff-Behältern. Darüber hinaus sind Cryo.s™ Biobank-Röhrchen in hohem Maße für die Probenlagerung bei extrem niedrigen Temperaturen (-80 °C, -150 °C und in der Gasphase über flüssigem Stickstoff) über lange Zeiträume optimiert. Cryo.s™ Biobank-Röhrchen werden aus qualitativ hochwertigem Polypropylen ohne herauslösbare Bestandteile gefertigt. Mit der herausragenden Reinheit sowie dem innovativen, platzsparenden und automationsfreundlichen Design der Cryo.s™ Biobank-Röhrchen setzt Greiner Bio-One neue Standards für Probenlagerung in Biobanken.

Cryo.s™ Biobank-Röhrchen

- **Neu:** Farbige Schraubverschlüsse in 8 unterschiedlichen Farben erhältlich
- Höhenreduzierte Schraubverschlüsse sparen bis zu 30 % Lagerplatz
- Hochpräziser Datamatrix-Code
- Laser-geschriebener Datamatrix-Code für hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und mechanischer Beanspruchung
- 100 % Produktionskontrolle der Lesbarkeit und Eindeutigkeit der Codes
- ECC200 Datamatrix-Code mit Reed-Solomon-Algorithmus zur Fehlerkorrektur
- Vordefinierte, eindeutige 2-D-Codes ab Lager oder kundenspezifische Codesequenzen auf Anfrage (Bestellformular F071003)
- USP Class VI zertifiziertes Polypropylen in medizinischer Qualität und frei von herauslösbaren Bestandteilen
- Silikondichtung in medizinischer Qualität sichert eine optimale Abdichtung
- Geeignet für Luftfracht (IATA-Konformität)

- Grundmasse nach ANSI 1 – 2004 Standard für automatisierte Anwendungen
- Manueller Deckelöffner für kontaminationsfreies manuelles Öffnen und Schliessen
- Linearer Barcode 128 und entsprechender Datamatrix-Code auf jedem Rack sichern eindeutige Identifikation
- Sterilisiert mittels ISO-11137-konformem Bestrahlungsverfahren, erzielter SAL-Wert 10 – 6
- Verpackung: 10 Racks x 96 Röhren
- Arbeitsvolumen: 235 µl

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	D x H	Farbe SV	Preis
7.976 501	96er Datamatrix Cryo Rack für 300 l Cryo.s & Cap Carrier	D/2D CODE	Höhe 19,1 mm	schwarz	CHF 26.76
7.976 561	300 l Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, mit Innengewinde, steril	8,8 x 18,7 mm	natur	CHF 2'113.70
7.976 563	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, steril	8,8 x 18,7 mm	rot	CHF 2'189.91
7.976 564	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, steril	8,8 x 18,7 mm	blau	CHF 2'189.91
7.976 565	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, steril	8,8 x 18,7 mm	gelb	CHF 2'189.91
7.976 566	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, steril	8,8 x 18,7 mm	grün	CHF 2'189.91
7.976 567	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, steril	8,8 x 18,7 mm	schwarz	CHF 2'189.91
7.976 568	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, steril	8,8 x 18,7 mm	pink	CHF 2'189.91
7.976 569	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, steril	8,8 x 18,7 mm	braun	CHF 2'189.91
7.976 570	300 µl Cryo.s ohne Schraubversch uss	nicht gedeckelt, Innengewinde, nicht-steril	8,8 x 18,7 mm	-	CHF 1'849.11
7.976 580	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, nicht-steril	8,8 x 18,7 mm	nature	CHF 2'171.88
7.976 583	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, nicht-steril	8,8 x 18,7 mm	rot	CHF 2'234.84
7.976 584	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, nicht-steril	8,8 x 18,7 mm	blau	CHF 2'234.84
7.976 585	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, nicht-steril	8,8 x 18,7 mm	gelb	CHF 2'234.84

7.976 586	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, nicht-steril	8,8 x 18,7 mm	grün	CHF 2'234.84
7.976 587	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, nicht-steril	8,8 x 18,7 mm	schwarz	CHF 2'234.84
7.976 588	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, nicht-steril	8,8 x 18,7 mm	pink	CHF 2'234.84
7.976 589	300 µl Cryo.s mit Schraubversch uss	gedeckelt, Innengewinde, nicht-steril	8,8 x 18,7 mm	braun	CHF 2'234.84

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
7.385 270	Datamatrix Träger 96well-Format mit Schraubverschlüssen	ab CHF 735.11

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 09:37 Uhr.