

Einweg-Roboter Reservoire Nalgene™

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Reservoirs](#) / [Einweg-Roboter Reservoire Nalgene™](#)

Produktdaten

Aus PP, Standard-Mikroplattenformat mit 300-ml-Volumen, speziell entwickelt, um die Effektivität der Assays zu erhöhen

- Abgerundetes Design, zur Minimierung des Totvolumens; ausgestattet mit einem Spritzschutz
- Platte mit flachem Boden; entwickelt um verschiedenen Assay-Anforderungen sowohl in manuellen als auch automatisierten Arbeitsbereichen gerecht zu werden
- Abmessung (L × B × H): 86 × 128 × 43 mm
- Sterile Ausführung

Art.-Nr.	Bodenform	Preis
15.1025.18	flach	CHF 37.10
15.1200.19	flach	CHF 45.48
15.1200.20	abgerundet	CHF 38.28
15.1200.23	abgerundet	CHF 42.20

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 04:43 Uhr.