

# Sputumgefäß mit Schraubverschluss

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Probenahme](#) / Sputumgefäß mit Schraubverschluss

## Produktdaten

Aus PP 15 ml, aus PS 24 ml, optimal klarsichtig

- Schraubverschluss zuverlässig dicht, montiert
- Steril oder unsteril lieferbar

Art.-Nr.	Volumen	Beschreibung	D x H	Preis
2.6110.01	24 ml	Verschluss beiliegend	70 x 23 mm	CHF 51.62
2.6120.01	24 ml	Verschluss montiert	70 x 23 mm	CHF 92.65
2.6130.01	24 ml	Verschluss montiert, steril	70 x 23 mm	CHF 119.75
2.7310.01	15 ml	Verschluss beiliegend	20 x 76 mm	CHF 56.00 <del>CHF 125.40</del>
2.7320.02	15 ml	Verschluss montiert	20 x 76 mm	CHF 168.65
2.7331.01	15 ml	Verschluss montiert, steril	20 x 76 mm	CHF 222.50

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 29.04.2024 um 23:14 Uhr.

www.huberlab.ch