

Zahnprothesenbehälter mit Einsatz

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Pflegebedarf](#) / Zahnprothesenbehälter mit Einsatz

Produktdaten

Ideal für die hygienische Aufbewahrung von Zahnprothesen, mit Deckel und herausnehmbarem Siebeinsatz zum Abspülen der Prothese, aus PP weiss, autoklavierbar bis 130°C, Höhe inkl. Deckel 6 cm, Ø inkl. Deckel 9,5 cm

Art.-Nr.	Preis
3.3306.20	CHF 4.45

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 15.05.2024 um 01:06 Uhr.