

Trinkbecher mit Nasenausschnitt

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Pflegetbedarf](#) / [Trinkbecher](#) / [Trinkbecher mit Nasenausschnitt](#)

Produktdaten

Aus PP orange, unzerbrechlich, spülmaschinenbeständig, mikrowellengeeignet, hygienisch und stapelbar, speziell für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit im Kopf- und Nackenbereich entwickelt, durch die grosse Aussparung an einer Seite des Becherrandes und dem damit verbundenen günstigen Winkel des Bechers beim Trinken wird der Patient in die Lage versetzt, den Becher selbstständig komplett entleeren zu können

Art.-Nr.	Vol.	Preis
3.2543.01	200 ml	CHF 2.40

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 14:07 Uhr.