

Messbecher aus PP und LDPE, niedere Form

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Messbecher, -kannen & Töpfe](#) / [Messbecher & -kannen](#) / Messbecher aus PP und LDPE, niedere Form

Produktdaten

Graduiert, mit Griff und Ausguss, Temperaturbeständigkeit von -10 bis +120°C

- Für Lebensmittel geeignet

Art.-Nr.	Volumen	Graduierung	Durchmesser	Ausführung	Preis
15.1161.01	250 ml	10ml	65mm	PP	CHF 4.35
15.1162.01	3000 ml	500ml	165mm	LDPE	CHF 6.05
15.1162.05	5000 ml	500ml	190mm	LDPE	CHF 14.40

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 12:08 Uhr.