

Adhesive PCR Film - selbstklebender PCR-Film Thermo Scientific



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [High-Throughput-Screening \(HTS\)](#) / [Abdeckplatten & Folien](#) / [Heat Sealing Folien](#) / [Adhesive PCR Film - selbstklebender PCR-Film Thermo Scientific](#)

Produktdaten

- Optisch klare selbstklebende Plattenversiegelung für die Probenlagerung, für Thermocycler mit Screw-Down oder Clip-Down Deckel
- Stark klebend, abziehbar ohne Rückstände auf der Platte
- Temperaturbereich: -20°C bis 120°C

Art.-Nr.	Preis
17.2558.01	CHF 2'699.75

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 10:39 Uhr.