

8-Kanal Pipetten Acura® electro 956 Socorex



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Elektronische Pipetten](#) / 8-Kanal Pipetten Acura® electro 956 Socorex

Produktdaten

Das Instrument verfügt über einen Mikroprozessor gesteuerten Motor und wieder aufladbare Batterien. Acht Modelle decken einen Volumenbereich von 0.5 bis 350 l. Zusätzliche

auswechselbare Volumeneinheiten als Zubehör erhältlich.

- Grosse Auswahl an 8-Kanal Modellen
- Geringes Gewicht und optimale Handergonomie
- Stufenweiser Spitzenabwurf
- Modulares System, konvertierbar mit Einkanal-Volumeneinheiten

Art.-Nr.	Vol.	Für Spitzen	Tol.R%	Tol.R%	V*%	Preis
2.7956.01	0,5 - 10 µl	Ultra 10 µl	3,5 Vol min.	1,0 max. Vol	3,0 Vol min.	CHF 1'079.50
2.7956.02	2,5 - 50 µl	200 µl	1,0 Vol min.	0,8 max. Vol	1,0 Vol min.	CHF 1'041.50
2.7956.03	10 - 200 µl	200 µl	0,9 Vol min.	0,6 max. Vol	0,6 Vol min.	CHF 1'041.50
2.7956.04	20 - 350 µl	350 µl	1,0 Vol min.	0,6 max. Vol	0,6 Vol min.	CHF 1'041.50

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
2.7320.17	Pipettenständer 337 für 7 Pipetten ACURA® oder CALIBRA® Socorex	ab CHF 105.30

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 09.05.2024 um 07:54 Uhr.