

# Filterspitzen Diamond Gilson



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Pipettenspitzen](#) / [Filterspitzen](#)  
/ [Filterspitzen Diamond Gilson](#)

## Produktdaten

1 Packung à 10 Rack à 96 Diamond Tips

Art.-Nr.	Typ	Vol.	Farbe	für	Preis
2.8550.01	DF10	0,1 - 10 µl	rot	Pipetman Classic, Neo, G, L, M	CHF 195.00
2.8550.02	DFL10	0,1 - 10 µl	rot	Pipetman Classic, Neo, G, L, M, Concept®	CHF 195.00
2.8550.03	DF30	2 - 30 µl	gelb	Pipetman Classic, Neo, Fixed, G, L, M	CHF 175.00
2.8550.04	DF100	10 - 100 µl	gelb	Pipetman Classic, Neo, Fixed, G, L, M, Concept®	CHF 175.00
2.8550.05	DF200	20 - 200 µl	gelb	Pipetman Classic, Neo, Fixed, G, L, M, Concept®	CHF 175.00
2.8550.06	DF300	20 - 300 µl	grün	Pipetman Classic, Neo, Fixed, G, L, M, Concept®	CHF 175.00
2.8550.07	DF1000	100 - 1000 µl	blau	Pipetman Classic, Neo, Fixed, G, L, M	CHF 209.00
2.8550.08	DF1200	100 - 1200 µl	blau	Pipetman Classic, Neo, Fixed, G, L, M, Concept®	CHF 209.00
2.8551.07	---	---	---	---	CHF 93.00

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 03.05.2024 um 01:21 Uhr.

www.huberlab.ch