

## Spitzen-Boxen für Nachfüllspitzen Sartorius



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettenspitzen](#) / [Spitzen-Boxen für Nachfüllspitzen Sartorius](#)

### Produktdaten

Die Tips aus dem Nachfüll-Tower oder Nachfüllpackungen können zu diesen Tip-Boxen hinzugefügt werden. Die Boxen sind wiederverwendbar und können bei 121 °C für 20 Minuten dampfsterilisiert werden.

| Art.-Nr.   | Bezeichnung          | Für Spitzen         | Preis     |
|------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 12.7909.02 | Wiederbefüllbare Box | 1000 µl und 1200 µl | CHF 31.30 |

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 18.05.2024 um 19:18 Uhr.