


Quadratische Petrischale mit Gitternetz



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Mikrobiologie](#) / [Petrischalen](#) / Quadratische Petrischale mit Gitternetz

Produktdaten

Aus PS, steril, ideal geeignet z.B. zur Phagentypisierung oder für Plattenauszahlungen. Mit 13 mm Gitternetz im Boden, alphanumerisch gekennzeichnet mit Belüftungsnocken zur Vermeidung von Kondensation

- Abmessungen (L x B x H): 100 x 100 x 15 mm

Art.-Nr.	Vol.	Verpackung	Preis
7.9210.16	110 ml	50 Pack x 10 Stk.	CHF 588.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 08:23 Uhr.