

Kombi Medikamenten Kühl- / Labor Gefrierschrank MediLine MLCv 4010 / 5



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Kühlen & Gefrieren](#) / [Kühlschränke & -truhen](#) / [Kombi Medikamenten Kühl- / Labor Gefrierschrank MediLine MLCv 4010 / 5](#)

Produktdaten

1. Akustischer und optischer Temperaturalarm (Grenzen einstellbar)
 2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm
 3. Potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem
 4. Serielle Schnittstelle (RS485) zur «on-line» externen Temperatur- und Alarmdokumentation
 5. Speicherung der minimal / maximal aufgetretenen Innenraumtemperatur, bis 999 Std.
 6. Speicherung der letzten 3 Temperatur-Alarme mit Uhrzeit, Datum und Dauer des Alarms
 7. Speicherung der letzten 3 Netzausfälle mit Uhrzeit, Datum und Dauer des Netzausfalls
- Möglichkeit Alarm per SMS weiterzuleiten (Option)

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarmer / Überwachungen, Punkte 1 bis 7) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden. Es darf keine Desaktivierung oder Ausserbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

Technische Daten

- Farbe weiss
- Abschliessbare, selbstschliessende Volltüre
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 2 präzise elektronische Carel Confort Steuerungen mit Digitalanzeige, 1/10°C Einstellmöglichkeit, mit integriertem Datenspeicher der Min / Max Temperaturen.
- Aussenmasse H x B x T: 200 x 60 x 61,5 cm
- Nettogewicht 92, 93, 95 oder 99 kg
- Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss
- Kältemittel R600a (2 Kompressoren)
- Durchführung für externen Temperaturfühler
- Anschlusswert 1,5A / 130W

- Energieverbrauch 1,8 kWh / 24h
- Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Kühlteil mit Umluftkühlung

- Brutto / Nettoinhalt 254 / 240 L.
- 3, 4, 5, 6 oder 7 Medikamentenschubladen HxBxT 6,5 x 40,6 x 36cm
- 1 oder 2 verstellbare Gitterröste - max. 60 kg pro Rost; max. Nutzfläche B x T: 45,3 x 41 cm
- Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2°C
- Abtauung automatisch

Gefrierteil mit statischer Kühlung

- Brutto / Nettoinhalt 107 / 105 L.
- 3 Kunststoffschubladen (max. 40 kg / Schublade)
- 1+2) Innenmasse : H x B x T: 17 x 42 x 37 cm
- 3) Innenmasse : H x B x T: 18 x 41 x 20 cm
- Manuelle Abtauung
- Kühlteil Sollwerteinstellung von +3,8°C bis +6°C begrenzt
- Gefrierteil Sollwerteinstellung von -9°C bis -30°C
- Umgebungstemperatur von +10°C bis +38°C

Art.-Nr.	Preis
17.1800.80	CHF 5'624.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 18:59 Uhr.