

## Weithalsflaschen mit Schraubverschluss Nalgene®

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) / [Weithalsflaschen](#) / [Weithalsflaschen mit Schraubverschluss Nalgene®](#)

### Produktdaten

Aus PC transparent, mit weissem PP-Schraubverschluss, universell verwendbar, besonders gut geeignet zur Herstellung grosser Mengen von Nähr- und Kulturmedien, insbesondere von lichtbedürftigen Kulturen wie z.B. Algen. Ideal zur Aufbewahrung und zum Abfüllen von Reagenzien und destilliertem Wasser. Verwendbar in Kühlräumen, auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig von 100 bis +135°C, autoklavierbar
- Leicht und robust, mit Graduierung

Art.-Nr.	Innen-Ø Hals	Vol.	Höhe x Aussen-D	Beschreibung	Preis
15.0222.10	65 mm	10000 ml	394 x 253 mm	Gewinde 83B	CHF 208.07
15.0222.20	66 mm	20000 ml	536 x 290 mm	Gewinde 83B	CHF 297.52

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 28.04.2024 um 15:09 Uhr.